



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202154747 U

(45) 授权公告日 2012. 03. 07

(21) 申请号 201120194301. 4

(22) 申请日 2011. 06. 10

(73) 专利权人 潘柳文

地址 518033 广东省深圳市福华路 1 号深圳
市中医院肝病一区

(72) 发明人 潘柳文

(74) 专利代理机构 广州市南锋专利事务有限
公司 44228

代理人 李永庆

(51) Int. Cl.

A61B 19/00 (2006. 01)

A61B 5/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

温脉笔

(57) 摘要

本实用新型公开了一种温脉笔,包括自动按压式的笔筒,在笔筒内设有四支笔芯,所述笔芯笔头的形状分别为“×”型、“○”型和“●”型,分别可印制蓝色“×”、蓝色“○”、红色“○”和红色“●”的图案。;本实用新型方便记录医用专用符号,省时间。



1. 一种温脉笔,包括自动按压式的笔筒(1),在笔筒(1)内设有四支笔芯(2),其特征在于:所述笔芯(2)笔头(21)的形状分别为“×”型、“○”型和“●”型,分别可印制蓝色“×”、蓝色“○”、红色“○”和红色“●”的图案。

温脉笔

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医学临床护理用品,尤其是一种用于医学临床护理中对病人体温、脉搏、呼吸等生命体征图表符号和曲线绘制的温脉笔。

背景技术

[0002] 画体温、脉搏是护士每天必做的一项工作,其中用蓝○表示肛温,蓝×表示腋温;红圆点●表示脉搏,红圆圈○表示心率绘制成护理体温单。目前使用的工具多种多样,规格不统一,既繁琐又浪费时间。

[0003] 目前,使用的温脉笔,不同颜色和不同符号的笔都是独立的,连续绘制体温、脉搏等体征符号时,需要更换不同的温脉笔,这样护士仍然花费比较多的时间,不能省出更多的时间去和病人交流、沟通。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种对医用专用符号方便记录,省时的温脉笔。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型所采用的技术方案是:一种包括自动按压式的笔筒,在笔筒内设有四支笔芯,所述笔芯笔头的形状分别为“×”型、“○”型和“●”型,分别可印制蓝色“×”、蓝色“○”、红色“○”和红色“●”的图案。

[0006] 本实用新型采用上述结构后,通过在自动按压式的笔筒内设置四支的笔芯,并且笔头的形状分别为“×”型、“○”型和“●”型,分别可印制蓝色“×”、蓝色“○”、红色“○”和红色“●”的图案;故通过同一支笔可实现蓝色“×”、蓝色“○”、红色“○”和红色实心“●”图案的印制,避免了更换不同的笔进行绘制,本实用新型的温脉笔使用方便,省时间,大大提高了制表效率。

附图说明

[0007] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明:

[0008] 图1为本实用新型立体结构示意图。

[0009] 图中:1 笔筒,11 按压开关,2 笔芯,21 笔头。

具体实施方式

[0010] 图1所示,本实用新型温脉笔,包括自动按压式的笔筒1,在笔筒1内设有两种颜色的笔芯2,其中笔芯2笔头21的形状分别为可印制蓝色“×”、蓝色“○”、红色“○”和红色实心“●”图案。在本实施例中,采用四支笔芯2,它们的笔头21的形状分别为可印制蓝色“×”、蓝色“○”、红色“○”和红色实心“●”图案。

[0011] 使用时,医护人员根据需要绘制的图案,选择按下笔芯2对应的笔筒1的按压开关11,即可在表格上印制,当更换另一种颜色图案时,按下另一对应按压开关11即可,此时伸出笔筒1外的笔头21为新图案笔芯2的笔头21。

[0012] 以上所述是本实用新型的优选实施方式而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,对本实用新型的技术方案进行修改或者等同替换,都不脱离本实用新型技术方案的保护范围。




图 1

专利名称(译)	温脉笔		
公开(公告)号	CN202154747U	公开(公告)日	2012-03-07
申请号	CN201120194301.4	申请日	2011-06-10
[标]发明人	潘柳文		
发明人	潘柳文		
IPC分类号	A61B19/00 A61B5/00 A61B90/00		
代理人(译)	李永庆		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本实用新型公开了一种温脉笔，包括自动按压式的笔筒，在笔筒内设有四支笔芯，所述笔芯笔头的形状分别为“x”型、“o”型和“●”型，分别可印制蓝色“x”、蓝色“o”、红色“o”和红色“●”的图案。；本实用新型方便记录医用专用符号，省时间。

