

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】令和2年6月25日(2020.6.25)

【公表番号】特表2019-523660(P2019-523660A)

【公表日】令和1年8月29日(2019.8.29)

【年通号数】公開・登録公報2019-035

【出願番号】特願2018-560127(P2018-560127)

【国際特許分類】

A 6 1 F 7/00 (2006.01)

A 6 1 M 21/02 (2006.01)

A 6 1 B 5/16 (2006.01)

A 6 1 B 5/00 (2006.01)

【F I】

A 6 1 F 7/00 3 3 0

A 6 1 M 21/02 G

A 6 1 B 5/16 1 3 0

A 6 1 B 5/00 G

【手続補正書】

【提出日】令和2年5月12日(2020.5.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

睡眠潜時を短縮し、睡眠の深さを深め、及び/又は被験者の睡眠時間を延ばす装置であって、

被験者の前頭部に装着されるように適合された、熱伝達面(2009)を有する前頭部アプリケーション(2003、2003')と、

前記熱伝達面を冷却するように構成された1又は2以上の冷却ユニット(2005、2015')と、

前記1又は2以上の冷却ユニットに電氣的に結合されて、前記1又は2以上の冷却ユニットの出力及び駆動冷却を調節するように構成されたコントローラ(2001、2001')と、

前記被験者からの生理的パラメータを検出するように構成された1又は2以上のセンサ(2007、2007')と、

を備え、前記1又は2以上のセンサは、前記コントローラに結合され、前記コントローラは、前記1又は2以上のセンサによって検出された前記生理的パラメータから前記被験者が潜水反射を体験しているかどうかを判定し、前記判定に基づいて前記熱伝達領域の温度又は前記熱伝達領域の冷却タイミングの一方又は両方を調整するように構成される、ことを特徴とする装置。

【請求項2】

前記1又は2以上のセンサは、身体の動き、呼吸数、心拍数、電気皮膚反応、血中酸素濃度、心電図(ECG)信号及び脳電図(EEG)信号のうちの1つ又は2つ以上を検出するように構成される、

請求項1に記載の装置。

【請求項3】

前記コントローラは、前記被験者が潜水反射を体験しているかどうかを心拍数の低下に基づいて判定するように構成される、
請求項 1 に記載の装置。

【請求項 4】

前記コントローラは、前記アプリケーションの前記熱伝達面の温度を潜水反射が検出されるまで低下させるように構成される、
請求項 1 に記載の装置。

【請求項 5】

前記コントローラは、前記アプリケーションの前記熱伝達面の温度を、前記潜水反射応答が検出された温度又は該温度未満に維持期間にわたって維持した後、前記アプリケーションの前記熱伝達面の前記温度を待機期間にわたって待機温度に上昇させるように構成される、
請求項 1 に記載の装置。

【請求項 6】

前記前頭部アプリケーションを前記被験者の頭部に保持するための止め具（201、2033）をさらに備える、
請求項 1 に記載の装置。

【請求項 7】

前記 1 又は 2 以上の冷却ユニットは、熱電冷却器（2015'）を含む、
請求項 1 に記載の装置。

【請求項 8】

前記 1 又は 2 以上の冷却ユニットは、前記前頭部アプリケーションを通過する流体を冷却するように構成される、
請求項 1 に記載の装置。

【請求項 9】

前記 1 又は 2 以上の冷却ユニットは、前記前頭部アプリケーション内に存在して前記熱伝達面と連通する、
請求項 1 に記載の装置。

【請求項 10】

前記コントローラは、前記温度を 0 ~ 30 に制御するように構成される、
請求項 1 に記載の装置。

【請求項 11】

前記 1 又は 2 以上のセンサは、前記前頭部アプリケーションの一部である、
請求項 1 に記載の装置。

【請求項 12】

前記前頭部アプリケーションの前記熱伝達面を覆って配置されるように適合された、熱伝導面を有するカバーをさらに含む、
請求項 1 に記載の装置。

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2019523660A5	公开(公告)日	2020-06-25
申请号	JP2018560127	申请日	2017-05-16
[标]发明人	ノフツインガーエリックエイ		
发明人	ノフツインガー エリック エイ		
IPC分类号	A61F7/00 A61M21/02 A61B5/16 A61B5/00		
CPC分类号	A61B5/0205 A61B5/4836 A61F7/00 A61F7/007 A61F7/0085 A61F7/02 A61F2007/0007 A61F2007/0054 A61F2007/0056 A61F2007/0075 A61F2007/0226 A61F2007/0228 A61M21/02 A61M2021/0066 A61M2230/04 A61M2230/10 A61M2230/42 A61M2230/63		
FI分类号	A61F7/00.330 A61M21/02.G A61B5/16.130 A61B5/00.G		
F-TERM分类号	4C038/VA15 4C038/VB02 4C099/AA02 4C099/CA03 4C099/EA02 4C099/EA05 4C099/EA08 4C099/GA08 4C099/JA02 4C099/NA02 4C099/NA09 4C099/PA04 4C117/XB18 4C117/XD03 4C117/XE13 4C117/XE17 4C117/XE18 4C117/XE19 4C117/XE24 4C117/XE26 4C117/XE37		
代理人(译)	田中真一郎 ▲▼吉尔场和彦 山本泰史 上述泻湖口雅博		
优先权	62/337279 2016-05-16 US		
其他公开文献	JP2019523660A		

摘要(译)

临床前和临床研究表明，自主神经系统（副交感神经和交感神经系统）在睡眠-觉醒周期中显示出某些变化。最重要的是，在睡眠期间，副交感神经系统的活动增强，与其在休息调节中的作用一致。另外，失眠患者在睡眠期间表现出副交感减少和/或交感活动增加，这与神经生物学“超清醒”模型一致。本文描述了响应潜水反射而激活副交感神经系统的方法和装置，并且令人惊讶地，持续的潜水反射可改善睡眠。本文所述的装置和方法可以特异性和/或选择性地激活该反射，并且在失眠患者的睡眠调节中起治疗作用。[选型图]图1A