

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-271820

(P2006-271820A)

(43) 公開日 平成18年10月12日(2006.10.12)

(51) Int.Cl. F I テーマコード (参考)
A 6 1 B 5/00 (2006.01) A 6 1 B 5/00 1 O 2 C 4 C 1 1 7

審査請求 未請求 請求項の数 1 O L (全 3 頁)


(21) 出願番号 特願2005-98305 (P2005-98305)
 (22) 出願日 平成17年3月30日 (2005.3.30)

(71) 出願人 591253593
 株式会社ケアコム
 東京都調布市多摩川3丁目35番地4
 (72) 発明者 屋代直樹
 東京都調布市多摩川3丁目35番地4号
 株式会社ケアコム内
 Fターム(参考) 4C117 XA01 XB11 XE17 XE60 XE62
 XG05 XH02 XH18 XJ03 XJ33
 XJ42 XL06 XN03 XR04

(54) 【発明の名称】 生体監視方法

(57) 【要約】

【課題】本発明は、観測者が患者や心電計のそばにいても測定データを見る方法の提案を課題とする。【解決手段】生体モニタ機器が接続されるネットワークと、前記ネットワークと無線で接続される携帯端末と、前記生体モニタが異常を検出すると検出データを前記ネットワークに配信し、配信された検出データを前記携帯端末で確認する。【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

生体モニタ機器が接続されるネットワークと、前記ネットワークと無線で接続される携帯端末と、前記生体モニタが異常を検出すると検出データを前記ネットワークに配信し、配信された検出データを前記携帯端末で確認する生体監視方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

生体監視の方法に関する

【背景技術】

10

【0002】

例えば心電計を装着して心臓の動きを監視する場合、心電計は患者近傍にあり、観測者もそこにいなくてはならなかった。

【特許文献 1】特開 2001-338059 公開公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0003】

本発明は、観測者が患者や心電計のそばにいらなくても測定データを見る方法の提案を課題とする。

【課題を解決するための手段】

20

【0004】

生体モニタ機器が接続されるネットワークと、前記ネットワークと無線で接続される携帯端末と、前記生体モニタが異常を検出すると検出データを前記ネットワークに配信し、配信された検出データを前記携帯端末で確認する。

【発明の効果】

【0005】

携帯端末で確認できるので、無駄な移動が不要になった。

【発明を実施するための最良の形態】

【0006】

生体モニタ機器はネットワークインターフェースを有しており、異常を検出すると、この 30
インターフェースを介して、測定データをネットワークに配信する。

【0007】

ネットワークには無線ブリッジ等の無線接続手段を接続しておく。

【0008】

観測者は携帯端末を所持しており、この携帯端末にも無線接続手段があり、ネットワーク側の無線接続手段と通信を行う。

【0009】

ネットワークに配信された測定データは、この無線通信で携帯端末に届く。

【0010】

携帯端末には画像表示ソフトが予めインストールされており、この画像表示ソフトで測定 40
データを見ることができる。

【図面の簡単な説明】

【0011】


【図 1】・・・本発明の構成図

【符号の説明】

【0012】

- | | | |
|----------------|------------------|-----------------|
| 1 被測定者（患者） | 2 ベッド | 3 生体モニタ機器（心電計など |
| 4 ネットワーク（一部） | 5 無線接続手段（無線ブリッジ） | |
| 6 携帯端末（PDA など） | | |

【図 1】



专利名称(译)	生体监视方法		
公开(公告)号	JP2006271820A	公开(公告)日	2006-10-12
申请号	JP2005098305	申请日	2005-03-30
[标]申请(专利权)人(译)	CARE.COM		
申请(专利权)人(译)	株式会社ケアコム		
[标]发明人	屋代直樹		
发明人	屋代直樹		
IPC分类号	A61B5/00		
FI分类号	A61B5/00.102.C		
F-TERM分类号	4C117/XA01 4C117/XB11 4C117/XE17 4C117/XE60 4C117/XE62 4C117/XG05 4C117/XH02 4C117/XH18 4C117/XJ03 4C117/XJ33 4C117/XJ42 4C117/XL06 4C117/XN03 4C117/XR04		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提出一种观察测量数据的方法，即使观察者不在病人或心电图仪附近。解决方案：该系统包括连接有生命体监测设备的网络，无线连接到网络的移动终端，当生物体监测器检测到异常时将检测数据分发到网络的检测单元，请与移动终端联系。点域1

