



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 105911272 B

(45)授权公告日 2017. 11. 07

(21)申请号 201610339702.1

G01N 33/531(2006.01)

(22)申请日 2016.05.20

(56)对比文件

(65)同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 105911272 A

CN 102936582 A, 2013.02.20,

CN 102936582 A, 2013.02.20,

CN 101464462 A, 2009.06.24,

WO 2005103698 A2, 2005.11.03,

(43)申请公布日 2016.08.31

(73)专利权人 福建安欣睿捷生物科技有限公司

地址 350003 福建省福州市仓山区盖山镇
浦下村后门里122号080室

Cooper K.M. et. al. Production and characterisation of polyclonal antibodies to a derivative of 3-amino-2-oxazolidinone, a metabolite of the nitrofuran furazolidone.《Analytica Chimica Acta》.2004,

(72)发明人 王保民 张威 陈俊玉 王冕

谢紫君 杨涛 宁香雪 郭素琴

谭桂玉 丹阳

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法.《中华人民共和国国家标准》.2006,

(74)专利代理机构 福州君诚知识产权代理有限公司 35211

代理人 戴雨君

审查员 杨玉路

(51)Int.Cl.

G01N 33/543(2006.01)


权利要求书1页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

一种3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法

(57)摘要

本发明公开了一种3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法,呋喃唑酮在动物体内迅速代谢为3-氨基-2-恶唑烷酮(AOZ),检测呋喃唑酮的残留实际上是检测AOZ的残留。本发明的检测方法是将待检物中的3-氨基-2-恶唑烷酮(AOZ)提取后改用3-醛基苯甲酸甲酯进行衍生化,得到3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮(PCPME-AOZ),然后再测定该衍生物的含量。以NP-AOZ和PCPME-AOZ为标准品进行间接竞争酶联免疫吸附测定(icELISA),结果证明用本发明的检测方法能够显著提高呋喃唑酮残留即3-氨基-2-恶唑烷酮(AOZ)免疫检测的灵敏度。



1. 一种3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法,其特征在于:将待测样品中的3-氨基-2-恶唑烷酮与3-醛基苯甲酸甲酯通过脎反应衍生得到3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮后进行间接竞争酶联免疫吸附检测,以测定待测样品中的3-氨基-2-恶唑烷酮含量,所述的脎反应的操作方法步骤包括:

- 1) 将沉淀物与盐酸溶液混合研匀;
- 2) 再与3-醛基苯甲酸甲酯混匀后旋干;
- 3) 再加入1,4-二氧六环在氮气保护条件下加热回流,减压旋转蒸发得到固体粉末;
- 4) 向步骤3)的固体粉末中加入乙醇溶解;
- 5) 抽滤获取白色固体为含有衍生得到的3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮的物质。

2. 如权利要求1所述的3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法,其特征在于:待测样品的获取方法为将待检物与甲醇-水混合溶液混合研匀,离心后的沉淀物为待测样品。

3. 如权利要求1或2所述的3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法,其特征在于:酶联免疫吸附检测中用完全抗原AOZ-3-醛基苯甲酸-BSA免疫动物体获得抗血清。

4. 如权利要求3所述的3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法,其特征在于:酶联免疫吸附检测为基于抗血清的3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮间接竞争酶联免疫吸附反应。

5. 如权利要求4所述的3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法,其特征在于:酶联免疫吸附检测中以完全抗原AOZ-3-醛基苯甲酸-OVA作为固相抗原。

6. 如权利要求5所述的3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法,其特征在于:酶联免疫吸附检测中以3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮为竞争性抑制物,以抗血清为一抗,以IgG-HRP为酶标二抗。

一种3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及含有呋喃唑酮代谢物3-氨基-2-恶唑烷酮的检测方法及其应用。

背景技术

[0002] 呋喃唑酮(痢特灵)是一种硝基呋喃类抗生素,为广谱抗菌药。3-氨基-2-恶唑烷酮(3-Amino-2-oxazolidon, AOZ)是呋喃唑酮在动物体内的代谢物。呋喃唑酮可用于治疗细菌和原虫引起的痢疾、肠炎、胃溃疡等胃肠道疾患。对常见的革兰氏阴性菌和阳性菌有抑制作用。对毛滴虫、贾第鞭毛虫也有一定的活性。其作用机制为干扰细菌氧化还原酶从而阻断细菌的正常代谢。

[0003] 人口服呋喃唑酮吸收率低,通过血液循环主要停留在肠道内。但该药物对肝、肾刺激大、易充血及发生体内糖代谢及神经病变作用,并可在体内残留。过量使用呋喃唑酮可能会导致胃肠道反应;溶血性贫血、皮疹、药热等过敏反应;多发性神经炎;新生儿和G-6-PH缺乏可致溶血性贫血。实验证明,硝基呋喃类药物及其代谢产物具有致癌和致突变的特性。

[0004] 由于呋喃唑酮的毒副作用,各国政府都采取了相关管制政策。美国在1975年和1993年分别禁止了呋喃唑酮作为医药和兽药使用。日本在1977年禁止了呋喃唑酮的使用。2002年,中华人民共和国农业部将呋喃唑酮列为禁止使用的药物,不得在动物性食品中检出。中华人民共和国食品药品监督管理局也于2002年禁止了硝基呋喃类(包括呋喃唑酮)在动物性食品中的使用。

[0005] 但是,硝基呋喃类药物药效显著、价格低廉,能在动物体内迅速代谢从而难以检测。我国的养殖业中,仍有一些不法分子在利益的驱使下滥用了呋喃唑酮药物,对消费者的健康带来了极大的隐患,同时也严重损害了农产品进出口贸易。因此市场上急需一种高效快速灵敏的呋喃唑酮药物残留的检测方法。

[0006] 由于酶联免疫吸附检测(ELISA)是一种具有突出优势的检测方法。该方法具有快速、简单、准确、高通量、无需专业操作等优点,使得它成为一种理想的市场监查检测方法。国家标准(GB/T 20752-2006,猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定)等的文献报道,把AOZ提取出来,在提取后用邻硝基苯甲醛作为衍生剂,与AOZ发生成脎反应从而生成NP-AOZ,但是NP-AOZ的酶联免疫吸附检测不够灵敏。

[0007] 本发明创新地运用了一种呋喃唑酮代谢物3-氨基-2-恶唑烷酮的检测方法,使得相应的ELISA检测灵敏度大幅度提高。因此,本发明建立的酶联免疫吸附检测方法可以大大提高检测准确性,为各层监督单位提供快速、高效、准确的检测方法,具有不可估量的市场价值。

发明内容

[0008] 为了使得用于检测如动物源性食品及其加工产品等样品中AOZ残留的icELISA具有更高的灵敏度,本发明创新了一种3-氨基-2-恶唑烷酮的处理方法,使得icELISA更加高效更适宜于实际样品的检测。

[0009] 本发明所述的3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法如下,将待测样品中的3-氨基-2-恶唑烷酮通过肟反应衍生得到3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮后进行酶联免疫吸附检测,以测定待测样品中的3-氨基-2-恶唑烷酮含量。

[0010] 本发明中用3-醛基苯甲酸甲酯与待测样品中的3-氨基-2-恶唑烷酮发生肟反应。

[0011] 本发明所述的酶联免疫吸附检测为间接竞争酶联免疫吸附(icELISA)测定。

[0012] 本发明的待测样品的获取方法为将待检物与甲醇-水混合溶液混合研匀,离心后的沉淀物为待测样品。

[0013] 本发明的待测样品肟反应的操作方法步骤包括:1)将沉淀物与盐酸溶液混合研匀;2)再与3-醛基苯甲酸甲酯混匀后旋干;3)再加入1,4-二氧六环在氮气保护条件下加热回流,减压旋转蒸发得到固体粉末;4)向步骤(3)的固体粉末中加入乙醇溶解;5)抽滤获取白色固体为含有衍生得到的3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮的物质。

[0014] 本发明所述的酶联免疫吸附检测中用完全抗原AOZ-3-醛基苯甲酸-BSA免疫动物体获得抗血清。所述的酶联免疫吸附检测为基于上述抗血清的3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮间接竞争酶联免疫吸附反应。

[0015] 本发明所述的酶联免疫吸附检测中以完全抗原AOZ-3-醛基苯甲酸-OVA作为固相抗原。

[0016] 本发明所述的酶联免疫吸附检测中以3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮为竞争性抑制物,以抗血清为一抗,以IgG-HRP为酶标二抗。

[0017] 本发明所述的3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法的应用,尤其在于将待测样品中的3-氨基-2-恶唑烷酮通过肟反应衍生得到3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮后进行酶联免疫吸附检测在3-氨基-2-恶唑烷酮快速检测试剂盒方面的应用。

[0018] 以上检测方法及其应用具有快速、简单、准确、高通量、无需专业操作等优点,使得它成为一种理想的市场监管检测方法。

附图说明

[0019] 图1为3-氨基-2-恶唑烷酮(AOZ)的化学式;

[0020] 图2为3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮(PCPME-AOZ)的化学式;

[0021] 图3为邻硝基苯甲醛-3-氨基-2-恶唑烷酮(NP-AOZ)的化学式;

[0022] 图4为以PCPME-AOZ为标准抑制物的抗血清icELISA标准曲线;

[0023] 图5为以NP-AOZ为标准抑制物的抗血清icELISA标准曲线

具体实施方式

[0024] 本发明中出现的术语及相关试剂配方如下:

[0025] AOZ:3-氨基-2-恶唑烷酮(3-Amino-2-oxazolidinon);

[0026] BSA:牛血清蛋白(Bovine Serum Albumin,BSA),分子量约为66.43kDa;

[0027] OVA:卵白蛋白(Albumin,from chicken egg white),分子量约为44kDa;

[0028] Tween-20:吐温20;

[0029] Gelatin:明胶;

[0030] DMEM:DuBecco's modified Eagle's medium,细胞培养液;

- [0031] PEG:聚乙二醇2000;
- [0032] HAT:hypoxanthine (次黄嘌呤),aminopterin(氨基嘌呤),thymidine(胸腺嘧啶);
- [0033] PBS:磷酸盐缓冲液(NaCl 137mM,KH₂PO₄ 1.5mM,Na₂HPO₄·12H₂O 8.3mM,pH 7.5);
- [0034] PBST:PBS溶液中加入0.1%的Tween-20;
- [0035] PBSTG:PBST溶液中加入0.1%的明胶;
- [0036] 包被缓冲液:1.5g Na₂CO₃、2.93g NaHCO₃溶于1000mL水,pH 9.6;
- [0037] 底物缓冲液:5.1g一水合柠檬酸、18.43g Na₂HPO₄·12H₂O、1.0mL Tween-20溶于1000mL水,pH 5.0;
- [0038] 文中出现的所有试剂及仪器设备均可配制或市购获得,本发明具体实施例中所使用的试剂均购买于Sigma公司。
- [0039] 试验例1:
- [0040] 待检物中3-氨基-2-恶唑烷酮的获取及其衍生物3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮(PCPME-AOZ)的获取。
- [0041] 可参考国家标准(GB/T 20752-2006)的文献报告,用文献中的方法把3-氨基-2-恶唑烷酮提取出来,方法可以是(1)收集市场中或实验室制备的待检物,置于棕色离心管中,加入甲醇-水混合溶液(甲醇与水的混合体积比为2:1),研均,再用甲醇-水混合溶液洗涤均质器刀头,二者合并后离心,吸取上清液弃掉。
- [0042] (2)向上述离心管中加入盐酸溶液,研均,用盐酸溶液洗涤均质刀头,二者合并。
- [0043] (3)把步骤(2)中的混合液中加入3-醛基苯甲酸甲酯,混匀后旋干。加入干燥的1,4-二氧六环(1,4-dioxane)到反应瓶中,在氮气保护条件下,加热回流。
- [0044] (4)用减压旋转蒸发器脱溶剂得到固体粉末。
- [0045] (5)向步骤(4)的固体粉末中加入乙醇,在超声波水浴槽中促溶解。
- [0046] (6)直接通过抽滤除掉3-醛基苯甲酸甲酯得到白色固体。
- [0047] (7)干燥处理后得到白色粉末3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮(PCPME-AOZ)。
- [0048] 经过上述处理方案,若待检物提取的待测样品中含有3-氨基-2-恶唑烷酮(AOZ),其将与3-醛基苯甲酸甲酯发生成脎反应,衍生得到3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮(PCPME-AOZ)。
- [0049] 具体的:
- [0050] (1)待测样品的获取。收集市场中或实验室制备的待检物,称取2.0g(±0.01g),分别置于50mL棕色离心管中,加入10mL甲醇-水混合溶液(甲醇与水的混合体积比为2:1),均质2min,再用5mL甲醇-水混合溶液洗涤均质器刀头,二者合并5000r/min离心10min,吸取上清液弃掉。向3个离心管中分别加入适量AOZ,使最终测定浓度为10.0ng/mL。
- [0051] (2)向上述每个离心管中加入10mL 0.2mol/L盐酸溶液,研均2min,用10mL 0.2mol/L的盐酸溶液洗涤均质刀头,二者合并。
- [0052] (3)向步骤(2)的混合液中加入0.4mL3-醛基苯甲酸甲酯,混匀后悬干。加入干燥的1,4-二氧六环(1,4-dioxane)到25mL单口反应瓶中,在氮气保护条件下,加热回流1.5至2.5小时。

- [0053] (4) 用减压旋转蒸发器脱溶剂得到固体粉末。
- [0054] (5) 向步骤(4)的固体粉末中加入乙醇,混匀溶解。
- [0055] (6) 直接通过抽滤除掉3-醛基苯甲酸甲酯。
- [0056] (7) 干燥上述混合液,处理后得到白色粉末。
- [0057] 以上化学反应使得待测样品中可能含有的3-氨基-2-恶唑烷酮(AOZ)与3-醛基苯甲酸甲酯发生成脎反应,衍生得到3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮(PCPME-AOZ)。
- [0058] 试验例2:
- [0059] 合成AOZ的半抗原和完全抗原,并用完全抗原免疫实验小鼠获得抗血清:
- [0060] 参考Kevin M等的文献报道(Kevin M.Cooper,Anthony CaddeII,Christopher T.Elliott,D.Glenn Kennedy.Production and characterisation of polyclonal antibodies to a derivative of 3-amino-2-oxazolidinone,a metabolite of the nitrofurans furazolidone.Analytica Chimica Acta,2004,520,79-86.),合成AOZ的半抗原和完全抗原。用完全抗原AOZ-3-醛基苯甲酸-BSA(按蛋白的量计量,1.0mg/mL)与弗氏佐剂按1:1(v/v)混合乳化,乳化完全后注射到小鼠体内。免疫BaIb/c雌性小鼠,每只小鼠每次分别在背部和腹腔各注射。四次免疫之后,取小鼠血液,离心之后得到抗血清。
- [0061] 具体的,制备了AOZ半抗原的方法步骤如下:
- [0062] (1) 依次取AOZ盐酸盐固体粉末38.0mg(1.0equiv.),3-醛基苯甲酸41.6mg(1.0equiv.),干燥的1,4-二氧六环(1,4-dioxane)8mL共同加入到25mL单口反应瓶中,在氮气保护条件下,加热回流2小时。
- [0063] (2) 用减压旋转蒸发器脱溶剂得到白色固体粉末。
- [0064] (3) 向步骤(2)的固体粉末中加入8mL乙醇,在超声波水浴槽中溶解1min。
- [0065] (4) 由于AOZ-3-醛基苯甲酸在乙醇中的溶解性很差,而3-醛基苯甲酸在乙醇中溶解性很好,直接通过抽滤除掉3-醛基苯甲酸得到白色固体。
- [0066] (5) 干燥步骤(4)中的白色固体得到半抗原AOZ-3-醛基苯甲酸。
- [0067] 具体的,制备了AOZ完全抗原的方法步骤如下:
- [0068] (1) 取半抗原AOZ-3-醛基苯甲酸2.13mg(30.0equiv.)溶于0.5mL N,N-二甲基甲酰胺(DMF),搅拌溶解。加入N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)1.57mg(45.0equiv.)搅拌30min,再加入N,N'-二环己基碳二亚胺(DCC)2.813mg(45.0equiv.)4℃搅拌过夜。
- [0069] (2) 称取牛血清蛋白(BSA)20mg(1.0equiv.)装入10mL玻璃反应瓶中,再加入2mL PBS搅拌溶解。
- [0070] (3) 把步骤(1)中的混合物缓慢逐滴加入到步骤(2)的溶液中,4℃搅拌过夜。
- [0071] (4) 把步骤(3)中混合物转移到透析袋中,用PBS透析2天,每天换液3次。最后按蛋白质的量用PBS配成1.0mg/mL,分装到1.0mL/管,-40℃长期冻存。此过程就完成了半抗原与蛋白质的偶联(即得到完全抗原)。
- [0072] 半抗原与卵清白蛋白(OVA)的偶联方法同上。
- [0073] 具体的,用完全抗原AOZ-3-醛基苯甲酸-BSA免疫BaIb/c雌性小鼠获得抗血清的方法步骤如下:取上述制备好的完全抗原一管(1.0mL)与弗氏佐剂按1:1(v/v)混合乳化,乳化完全后注射到小鼠体内。
- [0074] 免疫BaIb/c雌性小鼠的免疫方案见表1。

[0075] 表1完全抗原免疫小鼠的免疫方案

	免疫次数	免疫剂量	佐剂类型	免疫部位
	一免	100 ug	完全佐剂	背部两点, 腹腔
[0076]	二免 (间隔两周)	100 ug	不完全佐剂	背部两点, 腹腔
	三免 (间隔两周)	100 ug	不完全佐剂	背部两点, 腹腔
	四免 (间隔两周)	100 ug	不完全佐剂	背部两点, 腹腔

[0077] 将第四次免疫(四免)之后的小鼠进行眼眶取血,离心取血清,从而制备得到抗血清。

[0078] 试验例3:

[0079] 以抗血清和PCPME-AOZ、NP-AOZ分别建立了间接竞争酶联免疫吸附反应(icELISA)进行对照及建立标准曲线的方法如下:

[0080] (1) 取完全抗原AOZ-3-醛基苯甲酸-OVA (1.0mg/mL) 用包被缓冲液稀释1:320000倍,加到酶标板中200uL/孔。放入37℃培养箱中温育3h。

[0081] (2) 用PBST洗板4次,甩干。

[0082] (3) 将标准品PCPME-AOZ用PBSTG稀释成系列梯度(2;1;0.5;0.25;0.125;0.0625;0.03125;0ng/mL)。或将标准品NP-AOZ用PBSTG稀释成系列梯度(300;150;75;37.5;18.75;9.375;0ng/mL)。用PBSTG把抗血清稀释120000倍。在酶标板孔中依次加入100uL浓度为标准品和100uL抗血清稀释液。37℃温育30min。

[0083] (4) 用PBST洗板4次,甩干。

[0084] (5) 每孔加入200uL用PBSTG稀释的IgG-HRP。

[0085] (6) 用PBST洗板4次,甩干。

[0086] (7) 每孔加入200uL底物缓冲液,显色到一定程度再加入50uL硫酸(2M)终止反应。

[0087] (8) 在492nm波长测吸光值。

[0088] 测得相应数据后,用分析软件OriginPro 8.0建立标准曲线,见图4(PCPME-AOZ为标准品),图5(NP-AOZ为标准品)。

[0089] 利用本发明的检测方法,可以成功地使待检物中可能残留的AOZ经过一系列的衍生化反应,最终得到了PCPME-AOZ。并利用制备得到的抗血清,以PCPME-AOZ作为标准抑制物建立了icELISA,其标准曲线见图4。同时,利用以已报道的衍生方法得到的NP-AOZ作为标准抑制物建立了icELISA,其标准曲线见图5。以NP-AOZ为标准品进行间接竞争酶联免疫吸附测定(icELISA),得到的IC50和检测范围分别为46.63ng/mL,11.02~187.43ng/mL。而以PCPME-AOZ为标准品进行间接竞争酶联免疫吸附测定(icELISA),得到的IC50和检测范围分别为0.37ng/mL,0.08~1.31ng/mL。结果证明以PCPME-AOZ为标准抑制物时,其icELISA的灵敏度更高。实验证明以本发明的AOZ检测方法能大幅度提升icELISA灵敏度。

[0090] 将待检物中可能残留的AOZ经过一系列的衍生化反应,最终得到了PCPME-AOZ,以PCPME-AOZ作为标准抑制物建立了icELISA,得到的吸光值与标准曲线比对,从而知悉AOZ的含量,其能提高icELISA灵敏度,可以快速推广市场应用,在市场监测过程中具有更深远的意义。

[0091] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用以限定本发明的实质技术内容范围,本发明的实质技术内容是广义地定义于申请的权利要求范围中,任何他人完成的技术实体或方法,若是与申请的权利要求范围所定义的完全相同,也或是一种等效的变更,均将被视为涵盖于该权利要求范围之内。




图1




图2




图3




图4




图5

专利名称(译)	一种3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法		
公开(公告)号	CN105911272B	公开(公告)日	2017-11-07
申请号	CN201610339702.1	申请日	2016-05-20
[标]申请(专利权)人(译)	福建安欣睿捷生物科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	福建安欣睿捷生物科技有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	福建安欣睿捷生物科技有限公司		
[标]发明人	王保民 张威 陈俊玉 王冕 谢紫君 杨涛 宁香雪 郭素琴 谭桂玉 丹阳		
发明人	王保民 张威 陈俊玉 王冕 谢紫君 杨涛 宁香雪 郭素琴 谭桂玉 丹阳		
IPC分类号	G01N33/543 G01N33/531		
CPC分类号	G01N33/531 G01N33/543 G01N33/9446		
代理人(译)	戴雨君		
其他公开文献	CN105911272A		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明公开了一种3-氨基-2-恶唑烷酮免疫检测方法，呋喃唑酮在动物体内迅速代谢为3-氨基-2-恶唑烷酮(AOZ)，检测呋喃唑酮的残留实际上是检测AOZ的残留。本发明的检测方法是将待检物中的3-氨基-2-恶唑烷酮(AOZ)提取后改用3-醛基苯甲酸甲酯进行衍生化，得到3-醛基苯甲酸甲酯-3-氨基-2-恶唑烷酮(PCPME-AOZ)，然后再测定该衍生物的含量。以NP-AOZ和PCPME-AOZ为标准品进行间接竞争酶联免疫吸附测定(icELISA)，结果证明用本发明的检测方法能够显著提高呋喃唑酮残留即3-氨基-2-恶唑烷酮(AOZ)免疫检测的灵敏度。

