



(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 105044007 B

(45)授权公告日 2018.08.21

(21)申请号 201510413237.7

G01N 33/53(2006.01)

(22)申请日 2015.07.14

G01N 27/62(2006.01)

(65)同一申请的已公布的文献号

G01N 1/28(2006.01)

申请公布号 CN 105044007 A

G01N 27/447(2006.01)

(43)申请公布日 2015.11.11

(56)对比文件

(73)专利权人 上海拜豪生物科技有限公司

WO 94/22490 A1,1994.10.13,

地址 200000 上海市浦东新区中国(上海)

WO 94/22490 A1,1994.10.13,

自由贸易试验区新金桥路27号13号楼
2层

CN 101281164 A,2008.10.08,

(72)发明人 张积仁 阳帆 董欣敏 吴婧

蔡睿 孙遥 赵乙木

CN 102276719 A,2011.12.14,

JP 特開2000-321263 A,2000.11.24,

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标
事务所(普通合伙) 44288

邹军辉.《六价铬间接竞争ELISA检测试剂盒
的研制及新型一步法竞争ELISA的建立》.《中国
优秀硕士学位论文全文数据库 医药卫生科技
辑》.2012,(第10期),正文第13-16页.

代理人 汤喜友

审查员 翁永超

(51)Int.Cl.

G01N 21/31(2006.01)


权利要求书2页 说明书17页 附图1页

(54)发明名称

一种镉-IgM螯合物及其制备方法和应用

(57)摘要

本发明公开了一种镉-IgM螯合物及其制备方法和应用,该镉-IgM螯合物是镉离子与IgM通过巯基或/和半胱氨酸残基螯合而成。本发明建立了镉-IgM螯合物的定性定量检测方法,以便定量检测镉-IgM螯合物在评价一个地区镉污染程度的应用。通过定量检测一个地区人群血清中镉-IgM螯合物可以间接反映这个地区人群受镉污染的情况,从而间接反映这个地区镉污染程度。本发明建立的镉-IgM螯合物定量检测方法其准确度大大提高,并且使检测的重复性得到大大提高。



1. 一种镉-IgM螯合物,其特征在于,镉离子与IgM通过巯基或/和半胱氨酸残基螯合而成;镉-IgM螯合物的制备方法,包括以下步骤:

A) 镉与IgM的螯合反应:在人源的IgM或按照生物学方法重组的IgM中加入镉离子进行螯合反应,得到反应溶液;

所述步骤A)具体如下:

1) 透析袋的处理:将透析袋放入500mL体积的5mmol/L EDTA+200mmol/L NaHCO₃溶液中,煮沸10min;倾弃EDTA/NaHCO₃液,用超纯水轻轻漂洗,再用500mL 5mmol/L EDTA煮沸10min;弃掉煮沸液,彻底用超纯水清洗,加入大量的超纯水浸泡透析袋4℃过夜;使用时,戴上手套,取出透析袋,用大量的超纯水彻底冲洗其内外表面;

2) 取2.0mg ITCBE溶于2mL DMSO中;

3) 取4.0mg IgM溶于4.0mL 0.01M pH9.0的硼酸盐缓冲溶液中;

4) 缓慢将步骤2制备的液体加入IgM溶液中,边滴加边震荡,于25℃,100r/min的摇床中作用24h,然后用透析袋透析24h,除去未与IgM结合的ITCBE;

5) 将透析所得的液体用1mol/L HCl调节pH值至7.0,然后缓慢逐渐滴加80μl 1mmol/L 镉离子溶液,边滴加边振荡,以免镉离子使蛋白变性沉淀;

6) 将加好的溶液在25℃,100r/min的摇床中反应2h,用处理好的透析袋进行透析24h;

7) 将透析后的液体于-20℃分装保存;

B) 纯化镉-IgM螯合物的提取:采用免疫亲和层析法,去除反应溶液中未反应的IgM以及多余的镉离子,即得镉-IgM螯合物;

所述步骤B)具体如下:

(1) 溶解样品:向经过步骤A)得到的反应溶液中加入生理盐水,使镉-IgM螯合物复溶;

(2) 平衡层析柱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱的管路,在层析柱中装入能与IgM特异性结合的填料,装柱后,继续使用稀释缓冲液平衡层析柱;

(3) 上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(1)中样品,然后上柱,IgM与填料特异性结合;

(4) 洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.05-0.1mol/L的磷酸盐溶液进行洗脱;

(5) 收集:收集经过步骤(4)洗脱后的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复性;

(6) 透析:将步骤(5)中的收集的洗脱液,装透析袋,用ddH₂O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本;

(7) 平衡层析柱:采用新的层析柱,用稀释缓冲液冲洗管路,在该层析柱中装入能与镉特异性结合的填料,装柱后再用稀释缓冲液平衡层析柱;

(8) 上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(6)中样本,然后上柱;

(9) 洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.5-1.0mol/L的磷酸盐溶液进行洗脱;

(10) 收集:收集经过步骤(9)洗脱后的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复性;

(11) 透析:将步骤(10)中的收集的洗脱液,装透析袋,用ddH₂O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本,即得镉-IgM螯合物。

2. 根据权利要求1所述的镉-IgM螯合物,其特征还在于,还包括步骤C):对镉-IgM螯合物

的鉴定；

其中，步骤C)中具体如下：

(1) 制备胶床：以琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶中的一种作为介质制备胶床；

(2) 加样：取步骤B)中提取纯化得到的镉-IgM螯合物，加入稀释缓冲液，并混匀，然后加样于样品槽中；

(3) 电泳：连接电泳板，进行电泳；

(4) 检测：在胶床上找出含镉的蛋白条带，将该蛋白条带取出，将蛋白条带复溶，然后再采用ICP-MS法、AAS法或ELISA法检测是否含有镉以及检测镉的含量。

3. 一种根据权利要求1所述的镉-IgM螯合物在制备检测血样中镉-IgM螯合物的试剂或试剂盒中的应用。

4. 一种至少包括根据权利要求1所述的镉-IgM螯合物作为标准品的试剂盒。

5. 根据权利要求4所述的试剂盒，其特征在于，还包括包被液，该包被液含有可捕获IgM的蛋白或可捕获金属镉的物质。

6. 一种定量检测镉-IgM螯合物的方法，其特征在于，以已知含量的权利要求1所述的镉-IgM螯合物作为标准品，采用以下方法之一对样品进行检测：酶联免疫法、酶联免疫与原子吸收光谱结合法、酶联免疫与电感耦合等离子体质谱结合法、提纯镉-IgM螯合物与酶联免疫结合法、提纯镉-IgM螯合物与原子吸收光谱结合法、提纯镉-IgM螯合物与电感耦合等离子体质谱结合法、电泳与酶联免疫或原子吸收光谱或电感耦合等离子体质谱结合法。

一种镉-IgM螯合物及其制备方法和应用

技术领域

[0001] 本发明涉及检测领域,更具体地说,涉及一种镉-IgM螯合物及其制备方法和应用。

背景技术

[0002] 血清中IgM是由5个单体通过一个J链和二硫键连接成五聚体,分子量最大,为970kD,沉降系数为19S,称为巨球蛋白(macroglobulin)。在分子结构上IgM无铰链区,C μ 2可能替代了铰链区的功能。在生物进化过程中IgM是最早出现的免疫球蛋白。在个体发育过程中,无论是B细胞膜表面Ig(SmIg),还是合成分泌到血清中的Ig,IgM都是最早出现的Ig,在胚胎发育晚期的胎儿即有能力产生IgM。在抗原刺激诱导体液免疫应答过程中,一般IgM也最先产生。IgM占血清总Ig的5%~10%。由于IgM在免疫应答早期产生,并在补体参与下的溶血作用比IgG强500倍以上,而且活化补体后通过C3b、C4b等片段发挥调理作用,因此IgM在机体的早期免疫防护中占有重要地位。天然的血型抗体(凝集素)为IgM,血型不符的输血,易发生严重的溶血反应。IgM不能过胎盘,脐血中如出现针对某种病原微生物的IgM,表示胚胎期有相应病原微生物如梅毒螺旋体、风疹或巨细胞毒等感染,称为胚胎感染或垂直感染。正常人血清中也含有产量单体IgM。

[0003] 镉是一种常见的有毒金属及环境污染物,广泛应用于工业生产环境中,包括电镀、制造工业颜料、塑料稳定剂、镍镉电池等,与人们生活息息相关。对于普通人群,主要是通过吸入镉污染的空气,及食用含镉污水灌溉农田生产的农作物(如含镉大米)等方式摄入镉。当然,吸烟也是慢性镉吸入的另一重要来源。

[0004] 越来越多的研究证明镉具有分子毒性作用,可引起人和动物的肺、肝、肾等多种器官以及心血管、免疫、神经等多系统功能损伤,还具有较强的致癌作用。1993年国际肿瘤研究机构(IARC)已将镉及其化合物列为第1类人致癌物。各国学者进行的流行病学、动物及人的实验中,皆认为镉与肺癌、前列腺癌、肾癌、乳腺癌、消化系肿瘤等多系统肿瘤发生相关。之后各国学者就镉致癌的分子机制又进行大量研究,发现镉可通过诱导氧化应激、抑制DNA修复、促使DNA异常甲基化、干扰多种基因表达、影响细胞周期调控、抑制细胞凋亡、促进炎症因子产生等多种方式致机体损伤,甚至造成肿瘤的发生。镉致机体损伤的机制及其复杂,但在这些众多的致机体损伤的方式中,大部分是由于镉与相关蛋白质结合,影响相关蛋白质的组成、结构,以及其功能的实现,因而研究镉与蛋白质的结合对于理解镉的毒性、其对机体损伤的机制以及镉致肿瘤的机制具有重要意义。

[0005] 虽然目前可以运用多种方法检测出血镉含量,但是关于镉中毒的评价,仅能通过检测血镉、尿镉、发镉含量等方式,间接反应人体内的循环镉含量、机体镉负荷等,无法进一步评估镉对于机体功能的损伤程度,而随着科学技术的飞速发展,镉与人体的关系也日益紧密,因而寻找一种可以从机体功能角度评价镉中毒,特别是慢性镉中毒对于机体的损害程度的评价方式日益重要。

[0006] 综合以上,关于镉中毒,特别是慢性镉中毒的评价,仅能通过检测血镉含量,间接反应人体内的循环镉含量,无法进一步评估镉对于机体功能的损伤程度,而随着科学技术

的飞速发展,镉与人体的关系也日益紧密,因而寻找一种可以从机体功能角度评价镉中毒,特别是慢性镉中毒对于机体的损害程度的评价方式日益重要。

发明内容

[0007] 针对镉污染严重的问题,本发明的目的在于提供一种镉-IgM螯合物及其制备方法,并建立镉-IgM螯合物的定性、定量检测方法,以便定量检测镉-IgM螯合物在评价一个地区镉污染程度的应用。通过定量检测一个地区人群血清中镉-IgM螯合物可以间接反映这个地区人群受镉污染的情况,从而间接反映这个地区镉污染程度。

[0008] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种镉-IgM螯合物,镉离子与IgM通过巯基或/和半胱氨酸残基螯合而成。

[0009] 本发明还提供一种上述的镉-IgM螯合物的制备方法,包括以下步骤:

[0010] A) 镉与IgM的螯合反应:在人源的IgM中加入镉离子进行螯合反应,得到反应溶液;

[0011] B) 纯化镉-IgM螯合物的提取:采用免疫亲和层析法,去除反应溶液中未反应的IgM以及多余的镉离子,即得镉-IgM螯合物。

[0012] 其中,体外合成法中所述步骤B) 具体如下:

[0013] (1) 溶解样品:向经过步骤A) 得到的反应溶液中加入生理盐水,使镉-IgM螯合物复溶;

[0014] (2) 平衡层析柱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱的管路,在层析柱中装入能与IgM特异性结合的填料,装柱后,继续使用稀释缓冲液平衡层析柱;

[0015] (3) 上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(1) 中样品,然后上柱,IgM与填料特异性结合;

[0016] (4) 洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.05-0.1mol/L的磷酸盐溶液进行洗脱;

[0017] (5) 收集:收集经过步骤(4) 洗脱后的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复性;

[0018] (6) 透析:将步骤(5) 中的收集的洗脱液,装透析袋,用ddH₂O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本;

[0019] (7) 平衡层析柱:采用新的层析柱,用稀释缓冲液冲洗管路,在该层析柱中装入能与镉特异性结合的填料,装柱后再用稀释缓冲液平衡层析柱;

[0020] (8) 上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(6) 中样本,然后上柱;

[0021] (9) 洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.5-1.0mol/L的磷酸盐溶液进行洗脱;

[0022] (10) 收集:收集经过步骤(9) 洗脱后的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复性;

[0023] (11) 透析:将步骤(10) 中的收集的洗脱液,装透析袋,用ddH₂O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本,即得镉-IgM螯合物。

[0024] 其中,上述镉-IgM螯合物的制备方法,还包括步骤C):对镉-IgM螯合物的鉴定;

[0025] 其中,步骤C) 中具体如下:

[0026] (1) 制备胶床:以琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶中的一种作为介质制备胶床;

[0027] (2) 加样:取步骤B) 中提取纯化得到的镉-IgM螯合物,加入稀释缓冲液,并混匀,然后加样于样品槽中;

[0028] (3)电泳:连接电泳板,进行电泳;

[0029] (4)检测:在胶床上找出含镉的蛋白条带,将该蛋白条带取出,将蛋白条带复溶,然后再采用ICP-MS法、AAS法或ELISA法检测是否含有镉以及检测镉的含量。

[0030] 本发明还提供一种如上述的镉-IgM螯合物在制备检测人体内镉-IgM螯合物的试剂或试剂盒中的应用。

[0031] 本发明还提供一种至少包括如上述的镉-IgM螯合物作为对照品的试剂盒。

[0032] 优选地,该试剂盒中还包括包被液,该包被液含有可捕获IgM的蛋白或捕获金属镉的物质。

[0033] 本发明还提供一种定量检测镉-IgM螯合物的方法,以已知含量的上述的镉-IgM螯合物作为对照品,采用以下方法之一对样品进行检测:酶联免疫法、酶联免疫与原子吸收光谱结合法、酶联免疫与电感耦合等离子体质谱结合法、提纯镉-IgM螯合物与酶联免疫结合法、提纯镉-IgM螯合物与原子吸收光谱结合法、提纯镉-IgM螯合物与电感耦合等离子体质谱结合法、电泳与酶联免疫或原子吸收光谱或电感耦合等离子体质谱结合法。

[0034] 实施本发明的镉-IgM螯合物及其制备方法和应用,具有以下有益效果:

[0035] 1.本发明首次体外合成镉-IgM螯合物;

[0036] 2.本发明首次提出镉-IgM螯合物可用于制备检测血样中镉-IgM螯合物的试剂或试剂盒中的应用。

[0037] 3.本发明建立了镉-IgM螯合物的定性定量检测方法,以便定量检测镉-IgM螯合物在评价一个地区镉污染程度的应用。通过定量检测一个地区人群血清中镉-IgM螯合物可以间接反映这个地区人群受镉污染的情况,从而间接反映这个地区镉污染程度。本发明建立的镉-IgM螯合物定量检测方法其准确度大大提高,并且使检测的重复性得到大大提高。

附图说明

[0038] 图1为本发明所述的镉-IgM螯合物的非变性电泳条带图;

[0039] 图2为本发明所述的镉-IgM螯合物的同步辐射X线电泳条带的荧光分析图;

[0040] 其中,图1中,M为Marker,2为镉-IgM螯合物;图2中,横坐标为蛋白条带位置,纵坐标为该蛋白条带中镉金属能量。

具体实施方式

[0041] 下面,结合具体实施方式,对本发明做进一步描述:

[0042] 本发明除特别说明外,涉及的实验操作步骤均为本领域常规的步骤,所用试剂、材料如下述所列举,在本发明中没有列举出来的均为本领域常用的试剂或可以通过市购方式获得:

[0043] 提取试剂为PEG溶液、硼酸盐缓冲液等(采用PEG法);

[0044] 胶床介质为琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶中的一种;

[0045] 本发明中的所述能与IgM特异性结合的填料,为表面附有能捕获IgM的蛋白的硅胶或树脂;

[0046] 本发明中的能捕获IgM的蛋白(抗IgM抗体),包括但不限于兔Anti-人类IgM H&L,其品牌为Abcam、型号为ab8505;

- [0047] 本发明中的能与镉特异性结合的填料,为表面附有有能捕获镉的物质的硅胶或树脂;
- [0048] 本发明中的能捕获镉的物质,包括但不限于鼠抗Cd mAb,购买自巴傲德生物技术公司(BioWorld Inc)、货号为AP7015;
- [0049] 酶标抗体为含有辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶等酶标记的抗体中的一种;
- [0050] 底物为甲基联苯胺(TMB)溶液;
- [0051] 洗涤液为含有 KH_2PO_4 0.2mg/ml、 $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ 2.90mg/ml、 NaCl 8.0mg/ml、 KCl 0.2mg/ml、0.5% Tween-20的pH为7.4的0.15M PBS溶液;
- [0052] 封闭液为1%-5%牛血清白蛋白或脱脂奶粉;
- [0053] 稀释缓冲液为含1.5mg/mL Na_2CO_3 、2.93mg/ml NaHCO_3 的PH为9.6的0.05M磷酸盐缓冲液;
- [0054] 酶标抗体为HRP酶标抗体;
- [0055] 终止液为:将21.7ml的2M H_2SO_4 定容至200ml的ddH₂O中;
- [0056] 洗脱液为含1-2mg/ml木瓜蛋白酶的PH为8.0的0.1mol/L Tris-HCL缓冲液;
- [0057] 酸化剂为硝酸;
- [0058] 上样缓冲液为含有1M Tris-HCl (pH 6.8) 15.5mL、1%溴酚蓝2.5mL、ddH₂O 7mL、甘氨酸25mL的Sample buffer (5X);
- [0059] 电泳缓冲液为含Tris 3mg/ml、甘氨酸14.4mg/ml的PH为6.8的ddH₂O溶液。
- [0060] 本发明还提供一种镉-IgM螯合物的制备方法,包括以下步骤:
- [0061] A) 镉与IgM的螯合反应:在人源的IgM或按照生物学方法重组的IgM中加入镉离子进行螯合反应,得到反应溶液;
- [0062] B) 纯化镉-IgM螯合物的提取:采用免疫亲和层析法,去除反应溶液中未反应的IgM以及多余的镉离子,即得镉-IgM螯合物,具体步骤如下:
- [0063] (1) 溶解样品:向经过步骤A)得到的反应溶液中加入生理盐水,使镉-IgM螯合物复溶
- [0064] (2) 平衡层析柱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱的管路,在层析柱中装入能与IgM特异性结合的填料,装柱后,继续使用稀释缓冲液平衡层析柱;
- [0065] (3) 上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(1)中样品,然后上柱,IgM与填料特异性结合;
- [0066] (4) 洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.05-0.1mol/L的磷酸盐溶液进行洗脱;
- [0067] (5) 收集:收集经过步骤(4)洗脱后的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复性;
- [0068] (6) 透析:将步骤(5)中的收集的洗脱液,装透析袋,用ddH₂O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本;
- [0069] (7) 平衡层析柱:采用新的层析柱,用稀释缓冲液冲洗管路,在该层析柱中装入能与镉特异性结合的填料,装柱后再用稀释缓冲液平衡层析柱;
- [0070] (8) 上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(6)中样本,然后上柱;
- [0071] (9) 洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.5-1.0mol/L的磷酸盐溶液进行洗脱;

- [0072] (10) 收集:收集经过步骤(9)洗脱后的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复性;
- [0073] (11) 透析:将步骤(10)中的收集的洗脱液,装透析袋,用ddH₂O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本,即得镉-IgM螯合物;
- [0074] C) 对镉-IgM螯合物的鉴定,具体步骤如下:
- [0075] (1) 制备胶床:以琼脂糖凝胶、聚丙烯酰胺凝胶中的一种作为介质制备胶床;
- [0076] (2) 加样:取步骤B)中提取纯化得到的镉-IgM螯合物,加入稀释缓冲液,并混匀,然后加样于样品槽中;
- [0077] (3) 电泳:连接电泳板,进行电泳;
- [0078] (4) 检测:在胶床上找出含镉的蛋白条带,将该蛋白条带取出,将蛋白条带复溶,然后再采用ICP-MS法、AAS法或ELISA法检测是否含有镉以及检测镉的含量。
- [0079] 本发明还提供一种至少包括如上述的镉-IgM螯合物作为对照品的试剂盒。
- [0080] 优选地,该试剂盒中还包括包被液,该包被液含有可捕获IgM的蛋白或可捕获金属镉的物质。
- [0081] 在本发明中,能实现本发明目的的试剂盒可以列出以下几种,但并不限于此。
- [0082] 一种检测血样中镉-IgM螯合物的试剂盒,包括:含有可捕获IgM的蛋白的包被液、封闭液、洗涤液、作为二抗的可捕获镉的物质、酶标抗体、底物、终止液、稀释缓冲液、上样缓冲液、阳性对照、阴性对照等。
- [0083] 一种检测血样中镉-IgM螯合物的试剂盒,包括:含有可捕获IgM的蛋白的包被液、封闭液、洗涤液、洗脱液、上样缓冲液、阳性对照、阴性对照等。
- [0084] 一种检测血样中镉-IgM螯合物的试剂盒,包括:含有可捕获IgM的蛋白的包被液、封闭液、洗涤液、洗脱液、上样缓冲液、酸化剂、过氧化氢、标准品、阴性对照等。
- [0085] 一种检测血样中镉-IgM螯合物的试剂盒,包括:作为提纯全血中IgM所需提取试剂、复溶液、含有可捕获镉的物质的包被液、封闭液、洗涤液、酶标抗体、底物、终止液、稀释缓冲液、上样缓冲液、阳性对照、阴性对照等。
- [0086] 一种检测血样中镉-IgM螯合物的试剂盒,包括:作为提纯全血中IgM所需提取试剂、复溶液、上样缓冲液、阳性对照、阴性对照等。
- [0087] 一种检测血样中镉-IgM螯合物的试剂盒,包括:作为提纯全血中IgM所需提取试剂、上样缓冲液、复溶液、酸化剂、过氧化氢、阳性对照、阴性对照等。
- [0088] 一种检测血样中镉-IgM螯合物的试剂盒,包括:含有可捕获IgM的蛋白的包被液、胶床介质、复溶液、上样缓冲液、溶解胶床上含镉的蛋白条带所需液体、含有可捕获镉的物质的包被液、封闭液、洗涤液、酶标抗体、底物、终止液、稀释缓冲液、阳性对照、阴性对照等。
- [0089] 一种检测血样中镉-IgM螯合物的试剂盒,包括:作为提纯全血中IgM所需提取试剂、胶床介质、复溶液、上样缓冲液、溶解胶床上含镉的蛋白条带所需液体、阳性对照、阴性对照等。
- [0090] 一种检测血样中镉-IgM螯合物的试剂盒,包括:作为提纯全血中IgM所需提取试剂、胶床介质、复溶液、上样缓冲液、溶解胶床上含镉的蛋白条带所需液体、酸化剂、过氧化氢、阳性对照、阴性对照等。
- [0091] 上述几种试剂盒中,所述阳性对照为标准品,即螯合有重金属镉的IgM螯合物或螯合有重金属镉的BSA螯合物;所述阴性对照为稀释缓冲液。

[0092] 上述试剂盒用于检测整合镉的IgM,以提高检测的准确性,重复性,并使之在临床中得到推广。

[0093] 本发明还提供一种定量检测镉-IgM复合物的方法,以已知含量的上述的镉-IgM复合物作为对照品,采用以下方法之一对样品进行检测:酶联免疫法、酶联免疫与原子吸收光谱结合法、酶联免疫与电感耦合等离子体质谱结合法、提纯镉-IgM复合物与酶联免疫结合法、提纯镉-IgM复合物与原子吸收光谱结合法、提纯镉-IgM复合物与电感耦合等离子体质谱结合法、电泳与酶联免疫或原子吸收光谱或电感耦合等离子体质谱结合法。在本发明中,用检测镉整合型免疫复合物的方法可以列出的有以下几种,但并不限于以下几种。

[0094] 其中,上述定量检测镉-IgM复合物的方法中采用的试剂如下:

[0095] 方法一:酶联免疫法(ELISA法)检测镉-IgM复合物,按照如下步骤检测:

[0096] 1) 将能够捕获IgM的物质,如人IgM抗体包被于固相载体上:用稀释缓冲液稀释抗IgM Ab至500-4000倍,加入ELISA板微孔中,4℃过夜16-18小时,或37℃水浴1-3小时,储存冰箱;

[0097] 2) 从循环系统取全血,作待检样品,1000rpm离心5-8分钟,离心弃去沉淀;

[0098] 3) 封闭:移去稀释缓冲液,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入以1%-5%牛血清白蛋白或脱脂奶粉作为封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并用洗涤液进行洗涤,洗涤完成后,ELISA板于36.5-37.5℃放置1-2小时;

[0099] 4) 加待检样品,并且温育:加入步骤2)中的待检样品、以已知含量的镉-IgM复合物作标准品;用稀释缓冲液稀释待检样品稀释至相应倍数,即稀释10-40倍,加入微孔中,37℃作用1-2小时;

[0100] 5) 加入可以捕获镉的物质,并且温育:移去待检样品,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入用稀释缓冲液稀释与可以捕获镉的物质或能与镉反应形成抗原抗体复合物的抗Cd Ab,37℃作用1-2小时,使抗Cd Ab与IgM上的金属镉反应;

[0101] 6) 酶结合物温育:移去抗镉抗体,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入用稀释缓冲液稀释的酶标抗体,使稀释的酶标抗体的浓度为2μg/ml,37℃作用1-2小时,使其与酶标抗体反应;

[0102] 7) 底物温育:移去酶标抗体,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入底物,37℃避光作用30分钟;

[0103] 8) 终止反应:滴加终止液至每一微孔;

[0104] 9) 取波长405nm,加完终止液后,将ELISA板置于酶标仪上分别读取待检样品和标准品的OD值,通过绘制标准曲线,求得待检样品的含量(也可不使用酶标仪,直接通过染色情况进行定性检测)。

[0105] 该方法利用ELISA原理,可以将全血中的特异性IgM提取出来,提取出来的IgM上部分整合有重金属镉,而这部分IgM上的镉可以被抗镉的特异性抗体所捕获,之后可以再被辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶等酶标记的抗体所捕获(该抗体不识别包被蛋白),捕获上的抗体在显色剂及终止液的作用下,可以在仪器下读出OD值,而不含有螯合金属镉的IgM,则不会被抗镉的特异性抗体所捕获,也不会与辣根过氧化物酶、碱性磷酸酶等酶标记的抗体所捕获,而所用试剂中也不含有金属镉(阴性对照组结果为阴性),因而当所读取的OD值结果显示为阳性时,即可证明检测出IgM上螯合的金属镉。

[0106] 方法二:酶联免疫与原子吸收光谱结合法 (ELISA法+AAS法) 检测镉-IgM螯合物按照如下步骤检测:

[0107] 1) 将能够捕获IgM的物质,如人IgM抗体包被于固相载体上:用稀释缓冲液稀释抗IgM Ab至500-4000倍,加入ELISA板微孔中,4℃过夜16-18小时,或37℃水浴1-3小时,储存冰箱;

[0108] 2) 从循环系统取全血,作待检样品,1000rpm离心5-8分钟,离心弃去沉淀;

[0109] 3) 封闭:移去包被液,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入以1%-5%牛血清白蛋白或脱脂奶粉作为封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并用洗涤液进行洗涤,洗涤完成后,ELISA板于36.5-37.5℃放置1-2小时;

[0110] 4) 加待检样品,并且温育:加入步骤2)中的待检样品、以已知含量的镉-IgM螯合物作标准品;用稀释缓冲液稀释待检样品稀释至相应倍数,即稀释10-40倍,加入微孔中,37℃作用1-2小时;

[0111] 5) 洗脱:移去待检样品,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,用洗脱液洗脱1-3小时。

[0112] 6) 检测:从ELISA微孔中取样,于原子吸收光谱仪检测螯合于IgM上的镉,并绘制标准曲线,读出相应数值;

[0113] 该实施例利用ELISA原理的基础上结合原子吸收光谱(AAS)原理,利用原子吸收光谱仪检测螯合于IgM上的镉,由于溶液中仅含有IgM,且所用试剂中不含任何重金属(阴性对照组结果为阴性),不会对结果造成干扰,因而当所读取的结果显示为阳性时,即可证明检测出IgM上螯合的金属镉。

[0114] 方法三:酶联免疫与电感耦合等离子体质谱结合法 (ELISA法+ICP-MS法) 检测镉-IgM螯合物按照如下步骤检测:

[0115] 1) 将能够捕获IgM的物质,如人IgM抗体包被于固相载体上:用稀释缓冲液稀释抗IgM Ab至500-4000倍,加入ELISA板微孔中,4℃过夜16-18小时,或37℃水浴1-3小时,储存冰箱;

[0116] 2) 从循环系统取全血,作待检样品,1000rpm离心5-8分钟,离心弃去沉淀;

[0117] 3) 封闭:移去稀释缓冲液,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入以1%-5%牛血清白蛋白或脱脂奶粉作为封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并用洗涤液进行洗涤,洗涤完成后,ELISA板于36.5-37.5℃放置1-2小时;

[0118] 4) 加待检样品,并且温育:加入步骤2)中的待检样品、以已知含量的镉-IgM螯合物作标准品;用稀释缓冲液稀释待检样品稀释至相应倍数,即稀释10-40倍,加入微孔中,37℃作用1-2小时;

[0119] 5) 洗脱:移去待检样品,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,用洗脱液洗脱1-3小时。

[0120] 6) 酸化:在步骤5)中的溶液中加入酸化剂对溶液进行酸化,封口过夜,彻底酸化;

[0121] 7) 检测:加入过氧化氢,并且加热赶酸,并从ELISA试剂板中洗脱的溶液中取样,于电感耦合等离子体质谱仪下检测螯合于IgM的镉,并绘制标准曲线,读出相应数值。

[0122] 该方法在利用ELISA原理的基础上,结合电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)原理,用电感耦合等离子体质谱仪检测螯合于IgM上的镉,由于溶液中仅含有IgM,且所用试剂中不含

任何重金属(阴性对照组结果为阴性),不会对结果造成干扰,因而当所读取的结果显示为阳性时,即可证明检测出IgM上螯合的金属镉。

[0123] 方法四:提纯镉-IgM螯合物与酶联免疫结合法(提纯法+ELISA法)检测镉-IgM螯合物,按照如下步骤检测:

[0124] 1) 从全血中提取IgM:采用聚乙二醇PEG沉淀法、超速离心、分子超滤、凝胶过滤等方法采用全血提取法将血液的提纯出来的IgM复溶,得到IgM的复溶液;

[0125] 2) 将抗Cd Ab包被于固相载体上:用稀释缓冲液稀释抗Cd Ab至12500-100000倍,加入ELISA板微孔中,4℃过夜16-18小时,或37℃水浴1-3小时,储存冰箱;

[0126] 3) 封闭:移去稀释缓冲液,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入以1%-5%牛血清白蛋白或脱脂奶粉作为封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并用洗涤液进行洗涤,洗涤完成后,ELISA板于36.5-37.5℃放置1-2小时;

[0127] 4) 加待检样品,并且温育:从提取的IgM的复溶液中取样,作待检样品;以已知含量的镉-IgM螯合物作标准品;用稀释缓冲液稀释相应倍数,即稀释10-40倍,加入微孔中,37℃作用1-2小时;

[0128] 5) 酶结合物温育:移去IgM的复溶液,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入用稀释缓冲液稀释的酶标抗体,使稀释的酶标抗体的浓度为2μg/ml,,37℃作用1-2小时,使其与酶标抗体反应;

[0129] 6) 底物温育:移去酶标抗体,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入底物,37℃避光作用30分钟;

[0130] 7) 终止反应:滴加终止液至每一微孔;

[0131] 8) 取波长405nm,加完终止液后,将ELISA板置于酶标仪上分别读取待检样品和标准品的OD值,通过绘制标准曲线,求得待检样品的含量(也可不使用酶标仪,直接通过染色情况进行定性检测)。

[0132] 方法五:提纯镉-IgM螯合物与原子吸收光谱结合法(提纯法+AAS法)检测血样中镉-IgM螯合物,按照如下步骤检测:

[0133] 1) 从全血中提取IgM:采用聚乙二醇PEG沉淀法、超速离心、分子超滤、凝胶过滤等方法从全血提取法将血液的提纯出来的IgM复溶,得到IgM的复溶液;

[0134] 2) 检测:从步骤1)中的复溶液中取样,于原子吸收光谱仪检测螯合于IgM上的镉,并绘制标准曲线,读出相应数值。

[0135] 方法六:提纯镉-IgM螯合物与电感耦合等离子体质谱结合法(提纯法+ICP-MS法)检测镉-IgM螯合物,按照如下步骤检测:

[0136] 1) 从全血中提取IgM:采用聚乙二醇PEG沉淀法、超速离心、分子超滤、凝胶过滤等方法从全血提取法将血液的提纯出来的IgM复溶,得到IgM的复溶液;

[0137] 2) 酸化:从步骤1)中的复溶液中取样,在溶液中加入酸化剂(如硝酸)对溶液进行酸化,封口过夜,彻底酸化;

[0138] 3) 检测:加入过氧化氢,并且加热赶酸,并从相应溶液中取样,于电感耦合等离子体质谱仪下检测螯合于IgM上的镉,并绘制标准曲线,读出相应数值。

[0139] 方法七:电泳与酶联免疫法(电泳法-ELISA法)检测镉-IgM螯合物,按照如下步骤检测:

[0140] 1) 从全血中提取IgM:采用聚乙二醇PEG沉淀法、超速离心、分子超滤、凝胶过滤等方法从全血提取法将血液的提纯出来的IgM复溶,得到IgM的复溶液;

[0141] 2) 制备胶床:根据需要选择琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶或SDS-聚丙烯酰胺凝胶等作为介质,制备好胶床;

[0142] 3) 加样:取步骤1)中的复溶液8 μ L加入2 μ L上样缓冲液,混匀,短暂离心;(注意此处步骤不能煮)

[0143] 4) 电泳:连接电泳板,进行电泳分离;

[0144] 5) 检测:在胶床上找出含有镉的蛋白条带,将该条带取出,将该蛋白条带复溶,然后再利用ELISA原理检测溶于液体中的镉含量。此外,还可以利用此方法检测整合镉的IgM的等电点、分子量及含量等。

[0145] 方法八:电泳与原子吸收光谱法(电泳法-AAS法)检测镉-IgM螯合物,按照如下步骤检测:

[0146] 1) 从全血中提取IgM:采用聚乙二醇PEG沉淀法、超速离心、分子超滤、凝胶过滤等方法从全血提取法将血液的提纯出来的IgM复溶,得到IgM的复溶液;

[0147] 2) 制备胶床:根据需要选择琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶或SDS-聚丙烯酰胺凝胶等作为介质,制备好胶床;

[0148] 3) 加样:从步骤1)中的复溶液中取样,加入上样缓冲液,并混匀,然后加样于样品槽中;

[0149] 4) 电泳:连接电泳板,进行电泳分离;

[0150] 5) 检测:在胶床上找出含有镉的蛋白条带,将该条带取出,将该蛋白条带复溶,然后再利用AAS原理检测溶于液体中的镉含量。此外,还可以利用此方法检测整合镉的IgM的等电点、分子量及含量等。

[0151] 方法九:电感耦合等离子体质谱结合法(电泳法-ICP-MS法)检测镉-IgM螯合物,按照如下步骤检测:

[0152] 1) 从全血中提取IgM:采用聚乙二醇PEG沉淀法、超速离心、分子超滤、凝胶过滤等方法从全血提取法将血液的提纯出来的IgM复溶,得到IgM的复溶液;

[0153] 2) 制备胶床:根据需要选择琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶或SDS-聚丙烯酰胺凝胶等作为介质,制备好胶床;

[0154] 3) 加样:从步骤1)中的复溶液中取样,加入上样缓冲液,并混匀,然后加样于样品槽中;

[0155] 4) 电泳:连接电泳板,进行电泳分离;

[0156] 5) 检测:在胶床上找出含有镉的蛋白条带,将该条带取出,将该蛋白条带复溶,然后再利用ICP-MS原理检测溶于液体中的镉含量。此外,还可以利用此方法检测整合镉的IgM的等电点、分子量及含量等。

[0157] 方法七至九中的IgM可以用多种方法提纯出来(例如超速离心法,高压液相层析法,凝胶过滤层析法,凝胶电泳法,ELISA方法等),将提纯出来的IgM复溶,得到IgM的复溶液,取一定量的IgM,利用电荷移动原理,进行电泳(electrophoresis,EP),在凝胶板(可根据需要采用不同介质)上可根据分子量、等电点等不同跑出不同的条带,寻找出富含镉的相应条带,将凝胶中的蛋白质用相应复溶剂复溶于溶液中,即可以在特定波长下检测相关IgM

的含量,也可以利用ELISA、AAS、ICP-MS等原理检测出螯合于IgM上的镉含量,由于溶液中仅含有IgM,且所用试剂中不含任何重金属(阴性对照组结果为阴性),不会对结果造成干扰,因而当所读取的结果显示为阳性时,即可证明检测出IgM上螯合的金属镉。

[0158] 实施例1:镉-IgM螯合物的制备方法,包括以下步骤:

[0159] A) 镉与IgM的螯合反应:在人源的IgM中加入镉离子进行螯合反应,得到反应溶液;

[0160] 试剂配制:

[0161] 1) 硼酸盐缓冲液(0.01M):称取0.31g硼酸溶于400ml超纯水中,用0.1M的NaOH调节pH至9.0,定容至500mL。

[0162] 2) IgM溶液:称取4.0mg IgM溶于4.0mL 0.01M pH9.0硼酸盐缓冲液中,充分振荡溶解,配制成1.0mg/mL的蛋白溶液;

[0163] 3) 5mmol/L EDTA+200mmol/L NaHCO₃溶液:称取EDTA·2H₂O 1.86g、NaHCO₃ 16.8g溶于900mL超纯水中,用1.0M NaOH调整pH至8.0定容至1000ml,高压灭菌,室温保存;

[0164] 4) ITCBE(购买自日本同仁化学研究所,货号M030)

[0165] 5) 透析袋(截留分子量14000)(Bioshop Inc)

[0166] 制备步骤具体为:

[0167] 1) 透析袋的处理:将透析袋放入500ml(根据烧杯体积可变换用量)体积的5mmol/L EDTA+200mmol/L NaHCO₃溶液中,煮沸10min;倾弃EDTA/NaHCO₃液,用超纯水轻轻漂洗,再用500ml 5mmol/L EDTA煮沸10min;弃掉煮沸液,彻底用超纯水清洗,加入大量的超纯水浸泡透析袋4℃过夜。使用时,戴上手套,取出透析袋,用大量的超纯水彻底冲洗其内外表面;

[0168] 2) 取2.0mg ITCBE溶于2ml DMSO中;

[0169] 3) 取4.0mg IgM溶于4.0ml硼酸盐缓冲溶液中(0.01M pH9.0)中;

[0170] 4) 缓慢将步骤2制备的液体加入IgM溶液中,边滴加边震荡,于25℃,100r/min的摇床中作用24h,然后用透析袋透析24h,除去未与IgM结合的ITCBE;

[0171] 5) 将透析所得的液体用1mol/L HCl调节pH值至7.0,然后缓慢逐渐滴加80μl 1mmol/L镉离子溶液,边滴加边振荡,以免镉离子使蛋白变性沉淀;

[0172] 6) 将加好的溶液在25℃,100r/min的摇床中反应2h,用处理好的透析袋进行透析24h;

[0173] 7) 将透析后的液体于-20℃分装保存。

[0174] B) 纯化镉-IgM螯合物的提取:采用免疫亲和层析法,去除反应溶液(即步骤A中7)的透析后的液体)中未反应的IgM以及多余的镉离子,即得镉-IgM螯合物,具体步骤如下:

[0175] (1) 溶解样品:向经过步骤A)得到的反应溶液中加入生理盐水,使镉-IgM螯合物复溶;

[0176] (2) 平衡层析柱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱的管路,在层析柱中装入能与IgM特异性结合的填料,装柱后,继续使用稀释缓冲液平衡层析柱;

[0177] (3) 上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(1)中样品,然后上柱,IgM与填料特异性结合;

[0178] (4) 洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.05-0.1mol/L的磷酸盐溶液进行洗脱;

[0179] (5) 收集:收集经过步骤(4)洗脱后的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复性;

[0180] (6) 透析:将步骤(5)中的收集的洗脱液,装透析袋,用ddH₂O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本;

[0181] (7) 平衡层析柱:采用新的层析柱,用稀释缓冲液冲洗管路,在该层析柱中装入能与镉特异性结合的填料,装柱后再用稀释缓冲液平衡层析柱;

[0182] (8) 上样:待层析柱平衡后,用稀释缓冲液稀释步骤(6)中样本,然后上柱;

[0183] (9) 洗脱:使用稀释缓冲液冲洗层析柱至基线平衡,然后使用0.5-1.0mol/L的磷酸盐溶液进行洗脱;

[0184] (10) 收集:收集经过步骤(9)洗脱后的洗脱液,收集完毕后立即使蛋白复性;

[0185] (11) 透析:将步骤(10)中的收集的洗脱液,装透析袋,用ddH₂O透析除盐,换水三次后,4℃透析过夜,收集样本,即得镉-IgM螯合物;

[0186] C) 对镉-IgM螯合物的鉴定,具体步骤如下:

[0187] (1) 制备胶床:以琼脂糖凝胶作为介质制备胶床;

[0188] (2) 加样:取步骤B)中8μL提取纯化得到的镉-IgM螯合物,加入2μL上样缓冲液,并混匀,然后加样于样品槽中;

[0189] (3) 电泳:连接电泳板,加入电泳缓冲液进行电泳;电泳过程中,电流为22mA恒流,环境温度为4度;至溴酚蓝移至胶底部时停止电泳;

[0190] (4) 检测:在胶床上找出含镉的蛋白条带,将该蛋白条带取出,将蛋白条带复溶,然后再采用AAS法检测是否含有镉以及检测镉的含量。

[0191] D) 检测结果

[0192] (1) 电泳结果:

[0193] 其中,图1为本发明所述的镉-IgM螯合物的非变性电泳条带图。

[0194] (2) 同步辐射X荧光分析:

[0195] 蛋白条带内微量元素含量的SRXRF分析在北京正负电子对撞机(BEPC)的4W1"同步辐射束线上完成。储存环中电子束流能量为2.2GeV,束流强度100mA。样品移动台(TSA200型,北京卓立汉光公司)可在计算机控制的步进马达驱动下沿X、Y二维方向上移动以改变入射光斑位置,移动步长为0.0025mm。从样品发射出的X射线由Si(Li)探测器(PGT Inc. LS 30143-DS)探测,探头与入射SR线共平面且相互垂直,距样品照射点20mm,信号用PGT多道分析仪(MCA4000)获取输出。用11.5keV的单色同步辐射光激发样品,调节入射光斑(1mmx3mm)位置使之处于条带一端,在300s的测定时间内,光斑一直沿条带均匀缓慢移动,计数结束时光斑移到该条带另一端。沿电泳方向每1mm取一个谱。采用AXIL软件处理数据,并用来源于空气且含量恒定的Ar信号峰对其它元素峰进行归一处理,以抵消束流强度变化对信号强弱产生的影响。在相同的条件下以同样的方式测量定量标准干胶膜的荧光谱。

[0196] 图2为本发明所述的镉-IgM螯合物的同步辐射X线电泳条带的荧光分析图,图中横坐标为蛋白条带位置,纵坐标为该蛋白条带中镉金属能量(含量)值。

[0197] (3) 采用石墨炉原子吸收光谱法(AAS)初步测定本实施例得到的镉-IgG螯合物中的镉含量,其含量为111.011μg/L。

[0198] 本发明一种定量检测镉-IgM螯合物的方法的检测条件的确定:

[0199] 1. 补体蛋白最佳工作浓度以及血浆的最佳稀释倍数的确定

[0200] 步骤如下:

[0201] (1) 将抗IgM Ab用稀释缓冲液按照以下质量体积比(稀释度) 1:500、1:1000、1:2000、1:4000进行稀释,加入ELISA板微孔中,将抗IgM Ab包被于固相载体上,每个浓度包被三排,4℃过夜18小时;

[0202] (2) 移去稀释缓冲液,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,用2%牛血清白蛋白作为封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并用洗涤液进行洗涤;

[0203] (3) 待检样品用稀释缓冲液按照以下质量体积比(稀释度) 1:20、1:40、1:80进行稀释,加入微孔中,按照上述包被的抗IgM Ab浓度,同一个浓度的抗IgM Ab的分别加入不同稀释度血浆,37℃作用1小时;

[0204] (4) 移去待检样品,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入抗Cd Ab,抗Cd Ab用稀释缓冲液按照以下质量体积比(稀释度) 1:12500、1:125000、1:50000、1:100000进行稀释,按照每一个相同抗IgM Ab、血清稀释浓度,不同浓度抗Cd Ab各加2孔,37℃作用1小时,使抗Cd Ab与IgM上的金属镉反应;

[0205] (5) 酶标抗体选择最适工作浓度,即2ng/ml,移去抗Cd抗体,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入用稀释缓冲液稀释HRP酶标抗体,37℃作用1小时,使HRP酶标抗体与镉-IgM螯合物反应;

[0206] (6) 移去酶标抗体,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入底物,37℃避光作用30分钟;

[0207] (7) 以与加底物液相同的速度和顺序滴加终止液至每一微孔;

[0208] (8) 取波长405nm,加完终止液后,将ELISA板置于酶标仪上分别读取各孔OD值。根据各孔OD值数值,选择抗IgM Ab、抗Cd-Ab的最佳工作浓度以及血浆的最佳稀释倍数。

[0209] 试验中同时以所制对照品作为阳性对照,选择IgM抗体+封闭+Cd抗+酶标+底物(即不加检测样本)作为阴性对照1、IgM抗体+封闭+血浆+酶标+底物(即不加Cd抗)作为阴性对照2、IgM抗体+封闭+酶标+底物(即不加检测样本和Cd抗)作为阴性对照3、IgM抗体+封闭+血浆+Cd抗+底物(即不加酶标)作为阴性对照4,封闭+血浆+Cd抗+酶标+底物(即不加IgM抗体)作为空白对照1,只加底物及PBS作为空白对照2;检测结果见表1-2。

[0210] 表1:抗IgM Ab和cd抗体最佳工作浓度以及血浆稀释倍数的确定

		抗 IgM Ab (1:500)	抗 IgM Ab (1:1000)	抗 IgM Ab (1:2000)	抗 IgM Ab (1:4000)	
[0211]	Cd 抗 1:12500	血浆 1:10	0.791	0.734	0.548	0.407
		血浆 1:20	0.687	0.666	0.42	0.311
		血浆 1:40	0.506	0.502	0.309	0.208
[0211]	Cd 抗 1:25000	血浆 1:10	0.749	0.73	0.591	0.432
		血浆 1:20	0.69	0.625	0.423	0.302
		血浆 1:40	0.522	0.512	0.394	0.281
[0211]	Cd 抗 1:50000	血浆 1:10	0.501	0.472	0.381	0.221
		血浆 1:20	0.452	0.438	0.275	0.199
		血浆 1:40	0.404	0.377	0.194	0.171

[0212]	Cd 抗 1:100000	血浆 1:10	0.487	0.41	0.286	0.196
		血浆 1:20	0.317	0.354	0.189	0.119
		血浆 1:40	0.211	0.198	0.163	0.101

[0213] 表2:ELISA阳性对照及阴性对照ELISA检测结果

[0214]	阳性对照	阴性对照				空白对照		
		阴性对照 1	阴性对照 2	阴性对照 3	阴性对照 4	空白对照 1	空白对照 2	空白对照 3
OD 405	0.964	0.071	0.051	0.035	0.021	0.016	0.011	0.008

[0215] 由表1-2数据显示,我们可以看出当人IgM抗体的稀释度为1:500、全血稀释度为1:10、Cd抗稀释度为1:12500时,OD值最大,虽然OD值小于0.8,但是其所对应的阴性对照组OD值全部小于0.1,并且其所对应的阳性对照组,OD值大于0.8,所以选此值所对应的浓度作为最佳工作浓度(即人IgM抗体浓度为1:500,全血稀释度为1:10,Cd抗稀释浓度为1:12500)。

[0216] 2.ELISA洗脱液最佳工作浓度及时间确定

[0217] 步骤如下:(1)将人IgM抗体用稀释缓冲液稀释至500倍(质量体积比),加入ELISA板微孔中,37℃水浴3小时,储存冰箱;

[0218] (2)移去稀释缓冲液,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,用2%牛血清白蛋白作为封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并用洗涤液进行洗涤;

[0219] (3)移去封闭液,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入用稀释缓冲液稀释的

HRP酶标抗体,37℃作用2小时,使其与人IgM抗体反应;

[0220] (4) 准备洗脱液:将木瓜蛋白酶用pH 8.0,0.1mol/L Tris-HCl缓冲液配制成1-2mg/ml,再加入1mmol/L二硫苏糖醇(DTT) 37℃孵育30min;

[0221] (5) 移去酶标抗体,用稀释缓冲液对洗脱液进行稀释,使洗脱液中的木瓜蛋白酶浓度:酶标抗体浓度比=1:80、1:40、1:20、1:10、1:5,其中,每个浓度作3个复孔,分别放置于37℃温度下洗脱1h、2h、3h;

[0222] (6) 移去洗脱液,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入底物,37℃避光作用30分钟;

[0223] (7) 以与加底物液相同的速度和顺序滴加终止液至每一微孔;

[0224] (8) 取405nm波长,加完终止液后,将ELISA板置于酶标仪上分别读取每组OD值,通过与PBS缓冲液组比较,比较出洗脱液的最适浓度及洗脱时间,具体结果参见表3。

[0225] 表3:ELISA洗脱液最佳工作浓度及洗脱时间确定

[0226]

	1:5	1:10	1:20	1:40	1:80
1h	0.281	0.168	0.081	0.114	0.469
2h	0.250	0.115	0.050	0.183	0.438
3h	0.225	0.106	0.100	0.196	0.441

[0227] 从表4中我们可以发现,洗脱液中的木瓜蛋白酶的浓度与酶标抗体的浓度之比=1:20时,即木瓜蛋白酶的浓度100ng/ml时,各组OD值均低于其他几组,说明该浓度洗脱液洗脱效果最优(即将ELISA孔壁上结合的人IgM抗体-酶标复合物洗脱程度达到最大,因而OD值最低);而作用时间不管是1h、2h、3h,各组OD值变化均不大,可见随着时间的延长,酶活力逐渐减弱,在酶浓度不变的情况下,延长消化时间并不能提高消化率,所以本实验中洗脱液的作用时间为1-3h皆可。

[0228] 应用实施例1

[0229] 取采用ELISA法检测100份标本血浆中的镉-IgM螯合物,按照以下步骤进行检测:酶联免疫法(ELISA法)检测镉-IgM螯合物,按照如下步骤检测:

[0230] 1) 将抗IgM Ab包被于固相载体上:用稀释缓冲液稀释抗IgM Ab至500倍,加入ELISA板微孔中,37℃水浴1小时,储存冰箱;

[0231] 2) 从循环系统取全血,作待检样品,再加入甲苯,溶解细胞膜;

[0232] 3) 封闭:移去稀释缓冲液,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加2%牛血清白蛋白作为封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并用洗涤液进行洗涤,洗涤完成后,ELISA板于37℃放置1小时;

[0233] 4) 加待检样品,并且温育:加入步骤2)中的待检样品、以已知含量的镉-IgM螯合物作标准品;用稀释缓冲液稀释待检样品稀释至相应倍数,即稀释10倍,加入微孔中,37℃作用1小时;

[0234] 5) 加入可以捕获镉的物质,并且温育:移去待检样品,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入用稀释缓冲液稀释12500倍,37℃作用1小时,使抗Cd Ab与IgM上的金属镉反应;

[0235] 6) 酶结合物温育:移去抗镉抗体,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入用稀

释缓冲液稀释的HRP酶标抗体,37℃作用1小时,使其与酶标抗体反应;

[0236] 7) 底物温育:移去酶标抗体,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入底物,37℃避光作用30分钟;

[0237] 8) 终止反应:滴加终止液至每一微孔;

[0238] 9) 取波长405nm,加完终止液后,将ELISA板置于酶标仪上分别读取待检样品和标准品的OD值(也可不使用酶标仪,直接通过染色情况进行定性检测),检测结果如表4所示。

[0239] 表4:100份血样标本中镉-IgM螯合物的ELISA检测结果

[0240]

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OD ₄₀₅	0.648	0.778	0.516	0.448	0.709	0.508	0.716	0.688	0.599	0.446
编号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
OD ₄₀₅	0.581	0.664	0.176	0.662	0.578	0.181	0.632	0.535	0.598	0.531
编号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
OD ₄₀₅	0.198	0.300	0.574	0.514	0.539	0.568	0.509	0.108	0.684	0.732
编号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
OD ₄₀₅	0.582	0.123	0.642	0.292	0.463	0.642	0.145	0.584	0.564	0.733
编号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
OD ₄₀₅	0.747	0.661	0.552	0.691	0.626	0.606	0.505	0.762	0.129	0.484
编号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
OD ₄₀₅	0.642	0.492	0.509	0.789	0.108	0.353	0.710	0.652	0.559	0.698

[0241]

编号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
OD ₄₀₅	0.595	0.193	0.662	0.107	0.310	0.510	0.236	0.318	0.440	0.599
编号	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
OD ₄₀₅	0.117	0.675	0.569	0.344	0.511	0.459	0.549	0.151	0.623	0.286
编号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
OD ₄₀₅	0.543	0.562	0.650	0.674	0.433	0.180	0.688	0.621	0.361	0.733
编号	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
OD ₄₀₅	0.708	0.295	0.516	0.160	0.181	0.938	0.153	0.478	0.182	0.706

[0242] 应用实施例2

[0243] 采用酶联免疫与原子吸收光谱结合法(ELISA法+AAS法)检测100分标本血样中的镉-IgM螯合物,按照如下步骤检测:

[0244] 1) 将能够捕获IgM的物质,如抗IgM抗体(抗IgM Ab)包被于固相载体上:用稀释缓冲液稀释抗IgM Ab至500倍,加入ELISA板微孔中,4℃过夜18小时;

[0245] 2) 从循环系统取全血,作待检样品,再加入甲苯,溶解细胞膜;

[0246] 3) 封闭:移去稀释缓冲液,并用洗涤液进行洗涤,待洗涤完成后,加入2%牛血清白蛋白或脱脂奶粉作为封闭液,37℃放置1小时,移去封闭液,并用洗涤液进行洗涤,洗涤完成后,ELISA板于37℃放置1小时;

[0247] 4) 加待检样品,并且温育:加入步骤2)中的待检样品、以已知含量的镉-IgM螯合物

作标准品；用稀释缓冲液稀释待检样品稀释至10倍，加入微孔中，37℃作用1小时；

[0248] 5) 洗脱：移去待检样品，并用洗涤液进行洗涤，待洗涤完成后，加入以木瓜蛋白酶的浓度为100ng/ml的洗脱液，洗脱3小时；

[0249] 6) 检测：从ELISA微孔中取样，于原子吸收光谱仪检测整合于IgM上的镉，检测值如表5所示。

[0250] 表5:100份血样标本中镉-IgM整合物的AAS检测结果

[0251]

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
μg/L	0.471	0.478	0.216	0.389	0.388	0.322	0.476	0.488	0.263	0.418
编号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
μg/L	0.514	0.491	0.231	0.450	0.427	0.287	0.492	0.440	0.474	0.168
编号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
μg/L	0.271	0.301	0.381	0.573	0.274	0.311	0.346	0.377	0.351	0.574
编号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
μg/L	0.290	0.482	0.402	0.296	0.489	0.195	0.339	0.312	0.314	0.611
编号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
μg/L	0.411	0.428	0.344	0.369	0.371	0.401	0.444	0.204	0.411	0.464
编号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
μg/L	0.253	0.317	0.307	0.134	0.591	0.324	0.311	0.237	0.211	0.254
编号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
μg/L	0.416	0.430	0.496	0.480	0.108	0.538	0.388	0.254	0.286	0.284
编号	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
μg/L	0.416	0.427	0.250	0.357	0.341	0.367	0.360	0.348	0.574	0.130
编号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
μg/L	0.486	0.433	0.238	0.231	0.539	0.341	0.316	0.288	0.252	0.426
编号	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
μg/L	0.345	0.329	0.345	0.353	0.546	0.363	0.305	0.395	0.385	0.171

[0252] 应用实施例3

[0253] 采用酶联免疫与电感耦合等离子体质谱结合法(ELISA法+ICP-MS法)检测100份标本血样中的镉-IgM整合物含量，按照如下步骤检测：

[0254] 1) 将能够捕获IgM的物质，如抗IgM抗体(抗IgM Ab)包被于固相载体上：用稀释缓冲液稀释抗IgM Ab至500倍，加入ELISA板微孔中，4℃过夜18小时；

[0255] 2) 取100份标准血样作为待检样品，再加入甲苯，溶解细胞膜；

[0256] 3) 封闭：移去稀释缓冲液，并用洗涤液进行洗涤，待洗涤完成后，加入2%牛血清白蛋白作为封闭液，37℃放置1小时，移去封闭液，并用洗涤液进行洗涤，洗涤完成后，ELISA板于37℃放置1小时；

[0257] 4) 加待检样品，并且温育：加入步骤2)中的待检样品、以已知含量的镉-IgM整合物作标准品；用稀释缓冲液稀释待检样品稀释至10倍，加入微孔中，37℃作用1小时；

[0258] 5) 洗脱：移去待检样品，并用洗涤液进行洗涤，待洗涤完成后，加入以木瓜蛋白酶

的浓度为100ng/ml的洗脱液,洗脱3小时;

[0259] 6) 酸化:在步骤5)中的溶液中加入硝酸对溶液进行酸化,封口过夜,彻底酸化;

[0260] 7) 检测:加入过氧化氢,并且加热赶酸,并从相应溶液中取样,于电感耦合等离子体质谱仪下检测整合于IgM的镉,检测值如表6所示。

[0261] 表6 100份标本血样镉-IgM整合物的ICP-MS检测结果

[0262]

编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
µg/L	0.322	0.301	0.392	0.497	0.469	0.369	0.424	0.333	0.450	0.411
编号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
µg/L	0.325	0.431	0.531	0.485	0.429	0.133	0.425	0.302	0.394	0.440
编号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
µg/L	0.342	0.497	0.433	0.591	0.304	0.312	0.293	0.368	0.225	0.389
编号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
µg/L	0.363	0.454	0.475	0.138	0.325	0.326	0.202	0.393	0.436	0.311
编号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
µg/L	0.387	0.438	0.323	0.524	0.161	0.318	0.397	0.399	0.422	0.340
编号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
µg/L	0.314	0.355	0.478	0.346	0.524	0.331	0.364	0.367	0.208	0.123
编号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

[0263]

µg/L	0.267	0.427	0.447	0.359	0.215	0.337	0.335	0.565	0.486	0.486
编号	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
µg/L	0.480	0.412	0.264	0.534	0.293	0.323	0.215	0.315	0.353	0.157
编号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
µg/L	0.479	0.313	0.201	0.514	0.402	0.343	0.229	0.326	0.300	0.283
编号	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
µg/L	0.265	0.314	0.361	0.369	0.497	0.172	0.423	0.418	0.542	0.453

[0264] 对本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,做出其它各种相应的改变以及形变,而所有的这些改变以及形变都应该属于本发明权利要求的保护范围之内。




图1




图2

专利名称(译)	一种镉-IgM螯合物及其制备方法和应用		
公开(公告)号	CN105044007B	公开(公告)日	2018-08-21
申请号	CN201510413237.7	申请日	2015-07-14
[标]申请(专利权)人(译)	上海拜豪生物科技有限公司		
申请(专利权)人(译)	上海拜豪生物科技有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	上海拜豪生物科技有限公司		
[标]发明人	张积仁 阳帆 董欣敏 吴婧 蔡睿 孙遥 赵乙木		
发明人	张积仁 阳帆 董欣敏 吴婧 蔡睿 孙遥 赵乙木		
IPC分类号	G01N21/31 G01N33/53 G01N27/62 G01N1/28 G01N27/447		
审查员(译)	翁永超		
其他公开文献	CN105044007A		
外部链接	SIPO		

摘要(译)

本发明公开了一种镉-IgM螯合物及其制备方法和应用，该镉-IgM螯合物是镉离子与IgM通过巯基或/和半胱氨酸残基螯合而成。本发明建立了镉-IgM螯合物的定性定量检测方法，以便定量检测镉-IgM螯合物在评价一个地区镉污染程度的应用。通过定量检测一个地区人群血清中镉-IgM螯合物可以间接反映这个地区人群受镉污染的情况，从而间接反映这个地区镉污染程度。本发明建立的镉-IgM螯合物定量检测方法其准确度大大提高，并且使检测的重复性得到大大提高。

