



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109453794 A

(43)申请公布日 2019.03.12

(21)申请号 201811343070.1

(22)申请日 2018.11.12

(71)申请人 国家海洋局第一海洋研究所
地址 266061 山东省青岛市崂山区仙霞岭路6号

(72)发明人 孙承君 鞠鹏 丁金凤 王兵
高丰蕾 蒋风华 李景喜 曹为

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务
所(普通合伙) 11350
代理人 汤东风

(51) Int. Cl.
B01J 27/057(2006.01)
G01N 21/78(2006.01)
G01N 33/53(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)发明名称

一种 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金纳米材料作为模拟酶的应用

(57)摘要

本发明提供一种 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金纳米材料作为模拟酶的应用。所述模拟酶材料为 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金材料,通过溶剂热反应获得。本发明所述 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金纳米材料具有良好的过氧化物酶催化性能,且制备方法工艺简单、易于控制、成本低廉,在免疫分析等领域具有潜在应用前景。



1. 一种 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金纳米材料,其特征在于,所述的合金纳米材料的制备方法如下:

1) 将0.01~5g的聚乙烯吡咯烷酮PVP、0.01~1mmol的 $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、0.01~1mmol的 $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 和0.01~1mmol的 SnCl_2 分散于乙醇胺中,磁力搅拌至完全溶解,得溶解液A;

2) 将0.01~0.99mmol硫代乙酰胺TAA和0.01~0.99mmol Se粉加入到乙醇胺中,磁力搅拌至溶解,得溶解液B;

3) 然后将溶解液A和溶解液B混合,搅拌均匀后将混合液转移至反应釜中,放入150~200°C热处理24~72h;反应结束后,冷却至室温,经离心洗涤,40~80°C干燥得到化学组成为 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 的合金纳米材料,其中摩尔比 $x = \text{S} / (\text{S} + \text{Se})$ 为0~1。

2. 如权利要求1所述的合金纳米材料,其特征在于,所述的Cu离子与Zn和Sn离子的摩尔比为0.1~1:1;且Zn与Sn的摩尔比为1~2:1。

3. 权利要求1所述的合金纳米材料作为过氧化物模拟酶的应用。

4. 如权利要求3所述的应用,其特征在于,所述的应用是权利要求1所述的合金纳米材料作为过氧化物模拟酶在 H_2O_2 检测中的应用。

5. 一种检测 H_2O_2 的方法,其特征在于,所述的方法中使用了权利要求1所述的合金纳米材料。

6. 如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述的检测方法,是向离心管中加入磷酸盐缓冲液PBS、待检测的样品溶液、TMB的乙醇溶液和权利要求1所述的合金纳米材料分散液,反应7min后观察溶液颜色变化,并记录400~800nm下的紫外可见吸收光谱。

7. 如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 终浓度为200 $\mu\text{g}/\text{mL}$ 。

8. 如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述的TMB的终浓度为0.8mmol/L。

一种 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金纳米材料作为模拟酶的应用

技术领域

[0001] 本发明属于模拟酶技术领域,具体涉及一种 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金纳米材料作为模拟酶的应用。

背景技术

[0002] 过氧化物酶(Horseradish peroxidase,简称HRP)是由微生物或植物所产生的一类氧化还原酶,是以过氧化氢为电子受体催化底物氧化的酶,常被用于进行过氧化氢检测。然而作为天然酶,过氧化物酶本质上也是一种具有超分子结构的蛋白质,虽然它能够在温和的条件下高效、专一地催化各种生化反应,但是却对热、酸、碱不稳定而失去催化活性。此外,过氧化物酶由于提纯工艺复杂、成本高、不易保存,大大限制了其应用(Wei et al., Chem. Soc. Rev. 42 (2013) 6060-6093)。

[0003] 由于纳米材料在尺寸、形状以及表面电荷方面与天然酶具有一定的相似之处,且比表面积大、表面活化中心多、催化活性高,因此,自从Gao等(Gao et al., Nat. Nanotechnol. 2 (2007) 577-583)首次报道了 Fe_3O_4 磁性纳米颗粒具有较高的过氧化物模拟酶催化活性后,研究者对于纳米材料模拟过氧化物酶进行了广泛的研究,并开发出许多新型纳米材料模拟酶,比如 CeVO_4 (Ju et al., J. Mater. Chem. B 4 (2016) 6316-6325)、 MnSe (Qiao et al., Sensor. Actuator. B: Chem. 193 (2014) 255-262)、 $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}-\text{CeO}_2$ (Wang et al., Microchim. Acta 182 (2015) 1733-1738)、 Fe_3S_4 (Ding et al., Microchim. Acta 183 (2016) 625-631)、 ZnO (Dai et al., J. Mater. Chem. 18 (2008) 1919-1926)等。这些纳米材料在催化效率、机理和底物的专一性都与HRP相同,并且还具有良好的稳定性、制备工艺简单和可循环利用等优点。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金纳米材料作为模拟酶的应用,可以对 H_2O_2 进行快速检测,从而弥补现有技术的不足。

[0005] 本发明所提供的 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金纳米材料,其制备方法如下:

[0006] 1) 将0.01~5g的聚乙烯吡咯烷酮PVP、0.01~1mmol的 $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、0.01~1mmol的 $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 和0.01~1mmol的 SnCl_2 分散于乙醇胺中,磁力搅拌至完全溶解,得溶解液A;

[0007] 2) 将0.01~0.99mmol硫代乙酰胺TAA和0.01~0.99mmol Se粉加入到乙醇胺中,磁力搅拌至溶解,得溶解液B;

[0008] 3) 然后将溶解液A和溶解液B混合,搅拌均匀后将混合液转移至反应釜中,放入150~200℃热处理24~72h;反应结束后,冷却至室温,经离心洗涤,40~80℃干燥得到化学组成为 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 的合金纳米材料,其中摩尔比 $x = \text{S}/(\text{S}+\text{Se})$ 为0~1;

[0009] 所述Cu离子与Zn和Sn离子的摩尔比为0.1~1:1、Zn与Sn的摩尔比为1~2:1。

[0010] 本发明的 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金纳米材料作为过氧化物模拟酶的应用。

[0011] 所述 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金纳米材料在 H_2O_2 的快速检测中的应用。

[0012] 所述 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金纳米材料模拟过氧化物酶性能具体测试方法为:依次向离心管中加入磷酸盐缓冲液(PBS)、待检测的样品溶液、TMB的乙醇溶液和 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 分散液,反应7min后观察溶液颜色变化,并记录400~800nm下的紫外可见吸收光谱;所述 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 终浓度为200 $\mu\text{g}/\text{mL}$;所述 H_2O_2 终浓度为1.0mmol/L;所述TMB终浓度为0.8mmol/L。

[0013] 本发明制备的 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 模拟酶材料具有良好的模拟过氧化物酶催化性能,可以通过比色法快速检测 H_2O_2 ,并且具有良好的稳定性和重复利用性,制备工艺简单、易于控制、成本低廉,在免疫分析等领域具有潜在应用前景。

附图说明

[0014] 图1为本发明实施例1制备的 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ ($x=0.25$) 模拟酶材料的XRD图谱(A)和TEM照片(B)。

[0015] 图2为本发明实施例1制备的 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ ($x=0.25$) 模拟酶材料反应体系的紫外可见吸收光谱图。

具体实施方式

[0016] $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金材料作为一种功能半导体材料,其组成元素丰富、无毒、吸光性能好,具备获得高转化效率的理想带隙等条件,已经成为用于替代Cu(In,Ga)(Se,S)₂和CdTe等传统薄膜太阳能电池材料的首选吸收层材料。然而 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金材料在生物免疫分析和环境检测等领域的应用潜能尚未开发。因此,本发明将 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 合金材料作为过氧化物模拟酶,通过对底物的催化氧化还原反应实现对 H_2O_2 快速检测,进一步扩展太阳能电池材料在生物免疫分析和环境检测等领域的应用。

[0017] 以下通过具体的实施例对本发明作进一步说明,有助于本领域的普通技术人员更全面的理解本发明,但不以任何方式限制本发明。

[0018] 实施例1: $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 纳米材料的制备

[0019] 通过溶剂热法制备。将1.0g PVP、0.352mmol $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、0.24mmol $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 和0.2mmol SnCl_2 分散于15mL乙醇胺中,磁力搅拌至完全溶解,得溶解液A;同时将0.25mmol硫代乙酰胺(TAA)和0.75mmol Se粉加入到15mL乙醇胺中,磁力搅拌至溶解,得溶解液B;然后将溶解液A和溶解液B混合,搅拌均匀后将混合液转移转移至反应釜中,放入电热恒温鼓风干燥箱180 $^\circ\text{C}$ 热处理48h;反应结束后,将反应釜冷却至室温,经离心洗涤,在60 $^\circ\text{C}$ 干燥12h,得到 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 的合金纳米材料($x=0.25$),记为CZTSSe-0.25。

[0020] 图1(A)为实施例1所制备样品的XRD图谱。由图可知,大部分衍射峰的位置与立方KS相CZTSe(JCPDS Card No.70-8930)的衍射峰位置相吻合,少数衍射峰与六角KS相CZTS相吻合,而且没有出现任何杂质相,可以确定实施例1制备的样品为CZTSSe纳米晶相结构。此外,由图可知,样品的衍射峰强度较大,衍射峰较尖,说明所制备的CZTSSe-0.25纳米材料具有较好的结晶度。图1(B)为实施例1所制备样品的TEM照片,由图可见,所制备的CZTSSe-0.25为纳米颗粒,结构尺寸较均一,约为5~10nm,稍有团聚的现象,这种纳米晶体结构将具

有较大的比表面积。

[0021] 实施例2:不同反应参数来制备 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 纳米材料

[0022] 将0.01~5g PVP、0.01~1mmol $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、0.01~1mmol $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 和0.01~1mmol SnCl_2 分散于15mL乙醇胺中,磁力搅拌至完全溶解,得溶解液A;同时将0.01~0.99mmol硫代乙酰胺(TAA)和0.01~0.99mmol Se粉加入到15mL乙醇胺中,磁力搅拌至溶解,得溶解液B;然后将溶解液A和溶解液B混合,搅拌均匀后将混合液转移至反应釜中,放入电热恒温鼓风干燥箱150~200℃热处理24~72h;反应结束后,将反应釜冷却至室温,经离心洗涤,在40~80℃干燥12h,得到化学组成为 $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 的合金纳米材料($x=0, 0.5, 0.75, 1$),记为CZTSe、CZTSSe-0.5、CZTSSe-0.75、CZTS(参见表1)。

[0023] 表1:不同反应条件制备的材料表

[0024]

	PVP 用量	CuAc_2 用量	ZnAc_2 用量	SnCl_2 用量	TAA 用量	Se 粉 用量	热处 理温 度	热 处 理 时 间	干 燥 温 度
CZTSe $x = 0$	1.2 g	0.44 mmol	0.3 mmol	0.25 mmol	0	1.0 mmol	160 °C	35 h	55 °C
CZTSSe-0.5 $x = 0.5$	1.5 g	0.405 mmol	0.276 mmol	0.23 mmol	0.5 mmol	0.5 mmol	170 °C	40 h	60 °C
CZTSSe-0.75 $x = 0.75$	1.6 g	0.387 mmol	0.264 mmol	0.22 mmol	0.75 mmol	0.25 mmol	190 °C	45 h	65 °C
CZTS $x = 1$	1.7 g	0.37 mmol	0.252 mmol	0.21 mmol	1.0 mmol	0	200 °C	50 h	70 °C

[0025] 实施例3: $\text{Cu}_2\text{ZnSn}(\text{S}_x\text{Se}_{1-x})_4$ 纳米材料模拟过氧化物酶

[0026] 取1个1.5mL离心管,加入600 μL 50mmol/L的磷酸盐缓冲液(PBS, pH=4.0)、100 μL 10mmol/L H_2O_2 溶液和100 μL 8mmol/L TMB的乙醇溶液,然后加入200 μL 实施例1制备的CZTSSe-0.25分散液(1.0mg/mL),反应7min后观察溶液变化,并记录400~800nm下的紫外可见吸收光谱(参见图2)。

[0027] 图2是四种反应体系对应的紫外可见吸收光谱图,652nm是氧化态TMB的特征吸收峰。由图可见, H_2O_2 +CZTSSe-0.25、TMB+CZTSSe-0.25和TMB+ H_2O_2 三个体系几乎没有吸收峰,

而TMB+H₂O₂+CZTSSe-0.25体系在652nm处有明显的吸收峰,且峰形较好。此外,通过观察H₂O₂+CZTSSe-0.25、TMB+CZTSSe-0.25和TMB+H₂O₂三个体系的颜色变化,发现三个体系溶液颜色均为无色透明,未发生明显变化,而TMB+H₂O₂+CZTSSe-0.25体系中溶液呈现出明显的蓝色,说明CZTSSe-0.25在H₂O₂的存在下催化氧化TMB生成了蓝色氧化物。结果表明,本发明制备的CZTSSe-0.25纳米材料具有良好的模拟过氧化物酶催化活性,是一种过氧化物模拟酶材料,在H₂O₂存在下可以催化氧化TMB生成蓝色氧化物,通过这种显色反应可以实现快速检测H₂O₂,在生物免疫分析和环境检测等领域具有潜在应用前景。




图1




图2

专利名称(译)	一种Cu ₂ ZnSn(S _x Se _{1-x}) ₄ 合金纳米材料作为模拟酶的应用		
公开(公告)号	CN109453794A	公开(公告)日	2019-03-12
申请号	CN201811343070.1	申请日	2018-11-12
[标]申请(专利权)人(译)	国家海洋局第一海洋研究所		
申请(专利权)人(译)	国家海洋局第一海洋研究所		
当前申请(专利权)人(译)	国家海洋局第一海洋研究所		
[标]发明人	孙承君 鞠鹏 丁金凤 王兵 蒋凤华 李景喜 曹为		
发明人	孙承君 鞠鹏 丁金凤 王兵 高丰蕾 蒋凤华 李景喜 曹为		
IPC分类号	B01J27/057 G01N21/78 G01N33/53		
CPC分类号	B01J27/0573 G01N21/78 G01N33/53		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明提供一种Cu₂ZnSn(S_xSe_{1-x})₄合金纳米材料作为模拟酶的应用。所述模拟酶材料为Cu₂ZnSn(S_xSe_{1-x})₄合金材料，通过溶剂热反应获得。本发明所述Cu₂ZnSn(S_xSe_{1-x})₄合金纳米材料具有良好的过氧化物酶催化性能，且制备方法工艺简单、易于控制、成本低廉，在免疫分析等领域具有潜在应用前景。

