

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-201310

(P2017-201310A)

(43) 公開日 平成29年11月9日(2017.11.9)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
GO 1 N 33/53 (2006.01)	GO 1 N 33/53 N	
GO 1 N 33/543 (2006.01)	GO 1 N 33/543 5 4 5 A	

審査請求 有 請求項の数 14 O L (全 20 頁)

(21) 出願番号	特願2017-87003 (P2017-87003)	(71) 出願人	000153258 株式会社 J I M R O 群馬県高崎市西横手町 3 5 1 番地 1
(22) 出願日	平成29年4月26日 (2017. 4. 26)	(74) 代理人	110000084 特許業務法人アルガ特許事務所
(11) 特許番号	特許第6170644号 (P6170644)	(72) 発明者	柏木 伸仁 群馬県高崎市西横手町 3 5 1 - 1 株式会 社 J I M R O 内
(45) 特許公報発行日	平成29年7月26日 (2017. 7. 26)	(72) 発明者	齋藤 史郎 群馬県高崎市西横手町 3 5 1 - 1 株式会 社 J I M R O 内
(31) 優先権主張番号	PCT/JP2016/082135	(72) 発明者	金田 健太 群馬県高崎市西横手町 3 5 1 - 1 株式会 社 J I M R O 内
(32) 優先日	平成28年10月28日 (2016. 10. 28)		
(33) 優先権主張国	世界知的所有権機関 (WO)		
(31) 優先権主張番号	特願2016-89301 (P2016-89301)		
(32) 優先日	平成28年4月27日 (2016. 4. 27)		
(33) 優先権主張国	日本国 (JP)		

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 抗医薬品抗体の測定方法

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 医薬品による分子標的療法などを受けている患者において出現する A D A s を、より簡便に且つ正確に測定する方法を提供する。

【解決手段】 以下の工程 (1) ~ (4) を含む、被測定検体中の A D A s の測定方法。(1) A D A s 体の被測定検体を含む試料を準備する工程であって、A D A s の被測定検体に当該医薬品を添加して、医薬品 - A D A s 免疫複合体が形成された試料を調製することを含む工程、(2) 補体 C 1 q、抗 C 3 d 抗体又は抗 C 1 q 抗体を固相化した担体に、工程 (1) で調製した試料を接触させる工程、(3) 工程 (2) で作製された固相担体に、前記 A D A s に対応する医薬品に対する標識又は非標識抗体を接触させる工程、(4) 補体 C 1 q、抗 C 3 d 抗体又は抗 C 1 q 抗体に結合した医薬品 - A D A s 免疫複合体を定量する工程。

【選択図】 なし

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

以下の工程(1)～(4)を含む、被測定検体中のADA sの測定方法。

(1) ADA sの被測定検体を含む試料を準備する工程であって、ADA sの被測定検体に当該医薬品を添加して、医薬品-ADA s免疫複合体が形成された試料を調製することを含む工程

(2) 補体C1q、抗C3d抗体又は抗C1q抗体を固相化した担体に、工程(1)で調製した試料を接触させる工程

(3) 工程(2)で作製された固相担体に、前記ADA sに対応する医薬品に対する標識又は非標識抗体を接触させる工程

(4) 補体C1q、抗C3d抗体又は抗C1q抗体に結合した医薬品-ADA s免疫複合体を定量する工程

【請求項 2】

工程(3)において、カルシウムイオンの存在下、ADA sに対応する医薬品に対する標識又は非標識抗体を接触させる、請求項1に記載の方法。

【請求項 3】

工程(1)において添加する医薬品の量は、被測定検体中のADA sに比べて多い請求項1又は2に記載の方法。

【請求項 4】

医薬品が抗TNF薬である請求項1～3のいずれか1項に記載の方法。

【請求項 5】

医薬品がインフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリムマブ又はセルトリズマブ・ペゴールである請求項4に記載の方法。

【請求項 6】

医薬品がインフリキシマブ又はアダリムマブである請求項1～5のいずれか1項に記載の方法。

【請求項 7】

工程(3)において用いる医薬品に対する抗体が、標識抗体である請求項1～6のいずれか1項に記載の方法。

【請求項 8】

標識抗体が酵素標識抗体である請求項7に記載の方法。

【請求項 9】

被測定検体が医薬品を投与された患者から採取された検体である請求項1～8のいずれか1項に記載の方法。

【請求項 10】

請求項1～9のいずれか1項に記載の方法を用いてADA sを測定するためのADA sの測定キットであって、

補体C1q、抗C3d抗体又は抗C1q抗体を固定化した固相担体、及び当該ADA sに対応する医薬品に対する標識又は非標識抗体を含む、測定キット。

【請求項 11】

医薬品に対する抗体が標識抗体である請求項10に記載の測定キット。

【請求項 12】

当該医薬品を更に含む、請求項11に記載の測定キット。

【請求項 13】

試料中のADA sを測定する方法であって、

ADA sの被測定検体に当該医薬品を添加して、医薬品-ADA s免疫複合体が形成された試料を調製する工程と、

前記試料と補体C1q、抗C3d抗体又は抗C1q抗体を接触させる工程と、

前記補体C1q、抗C3d抗体又は抗C1q抗体に結合した医薬品-ADA s免疫複合体を定量する工程と、

10

20

30

40

50

を含む方法。

【請求項 14】

前記請求項 13 において、
前記定量工程は、前記医薬品に対する標識抗体を用いる、方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、試料中の抗医薬品抗体 (A D A s : anti-drug antibodies) の存在又はレベルを検出する方法に関する。

【背景技術】

【0002】

抗体医薬品を含む遺伝子組換え体によるタンパク製剤などのバイオ医薬品 (以降「医薬品」) は、疾患関連分子や受容体に特異的に反応する抗体や物質を人工的に作製し、医薬品としたものである。近年、病因に関わる標的分子などをピンポイントで制御する医薬品を用いた分子標的治療が普及しており、現在、抗体医薬品については日米欧で 47 品目が承認されている。そして、その多くは、癌や自己免疫疾患を対象とするもので、治療に欠かせない存在となっている製品も少なくない。

【0003】

しかしながら、抗体医薬品はヒト化した抗体や物質であっても、患者の免疫応答により A D A s が産生され、効果減弱 (L O R ; Loss of response) が発現し、病勢コントロールが難しくなるという問題がある。したがって、当該技術分野では、患者試料中の A D A s の存在を検出して、医薬品による分子標的療法を監視し及び治療決定を誘導する測定系が必要である。抗体医薬品ではない遺伝子組換え体などの医薬品、例えばエリスロポエチン (非特許文献 1) や他の医薬品においても A D A s 産生による L O R などが問題となっている (非特許文献 2)。

【0004】

例えば、T N F - を標的とする抗体医薬品として代表的なインフリキシマブ (I F X) の場合、投与後に I F X に対する抗体 (A T I : antibodies to I F X) が出現するが、この A T I の測定については、従来、E L I S A 法 (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay、酵素結合免疫吸着法) による d o u b l e a n t i g e n a s s a y による A T I 測定法 (非特許文献 3) や、サンプルを前処理して標識 I F X を添加し、H P L C を用いる m o b i l i t y s h i f t 法 (非特許文献 4) が知られている。

【0005】

しかしながら、d o u b l e a n t i g e n a s s a y 法では、固相化した I F X に A T I を捕捉し、これを標識 I F X で検出・測定するものであり、検体中に存在する I F X の影響を受け正確な測定が困難な場合がある。また、m o b i l i t y s h i f t 法は、高額な機器である H P L C の導入が必要となり、汎用的ではない。

【先行技術文献】

【非特許文献】

【0006】

【非特許文献 1】 Casadevall et al., N Engl J Med 2002; 346:469-475

【非特許文献 2】 Baker et al., Self/Nonself 2010; 1: 314-322

【非特許文献 3】 Uri Kopylov et al., Inflamm Bowel Dis 2012;18:1628-1633

【非特許文献 4】 Wang SL et al., J Immunol Methods. 2012 Aug 31;382(1-2):177-88

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

本発明は、医薬品による分子標的療法ならびに遺伝子組換えサイトカインやホルモンなどの維持投与を受けている患者において出現する A D A s を、より簡便に且つ正確に測定する方法を提供することに関する。

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明者らは、斯かる状況に鑑み検討した結果、被測定検体中に存在するADA sを、医薬品 - ADA s免疫複合体の形で補体C1q等に捕捉させ、補足された医薬品 - ADA s免疫複合体を当該医薬品に対する抗体で検出・測定することにより、検体中のADA sを正確に測定できることを見出した。

【0009】

すなわち、本発明は、以下の〔1〕～〔14〕に係るものである。

〔1〕以下の工程(1)～(4)を含む、被測定検体中のADA sの測定方法。

(1) ADA sの被測定検体を含む試料を準備する工程であって、ADA sの被測定検体に当該医薬品を添加して、医薬品 - ADA s免疫複合体が形成された試料を調製することを
含む工程

(2) 補体C1q、抗C3d抗体又は抗C1q抗体を固相化した担体に、工程(1)で調製した試料を接触させる工程

(3) 工程(2)で作製された固相担体に、前記ADA sに対応する医薬品に対する標識又は非標識抗体を接触させる工程

(4) 補体C1q、抗C3d抗体又は抗C1q抗体に結合した医薬品 - ADA s免疫複合体を定量する工程

〔2〕工程(1)において添加する医薬品の量は、被測定検体中のADA sに比べて多い〔1〕に記載の方法。

〔3〕(3)工程において、カルシウムイオンの存在下、ADA sに対応する医薬品に対する標識又は非標識抗体を接触させる、〔1〕又は〔2〕に記載の方法。

〔4〕医薬品が抗TNF薬である〔1〕～〔3〕のいずれかに記載の方法。

〔5〕医薬品がインフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリムマブ又はセルトリズマブ・ペゴールである〔4〕に記載の方法。

〔6〕医薬品がインフリキシマブ又はアダリムマブである〔1〕～〔3〕のいずれかに記載の方法。

〔7〕工程(3)において用いる医薬品に対する抗体が、標識抗体である〔1〕～〔6〕のいずれかに記載の方法。

〔8〕標識抗体が酵素標識抗体である〔7〕に記載の方法。

〔9〕被測定検体が医薬品を投与された患者から採取された検体である〔1〕～〔8〕のいずれかに記載の方法。

〔10〕〔1〕～〔9〕のいずれかに記載の方法を用いてADA sを測定するためのADA sの測定キットであって、

補体C1q、抗C3d抗体又は抗C1q抗体を固定化した固相担体、及び当該ADA sに対応する医薬品に対する標識又は非標識抗体を含む、測定キット。

〔11〕医薬品に対する抗体が標識抗体である〔10〕に記載の測定キット。

〔12〕当該医薬品を更に含む、〔11〕の測定キット。

〔13〕試料中のADA sを測定する方法であって、ADA sの被測定検体に当該医薬品を添加して、医薬品 - ADA s免疫複合体が形成された試料を調製する工程と、

前記試料と補体C1q、抗C3d抗体又は抗C1q抗体を接触させる工程と、前記補体C1q、抗C3d抗体又は抗C1q抗体に結合した医薬品 - ADA s免疫複合体を定量する工程と、を含む方法。

〔14〕前記〔12〕において、

前記定量工程は、前記医薬品に対する標識抗体を用いる、方法。

【発明の効果】

【0010】

本発明の方法によれば、検体中に存在する医薬品の影響を受けることなく、正確に且つ

10

20

30

40

50

簡便に A D A s を測定することができる。本発明の方法を用いて当該 A D A s のモニターを行うことにより、医薬品を用いた分子標的治療などにおける効果減弱発現の有無を確認することができ、より適切な治療が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【0011】

【図1-A】抗体医薬品一覧（国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部 提供資料）。

【図1-B】FDAが承認した抗体医薬品以外のバイオ医薬品とそのADA発現率（Baker et al., Self/Nonself 2010; 1: 314-322, Table 1）。

【図2】ATI用量反応曲線（ATI-C1q ELISA）と特異性を示すグラフ。

【図3】検体中のATI濃度を示すグラフ。IFX（+）：IFX添加、IFX（-+）：IFX未添加

【図4】ATI用量反応曲線（ATI-Anti C3d MoAb ELISA）と特異性を示すグラフ。

【図5】検体中のATI濃度を示すグラフ。IFX（+）：IFX添加、IFX（-+）：IFX未添加

【図6】ATA用量反応曲線（ATA-C1q ELISA）と特異性を示すグラフ。

【図7】検体中のATA濃度を示すグラフ；5症例のAdalimumab（ADA）にLORを発現した患者血漿へのADA添加によるATA濃度の上昇。

【図8】ADAs-C1q ELISAにおけるカルシウム（Ca）添加の影響を示すグラフ。（a）ICs-C1q ELISA測定系、（b）ATI-C1q ELISA測定系、（c）ATI-C1q ELISA用量反応曲線、（d）ATA-C1q ELISA用量反応曲線

【発明を実施するための形態】

【0012】

本発明において、単に「医薬品」と云う場合、抗体医薬品を含む遺伝子組換え体などのバイオ医薬品を指す。

ここで、「抗体医薬品」とは、疾患関連分子に特異的に結合する人工的に作製された抗体を含む医薬品を意味する。その標的分子は、TNF-、VEGF、CD20等の細胞表面分子等、様々であり特に限定されないが、TNF-を標的とするものが適する。TNF-を標的とする抗体医薬品としては、インフリキシマブ（infliximab）、アダリムマブ（adalimumab）、ゴリムマブ（golimumab）、セルトリズマブ・ペゴール（certolizumab pegol）が知られており、このうちインフリキシマブが好適である。

また、抗体の種類は、マウス抗体、キメラ型抗体、ヒト化抗体及びヒト抗体の何れであっても良いが、ヒト化抗体又はヒト抗体が好ましい。

【0013】

平成28年4月現在で、日米欧で承認されている抗体医薬品を以下に示す。また、その詳細を図1-Aに示す。また、FDAが承認した抗体医薬品以外のバイオ医薬品については、図1-Bに示す。

ムロモナブ-CD3（muromonab-CD3）、イブリツモマブ・チウキセタン（ibritumomab tiuxetan）、ヨウ素131トシツモマブ（iodine 131 Tositumoma）、カツマキシマブ（catumaxomab）、ブリナツモマブ（blinatumomab）、アブシキシマブ（abciximab）、リツキシマブ（rituximab）、バシリキシマブ（basiliximab）、インフリキシマブ（infliximab）、セツキシマブ（cetuximab）、ブレンツキシマブ・ベドチン（brentuximab vedotin）、シルツキシマブ（siltuximab）、ジヌツキシマブ（dinutuximab）、オビルトキサキシマブ（obiltoxaximab）、ダクリズマブ（daclizumab）、パリビズマブ（palivizumab）、trastuzumab、ゲムツズマブ・オゾガミック（gemtuzumab ozogamic）、アレムツズマブ（alemtuzumab）、オマリズマブ（omalizumab）、エファリズマブ（efalizumab）、ベバシズマブ（bevacizumab）、ナタリズマブ（natalizumab）、トシリズマブ（tocilizumab）、ラニビズマブ（ranibizumab）、エクリズマブ（eculizumab）、セルトリズマブ・ペゴール（certolizumab pegol）、モガムリズマブ（mogamulizumab）、ペルツズマブ（pertuzumab）、トラスツズマブ・エムタンシン（trastuzumab emtansine）、オビヌツズマブ（obinutuzumab）、ベドリズマブ（vedolizumab）、ペンブロリズマブ（pembrolizumab）

、イダルシズマブ (idarucizumab)、メポリズマブ (mepolizumab)、エロツズマブ (elotuzumab)、ダラツムマブ (daratumumab)、イクセキズマブ (ixekizumab)、レスリズマブ (reslizumab)、アダリムマブ (adalimumab)、パニツムマブ (panitumumab)、ゴリムマブ (golimumab)、ウステキヌマブ (ustekinumab)、カナキヌマブ (canakinumab)、オフアツムマブ (ofatumumab)、デノスマブ (denosumab)、イピリムマブ (ipilimumab)、ベリムマブ (belimumab)、ラキシバクマブ (raxibacumab)、ラムシルマブ (ramucirumab)、ニボルマブ (nivolumab)、セクキヌマブ (secukinumab)、エボロクマブ (evolocumab)、アリロクマブ (alirocumab)、ネシツムマブ (necitumumab)。

【0014】

本発明において、「ADAs」は、上記抗体医薬品の何れかもしくは図1-Bに列挙する抗体医薬品以外のバイオ医薬品をヒトに投与した場合に産生される、当該医薬品を認識する抗体を意味する。

尚、本発明において、「抗体医薬品」と云う場合、特定された1つの抗体医薬品を意味し、この場合のADAsは、そのように特定された抗体医薬品に対する抗体を意味する。例えば、「インフリキシマブ (IFX)」と、ADAsとしてのインフリキシマブに対する抗体 (抗インフリキシマブ抗体 (ATI)) が挙げられる。

【0015】

以下、本発明のADAsの測定方法における(1)~(4)の各工程について説明する。

<工程-(1)>

本工程は、ADAsの被測定検体を含む試料を準備する工程である。

ここで、被測定検体は、ADAsを含む可能性がある検体であり、例えば医薬品を投与された患者から採取された検体である。当該被測定検体としては、好適には、血清又は血漿が挙げられる。

当該検体は、患者から採取された後、本発明の測定に影響を与えない範囲で、適宜、希釈、可溶化、濃縮等の処理がされていてもよい。

【0016】

ADAsは、患者の体内において、医薬品とADAsが結合した医薬品-ADAs免疫複合体として、或いは遊離のADAsとして存在し得る。本発明においては、ADAsの被測定検体に当該医薬品を過剰に添加して、医薬品-ADAs免疫複合体が形成された試料が調製される。これにより、遊離のADAsを含めた総ADAsを測定することが可能となる。

試料の調製は、具体的には、水系溶媒 (例えば、ウシ血清アルブミン (BSA)、カゼイン等の蛋白質を適宜添加した酸緩衝液 (クエン酸緩衝液、リン酸緩衝液、トリス塩緩衝液、酢酸緩衝液等、pH約5-9程度) 中で、医薬品と検体を混合・攪拌することにより行うことができる。

【0017】

ここで、医薬品の使用量は、検体中に存在する当該医薬品に対するADAsを免疫複合体として回収するために十分な量であればよく、例えば、検体 (血清又は血漿) 100 μ L に対して2~10 μ g、好ましくは3~5 μ gを使用することが挙げられる。

【0018】

また、反応時間は、通常、16~24時間、好ましくは、18~20時間である。反応時の温度は、好ましくは、4~10 である。

【0019】

<工程-(2)>

本工程は、補体C1q、抗C3d抗体又は抗C1q抗体を固定化した固相担体に、試料中の医薬品-ADAs免疫複合体を捕捉する工程である。

補体C1q、抗C3d抗体及び抗C1q抗体は、何れもヒト流血中の免疫複合体に結合することが知られている分子である。

補体C1qは、18サブユニット (各6分子ずつのA鎖・B鎖・C鎖) より構成される

10

20

30

40

50

約 462 kDa のタンパク質で、補体活性化経路の第 1 因子 C1 の主要構成因子であり、抗原抗体複合体を認識する (Sunyer, J.O. and Lambris, J.D. (1999). Complement. Encyclopedia of Life Sciences)。

【0020】

C1q は、例えば、血清又は血漿を透析して得られる C1q 粗精製物溶液を IgG 固定化不溶性担体に接触させた後、当該不溶性担体に吸着した C1q を分離回収する方法 (特開平 9-178745) 等、公知の方法によって調製することができる。また、市販の C1q (例えば、Sigma 社の Cat. No. C1740 を使用することも可能である。

【0021】

抗 C1q 抗体は、上記 C1q を認識する抗体であり、本発明においてはモノクローナル抗体であるのが好ましい。抗 C1q モノクローナル抗体は、例えば AbD Serotec 社から MCA2603 として販売されている。

10

【0022】

抗 C3d 抗体は、補体 C3d を認識する抗体であり、本発明においてはモノクローナル抗体であるのが好ましい。抗 C3d モノクローナル抗体は、例えば AbD Serotec 社から Cat. No. MCA2648 として販売されている。

【0023】

C1q、抗 C3d 抗体又は抗 C1q 抗体の担体への固相化は、C1q、抗 C3d 抗体又は抗 C1q 抗体を通常使用される不溶性、不活性の担体上に固定化することにより行われる。

20

斯かる担体としては、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリビニルトルエン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ナイロン、ポリメタクリレート、ラテックス、ゼラチン、アガロース、セルロース、セファロース、ガラス、金属、セラミックス又は磁性体等の材質よりなるビーズ、マイクロプレート、試験管、スティック又は試験片等の形状の不溶性担体を挙げることができる。

【0024】

固相化は、担体に C1q、抗 C3d 抗体又は抗 C1q 抗体を、物理的吸着法、化学的結合法又はこれらの併用等の公知の方法を用いて結合させることにより達成することができる。例えば、PBS (リン酸緩衝液) のような緩衝液で 5 ~ 20 µg/mL の濃度に調製した C1q 溶液、抗 C3d 抗体溶液又は抗 C1q 抗体溶液を担体と接触させ、4 ~ 10

30

で、16 ~ 24 時間反応させることにより、C1q、抗 C3d 抗体又は抗 C1q 抗体を担体へ固相化することができる。また、上記反応終了後、通常、担体上の非特異的な結合を抑制するため、ウシ血清アルブミン (BSA)、カゼイン等の蛋白質や Tween 20 等の界面活性剤を含むブロッキング溶液でブロッキング処理を行うことが好ましい。

【0025】

試料の上記固相担体への接触は、たとえば、4 ~ 10 で、16 ~ 24 時間、反応させることにより行うことができる。

反応終了後は、Tween 20 等の界面活性剤を含む緩衝液等を用いて洗浄し、未反応物体が除去される。

40

【0026】

<工程 - (3) >

本工程は、前工程で作製された固相担体に、前記 ADAs に対応する医薬品に対する標識又は非標識抗体 (検出用 ADAs) を接触させ、C1q、抗 C3d 抗体又は抗 C1q 抗体に結合した医薬品 - ADAs 免疫複合体と反応させる工程である。

ここで、ADAs に対応する医薬品に対する標識又は非標識抗体としては、医薬品 (測定対象である ADAs に対応する医薬品) を認識する抗体であれば、モノクローナル抗体でもポリクローナル抗体でもよく、これらの抗体は、通常の抗体の作成方法により取得することができる。また、抗体としては、IgG だけでなく、抗体の断片 (例えば、F(ab')₂ フラグメント、Fab' フラグメント等) を使用してもよい。

50

【 0 0 2 7 】

例えば、ポリクローナル抗体は、医薬品を抗原として哺乳動物を免疫感作し、該哺乳動物から血液を採取し、採取した血液から抗体を分離・精製することにより得ることができる。例えば、マウス、ハムスター、モルモット、ニワトリ、ラット、ウサギ、イヌ、ヤギ、ヒツジ、ウシ等の哺乳動物を免疫することができる。抗原投与の方法は当業者に公知であり、投与経路も特に限定されず、皮下投与、皮内投与、腹腔内投与、静脈内投与、筋肉内投与等を適宜選択することができる。また、必要に応じてアジュバントを使用することもできる。免疫感作した哺乳動物を適当な期間飼育した後、該哺乳動物の血清を耳静脈等から少量サンプリングし、抗体価を測定する。抗体価が上昇してきたら、状況に応じて抗原を投与して追加免疫を行なってもよい。最後の投与から1～2ヶ月後に免疫動物から通常の方法により血液を採取して、該血液を、例えば遠心分離、硫酸アンモニウムまたはポリエチレングリコールを用いた沈澱、ゲルろ過クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィー等のクロマトグラフィー等の通常の方法によって分離・精製することにより、ポリクローナル抗血清として、ポリクローナルADAsを得ることができる。

10

【 0 0 2 8 】

また、モノクローナル抗体は、例えば、抗体産生細胞とミエローマ細胞株との細胞融合によりハイブリドーマを作製することにより取得することができる。抗体産生細胞としては、免疫された動物からの脾細胞、リンパ節細胞、Bリンパ球等を使用することができる。

20

例えば、免疫動物から抗体産生細胞として脾細胞を取得し、これとミエローマ細胞と公知の方法(G. Kohler et al., Nature, 256, 495(1975))により融合することにより、ハイブリドーマを作製することができる。細胞融合に使用するミエローマ細胞株としては、例えばマウスではP3X63Ag8、P3U1株、Sp2/0株などが挙げられる。細胞融合を行なうに際しては、ポリエチレングリコール、センダイウイルスなどの融合促進剤を用い、細胞融合後のハイブリドーマの選抜にはヒポキサンチン・アミノプテリン・チミジン(HAT)培地を常法に従って使用することができる。細胞融合により得られたハイブリドーマは限界希釈法等によりクローニングする。

更に、医薬品を用いた酵素免疫測定法によりスクリーニングを行なうことにより、所望の医薬品を特異的に認識するモノクローナル抗体を産生する細胞株を得ることができる。ハイブリドーマから目的とするモノクローナル抗体を製造するには、通常の方法や腹水形成法により該ハイブリドーマを培養し、培養上清あるいは腹水から該モノクローナル抗体を精製すればよい。培養上清もしくは腹水からのモノクローナル抗体の精製は、常法により行なうことができる。例えば、硫酸分画、ゲルろ過、イオン交換クロマトグラフィー、アフィニティークロマトグラフィーなどを適宜組み合わせ使用できる。

30

【 0 0 2 9 】

尚、下記表1に示す抗体医薬品については、当該抗体医薬品に対するモノクローナル抗体がAbD Serotec社(Oxford,UK)から市販されており、本発明においては、当該市販品を用いることもできる。

【 0 0 3 0 】

40

【表 1】

抗体医薬品	商品名	標的分子	主な適用疾患	MoAb製品コード	
1	Infliximab	Remicade	TNF α	潰瘍性大腸炎、クローン病、関節リウマチ	HCA216P
2	Adalimumab	Humira	TNF α	潰瘍性大腸炎、クローン病、関節リウマチ	HCA232P
3	Golimumab	Simponi	TNF α	潰瘍性大腸炎、クローン病、関節リウマチ	HCA243
4	Tocilizumab	Actemra	IL-6R	関節リウマチ、キャッスル病	HCA257P
5	Ustekinumab	Stelara	IL-12,IL-23-p40	乾癬	HCA210P
6	Omalizumab	Xolair	IgE	喘息	HCA235P
7	Natalizumab	Tysabri	α 4 integrin	多発性硬化症	HCA249P
8	Rituximab	Rituxan	CD20	B細胞性非ホジキンリンパ腫	MCA2260P
9	Alemtuzumab	Campath	CD52	B細胞性慢性リンパ性白血病	HCA175P
10	Cetuximab	Erbix	EGFR	頭頸部癌、結腸・直腸癌	HCA228P
11	Bevacizumab	Avastin	VEGF	結腸・直腸癌	HCA184P
12	Panitumumab	Vectibix	EGFR	結腸・直腸癌	HCA265
13	Palivizumab	Synagis	RSV F protein	RSウイルス感染	HCA262P
14	Trastuzumab	Herceptin	HER2	転移性乳癌	HCA176P

10

20

30

40

50

【0031】

上記検出用 A D A s として、標識体 (標識 A D A s) を用いる場合の標識子としては、免疫測定法において慣用の各種酵素類、放射性同位元素類、蛍光物質類等を使用することができるが、酵素類を用いるのが好ましい。ここで、酵素類としては、アルカリホスファターゼ (A L P)、ペルオキシダーゼ (H R P)、 β -ガラクトシダーゼ、ウレアーゼ、カタラーゼ、グルコースオキシダーゼ、乳酸脱水素酵素、マイクロパーオキシダーゼ、キモトリプシノーゲン、プロカルボキシペプチダーゼ、グリセロアルデヒド - 3 - リン酸脱水素酵素、アミラーゼ、ホスホリラーゼ、D - ナーゼ、P - ナーゼなどが挙げられる。

また、放射性同位元素類としては、トリチウム、ヨウ素 1 2 5 又はヨウ素 1 3 1 等が挙げられ、蛍光物質類としては、フルオレセインイソチオシアネート (F I T C)、テトラメチルローダミンイソチオシアネート (R I T C)、置換ローダミンイソチオシアネート、ジクロロトリアジンイソチオシアネート、A l e x a 又は A l e x a F l u o r o 等が挙げられる。

これらの標識物質による標識は、公知の方法に従って実施できる。

【0032】

固相担体への標識 A D A s の添加は、標識 A D A s を、ウシ血清アルブミン (B S A)、カゼイン等の蛋白質、T w e e n 2 0 等の界面活性剤を含むバッファー (例えば、Ca n G e t S i g n a l S o l u t i o n 2 (C a t . N o . N K B - 3 0 1 , T o y o b o) で希釈して加えるのが好ましい。また、A D A s による免疫複合体中の抗原分子 (医薬品) 検出感度向上の点から、当該バッファーには、C a C l ₂ 等のカルシウムイオンを添加することが好ましい。

【0033】

反応 (結合) 条件は、特に制限はなく、一般にこの種の測定法で用いられる通常の条件が採用される。一般には 4 5 以下、好ましくは室温で、約 1 - 5 時間程度行えばよい。

反応終了後は、T w e e n 2 0 等の界面活性剤を含む緩衝液等を用いて洗浄し、未反応の標識 A D A s が除去される。

【0034】

< 工程 - (4) >

本工程は、医薬品 - A D A s 免疫複合体に結合した、医薬品に対する抗体の量を測定することにより、C 1 q、抗 C 3 d 抗体又は抗 C 1 q 抗体に結合した医薬品 - A D A s 免疫複合体を定量する工程である。

当該医薬品に対する抗体すなわち A D A s の量の測定は、公知の免疫学的測定法を用いて行うことができる。免疫学的測定法としては、代表的には酵素免疫測定法 (E L I S A 法) が挙げられるが、この他に以下の測定法を例示できる。

1 . 化学発光法 : M S D : E l e c t r o c h e m i l u m i n e s c e n c e w a s m e a s u r e d o n t h e S e c t o r I m a g e r 6 0 0 0 i n s t r u m e n t (M e s o S c a l e D i s c o v e r y , R o c k v i l l e , M D , U n i t e d S t a t e s) .

2. イムノクロマト: HMSA(homogeneous mobility shift assay): Agilent Technologies 1200 series HPLC system (Santa Clara, CA). BioSep SEC-3000 column (Phenomenex, Torrance, CA).

3. BIAcore (Plasmon Resonance): Biacore T100 Immunogenicity Package (GE Healthcare Bio-Sciences GyrosAB, Uppsala Sweden).

4. 蛍光法:

4-1 Gyrolab. Fluorescence was measured on the Gyrolab Workstation with the Gyrolab Control software (v5.4.0)(GyrosAB, Uppsala, Sweden).

4-2 AlphaLISA. Fluorescence was measured on the Synergy NEO instrument (Biotek, Luzern, Switzerland).

5. ラジオイムノアッセイ (RIA)

6. イムノラジオメトリックアッセイ (IRMA)

7. 蛍光偏光イムノアッセイ(FPIA; fluorescence polarization immunoassay)

8. 免疫比濁法 (イムノネフェロメトリー)

9. ラテックス凝集比濁法

10. ラテックス凝集抑制イムノアッセイ

11. 時間分解蛍光イムノアッセイ(TR-FIA; time-resolved fluorescence immunoassay)

【0035】

例えば、医薬品に対する抗体として標識抗体を用いる場合は、標識体の量が測定され、標識体の測定は、標識に応じた方法、すなわち、酵素標識であれば酵素活性、放射性標識であれば放射活性、蛍光標識であれば蛍光強度を測定することにより行われる。

例えば標識酵素としてペルオキシダーゼを用いる場合は、基質としてTMB(3,3',5,5'-テトラメチルベンジジン)を用いて、またアルカリホスファターゼを用いる場合は、基質としてp-ニトロフェニルホスフェートを用い、各基質の分解を、分光光度計等を用いて測定することができる。

【0036】

検体中のADAsの量は、標準試料において形成された医薬品-ADAs免疫複合体の測定値を基に作成された検量線に基づき、試料中に含まれる医薬品-ADAs免疫複合体の定量値から計算される。

本発明の方法によれば、検体中に存在する、医薬品と結合した状態のADAs及び/又は医薬品と結合していない遊離のADAsの何れも測定することができる。

【0037】

本発明のキットは、少なくともC1q、抗C3d抗体又は抗C1q抗体を固定化した固相担体、及び当該医薬品に対する標識抗体を含むADAsの測定キットである。当該キットは、好適には上述したADAsの測定方法を行うためのキットであり得る。

本発明のキットには、さらに本発明の医薬品を含むことができ、必要に応じて、さらに標識物質を検出するための基質他、測定の実施に必要な試薬類、希釈液、緩衝液、洗浄液などが含まれていてもよい。

【0038】

以上のとおり、本発明は、試料中のADAsを、医薬品-ADAs免疫複合体として補足し、検出用のADAsを用いて目的の患者由来のADAsを定量することを測定原理とする。以下の実施例では、補体C1q又は抗C3d抗体を固相化して医薬品-ADAs免疫複合体を補足し、ELISA法によってADAsを定量することを示すが、C1qもしくは同等の免疫複合体を補足する能力を有する遺伝子組み換え体、補体受容体やモノクローナル抗体などを用いることも可能である。また、免疫学的測定法は、ELISA法の他に上述した多岐にわたる免疫測定法、自動分析装置などが使用可能であり、本発明は当該実施例によって限定されるものではない。

【実施例】

【0039】

実施例1 インフリキシマブ(IFX)に対する抗体(ATI)の測定 < 1 >

10

20

30

40

50

< 試薬の調製 >

1) PBS (Phosphate buffered saline、リン酸緩衝生理食塩水) ;

・PBS (-) : NaCl 137mmol/l, KCl 2.68mmol/l, KHPO₄ 2mmol/l, NaH₂PO₄ · 12H₂O 10mmol/l, pH.7.4

・PBS (+) : PBS(-)にCaCl₂を0.9mM, MgCl₂12H₂Oを0.33mM加えて調製した。

2) blocking buffer ;

PBS(-)に0.5% boiled (5分間煮沸) Casein (Cat.No.C7078, Sigma), 1% Tween20および0.01% Thimerosalを添加した。

【 0 0 4 0 】

1. 固相化C1q プレートの作製

(1) 96 ウェル ELISA用プレート(MaxisorpF8 x12 ,Cat.No.468667,Nunc) にPBS(-)で100 μg/mLの濃度に調製したC1q (Cat.No.C1740, Sigma)を100 μLずつ各ウェルに分注し、4で一晚静置した。

(2) プレートのC1q溶液を捨て、300 μL の0.5% Tween20を含むPBS(-)で、各ウェルを1回洗浄した。

(3) 洗浄後、300 μLのblocking bufferを加え、室温で1時間反応させる。反応後、液を捨て2時間風乾させて固相化C1qプレートとした。

【 0 0 4 1 】

2. 試料の調製

(1) 標準試料の調製

1) 抗ヒトIgG抗体を抗IFX抗体(ATI)標準試料として代用した。

ウサギ 抗ヒト IgG (H+L) 抗体 (Cat.No.ab7155, abcam)を0.1%BSA (Cat.No.A-3803, Sigma)を含有するPBS(+)により5 μg/mLの濃度に調製し、さらに0.1%BSA 含有PBS(+)で段階希釈して0.078、0.156、0.312、0.625、1.25、2.5 μg/mLの濃度の標準物質を作製した。

2) 各濃度の標準物質を200 μLずつマイクロチューブに入れ、さらに0.1%BSA 含有PBS(+)で希釈したIFX (62.5 μg/mL ; 田辺三菱製薬)を50 μLずつ添加して混和後、4で一晚反応させ標準物質(IFX- ATI免疫複合体)とした。

【 0 0 4 2 】

(2) IFX溶液の調製

1 mg/mLで凍結保存しているIFXを溶解し、0.1%BSA 含有PBS(+)で段階希釈して12.5、25、50、100 μg/mLの濃度のIFX溶液を作製した。

【 0 0 4 3 】

(3) 凝集ヒトIgG溶液(HAG-IgG)の調製

ヒトIgG 5mg/mL (I4506, Sigma)を63で20分間加温し、10000xgで5分間遠心した上清をとり、凝集ヒトIgGを作製した。この凝集ヒトIgGを0.1%含有PBS(+)で10 μg/mLに希釈し、さらに段階希釈して1.25、2.5、5.0、10 μg/mLの濃度の凝集ヒトIgG溶液を作製した。

【 0 0 4 4 】

3. 免疫学的測定(ATI-C1q ELISA)

(1) 固相化C1qプレートのウェルに上記2(1)で調製した標準物質、上記2(2)で調製したIFX溶液、上記2(3)で調製した凝集ヒトIgG溶液をそれぞれ100 μLずつ分注し、室温で1時間、プレートミキサーにて攪拌しながら反応させた。

(2) 次に反応液を捨て、300 μL の0.5% Tween 20 (Cat.No. 1706531, BioRad) 含有PBS(-)を各ウェル加えた後、液を捨てる。これを4回繰り返してウェルを洗浄した。

(3) HRP標識Human 抗IFX モノクローナル抗体 (Cat.No.HCA216P, AbD Serotec)をCan Get Signal Solution 2(Cat.No.NKB-301, Toyobo)で1000倍希釈して100 μLずつ各ウェルに加え、室温で1時間、プレートミキサーで攪拌しながら反応させた。

(4) 反応後、液を捨て、300 μL の0.5% Tween 20含有PBS(-)を各ウェル加えた後、液を捨てる。これを4回繰り返してウェルを洗浄した。

(5) TMB Blue基質液(Cat.No.S1601, Dako)を100 μLずつ加え、攪拌し遮光して室温で30分間静置した。

10

20

30

40

50

(6) 発色後、1N-H₂SO₄を50 μLずつ各ウエルに加えて反応を停止させ、プレートリーダー(96穴プレート用吸光度計)で450nm/650nmの波長で吸光度を測定した。

(7) 標準試料の検量線(用量反応曲線)を作成した。

【0045】

4. 結果

ATI 2.5 μg/mLで、吸光度(O.D.)は1.99を示し用量反応曲線はプラトーに達した(図2)。一方、C1qに捕捉される加熱処理して凝集したヒトIgG(HAG-IgG)を10 μg/mL、又はIFXを100 μg/mLまで添加してもO.D.の明らかな上昇は認められなかった。

よって、当該用量反応曲線(検量線)より、検体の吸光度値から検体中のATI量を特異的に算出することができる。

【0046】

実施例2 患者血漿中の抗インフリキシマブ抗体(ATI)の測定<1>

1. 試料の調製

(1) 抗体医薬品の効果減弱(LOR)を発現した患者から採取された血漿をPBS(+)で4倍希釈し、その200 μLをマイクロチューブに分注し、さらに0.1%BSA含有PBS(+)で希釈したIFX(62.5 μg/mL)を50 μL、又は0.1%BSA含有PBS(+)を50 μLずつ添加して混和後、4で一晩反応させた(最終希釈倍率は5倍)。

【0047】

(2) 5例の健常者の血漿を混和して作製した健常血漿検体を患者検体の調製と同様にPBS(+)で4倍希釈し、その200 μLをマイクロチューブに分注し、さらに0.1%BSA含有PBS(+)で希釈したIFX(62.5 μg/mL)を50 μL、又は0.1%BSA含有PBS(+)を50 μLずつ添加して混和後、4で一晩反応させた(最終希釈倍率は5倍)。

【0048】

2. 免疫学的測定

実施例1と同様にして作製した固相化C1qプレートのウエルに、上記1(1)及び(2)で調製した試料を100 μLずつ分注し、実施例1の3(免疫学的測定)で示した方法に従って反応させ、図2で示した検量線より、試料中のATI量を測定した。

【0049】

3. 結果

患者血漿においてはIFX添加により更にIFX-ATI免疫複合体が形成され測定値は上昇し、希釈率に従い測定値は低下した。一方、健常血清検体ではIFX添加・無添加に関わらず、ATIは検出されなかった(図3)。

これより、IFX添加による本発明の方法によれば、患者の血漿中に含まれるIFXと結合しているATI量及び/又はIFXと非結合のATI量を測定することができる。

【0050】

実施例3 インフリキシマブ(IFX)に対する抗体(ATI)の測定<2>

<試薬の調製>

1) PBS(Phosphate buffered saline、リン酸緩衝生理食塩水);

・PBS(-): NaCl 137mmol/l, KCl 2.68mmol/l, KHPO₄ 2mmol/l, NaH₂PO₄ · 12H₂O 10mmol/l, pH.7.4

・PBS(+): PBS(-)にCaCl₂を0.9mM, MgCl₂ · 12H₂Oを0.33mM加えて調製した。

2) blocking buffer;

PBS(-)に0.5% boiled(5分間煮沸) Casein(Cat.No.C7078, Sigma), 1% Tween20および0.01% Thimerosalを添加した。

【0051】

1. 固相化抗Cd3モノクローナル抗体プレートの作製

(1) 96 ウエル ELISA用プレート(MaxisorpF8 x12, Cat.No.468667, Nunc)にPBS(-)で1 μg/mLの濃度に調製した抗Cd3モノクローナル抗体(Anti-C3d MoAb; Cat.No.MCA2648, AbD Serotec)を100 μLずつ各ウエルに分注し、4で一晩静置した。1回洗浄した。

(2) 洗浄後、300 μLのblocking bufferを加え、室温で1時間反応させた。反応後、液を

10

20

30

40

50

捨て2時間風乾させて固相化抗Cd3モノクローナル抗体プレートとした。

【0052】

2. 試料の調製

(1) 標準物質 (IFX-ATI免疫複合体 (ATI-IFX/Sera)) の調製

1) 凍結保存のIFX 100 µg/100 µL/tubeとウサギ抗ヒトIgG(H+L)抗体 (ATIの代用として)100 µg/100 µLを混ぜ、4で18時間反応させた。

2) 反応後、62%の健常者プール血清 (生食で希釈) を800 µL加えて100 µg/mLとし、37で60分間反応させた。

3) 反応終了後、0.1%BSA/0.01% Thimerosal/PBS(+)で20倍希釈して、5 µg/mLの濃度にし、ATI標準液とした。500 µL/tubeで分注して-80にて凍結保存した。

4) 凍結保存のATI標準液 (5 µg/mL) を融解し、その40 µLを取り0.1%BSA/0.01% Thimerosal/PBS(+)を960 µL加えて200ng/mLを作製し、さらに段階希釈を繰り返して、0, 3.125, 6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200ng/mL濃度の標準物質 (ATI-IFX/Sera) を作製した。

【0053】

(2) IFX溶液の調製

1 mg/mLで凍結保存しているIFXを溶解し、0.1%BSA含有PBS(+)で段階希釈して0.1、0.5、1、5、10 µg/mLの濃度のIFX溶液を作製した。

【0054】

(3) 凝集ヒトIgG (HAG-IgG) 溶液の調製

ヒトIgG 5mg/mL (I4506, Sigma) を63で20分間加温し、10000xgで5分間遠心した上清をとり、凝集ヒトIgGを作製した。この凝集ヒトIgGを0.1%含有PBS(+)で10 µg/mLに希釈し、さらに段階希釈して0.1、0.5、1、5、10 µg/mLの濃度の凝集ヒトIgG溶液を作製した。

【0055】

3. 免疫学的測定 (ATI- Anti C3d MoAb ELISA)

(1) 固相化抗Cd3モノクローナル抗体プレートのウエルに標準物質を100 µL分注し、室温で1時間、プレートミキサーにて攪拌しながら反応させた。

(2) 次に反応液を捨て、300 µLの0.5%Tween 20 (Cat.No. 1706531, BioRad) 含有PBS(-)を各ウエル加えた後、液を捨てた。これを4回繰り返してウエルを洗浄した。

(3) HRP標識Human抗IFXモノクローナル抗体 (Cat.No.HCA216P, AbD Serotec) をCan Get Signal Solution 2 (Cat.No.NKB-301, Toyobo) で1000倍希釈して100 µLずつ各ウエルに加え、室温で1時間、プレートミキサーで攪拌しながら反応させた。

(4) 反応後、液を捨て、300 µLの0.5%Tween 20含有PBS(-)を各ウエル加えた後、液を捨てた。これを4回繰り返してウエルを洗浄した。

(5) 洗浄後、100 µLのTMB Blue基質液 (Cat.No.S1601, Dako) を各ウエルに加え、室温で15~30分間、遮光して反応させた。

(6) 発色後、50 µLの1.0M H₂SO₄を加えて反応を停止し、プレートリーダー (96穴プレート用吸光度計) で450nm/650nmの2波長で吸光度を測定した。

(7) 標準物質の検量線 (用量反応曲線) を作成した。

【0056】

4. 結果

ATI 200ng/mLで吸光度 (O.D.) は2.1と最大値となる用量反応曲線を示した。一方、C3dが結合する加熱処理して凝集したヒトIgG (HAG-IgG) を10 µg/mLもしくは、IFXを10 µg/mLまで添加してもO.D.の明らかな上昇を認めなかった (図4)。

【0057】

実施例4 患者血漿中の抗インフリキシマブ抗体 (ATI) の測定 < 2 >

1. 試料の調製

IFX維持療法にLORを発現した潰瘍性大腸炎患者の血漿120 µLに0.1%BSA/0.01% Thimerosal/PBS(+)を360 µL加えて4倍希釈し、その200 µLずつ2本のマイクロチューブに分注、さらに0.1%BSA/0.01% Thimerosal/PBS(+)で調製したIFX (125 µg/mL) を50 µL、又は0.1%BSA/0.01% Thimerosal/PBS(+)を50 µL添加して混和し、4で一晩反応させた (希釈倍率

10

20

30

40

50

10 ~ 40 倍)。

【0058】

2. 免疫学的測定

実施例3と同様にして作製した固相化抗Cd3モノクローナル抗体プレートのウエルに、上記1で調製した試料を100 μ Lずつ分注し、実施例3の3(免疫学的測定)で示した方法に従って反応させ、図4で示した検量線より、試料中のATI量を測定した。

【0059】

3. 結果

患者血漿はIFX添加により更にIFX免疫複合体形成が促進され測定値は上昇し、希釈率に従い測定値は低下した(図5)。

【0060】

実施例5 アダリムマブに対する抗体(ATA)の測定<1>

<試薬の調製>

1) PBS (Phosphate buffered saline、リン酸緩衝生理食塩水) ;

・PBS(-) : NaCl 137mmol/l, KCl 2.68mmol/l, KHPO₄ 2mmol/l, NaH₂PO₄ · 12H₂O 10mmol/l, pH.7.4

・PBS(+): PBS(-)にCaCl₂を0.9mM, MgCl₂ · 12H₂Oを0.33mM加えて調製した。

2) blocking buffer ;

PBS(-)に0.5% boiled(5分間煮沸) Casein (Cat.No.C7078, Sigma), 1% Tween20および0.01% Thimerosalを添加した。

3) Diluent ;

PBS(+)に0.1%BSAと0.01% Thimerosalを添加して調製した。

【0061】

1. 固相化C1qプレートの作製

(1) 96 ウエル ELISA用プレート(MaxisorpF8 x12, Cat.No.468667, Nunc)にPBS(-)で10 μ g/mLの濃度に調製したC1q (Cat.No.C1740, Sigma)を100 μ Lずつ各ウエルに分注し、4で一晩静置した。

(2) プレートのC1q溶液を捨て、300 μ Lの0.5% Tween20を含むPBS(-)で、各ウエルを1回洗浄した。

(3) 洗浄後、300 μ Lのblocking bufferを加え、室温で1時間反応させる。反応後、液を捨て2時間風乾させて固相化C1qプレートとした。

【0062】

2. 試料の調製

(1) 標準試料の調製

1) 抗ヒトIgG抗体を抗ADA抗体(ATA)標準試料として代用した。

ウサギ抗ヒトIgG(H+L)抗体(Cat.No.ab7155, abcam)をDiluentにより400ng/mLの濃度に調製し、さらにDiluentで段階希釈して6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200, 400ng/mLの濃度の標準物質を作製した。

2) 各濃度の標準物質を200 μ Lずつマイクロチューブに入れ、さらにDiluentで希釈したAdalimumab(ADA, 125 μ g/mL; エーザイ)を50 μ Lずつ添加して混和後、4で一晩反応させ標準物質(ATA-ADA免疫複合体)とした。

(2) Adalimumab溶液及びIFX溶液の調製

1mg/mLで凍結保存しているIFX及びAdalimumabを溶解し、Diluentで段階希釈して1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40 μ g/mLの濃度のIFX溶液とAdalimumab溶液を作製した。

(3) 凝集ヒトIgG溶液(HAG-IgG)の調製

ヒトIgG 5mg/mL (I4506, Sigma)を63 $^{\circ}$ Cで20分間加温し、10000xgで5分間遠心した上清をとり、凝集ヒトIgGを作製した。この凝集ヒトIgGをDiluentで40 μ g/mLに希釈し、さらに段階希釈して1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40 μ g/mLの濃度の凝集ヒトIgG溶液を作製した。

【0063】

3. 免疫学的測定(ATA-C1q ELISA)

10

20

30

40

50

(1) 固相化C1qプレートのウエルに上記2(1)で調製した標準物質をそれぞれ100 µLずつ分注し、25℃で2時間、プレートミキサーにて攪拌しながら反応させた。

(2) 次に反応液を捨て、300 µLの0.5% Tween 20 (Cat.No. 1706531, BioRad) 含有PBS(-)を各ウエル加えた後、液を捨てる。これを4回繰り返してウエルを洗浄した。

(3) HRP標識Human抗Adalimumabモノクローナル抗体 (Cat.No.HCA204P, AbD Serotec) をCanGet Signal Solution 2 (Cat.No.NKB-301, Toyobo) で2000倍希釈して100 µLずつ各ウエルに加え、室温で1時間、プレートミキサーで攪拌しながら反応させた。

(4) 反応後、液を捨て、300 µLの0.5% Tween 20含有PBS(-)を各ウエル加えた後、液を捨てる。これを4回繰り返してウエルを洗浄した。

(5) TMB Blue基質液 (Cat.No.S1601, Dako) を100 µLずつ加え、攪拌し遮光して室温で30分間静置した。

(6) 発色後、1N-H₂SO₄を50 µLずつ各ウエルに加えて反応を停止させ、プレートリーダー(96穴プレート用吸光度計)で450nm/650nmの波長で吸光度を測定した。

(7) 標準試料の検量線(用量反応曲線)を作成した。

【0064】

4. 結果

ATA 200ng/mLで、吸光度(O.D.)は1.863を示し用量反応曲線はプラトーに達した(図6)。一方、C1qに捕捉される加熱処理して凝集したヒトIgG(HAG-IgG)を40 µg/mL、又はIFXもしくはAdalimumabを40 µg/mLまで添加してもO.D.の明らかな上昇は認められなかった。

よって、当該用量反応曲線(検量線)より、検体の吸光度値から検体中のATA量を特異的に算出することができる。

【0065】

実施例6 患者血漿中の抗Adalimumab抗体(ATA)の測定<2>

1. 試料の調製

Adalimumab(ADA)維持療法に対しLORを発現した炎症性腸疾患患者(5例)の血漿120 µLにDiluentを360 µL加えて4倍希釈し、その200 µLずつ2本のマイクロチューブに分注、さらにDiluentで調製したAdalimumab(125 µg/mL)を50 µL、又はDiluentを50 µL添加して混和し、4℃で一晩反応させた(最終希釈倍率:5倍)。

【0066】

2. 免疫学的測定

実施例5と同様にして作製した固相化C1qプレートのウエルに、上記1で調製した試料を100 µLずつ分注し、実施例5の3(免疫学的測定)で示した方法に従って反応させ、図6で示した検量線より、試料中のATA量を測定した。

【0067】

3. 結果

5例のADAに対しLORを発現した患者血漿においてはADA添加により更にADA-ATA免疫複合体が形成され、非添加に比べ測定値は有意(P=0.0063)に上昇した(図7)。

これより、Adalimumab添加による本発明の方法によれば、患者の血漿中に含まれるADAと結合しているATA量及び/又はADAと非結合のATA量を測定することができる。

【0068】

実施例7 ADAs-C1q ELISAにおけるカルシウム(Ca)添加の影響

7-1. ADAs-C1q ELISA測定系におけるカルシウム添加の影響

<試薬の調製>

1) PBS (Phosphate buffered saline、リン酸緩衝生理食塩水);

・PBS(-): NaCl 137mmol/l, KCl 2.68mmol/l, KHPO₄ 2mmol/l, NaH₂PO₄ · 12H₂O 10mmol/l, pH.7.4

2) blocking buffer;

PBS(-)に0.5% boiled(5分間煮沸) Casein (Cat.No.C7078, Sigma), 1% Tween20および0.01% Thimerosalを添加した。

10

20

30

40

50

3) Diluent ;

PBS(-)に0.1%BSAと0.01% Thimerosalを添加して調製した。

4) CaCl₂添加Diluent ;

CaCl₂をDiluentに0.3、0.6、0.9mMになるように添加して調製した。

【0069】

1. 固相化C1q プレートの作製

(1) 96 ウェル ELISA用プレート(MaxisorpF8 x12 ,Cat.No.468667,Nunc)にPBS(-)で10 μg/mLの濃度に調製したC1q (Cat.No.C1740, Sigma)を100 μLずつ各ウェルに分注し、4で一晚静置した。これをATIおよびATA測定用ELISAプレートとした。一方、比較対照としてHeyらの方法(非特許文献5)に従う固相化C1q プレートを用いる免疫複合体の測定には5 μg/mLの濃度のC1qを同様に固相化した。

10

(2) プレートのC1q溶液を捨て、300 μL の0.5%Tween20を含むPBS(-)で、各ウェルを1回洗浄した。

(3) 洗浄後、300 μLのblocking bufferを加え、室温で1時間反応させる。反応後、液を捨て2時間風乾させて固相化C1qプレートとした。

【0070】

2. 試料の調製

(1) 標準試料の調製

抗ヒトIgG抗体を抗IFX抗体(ATI)標準試料として代用した。

ウサギ 抗ヒト IgG (H+L) 抗体 (Cat.No.ab7155, abcam)を50 μLとり、IFX (1mg/mL)を100 μL加えてさらにPBS(-)を850 μL加えて1 mLとし、4で一晚反応させた。反応後、その5 μLずつを各濃度のCaCl₂を添加したDiluentを995 μL加えて200倍してATI 500ng/mLの濃度を作製した。

20

(2) 加熱凝集ヒトIgG溶液(HAG-IgG)の調製

ヒトIgG 4mg/mL (I4506, Sigma)を63で20分間加温し、10000xgで5分間遠心した上清をとり、凝集ヒトIgGを作製した。この凝集IgGを10 μLとり、PBS(-)を990 μL加えて40 μg/mLの濃度を作製する。これを5 μLずつとり、

各濃度のCaCl₂添加Diluentを995 μL加えて200倍して200ng/mLのHAG-IgGを調製した。

【0071】

3. 免疫学的測定

30

(A) 固相化C1q法による免疫複合体(Immune Complexes: ICs) ELISAとCa濃度

(1) 固相化C1qプレートのウェルに上記2(2)で調製したHAG-IgG溶液(200ng/mL)それぞれ100 μLずつ分注し、25で1時間、プレートミキサーにて攪拌しながら反応させた。

(2) 次に反応液を捨て、300 μL の0.5%Tween 20 (Cat.No. 1706531, BioRad) 含有PBS(-)を各ウェル加えた後、液を捨てる。これを4回繰り返してウェルを洗浄した。

(3) HRP標識抗ヒトIgGヤギ抗体(ab81202, abcam)を0.5%Tween 20含有PBS(-)に0.5% Caseinを添加した溶液で16000倍希釈して100 μLずつ各ウェルに加え、25で1時間、プレートミキサーで攪拌しながら反応させた。

(4) 反応後、液を捨て、300 μL の0.5%Tween 20含有PBS(-)を各ウェル加えた後、液を捨てる。これを4回繰り返してウェルを洗浄した。

40

(5) TMB Blue基質液(Cat.No.S1601, Dako)を100 μLずつ加え、攪拌し遮光して室温で30分間静置した。

(6) 発色後、1N-H₂SO₄を50 μLずつ各ウェルに加えて反応を停止させ、プレートリーダー(96穴プレート用吸光度計)で450nm/650nmの波長で吸光度を測定した。

【0072】

(B)ATI-C1q ELISAとCa濃度

(1) 固相化C1qプレートのウェルに上記2(1)で調製したATI標準物質(500ng/mL)をそれぞれ100 μLずつ分注し、25で2時間、プレートミキサーにて攪拌しながら反応させた。

50

(2) 次に反応液を捨て、300 μ L の0.5% Tween 20 (Cat.No. 1706531, BioRad) 含有PBS (-)を各ウエル加えた後、液を捨てる。これを4回繰り返してウエルを洗浄した。

(3) HRP標識Human抗Infliximabモノクローナル抗体 (Cat.No.HCA216P, AbD Serotec)をCan Get Signal Solution 2(Cat.No.NKB-301, Toyobo)で1000倍希釈して100 μ Lずつ各ウエルに加え、25 で1時間、プレートミキサーで撹拌しながら反応させた。

(4) 反応後、液を捨て、300 μ L の0.5% Tween 20含有PBS(-)を各ウエル加えた後、液を捨てる。これを4回繰り返してウエルを洗浄した。

(5) TMB Blue基質液(Cat.No.S1601, Dako)を100 μ Lずつ加え、撹拌し遮光して室温で30分間静置した。

(6) 発色後、1N-H₂SO₄を50 μ Lずつ各ウエルに加えて反応を停止させ、プレートリーダー(96穴プレート用吸光度計)で450nm/650nmの波長で吸光度を測定した。

【0073】

4. 結果

HAG-IgG 200ng/mLの測定にCaCl₂を添加しても、吸光度の上昇はあまり明らかではなかった(図8-A)。一方、標準試料500ng/mLとするATI-C1q ELISAの測定系にCaCl₂を添加すると濃度依存的に吸光度が上昇し、0.6mMの濃度でプラトーに達した(図8-B)。よって、ATI-C1q ELISAの測定系にCaCl₂を添加することで、測定系の高感度化および安定化が期待された。

【0074】

7-2. ADAs-C1q ELISA用量反応曲線に対するCa添加の影響

<1> ATI-C1q ELISA用量反応曲線とCa添加

1. 試料の調製

標準試料の調製

ウサギ抗ヒトIgG(H+L)抗体(2mg/mL, Cat.No.ab7155, abcam)を10 μ Lとり、IFX(1mg/mL)を20 μ L加えてさらにDiluentもしくは0.6mM CaCl₂添加Diluentを470 μ L加えて、2種類のDiluentの溶液を4 で一晩反応させた。

反応後、500 μ Lの各Diluentを加えて、20 μ g/mLの濃度を作製し、その100 μ Lをとり、900 μ Lの各Diluentを加えて、2 μ g/mLの濃度を作製した。これを500 μ Lとり、各Diluentで段階希釈して31.25, 62.5, 125, 250, 500, 1000, 2000ng/mLの濃度の標準物質を作製した。

【0075】

2. 免疫学的測定

前述の「7-1」の「1. 固相化C1qプレートの作成」と同様に作製した固相化C1qプレートのウエルに、上記1で調製した試料を100 μ Lずつ分注し、実施例7の3(免疫学的測定)で示した方法に従って反応させ、標準試料の吸光度を測定した。

【0076】

3. 結果

測定系のDiluentに0.6mM CaCl₂の添加によって非添加に比べ、用量反応曲線の吸光度が1.5~4倍の値を示し、感度が上昇した(図8-C)。

【0077】

<2> ATA-C1q ELISA用量反応曲線とCa添加

1. 試料の調製

標準試料の調製

抗ヒトIgG抗体を抗adalimumab抗体(ATA)標準試料として代用した。

ウサギ抗ヒトIgG(H+L)抗体(2mg/mL, Cat.No.ab7155, abcam)を10 μ Lとり、adalimumab(1mg/mL)を20 μ L加えてさらにDiluentもしくは0.6mM CaCl₂添加Diluentを470 μ L加えて、2種類のDiluentの溶液を4 で一晩反応させた。

反応後、500 μ Lの各Diluentを加えて、20 μ g/mLの濃度を作製し、その10 μ Lをとり、990 μ Lの各Diluentを加えて、200ng/mLの濃度を作製した。これを500 μ Lとり、各Diluentで段階希釈して1.56, 3.125, 6.25, 12.5, 25, 50, 100ng/mLの濃度の標準物質を作製した

10

20

30

40

50

【0078】

2. 免疫学的測定

前述の「7-1」の「1. 固相化C1qプレートの作成」と同様に作製した固相化C1qプレートのウェルに、上記1で調製した試料を100μLずつ分注し、実施例5の3(免疫学的測定)で示した方法に従って反応させ、標準試料の吸光度を測定した。

【0079】

3. 結果

測定系のDiluentに0.6mM CaCl₂の添加によって非添加に比べ、吸光度が2~4倍の値を示し、感度が上昇した(図8-D)。

【図1-A】


分類	名称	商品名	構造	種別	主治	承認国
アブチン様	anti-CD3	OncoSource CRT3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA
	anti-CD3	anti-CD3	IGG2b	CD3	臓器移植後の免疫抑制	USA

【図1-B】


Biologic name	Company	Type	Target	Indication(s)	Reported immunogenicity
Prolastin	Talecris biotherapeutics	PD	α1-proteinase inhibitor	α1-antitrypsin deficiency	None reported
Aralast	Baxter Healthcare	PD	α1-proteinase inhibitor	α1-antitrypsin deficiency	None reported
Zemaira	Aventis Behring (CSL Behring)	PD	α1-proteinase inhibitor	α1-antitrypsin deficiency	None reported
Kogenate FS	Bayer (Bayer Schering Pharma)	rHu	Factor VIII	Hemophilia A	15%
Refacto	Bayer (Bayer Schering Pharma)	rHu	Factor VIII	Hemophilia A	30%
Zyntha	Wyeth (Pfizer)	rHu	Factor VIII	Hemophilia A	2.2% (89)
NovoSeven	NovoNordisk	rHu	Factor VIII	Hemophilia A	<1%
Benefix	Wyeth (Pfizer)	rHu	Factor IX	Hemophilia B	3%
ATryn	GTC Biotherapeutics	rHu	Anti-thrombin	Thrombembolism	None reported
BabyBIG	California Department of Health Services	PD	Botulinum Immune Globulin Intravenous Human	Infant botulism	
Berinerit	CSL Behring	rHu	C1 Esterase Inhibitor	Angioedema	
Cinryze	Lev Pharmaceuticals	rHu	C1 Esterase Inhibitor	Angioedema	
Rhophylac	CSL Behring	PD	Rho(D) Immune Globulin	ITP	0% (447)
Exvivo	OMRIX Biopharmaceuticals	rHu	Thrombin, Topical	Coagulation	3.3%
Recothrom	zymoGenetics	rHu	Thrombin, Topical	Coagulation	1.2-1.5%
Wilate	Octapharma	PD	von Willebrand Factor	Coagulation	1.5-3%
Genzyme	Genzyme	rHu	β-glucocerebrosidase	Gaucher Disease	15%
Exenatide or Byetta	Amylin Pharmaceuticals/Eli Lilly	B	Glucagon Like Peptide-1	Type II diabetes	6%
IntronA	Schering Corp (Bayer Schering Pharma)	rHu	IFNα	Leukemia, Kaposi sarcoma, hepatitis B/C	<3-13%
Betaseron	Bayer Schering Pharma	rHu	IFNβ	Multiple sclerosis	16.5-25.2%
Novolog	NovoNordisk	rHu	Insulin analog	Type II diabetes	Transient antibodies
Leukine	Genzyme	rHu	G-CSF	Preventing infection in cancer	2.3%
NEUPROGEN (Filgrastim)	Amgen	rHu	G-CSF	Preventing infection in cancer	3%
Retavase	PDL Biopharma	rHu	TPA	Myocardial infarction, pulmonary embolism	0% (2400)
Humatrope	Eli Lilly	rHu	Growth hormone	Dwarfism	1.6%
Adagen	Enzon Pharmaceuticals	Bovine	ADA Adenosine deaminase	Inherited immunodeficiency	Not reported (SCID)
Pulmozyme	Genentech (Roche)	rHu	DNase I	Cystic fibrosis	2-4%
Procrit	Amgen	rHu	EPO	Anemia in chronic renal disease	
Proleukin	Novartis	rHu	IL-2	Oncology	<1%

Recombinant human (rHu), plasma derived (PD) and recombinant (r) products are indicated. Companies that acquired a majority stake holding in any of the companies that performed the initial drug development of the biologics listed are shown in brackets


【 図 2 】




【 図 4 】




【 図 3 】




【 図 5 】




【 図 6 】



【 図 8 】



【 図 7 】



*by paired t-test

フロントページの続き

- (72)発明者 前川 豪孝
群馬県高崎市西横手町351-1 株式会社JIMRO内
- (72)発明者 八木橋 裕子
群馬県高崎市西横手町351-1 株式会社JIMRO内

专利名称(译)	测定抗药物抗体的方法		
公开(公告)号	JP2017201310A	公开(公告)日	2017-11-09
申请号	JP2017087003	申请日	2017-04-26
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社JIMRO		
申请(专利权)人(译)	株式会社JIMRO		
[标]发明人	柏木伸仁 齋藤史郎 金田健太 前川豪孝 八木橋裕子		
发明人	柏木 伸仁 齋藤 史郎 金田 健太 前川 豪孝 八木橋 裕子		
IPC分类号	G01N33/53 G01N33/543		
CPC分类号	A61P1/04 A61P19/02 A61P29/00 G01N33/564 G01N33/6854 G01N33/94 G01N2333/4716		
FI分类号	G01N33/53.N G01N33/543.545.A A61K39/395 A61P1/04 A61P19/02 A61P29/00 G01N33/543.501.Z		
F-TERM分类号	4C085/AA13 4C085/AA14 4C085/BB17 4C085/EE01		
优先权	PCT/JP2016/082135 2016-10-28 WO 2016089301 2016-04-27 JP		
其他公开文献	JP6170644B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)
要解决的问题：提供一种方法，可以更简单准确地测量正在接受分子靶向治疗的患者（如药物）中出现的ADA。解决方案：用于测量待测样品中的ADA的方法，包括以下步骤（1）至（4）。（1）制备含有待测量的ADAs体样品的样品，并将该药物加入到待测样品中以制备其中形成有药物-ADA免疫复合物的样品。（2）使步骤（1）中制备的样品与固定有补体C1q，抗C3d抗体或抗C1q抗体的载体接触，（3）使步骤（1）中制备的固相接种（4）在针对对应于所述ADA的载体的标记或未标记抗体的存在下，定量与补体C1q，抗C3d抗体或抗C1q抗体结合的**药物-ADA免疫缀合物**。【选择图】无

(19) 日本国特許庁 (JP)	(12) 公開特許公報 (A)	(11) 特許出願公開番号 特開2017-201310 (P2017-201310A) 平成29年11月9日 (2017.11.9)
(51) Int. Cl. G01N 33/53 (2006.01) G01N 33/543 (2006.01)	FI G01N 33/53 N G01N 33/543 545A	テーマコード (参考)
審査請求 有 請求項の数 14 O.L. (全 20 頁)		
(21) 出願番号 (22) 出願日 (11) 特許番号 (45) 特許公報発行日 (31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国 (31) 優先権主張番号 (32) 優先日 (33) 優先権主張国	特願2017-87003 (P2017-87003) 平成28年4月26日 (2017.4.26) 特許第6170644号 (P6170644) 平成28年7月26日 (2017.7.26) PCT/JP2016/082135 平成28年10月28日 (2016.10.28) 世界知的所有権機関 (WIPO) 特願2016-89301 (P2016-89301) 平成28年4月27日 (2016.4.27) 日本国 (JP)	(71) 出願人 株式会社 JIMRO 群馬県高崎市西横手町351番地1 110000084 (74) 代理人 特許業務法人アルガ特許事務所 柏木 伸仁 群馬県高崎市西横手町351-1 株式会社 JIMRO内 (72) 発明者 齋藤 史郎 群馬県高崎市西横手町351-1 株式会社 JIMRO内 (72) 発明者 金田 健太 群馬県高崎市西横手町351-1 株式会社 JIMRO内
最終頁に続く		
(54) 【発明の名称】 抗医薬品抗体の測定方法		