

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2019-512224
(P2019-512224A)

(43) 公表日 令和1年5月16日(2019.5.16)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
C 1 2 N 15/09 (2006.01)	C 1 2 N 15/09 Z N A Z	2 G O 4 5
G O 1 N 33/53 (2006.01)	G O 1 N 33/53 N	4 H O 4 5
G O 1 N 33/536 (2006.01)	G O 1 N 33/536 C	
G O 1 N 33/48 (2006.01)	G O 1 N 33/536 D	
C O 7 K 19/00 (2006.01)	G O 1 N 33/53 Y	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 132 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2018-546669 (P2018-546669)
 (86) (22) 出願日 平成29年3月7日 (2017.3.7)
 (85) 翻訳文提出日 平成30年10月26日 (2018.10.26)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2017/021157
 (87) 国際公開番号 WO2017/155996
 (87) 国際公開日 平成29年9月14日 (2017.9.14)
 (31) 優先権主張番号 62/305,440
 (32) 優先日 平成28年3月8日 (2016.3.8)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)
 (31) 優先権主張番号 62/418,667
 (32) 優先日 平成28年11月7日 (2016.11.7)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)
 (31) 優先権主張番号 62/461,651
 (32) 優先日 平成29年2月21日 (2017.2.21)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)

(71) 出願人 511286517
 ヴェンタナ メディカル システムズ,
 インク.
 アメリカ合衆国 アリゾナ 85755,
 ツーソン, イースト イノベーション
 パーク ドライブ 1910
 (74) 代理人 110002077
 園田・小林特許業務法人
 (72) 発明者 ファレル, マイケル
 アメリカ合衆国 アリゾナ 85704,
 ツーソン, プラシタ デル カルド
 8662

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 エピトープタグを有する組換え抗体を使用する多重免疫組織化学

(57) 【要約】

本開示は、エピトープタグ抗体、並びに例えば組織試料のような生物学的試料中の一又は複数の標的を検出するためにエピトープタグ抗体を用いる方法に関する。

【選択図】 図 1




FIG. 1

【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

抗体と少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトとを含み、エピトープタグコンストラクトが交互のスペーサーとエピトープタグとを含む、エピトープタグ抗体。

【請求項 2】

エピトープタグコンストラクトが、構造 - [スペーサー]_a - [エピトープタグ]_b - を有し、ここで、a 及び b はそれぞれ 1 ~ 10 の範囲の整数である、請求項 1 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 3】

少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトが、抗体の重鎖定常領域の C 末端又は軽鎖定常領域の C 末端に発現される、請求項 1 又は 2 に記載のエピトープタグ抗体。

10

【請求項 4】

少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトが、抗体の重鎖定常領域の C 末端と軽鎖定常領域の C 末端の両方に発現される、請求項 3 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 5】

エピトープタグが、V5 (配列番号: 4)、HA (配列番号: 5)、VSV (配列番号: 1)、AU1 (配列番号: 8)、AU5 (配列番号: 2)、OLLAS (配列番号: 9)、E (配列番号: 3)、E2 (配列番号: 6)、及びKT3 (配列番号: 7) からなる群から選択される、請求項 1 から 4 の何れかに記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 6】

エピトープタグが、配列番号: 1、配列番号: 2、配列番号: 3、配列番号: 4、配列番号: 5、配列番号: 6、配列番号: 7、配列番号: 8、及び配列番号: 9 からなる群から選択されるアミノ酸配列と少なくとも 90% の同一性を有する配列を含む、請求項 1 から 4 の何れかに記載のエピトープタグ抗体。

20

【請求項 7】

エピトープタグコンストラクトが 2 ~ 8 のエピトープタグを含む、請求項 1 から 6 の何れかに記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 8】

エピトープタグコンストラクトが 4 つのエピトープタグを含む、請求項 7 に記載のエピトープタグ抗体。

30

【請求項 9】

エピトープタグコンストラクトが 5 つのエピトープタグを含む、請求項 7 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 10】

エピトープタグ抗体が 4 ~ 8 のエピトープタグを発現する、請求項 1 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 11】

重鎖定常領域の C 末端に組み込まれたエピトープタグの数と軽鎖定常領域の C 末端に組み込まれたエピトープタグの数の比が、2 : 1 ~ 約 1 : 2 の範囲である、請求項 4 に記載のエピトープタグ抗体。

40

【請求項 12】

重鎖定常領域の C 末端に組み込まれたエピトープタグの数が 2 ~ 6 のエピトープタグの範囲であり、軽鎖定常領域の C 末端に組み込まれたエピトープタグの数が 0 ~ 4 のエピトープタグの範囲である、請求項 4 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 13】

エピトープタグコンストラクトの少なくとも一つのスペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部が、配列番号: 10、配列番号: 11、配列番号: 12、配列番号: 13、及び配列番号: 14 からなる群から選択される、請求項 1 から 12 の何れかに記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 14】

50

エピトープタグコンストラクトの第一スペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部が、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、及び配列番号：14の一つから選択され；エピトープタグコンストラクトの第二スペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部が、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、及び配列番号：14の別のものから選択される、請求項1から4の何れかに記載のエピトープタグ抗体。

【請求項15】

エピトープタグコンストラクトの分子量が約5g/molから約35g/molの範囲である、請求項1から14の何れかに記載のエピトープタグ抗体。

【請求項16】

任意のエピトープタグ抗体の全てのエピトープタグコンストラクトの総分子量が、約5g/molから約50g/molの範囲である、請求項1から14の何れかに記載のエピトープタグ抗体。

【請求項17】

任意のエピトープタグ抗体の全てのエピトープタグコンストラクトの総分子量が、対応する天然抗体の分子量の約30%未満である、請求項1から14の何れかに記載のエピトープタグ抗体。

【請求項18】

エピトープタグ抗体が2つのエピトープタグコンストラクトを含み、各エピトープタグコンストラクトが抗体の重鎖の末端に発現され、各エピトープタグコンストラクトが4つのエピトープタグを含む、請求項1に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項19】

エピトープタグコンストラクトが、配列番号：16、配列番号：18、配列番号：20、配列番号：22、配列番号：24、配列番号：26、配列番号：28、配列番号：30、及び配列番号：32からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む、請求項1に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項20】

エピトープタグ抗体が、重鎖定常領域と軽鎖定常領域の末端に発現される2つのエピトープタグコンストラクトを含み、2つのエピトープタグコンストラクトの各々が、配列番号：16、配列番号：18、配列番号：20、配列番号：22、配列番号：24、配列番号：26、配列番号：28、配列番号：30、及び配列番号：32からなる群から選択される同じ配列を含む、請求項1に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項21】

エピトープタグ抗体がPDL1に特異的であり、エピトープタグが、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号：7、配列番号：8、及び配列番号：9からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む、請求項1に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項22】

エピトープタグ抗体がFoxP3に特異的であり、エピトープタグが、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号：7、配列番号：8、及び配列番号：9からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む、請求項1に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項23】

エピトープタグ抗体がHER2に特異的であり、エピトープタグが、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号：7、配列番号：8、及び配列番号：9からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む、請求項1に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項24】

エピトープタグ抗体がPan-CKに特異的であり、エピトープタグが、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号

10

20

30

40

50

： 7、配列番号： 8、及び配列番号： 9 からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む、請求項 1 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 25】

エピトープタグ抗体が分化マーカーのクラスターに特異的であり、エピトープタグが、配列番号： 1、配列番号： 2、配列番号： 3、配列番号： 4、配列番号： 5、配列番号： 6、配列番号： 7、配列番号： 8、及び配列番号： 9 からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む、請求項 1 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 26】

請求項 1 から 25 の何れかに記載の抗体と、エピトープタグ抗体を検出するための検出試薬とを含むキット。

10

【請求項 27】

検出試薬が、エピトープタグ抗体の発現されたエピトープタグに特異的な抗タグ抗体であり、抗タグ抗体が検出可能部分を含む、請求項 26 に記載のキット。

【請求項 28】

検出可能部分がフルオロフォアである、請求項 27 に記載のキット。

【請求項 29】

検出可能部分が酵素であり、酵素の発色基質が検出キット内に含まれる、請求項 27 に記載のキット。

【請求項 30】

少なくとも一つの未修飾抗体又は抗体コンジュゲートと；少なくとも一つの未修飾抗体又は抗体コンジュゲートを検出する更なる検出試薬とを更に含む、請求項 26 から 29 の何れかに記載のキット。

20

【請求項 31】

試料中の標的を検出する方法であって、請求項 1 から 25 の何れかに記載のエピトープタグ抗体に試料を接触させ、エピトープタグ抗体の発現されたエピトープタグを使用して標的を検出することを含む、方法。

【請求項 32】

試料が、請求項 1 から 25 の何れかに記載の二つ以上の異なるエピトープタグ抗体と接触させられ、各エピトープタグ抗体が異なる標的に特異的であり、各エピトープタグ抗体が異なるエピトープタグを発現する、請求項 31 に記載の方法。

30

【請求項 33】

試料が、二つ以上の異なるエピトープタグ抗体と同時に接触させられる、請求項 32 に記載の方法。

【請求項 34】

試料を異なるエピトープタグ抗体を検出するための検出試薬と接触させることを更に含む、請求項 33 に記載の方法。

【請求項 35】

検出試薬が、エピトープタグ抗体の異なる発現されたエピトープタグに特異的な抗タグ抗体である、請求項 34 に記載の方法。

【請求項 36】

エピトープタグ抗体の異なる発現されたエピトープタグに特異的な抗タグ抗体が同時に導入される、請求項 35 に記載の方法。

40

【請求項 37】

抗タグ抗体の各々がフルオロフォアにコンジュゲートされている、請求項 36 に記載の方法。

【請求項 38】

試料を一又は複数の未修飾抗体及び / 又は抗体コンジュゲートと接触させることを更に含む、請求項 31 から 37 の何れかに記載の方法。

【請求項 39】

一又は複数の未修飾抗体及び / 又は抗体コンジュゲートが、エピトープタグ抗体の導入

50

前に試料に導入される、請求項 38 に記載の方法。

【請求項 40】

(i) 組織試料を二つ以上のエピトープタグ抗体と同時に接触させる工程であって、各エピトープタグ抗体が異なるエピトープタグを含む工程；及び(ii) 組織試料を二つ以上の抗タグ抗体と同時に接触させる工程であって、各抗タグ抗体がエピトープタグ抗体の一つに特異的であり、各抗タグ抗体が異なる検出可能部分を含む工程を含む、多重検出法。

【請求項 41】

二つ以上のエピトープタグ抗体が第一混合物として適用され、二つ以上の抗タグ抗体が第二混合物として適用される、請求項 40 に記載の方法。

10

【請求項 42】

エピトープタグ抗体が、V5 (配列番号：4)、HA (配列番号：5)、VSV (配列番号：1)、AU1 (配列番号：8)、AU5 (配列番号：2)、OLLAS (配列番号：9)、E (配列番号：3)、E2 (配列番号：6)、及びKT3 (配列番号：7) からなる群から選択されるエピトープタグを含む、請求項 40 に記載の方法。

【請求項 43】

エピトープタグ抗体が、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号：7、配列番号：8、及び配列番号：9 からなる群から選択されるアミノ酸配列を有するエピトープタグと少なくとも90%の同一性を有する配列を含む、請求項 40 に記載の方法。

20

【請求項 44】

エピトープタグ抗体が4～8のエピトープタグを含む、請求項 40 から43の何れかに記載の方法。

【請求項 45】

抗タグ抗体が蛍光部分にコンジュゲートされている、請求項 40 から44の何れかに記載の方法。

【請求項 46】

蛍光部分が、キサンテン誘導体、シアニン誘導体、スクアライン誘導体、ナフタレン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アントラセン誘導体、ピレン誘導体、オキサジン誘導体、アクリジン誘導体、アリアルメチン誘導体、及びテトラピロール誘導体から選択される蛍光部分からなる群から選択される、請求項 45 に記載の方法。

30

【請求項 47】

組織試料を少なくとも一つの未修飾抗体と接触させることを更に含む、請求項 40 から46の何れかに記載の方法。

【請求項 48】

組織試料を少なくとも一つの未修飾抗体と接触させる工程が、組織試料を二つ以上のエピトープタグ抗体と接触させる前に起こる、請求項 47 に記載の方法。

【請求項 49】

単一組織試料中の複数の標的を検出する方法において、(i) 組織試料を第一の特異的結合体と接触させて第一標的を検出する工程であって、第一の特異的結合体が未修飾抗体、抗体コンジュゲート、又はエピトープタグ抗体からなる群から選択される工程；(ii) 組織試料を第一検出試薬と接触させて第一の特異的結合体を検出する工程；(iii) 試料を第二の特異的結合体と接触させて第二標的を検出する工程であって、第二の特異的結合体がエピトープタグ抗体を含む工程；及び(iv) 組織試料を第二検出試薬と接触させて第二の特異的結合体を検出する工程であって、第二検出試薬が、検出可能部分にコンジュゲートされた抗タグ抗体を含む工程を含む方法。

40

【請求項 50】

試料を第三の特異的結合体と接触させて第三標的を検出する工程であって、第三の特異的結合体が未修飾抗体、抗体コンジュゲート、又はエピトープタグ抗体からなる群から選択される工程と；組織試料を第三検出試薬と接触させて第三の特異的結合体を検出する工

50

程を更に含む、請求項 49 に記載の方法。

【請求項 51】

第三の特異的結合体がエピトープタグ抗体であり、第二及び第三の特異的結合体が同時に導入される、請求項 50 に記載の方法。

【請求項 52】

第一及び第三の特異的結合体が未修飾抗体又は抗体コンジュゲートであり、第一及び第三の特異的結合体が同時に導入される、請求項 50 に記載の方法。

【請求項 53】

第一及び第三検出試薬の導入が、第二の特異的結合体の導入前に行われる、請求項 52 に記載の方法。

【請求項 54】

第一及び第三の特異的結合体が未修飾抗体又は抗体コンジュゲートであり、第一及び第三の特異的結合体が逐次的に導入される、請求項 50 に記載の方法。

【請求項 55】

エピトープタグ抗体が、V5（配列番号：4）、HA（配列番号：5）、VSV（配列番号：1）、AU1（配列番号：8）、AU5（配列番号：2）、OLLAS（配列番号：9）、E（配列番号：3）、E2（配列番号：6）、及びKT3（配列番号：7）からなる群から選択されるエピトープタグを含む、請求項 49 から 54 の何れかに記載の方法。

【請求項 56】

エピトープタグ抗体が、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号：7、配列番号：8、及び配列番号：9 からなる群から選択されるアミノ酸配列を有するエピトープタグと少なくとも 90% の同一性を有する配列を含む、請求項 49 から 54 の何れかに記載の方法。

【請求項 57】

エピトープタグ抗体が、4～10 のエピトープタグを含む、請求項 49 から 56 の何れかに記載の方法。

【請求項 58】

抗タグ抗体が蛍光部分にコンジュゲートされる、請求項 49 から 57 の何れかに記載の方法。

【請求項 59】

蛍光部分が、キサンテン誘導体、シアニン誘導体、スクアライン誘導体、ナフタレン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アントラセン誘導体、ピレン誘導体、オキサジン誘導体、アクリジン誘導体、アリアルメチン誘導体、及びテトラピロール誘導体から選択される蛍光部分からなる群から選択される、請求項 58 に記載の方法。

【請求項 60】

第一、第二又は第三の特異的結合体の少なくとも一つが、CD3、CD8、CD20、CD68、PDL1、FoxP3、HER2、及びEGFR2 からなる群から選択される標的に特異的である、請求項 50 に記載の方法。

【請求項 61】

スペーサーにより分離されたタンデムリピートエピトープタグを含み、2～6 のエピトープタグを含むエピトープタグコンストラクトであって、エピトープタグが、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号：7、配列番号：8、及び配列番号：9 からなる群から選択されるアミノ酸配列を含み、エピトープタグを分離するスペーサーの少なくとも一つが、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、及び配列番号：14 からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む、エピトープタグコンストラクト。

【請求項 62】

エピトープタグコンストラクトの分子量が約 5 g/mol から約 35 g/mol の範囲である、請求項 61 に記載のエピトープタグコンストラクト。

10

20

30

40

50

【請求項 6 3】

エピトープタグコンストラクトの分子量が約 5 g / m o l から約 2 5 g / m o l の範囲である、請求項 6 1 に記載のエピトープタグコンストラクト。

【請求項 6 4】

配列番号：1 6 と少なくとも 9 0 % の同一性を有するアミノ酸配列を含むエピトープタグコンストラクト。

【請求項 6 5】

配列番号：1 8 と少なくとも 9 0 % の同一性を有するアミノ酸配列を含むエピトープタグコンストラクト。

【請求項 6 6】

配列番号：2 0 と少なくとも 9 0 % の同一性を有するアミノ酸配列を含むエピトープタグコンストラクト。

【請求項 6 7】

配列番号：2 2 と少なくとも 9 0 % の同一性を有するアミノ酸配列を含むエピトープタグコンストラクト。

【請求項 6 8】

配列番号：2 4 と少なくとも 9 0 % の同一性を有するアミノ酸配列を含むエピトープタグコンストラクト。

【請求項 6 9】

配列番号：2 6 と少なくとも 9 0 % の同一性を有するアミノ酸配列を含むエピトープタグコンストラクト。

【請求項 7 0】

配列番号：2 8 と少なくとも 9 0 % の同一性を有するアミノ酸配列を含むエピトープタグコンストラクト。

【請求項 7 1】

配列番号：3 0 と少なくとも 9 0 % の同一性を有するアミノ酸配列を含むエピトープタグコンストラクト。

【請求項 7 2】

配列番号：3 2 と少なくとも 9 0 % の同一性を有するアミノ酸配列を含むエピトープタグコンストラクト。

【請求項 7 3】

(i) 配列番号：1 5 の核酸配列、(i i) 配列番号：1 5 の核酸配列と少なくとも 9 0 % の同一性を有する核酸配列、(i i i) 配列番号：1 5 の核酸配列と少なくとも 9 5 % の同一性を有する核酸配列、及び(i v) 配列番号：1 5 の核酸配列と少なくとも 9 7 % の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子。

【請求項 7 4】

(i) 配列番号：1 7 の核酸配列、(i i) 配列番号：1 7 の核酸配列と少なくとも 9 0 % の同一性を有する核酸配列、(i i i) 配列番号：1 7 の核酸配列と少なくとも 9 5 % の同一性を有する核酸配列、及び(i v) 配列番号：1 7 の核酸配列と少なくとも 9 7 % の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子。

【請求項 7 5】

(i) 配列番号：1 9 の核酸配列、(i i) 配列番号：1 9 の核酸配列と少なくとも 9 0 % の同一性を有する核酸配列、(i i i) 配列番号：1 9 の核酸配列と少なくとも 9 5 % の同一性を有する核酸配列、及び(i v) 配列番号：1 9 の核酸配列と少なくとも 9 7 % の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子。

【請求項 7 6】

(i) 配列番号：2 1 の核酸配列、(i i) 配列番号：2 1 の核酸配列と少なくとも 9

10

20

30

40

50

0%の同一性を有する核酸配列、(i i i) 配列番号：21の核酸配列と少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(i v) 配列番号：21の核酸配列と少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子。

【請求項77】

(i) 配列番号：23の核酸配列、(i i) 配列番号：23の核酸配列と少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(i i i) 配列番号：23の核酸配列と少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(i v) 配列番号：23の核酸配列と少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子。

10

【請求項78】

(i) 配列番号：25の核酸配列、(i i) 配列番号：25の核酸配列と少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(i i i) 配列番号：25の核酸配列と少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(i v) 配列番号：25の核酸配列と少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子。

【請求項79】

(i) 配列番号：27の核酸配列、(i i) 配列番号：27の核酸配列と少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(i i i) 配列番号：27の核酸配列と少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(i v) 配列番号：27の核酸配列と少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子。

20

【請求項80】

(i) 配列番号：29の核酸配列、(i i) 配列番号：29の核酸配列と少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(i i i) 配列番号：29の核酸配列と少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(i v) 配列番号：29の核酸配列と少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子。

【請求項81】

(i) 配列番号：31の核酸配列、(i i) 配列番号：31の核酸配列と少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(i i i) 配列番号：31の核酸配列と少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(i v) 配列番号：31の核酸配列と少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子。

30

【請求項82】

F o x P 3 に特異的なエピトープタグ抗体、C D 2 0 に特異的なエピトープタグ抗体、及びC D 6 8 に特異的なエピトープタグ抗体を含むパネル。

【請求項83】

F o x P 3 に特異的なエピトープタグ抗体、C D 8 に特異的なエピトープタグ抗体、及びC D 6 8 に特異的なエピトープタグ抗体を含むパネル。

40

【請求項84】

F o x P 3 に特異的なエピトープタグ抗体、C D 8 に特異的なエピトープタグ抗体、C D 6 8 に特異的なエピトープタグ抗体、及びp a n - C K に特異的な未修飾抗体を含むパネル。

【請求項85】

F o x P 3 に特異的なエピトープタグ抗体、C D 2 0 に特異的なエピトープタグ抗体、C D 6 8 に特異的なエピトープタグ抗体、及びp a n - C K に特異的な未修飾抗体を含むパネル。

【請求項86】

C D 2 0 に特異的なエピトープタグ抗体、C D 6 8 に特異的なエピトープタグ抗体、p

50

a n - C K に特異的な未修飾抗体、及び P D L 1 に特異的な未修飾抗体を含むパネル。

【請求項 8 7】

C D 2 0 に特異的なエピトープタグ抗体、C D 6 8 に特異的なエピトープタグ抗体、p a n - C K に特異的な未修飾抗体、及び C D 3 に特異的な未修飾抗体を含むパネル。

【請求項 8 8】

F o x P 3 に特異的なエピトープタグ抗体、C D 8 に特異的なエピトープタグ抗体、C D 6 8 に特異的なエピトープタグ抗体、C D 3 に特異的なエピトープタグ抗体、及び C D 2 0 に特異的なエピトープタグ抗体を含むパネル。

【請求項 8 9】

請求項 8 2 から 8 8 の何れかに記載のパネルを含むキットであって、パネル内の抗体を検出するための検出試薬を更に含むキット。

10

【請求項 9 0】

検出試薬が抗タグ抗体である、請求項 8 9 に記載のキット。

【請求項 9 1】

抗タグ抗体がフルオロフォアにコンジュゲートされている、請求項 9 0 に記載のキット。

【請求項 9 2】

少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトを発現する抗体であって、エピトープタグコンストラクトが交互のスペーサーとエピトープタグとを含み；エピトープタグが、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号：7、配列番号：8、及び配列番号：9 からなる群から選択される配列と少なくとも 9 0 % の同一性を有するアミノ酸配列を含み；スペーサーの少なくとも一つが、配列番号：1 0、配列番号：1 1、配列番号：1 2、配列番号：1 3、及び配列番号：1 4 からなる群から選択される配列と少なくとも 9 0 % の同一性を有するアミノ酸配列を含み；抗体が約 2 から約 8 のエピトープタグを発現する、抗体。

20

【請求項 9 3】

抗体が、約 2 から約 6 のエピトープタグを発現する、請求項 9 2 に記載の抗体。

【請求項 9 4】

抗体が 2 つのエピトープタグコンストラクトを含む、請求項 9 2 に記載の抗体。

【請求項 9 5】

少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの分子量が、約 5 g / m o l から約 3 5 g / m o l の範囲である、請求項 9 2 に記載の抗体。

30

【請求項 9 6】

少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの分子量が、約 5 g / m o l から約 3 0 g / m o l の範囲である、請求項 9 2 に記載の抗体。

【請求項 9 7】

抗体が約 1 7 0 k D a から約 2 7 0 k D a の範囲の分子量を有する、請求項 9 2 に記載の抗体。

【請求項 9 8】

抗体が約 1 7 0 k D a から約 2 0 0 k D a の範囲の分子量を有する、請求項 9 2 に記載の抗体。

40

【請求項 9 9】

抗体と少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトとを含むエピトープタグ抗体であって、エピトープタグコンストラクトが交互のスペーサーとエピトープタグを含み、一般構造 - [スペーサー]_a - [エピトープタグ]_b - を有し、ここで、a 及び b はそれぞれ 1 から 1 0 の範囲の整数であり、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの連続する - [エピトープタグ] - 間の距離が 1 2 n m 未満である、エピトープタグ抗体。

【請求項 1 0 0】

距離が 1 0 n m 未満である、請求項 9 9 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 1 0 1】

50

距離が 9 nm 未満である、請求項 99 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 102】

距離が、隣接エピトープタグ間での抗タグ抗体の二価結合を促進するように最適化される、請求項 99 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 103】

抗タグ抗体の第一重鎖がエピトープタグコンストラクトの第一エピトープタグに結合し、同抗タグ抗体の第二重鎖がエピトープタグコンストラクトの第二の隣接エピトープタグに結合する、請求項 102 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 104】

抗体と少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトとを含むエピトープタグ抗体であって、エピトープタグコンストラクトが交互のスペーサーとエピトープタグとを含み、一般構造 - [スペーサー]_a - [エピトープタグ]_b - を有し、ここで、a 及び b はそれぞれ 1 から 10 の範囲の整数であり、- [スペーサー] - が 12 nm 長未満であるサイズを有する、エピトープタグ抗体。

10

【請求項 105】

- [スペーサー] - が、隣接エピトープタグ間の抗タグ抗体の二価結合を促進するようなサイズである、請求項 104 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 106】

任意の 2 つの隣接エピトープタグが、抗タグ抗体の抗原結合部位間の距離に近似する距離だけ互いに離間している、請求項 104 に記載のエピトープタグ抗体。

20

【請求項 107】

第一抗原結合部位が、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの第一エピトープタグに結合し、第二抗原結合部位が、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの第二の隣接エピトープタグに結合する、請求項 106 に記載のエピトープタグ抗体。

【請求項 108】

a . 請求項 1 から 23 及び 99 から 107 の何れかに記載のエピトープタグ抗体 ; 及び
b . エピトープタグ抗体が組織試料に結合したときに各エピトープタグ抗体に近接して色素を沈着させるための検出試薬セットであって、エピトープタグ抗体のエピトープタグに特異的な抗タグ特異的検出剤を含む検出試薬セットを含むシステム。

30

【請求項 109】

抗タグ特異的検出剤が色素にコンジュゲートされている、請求項 108 に記載のシステム。

【請求項 110】

検出試薬セットが、第一酵素と、第一酵素に近接して組織試料上に色素を沈着させるための第一酵素と反応性の基質とを更に含む、請求項 108 又は 109 に記載のシステム。

【請求項 111】

抗タグ特異的結合剤が酵素にコンジュゲートされている、請求項 110 に記載のシステム。

【請求項 112】

i . 抗タグ特異的結合剤がハプテンにコンジュゲートされ、
ii . 第一酵素が、ハプテンと反応性の抗体にコンジュゲートされる、
請求項 110 に記載のシステム。

40

【請求項 113】

抗タグ特異的結合剤が抗タグ抗体であり、第一酵素が抗タグ抗体の Ig 種に特異的な抗種抗体にコンジュゲートされる、請求項 110 に記載のシステム。

【請求項 114】

抗タグ特異的結合剤が、第一の特異的結合対の第一メンバーにコンジュゲートされ、第一酵素が第一の特異的結合対の第二メンバーにコンジュゲートされる、請求項 110 に記載のシステム。

50

【請求項 1 1 5】

第一の特異的結合対の第一メンバーがビオチンであり、第一の特異的結合対の第二メンバーがビオチン結合タンパク質である、請求項 1 1 4 に記載のシステム。

【請求項 1 1 6】

ビオチン結合タンパク質が、アビジン、アビジン誘導体、及びストレプトアビジンからなる群から選択される、請求項 1 1 5 に記載のシステム。

【請求項 1 1 7】

第一の特異的結合対の第一メンバーがハプテンであり、第一の特異的結合対の第二メンバーが抗ハプテン抗体である、請求項 1 1 4 に記載のシステム。

【請求項 1 1 8】

第一の抗タグ特異的結合剤が西洋ワサビペルオキシダーゼ酵素にコンジュゲートされ；第一酵素が第 1 の特異的結合対の第一メンバーにコンジュゲートされ；検出試薬セットがシグナル伝達コンジュゲートを更に含み、シグナル伝達コンジュゲートが第二酵素と反応性のチラミドを含み、チラミドが第一の特異的結合対の第二メンバーにコンジュゲートされる、請求項 1 1 0 に記載のシステム。

10

【請求項 1 1 9】

第一の特異的結合対の第一メンバーがビオチン結合タンパク質であり；第一の特異的結合対の第二メンバーがビオチンである、請求項 1 1 8 に記載のシステム。

【請求項 1 2 0】

ビオチン結合タンパク質が、アビジン、アビジン誘導体、及びストレプトアビジンからなる群から選択される、請求項 1 1 9 に記載のシステム。

20

【請求項 1 2 1】

第一の特異的結合対の第一メンバーがハプテンであり、第一の特異的結合対の第二メンバーが抗ハプテン抗体である、請求項 1 1 7 に記載のシステム。

【請求項 1 2 2】

第一の抗タグ特異的結合剤が第二酵素にコンジュゲートされ；第一酵素が、第一の特異的結合対の第一メンバーにコンジュゲートされ；検出試薬セットがシグナル伝達コンジュゲートを更に含み、シグナル伝達コンジュゲートが第二酵素と反応性のキノンメチドを含み、キノンメチドが第一の特異的結合対の第二メンバーにコンジュゲートされる、請求項 1 1 0 に記載のシステム。

30

【請求項 1 2 3】

第一の特異的結合対の第一メンバーがビオチン結合タンパク質であり；第一の特異的結合対の第二メンバーがビオチンである、請求項 1 2 2 に記載のシステム。

【請求項 1 2 4】

ビオチン結合タンパク質が、アビジン、アビジン誘導体、及びストレプトアビジンからなる群から選択される、請求項 1 2 3 に記載のシステム。

【請求項 1 2 5】

第一の特異的結合対の第一メンバーがハプテンであり、第一の特異的結合対の第二メンバーが抗ハプテン抗体である、請求項 1 2 2 に記載のシステム。

【請求項 1 2 6】

複数のエピトープタグ抗体を含み、複数のエピトープタグ抗体の各々が異なるバイオマーカーに特異的であり、検出試薬セットが、複数のエピトープタグ抗体の少なくとも一つに近接して第一色素を、かつ複数のエピトープタグ抗体の少なくとも別のものに近接して少なくとも第二色素を沈着させるための手段を含む、請求項 1 0 8 から 1 2 5 の何れかに記載のシステム。

40

【請求項 1 2 7】

請求項 1 0 8 から 1 2 6 の何れかに記載のシステムであって、

c. 自動スライド染色装置
を更に備える、システム。

【請求項 1 2 8】

50

請求項 1 2 7 に記載のシステムであって、

d . スライドスキャナー

を更に備える、システム。

【請求項 1 2 9】

請求項 1 2 8 に記載のシステムであって、

e . 画像解析システム

を更に備える、システム。

【請求項 1 3 0】

請求項 1 2 7 から 1 2 9 の何れかに記載のシステムであって、

f . 検査室情報システム (L I S)

を更に含む、システム。

【請求項 1 3 1】

L I S が、試料の一又は複数の組織切片に対して実施された処理工程及び / 又は試料の一又は複数の組織切片に対して実施されるべき処理工程を格納するデータベースを含む、請求項 1 3 0 に記載のシステム。

【請求項 1 3 2】

L I S が、自動スライド染色装置に、一又は複数のエピトープタグ抗体及び検出試薬を組織試料の一又は複数の切片に沈着させるよう指示する一連の命令を更に含む、請求項 1 3 1 に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

[関連出願との相互参照]

本出願は、2017年2月21日に提出された米国仮特許出願第62/461651号の出願日の利益と2016年11月7日に提出された米国仮特許出願第62/418667号の出願日の利益と2016年3月8日に提出された米国仮特許出願第62/305440号の出願日の利益を主張し、それら出願の開示を、その全体について出典明示によりここに援用する。

【背景技術】

【0002】

免疫組織化学 (I H C) 及びインサイトハイブリダイゼーション分析 (I S H) を含む細胞染色法は、組織学的診断及び組織形態学の研究における有用なツールである。I H C は、組織試料中に存在しうる目的の抗原を検出するために、特異的結合剤又は部分、例えば抗体を用いる。I H C は、特定の疾病状態又は病状を診断するなどの臨床及び診断用途に広く使用されている。例えば、特定のがん型は、被験体から得られた試料中の特定のマーカー分子の存在に基づいて診断することができる。I H C は、異なる組織におけるバイオマーカー分布及び局在性を理解するための基礎研究においてもまた広く使用されている。生物学的試料はまた銀インサイトハイブリダイゼーション (S I S H) 、発色インサイトハイブリダイゼーション (C I S H) 、及び蛍光インサイトハイブリダイゼーション (F I S H) などの、まとめて I S H と呼ばれるインサイトハイブリダイゼーション技術を使用して調べることができる。I S H は組織中の核酸を検出する一方、I H C は組織中のタンパク質を検出する点で、I S H は I H C とは区別される。

【0003】

生物のゲノムによって発現される多数のタンパク質の特徴付け及び定量化は、プロテオミクスの中心である。多重免疫組織化学 (M I H C) は、研究及び診断において幅広い用途を持つ、パラフィン包埋ホルマリン固定組織中の多変量タンパク質標的を検出し分析する主要な未達成の技術的ニーズを表すものである。多重免疫組織化学 (M I H C) 技術では、ホルマリン固定パラフィン包埋組織における多変量タンパク質標的を検出し分析するニーズに対処しようとする試みがなされている。効果的な M I H C 技術は、研究及び診断において幅広い用途を有する。しかしながら、組織中の複数のタンパク質標的の同時及び

10

20

30

40

50

定量的検出を可能にする効率的かつ再現可能な方法は、あるとしても、わずかではない。

【0004】

エピトープタグ法は、遺伝子産物を既に存在する抗体に対して免疫反応性にするための組換えDNA法である（Jarvik及びTelmer, *Annu. Rev. Genet.* 32:601-618, 1998）。典型的には、そのプロセスは、ペプチドタグをコードするヌクレオチド配列を目的の遺伝子中に挿入し、適切な宿主中で遺伝子を発現させることを含む。ついで、タンパク質は、エピトープタグに特異的な抗体とのその相互作用により、検出しかつ／又は精製することができる。このアプローチにより、タグ化されたタンパク質のサイズ並びにその存在量、細胞の位置、翻訳後修飾及び他のタンパク質との相互作用を解明することができる。特に、ペプチドタグを認識する抗体は、タグ化タンパク質の精製及び／又は単離を容易にする。

10

【発明の概要】

【0005】

本開示の一態様は、エピトープタグを発現する組換え抗体（ここでは「エピトープタグ抗体」と称される）である。本開示の別の態様は、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトを含む抗体である。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、スペーサーによって分離されたタンデムエピトープタグ反復を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、一般構造 - [スペーサー] - [エピトープタグ] - を有し、これは一又は複数回（例えば、1～12回）反復されうる。幾つかの実施態様では、前記少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトは、抗体の重鎖定常領域のC末端又は軽鎖定常領域のC末端に発現される。他の実施態様では、前記少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトは、重鎖定常領域のC末端と軽鎖定常領域のC末端の双方に発現される。

20

【0006】

幾つかの実施態様では、エピトープタグは、V5、HA、VSV、AU1、AU5、OLLAS、E、E2、KT3、AU1、及びOLLASからなる群から選択される。幾つかの実施態様では、エピトープタグは、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号：7、配列番号：8、及び配列番号：9からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む。

30

【0007】

幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは2～8のエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは4つのエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは5つのエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は4～10のエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、重鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数と、軽鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数の比は、約2：1から約1：2の範囲である。幾つかの実施態様では、重鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数は2～6のエピトープタグの範囲であり、軽鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数は0～4のエピトープタグの範囲である。

40

【0008】

幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトの少なくとも一つのスペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部は、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、及び配列番号：14からなる群から選択される。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトの第一スペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部は、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、及び配列番号：14の一つから選択され；エピトープタグコンストラクトの第二スペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部は、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、及び配列番号：14の別のものから選択される。

【0009】

50

幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトの分子量は約 5 g / m o l から約 3 5 g / m o l の範囲である。幾つかの実施態様では、任意のエピトープタグ抗体の全てのエピトープタグコンストラクトの総分子量は、約 5 g / m o l から約 5 0 g / m o l の範囲である。幾つかの実施態様では、任意のエピトープタグ抗体の全てのエピトープタグコンストラクトの総分子量は、対応する天然抗体の分子量の 3 0 % 未満である。

【 0 0 1 0 】

幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、C D 3、C D 8、C D 2 0、C D 6 8、P D L 1、F o x P 3、H E R 2、及び E G F R 2 からなる群から選択される標的に特異的である。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号： 1 6、配列番号： 1 8、配列番号： 2 0、配列番号： 2 2、配列番号： 2 4、配列番号： 2 6、配列番号： 2 8、配列番号： 3 0、及び配列番号： 3 2 からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、抗体は、重鎖定常領域と軽鎖定常領域の末端にコンジュゲートされた二つのエピトープタグコンストラクトを含み、二つのエピトープタグコンストラクトの各々は同じ配列を含み、その配列は配列番号： 1 6、配列番号： 1 8、配列番号： 2 0、配列番号： 2 2、配列番号： 2 4、配列番号： 2 6、配列番号： 2 8、配列番号： 3 0、及び配列番号： 3 2 からなる群から選択される。

10

【 0 0 1 1 】

本開示の別の態様は、ここに記載されているもののようなエピトープタグ抗体とエピトープタグ抗体を検出するための検出試薬とを含むキットである。幾つかの実施態様では、検出試薬は、エピトープタグ抗体の発現されたエピトープタグに特異的な抗タグ抗体であり、抗タグ抗体は検出可能部分を含む。幾つかの実施態様では、検出可能部分はフルオロフォアである。幾つかの実施態様では、検出可能部分は酵素であり、酵素のための更なる発色基質が検出キット内に含まれる。幾つかの実施態様では、キットは、少なくとも一つの未修飾抗体又は抗体コンジュゲートと、少なくとも一つの未修飾抗体又は抗体コンジュゲートを検出する更なる検出試薬とを更に含む。幾つかの実施態様では、キットは、少なくとも一つの核酸プローブと、少なくとも一つの核酸プローブを検出するためのまた更なる検出試薬とを更に含む。

20

【 0 0 1 2 】

本発明の別の態様は、試料（例えば、組織試料）中の標的を検出する方法であって、試料を（ここに開示されているものなどの）エピトープタグ抗体に接触させ、抗体の発現されたエピトープタグを使用して標的を検出することを含む方法である。幾つかの実施態様では、試料は二つ以上の異なるエピトープタグ抗体と接触させられ、各エピトープタグ抗体は異なる標的に特異的であり、各抗体は異なるエピトープタグを発現する。幾つかの実施態様では、試料は二つ以上の異なるエピトープタグ抗体と同時に接触させられる。幾つかの実施態様では、本方法は、異なるエピトープタグ抗体を検出するための検出試薬と試料を接触させることを更に含む。幾つかの実施態様では、検出試薬は、エピトープタグ抗体の異なる発現されたエピトープタグに特異的な抗タグ抗体である。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体の異なる発現されたエピトープタグに特異的な抗タグ抗体が同時に導入される。幾つかの実施態様では、抗タグ抗体の各々はフルオロフォアにコンジュゲートされている。幾つかの実施態様では、本方法は、試料を一又は複数の未修飾抗体又は抗体コンジュゲートと接触させることを更に含む。幾つかの実施態様では、前記一又は複数の未修飾抗体又は抗体コンジュゲートは、エピトープタグ抗体の導入前に試料に導入される。

30

40

【 0 0 1 3 】

本開示の別の態様は、組織試料を二つ以上のエピトープタグ抗体に同時に接触させる工程であって、各エピトープタグ抗体が異なるエピトープタグを含む工程と；(i i) 組織試料を二つ以上の抗タグ抗体に同時に接触させる工程であって、各抗タグ抗体がエピトープタグ抗体の一つに特異的であり、各抗タグ抗体が異なる検出可能部分を含む工程を含む多重検出法である。幾つかの実施態様では、二つ以上のエピトープタグ抗体が混合物として適用され；二つ以上の抗タグ抗体が混合物として適用される。幾つかの実施態様では、

50

エピトープタグ抗体は、V5、HA、VSV、AU1、AU5、OLLAS、E、E2、KT3、AU1、及びOLLASからなる群から選択されるエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号：7、配列番号：8、及び配列番号：9からなる群から選択されるアミノ酸配列を有するエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は4～10のエピトープタグを含む。

【0014】

幾つかの実施態様では、抗タグ抗体は蛍光部分にコンジュゲートされる。幾つかの実施態様では、蛍光部分は、キサンテン誘導体、シアニン誘導体、スクアライン誘導体、ナフタレン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アントラセン誘導体、ピレン誘導体、オキサジン誘導体、アクリジン誘導体、アリアルメチン誘導体、及びテトラピロール誘導体から選択される蛍光部分からなる群から選択される。

10

【0015】

幾つかの実施態様では、本方法は、組織試料を少なくとも一つの未修飾抗体と接触させることを更に含む。幾つかの実施態様では、組織試料を少なくとも一つの未修飾抗体と接触させる工程は、組織試料を二つ以上のエピトープタグ抗体と接触させる前に起こる。

【0016】

本開示の別の態様は、単一組織試料中の複数の標的を検出する方法であって、(i)組織試料を、第一の特異的結合体であって未修飾抗体、抗体コンジュゲート、又はエピトープタグ抗体からなる群から選択される第一の特異的結合体と接触させて第一標的を検出する工程；(ii)組織試料を第一検出試薬と接触させて第一の特異的結合体を検出する工程；(iii)試料を、第二の特異的結合体であってエピトープタグ抗体を含む第二の特異的結合体と接触させて第二標的を検出する工程；及び(iv)組織試料を、第二検出試薬であって検出可能部分にコンジュゲートされた抗タグ抗体を含む第二検出試薬と接触させて第二の特異的結合体を検出する工程を含む方法である。

20

【0017】

幾つかの実施態様では、方法は、試料を、第三の特異的結合体であって未修飾抗体、抗体コンジュゲート、又はエピトープタグ抗体からなる群から選択される第三の特異的結合体と接触させて第三標的を検出する工程と；組織試料を第三検出試薬と接触させて第三の特異的結合体を検出する工程とを含む。幾つかの実施態様では、第三の特異的結合体はエピトープタグ抗体であり、第二及び第三の特異的結合体は同時に導入される。

30

【0018】

幾つかの実施態様では、第一及び第三の特異的結合体は未修飾抗体又は抗体コンジュゲートであり、第一及び第三の特異的結合体は同時に導入される。幾つかの実施態様では、第一及び第三検出試薬の導入は、第二の特異的結合体の導入前に行われる。幾つかの実施態様では、第一及び第三の特異的結合体は未修飾抗体又は抗体コンジュゲートであり、第一及び第三の特異的結合体は逐次的に導入される。

【0019】

幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、V5、HA、VSV、AU1、AU5、OLLAS、E、E2、KT3、AU1、及びOLLASからなる群から選択されるエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号：7、配列番号：8、及び配列番号：9からなる群から選択されるアミノ酸配列を有するエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は4～10のエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、抗タグ抗体は蛍光部分にコンジュゲートされる。幾つかの実施態様では、蛍光部分は、キサンテン誘導体、シアニン誘導体、スクアライン誘導体、ナフタレン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アントラセン誘導体、ピレン誘導体、オキサジン誘導体、アクリジン誘導体、アリアルメチン誘導体、及びテトラピロール誘導体から選択される蛍光部分からなる群から選択される。幾つかの実施態様では、第一、第二、又は第三の特異的結合体の少なくとも一つは、CD3、CD8、

40

50

C D 2 0、C D 6 8、P D L 1、F o x P 3、H E R 2、及びE G F R 2 からなる群から選択される標的に特異的である。

【 0 0 2 0 】

本開示の別の態様は、スペーサーによって分離されたタンデムリピートエピトープタグを含むエピトープタグコンストラクトであって、2～6のエピトープタグを含むエピトープタグコンストラクトである。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号：7、配列番号：8、及び配列番号：9からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：1、配列番号：2、配列番号：3、配列番号：4、配列番号：5、配列番号：6、配列番号：7、配列番号：8、及び配列番号：9からなる群から選択される配列の少なくとも90%の同一性を有するアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトのエピトープタグを分離するスペーサーの少なくとも一つは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、及び配列番号：14からなる群から選択されるアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトのエピトープタグを分離するスペーサーの少なくとも一つは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、及び配列番号：14からなる群から選択される配列に対して少なくとも90%の同一性を有するアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトの分子量は約5 g / m o l から約35 g / m o l の範囲である。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトの分子量は約5 g / m o l から約25 g / m o l の範囲である。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：16のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：18のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：20のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：22のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：24のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：26のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：28のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：30のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：32のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：16のものと少なくとも90%の同一性を有するアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：18のものと少なくとも90%の同一性を有するアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：20のものと少なくとも90%の同一性を有するアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：22のものと少なくとも90%の同一性を有するアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：24のものと少なくとも90%の同一性を有するアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：26のものと少なくとも90%の同一性を有するアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：28のものと少なくとも90%の同一性を有するアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：30のものと少なくとも90%の同一性を有するアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：32のものと少なくとも90%の同一性を有するアミノ酸配列を含む。

【 0 0 2 1 】

本開示の別の態様は、(i) 配列番号：15の核酸配列、(i i) 配列番号：15のものと少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(i i i) 配列番号：15のものと少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(i v) 配列番号：15のものと少なく

とも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子である。

【0022】

本開示の別の態様は、(i)配列番号：17の核酸配列、(ii)配列番号：17のものと少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(iii)配列番号：17のものと少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(iv)配列番号：17のものと少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子である。

【0023】

本開示の別の態様は、(i)配列番号：19の核酸配列、(ii)配列番号：19のものと少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(iii)配列番号：19のものと少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(iv)配列番号：19のものと少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子である。

10

【0024】

本開示の別の態様は、(i)配列番号：21の核酸配列、(ii)配列番号：21のものと少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(iii)配列番号：21のものと少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(iv)配列番号：21のものと少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子である。

20

【0025】

本開示の別の態様は、(i)配列番号：23の核酸配列、(ii)配列番号：23のものと少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(iii)配列番号：23のものと少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(iv)配列番号：23のものと少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子である。

【0026】

本開示の別の態様は、(i)配列番号：25の核酸配列、(ii)配列番号：25のものと少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(iii)配列番号：25のものと少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(iv)配列番号：25のものと少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子である。

30

【0027】

本開示の別の態様は、(i)配列番号：27の核酸配列、(ii)配列番号：27のものと少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(iii)配列番号：27のものと少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(iv)配列番号：27のものと少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子である。

【0028】

本開示の別の態様は、(i)配列番号：29の核酸配列、(ii)配列番号：29のものと少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(iii)配列番号：29のものと少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(iv)配列番号：29のものと少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子である。

40

【0029】

本開示の別の態様は、(i)配列番号：31の核酸配列、(ii)配列番号：31のものと少なくとも90%の同一性を有する核酸配列、(iii)配列番号：31のものと少なくとも95%の同一性を有する核酸配列、及び(iv)配列番号：31のものと少なくとも97%の同一性を有する核酸配列からなる群から選択される核酸配列を含むエピトープタグ遺伝子である。

50

【0030】

本開示の別の態様は、二つ以上の抗体を含むパネルであり、抗体の少なくとも一つはエピトープタグ抗体である。幾つかの実施態様では、パネルは、FoxP3に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD20に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD68に対して特異的なエピトープタグ抗体、FoxP3に対して特異的なエピトープタグ抗体、pan-CKに対して特異的なエピトープタグ抗体、PDL1に対して特異的なエピトープタグ抗体、又はそれらの任意の組み合わせからなる群から選択されるエピトープタグ抗体を含む。本開示の別の態様は、FoxP3に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD20に対して特異的なエピトープタグ抗体、及びCD68に対して特異的なエピトープタグ抗体を含むパネルである。幾つかの実施態様では、パネルは更なる特異的結合体を更に含む。本開示の別の態様は、FoxP3に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD8に対して特異的なエピトープタグ抗体、及びCD68に対して特異的なエピトープタグ抗体を含むパネルである。幾つかの実施態様では、パネルは更なる特異的結合体を更に含む。本開示の別の態様は、FoxP3に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD8に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD68に対して特異的なエピトープタグ抗体、及びpan-CKに特異的な未修飾抗体を含むパネルである。幾つかの実施態様では、パネルは更なる特異的結合体を更に含む。本開示の別の態様は、FoxP3に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD20に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD68に対して特異的なエピトープタグ抗体、及びpan-CKに対して特異的な未修飾抗体を含むパネルである。幾つかの実施態様では、パネルは更なる特異的結合体を更に含む。本開示の別の態様は、CD20に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD68に対して特異的なエピトープタグ抗体、pan-CKに対して特異的な未修飾抗体、及びPDL1に対して特異的な未修飾抗体を含むパネルである。本開示の別の態様は、CD20に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD68に対して特異的なエピトープタグ抗体、pan-CKに対して特異的な未修飾抗体、及びCD3に対して特異的な未修飾抗体を含むパネルである。幾つかの実施態様では、パネルは更なる特異的結合体を更に含む。本開示の別の態様は、FoxP3に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD8に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD68に対して特異的なエピトープタグ抗体、CD3に対して特異的なエピトープタグ抗体、及びCD20に対して特異的なエピトープタグ抗体を含むパネルである。幾つかの実施態様では、パネルは更なる特異的結合体を更に含む。

10

20

30

【0031】

本開示の別の態様は、上記パネル(アッセイ)の何れかを含むキットであって、パネル(アッセイ)のエピトープタグ抗体を検出するための検出試薬を更に含んでもよいキットである。

【0032】

本開示の別の態様は、抗体と少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトとを含むエピトープタグ抗体であり、エピトープタグコンストラクトが、交互のスペーサーとエピトープタグを含み、一般構造-[スペーサー]a-[エピトープタグ]b-を有し、ここで、a及びbがそれぞれ1~10の範囲の整数であり、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの連続する-[エピトープタグ]-間の距離が8~18nmである。一実施態様では、各エピトープタグは偶数のエピトープを有する。ほんの一例として、距離は輪郭の長さ、すなわちペプチド骨格の直線長さによって測定することができる。別の単なる例として、距離は、例えば三次構造のエピトープタグのような、エピトープタグ間の直線長さでありうる。幾つかの実施態様では、距離は12nm未満である。幾つかの実施態様では、距離は10nm未満である。幾つかの実施態様では、距離は9nm未満である。幾つかの実施態様では、距離は、エピトープタグ間で抗タグ抗体の二価結合を促進するように最適化される。幾つかの実施態様では、距離は、隣接するエピトープタグ間の二価結合を促進する。他の実施態様では、距離は、非隣接エピトープタグ間の二価結合を促進する。幾つかの実施態様では、抗タグ抗体の第一重鎖の一部はエピトープタグコンストラクトの第一エピトープタグに結合し、同じ抗タグ抗体の第二重鎖の一部はエピトープタグコンスト

40

50

ラクトの第二の隣接エピトープタグに結合する。幾つかの実施態様では、抗タグ抗体の第一重鎖の一部はエピトープタグコンストラクトの第一エピトープタグに結合し、同じ抗タグ抗体の第二重鎖の一部はエピトープタグコンストラクトの第二の非隣接エピトープタグに結合する。幾つかの実施態様では、近接しているエピトープ間の距離は、約120度から約220度、又は約120度から約200度、又は約140度から約200度のエルボース角を有する抗タグ抗体の両アームによってエピトープが到達できるようなものである。幾つかの実施態様では、非近接エピトープ間の距離は、約120度から約220度、又は約120度から約200度、又は約140度から約200度のエルボース角を有する抗タグ抗体の両アームによってエピトープが到達できるようなものである。

【0033】

本開示の別の態様は、抗体と少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトとを含むエピトープタグ抗体であり、エピトープタグコンストラクトが、交互のスペーサーとエピトープタグを含み、一般構造-[スペーサー]a-[エピトープタグ]b-を有し、ここで、a及びbがそれぞれ1~10の範囲の整数であり、-[スペーサー]-が、8~18nmの長さであるサイズ(全原子長と結合長の総計)を有する。幾つかの実施態様では、サイズは12nm未満である。幾つかの実施態様では、-[スペーサー]-は、エピトープタグ間での抗タグ抗体の二価結合を促進するサイズとされる。幾つかの実施態様では、任意の二つの隣接するエピトープタグは、抗タグ抗体の抗原結合部位間の距離を近似する距離だけ互いに離れて配されている。幾つかの実施態様では、任意の二つの非隣接エピトープタグは、抗タグ抗体の抗原結合部位間の距離を近似する距離だけ互いに離れて配されている。幾つかの実施態様では、第一抗原結合部位は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの第一エピトープタグに結合し、第二抗原結合部位は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの第二の隣接エピトープタグに結合する。幾つかの実施態様では、第一抗原結合部位は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの第一エピトープタグに結合し、第二抗原結合部位は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの第二の非隣接エピトープタグに結合する。幾つかの実施態様では、近接エピトープ間のスペーサー長は、近接エピトープが、約120度から約220度、又は約120度から約200度、又は約140度から約200度のエルボース角を有する抗タグ抗体の両アームによって到達可能であるようなものである。幾つかの実施態様では、エピトープが、約120度から約220度、又は約120度から約200度、又は約140度から約200度のエルボース角を有する抗タグ抗体の両アームによって到達可能である配置に非近接エピトープを位置させるスペーサー長が選択される。

【0034】

本開示の別の態様は、ここに記載されたエピトープタグ抗体と；エピトープタグ抗体が組織試料に結合したときに各エピトープタグ抗体に近接して色素を沈着させるための検出試薬セットとを含むシステムであり、検出試薬セットはエピトープタグ抗体のエピトープタグに特異的な抗タグ特異的検出剤を含む。幾つかの実施態様では、抗タグ特異的検出剤は色素にコンジュゲートされる。幾つかの実施態様では、検出試薬セットは、第一酵素と第一の酵素に近接して組織試料上に色素を沈着させる第一酵素と反応性の基質とを更に含む。幾つかの実施態様では、抗タグ特異的結合剤は酵素にコンジュゲートされる。

【0035】

幾つかの実施態様では、(i)抗タグ特異的結合剤はハプテンにコンジュゲートされ、(ii)第一酵素はハプテンと反応性の抗体にコンジュゲートされる。幾つかの実施態様では、抗タグ特異的結合剤は抗タグ抗体であり、第一酵素は抗タグ抗体のIg種に特異的な抗種抗体にコンジュゲートされる。幾つかの実施態様では、抗タグ特異的結合剤は第一の特異的結合対の第一メンバーにコンジュゲートされ、第一酵素は第一の特異的結合対の第二メンバーにコンジュゲートされる。幾つかの実施態様では、第一の特異的結合対の第一メンバーはビオチンであり、第一の特異的結合対の第二メンバーはビオチン結合タンパク質である。幾つかの実施態様では、ビオチン結合タンパク質は、アビジン、アビジン誘導体(例えば、ニュートラアビジン)、及びストレプトアビジンからなる群から選択され

10

20

30

40

50

る。幾つかの実施態様では、第一の特異的結合対の第一メンバーはハプテンであり、第一の特異的結合対の第二メンバーは抗ハプテン抗体である。幾つかの実施態様では、第一の抗タグ特異的結合剤は西洋ワサビペルオキシダーゼ酵素にコンジュゲートされ；第一酵素は、第一の特異的結合対の第一メンバーにコンジュゲートされ；検出試薬セットはシグナル伝達コンジュゲートを更に含み、シグナル伝達コンジュゲートは第二酵素と反応性のチラミドを含み、チラミドが第一の特異的結合対の第二メンバーにコンジュゲートされている。幾つかの実施態様では、第一の特異的結合対の第一メンバーはビオチン結合タンパク質であり；第一の特異的結合対の第二メンバーはビオチンである。幾つかの実施態様では、ビオチン結合タンパク質は、アビジン、アビジン誘導体（例えば、ニュートラアビジン）、及びストレプトアビジンからなる群から選択される。幾つかの実施態様では、第一の特異的結合対の第一メンバーはハプテンであり、第一の特異的結合対の第二メンバーは抗ハプテン抗体である。幾つかの実施態様では、第一の抗タグ特異的結合剤は第二酵素にコンジュゲートされ；第一酵素は、第一の特異的結合対の第一メンバーにコンジュゲートされ；検出試薬セットはシグナル伝達コンジュゲートを更に含み、シグナル伝達コンジュゲートは第二酵素と反応性のキノンメチドを含み、キノンメチドが第一の特異的結合対の第二メンバーにコンジュゲートされている。幾つかの実施態様では、第一の特異的結合対の第一メンバーはビオチン結合タンパク質であり；第一の特異的結合対の第二メンバーはビオチンである。幾つかの実施態様では、ビオチン結合タンパク質は、アビジン、アビジン誘導体（例えば、ニュートラアビジン）、及びストレプトアビジンからなる群から選択される。

10

20

幾つかの実施態様では、第一の特異的結合対の第一メンバーはハプテンであり、第一の特異的結合対の第二メンバーは抗ハプテン抗体である。

【0036】

幾つかの実施態様では、上記システムは、複数のエピトープタグ抗体（上とここに記載）を含み、複数のエピトープタグ抗体の各々は異なるバイオマーカーに特異的であり、検出試薬セットは複数のエピトープタグ抗体の少なくとも一つに近接して第一色素を、また複数のエピトープタグ抗体の少なくとも別のものに近接して少なくとも第二色素を沈着させるための手段を含む。幾つかの実施態様では、システムは自動スライド染色装置を更に備える。幾つかの実施態様では、システムはスライドスキャナーを更に備える。幾つかの実施態様では、システムは、画像解析システムを更に備える。幾つかの実施態様では、システムは、検査室情報システム（LIS）を更に備える。幾つかの実施態様では、LISは、試料の一又は複数の組織切片に対して実施された処理工程及び/又は試料の一又は複数の組織切片に対して実施されるべき処理工程を格納するデータベースを含む。幾つかの実施態様では、LISは、組織試料の一又は複数の切片上にエピトープタグ抗体又は複数のエピトープタグ抗体と検出試薬とを沈着させるように自動スライド染色装置に指示をする指示セットを更に含む。

30

【0037】

本出願人は、本開示に係るエピトープタグ抗体が、同種一次抗体が多重アッセイにおいて使用される場合にしばしば観察される交差反応性を回避することを発見した。その結果、複数のエピトープタグ一次抗体を、多重アッセイにおいて、単一の試薬として一緒にプールすることができる。更に、本出願人は、本開示のエピトープタグ抗体が、化学的に修飾された抗体、例えばハプテンに化学的にコンジュゲートされた抗体よりも安定であり、一貫して製造することができることを見出した。加えて、本出願人は、エピトープタグ抗体が、シグナル増幅法、例えばチラミドシグナル増幅を使用する検出と比較して、タンパク質発現レベルの直接の定量的相関を可能にする線形シグナル検出力スケードを提供することを見出した。而して、本出願人は、複数のエピトープタグ抗体を、単独で又は未修飾抗体、抗体コンジュゲート又は他の特異的結合体と共に用いるMICHアッセイが、組織試料中の複数の標的の検出を効果的に可能にし、MICHアッセイが5時間以内に完了し得、MICHはシグナル共局在化を可能にすると考える。

40

【図面の簡単な説明】

50

【0038】

特許又は出願ファイルには、カラーで作成された少なくとも一つの図面が含まれる。カラー図面を伴う本特許又は特許出願の公開物のコピーは、請求と必要な手数料の支払いに応じて、庁に提供される。

【0039】

【図1】図1は3種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重IHCアッセイを示す。

【0040】

【図2A - B】図2A ~ 2Dは、3種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重IHCアッセイによって染色された組織試料の画像である。

【図2C - D】同上

10

【0041】

【図3】図3は、3種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重IHCアッセイを示す。

【0042】

【図4A - B】図4A及び4Bは、3種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重IHCアッセイによって染色された組織試料の画像である。

【0043】

【図5】図5は、1種の未修飾抗体と3種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重IHCアッセイを示す。

【0044】

20

【図6A】図6A ~ 6Fは、1種の未修飾抗体と3種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重IHCアッセイによって染色された組織試料の画像である。

【図6B】同上

【図6C】同上

【図6D】同上

【図6E】同上

【図6F】同上

【0045】

【図7】図7は、1種の未修飾抗体と3種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重IHCアッセイを示す。

30

【0046】

【図8A】図8A ~ 8Bは、1種の未修飾抗体と3種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重IHCアッセイによって染色された組織試料の画像である。

【図8B】同上

【0047】

【図9】図9は、2種の未修飾抗体と2種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重IHCアッセイを示す。

【0048】

【図10A】図10A ~ 10Gは、2種の未修飾抗体と2種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重IHCアッセイによって染色された組織試料の画像である。

40

【図10B】同上

【図10C】同上

【図10D - E】同上

【図10F】同上

【図10G】同上

【0049】

【図11】図11は、2種の未修飾抗体と2種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重IHCアッセイを示す。

【0050】

【図12A - B】図12A ~ 12Dは、2種の未修飾抗体と2種の異なるエピトープタグ

50

抗体を利用する多重 I H C アッセイによって染色された組織試料の画像である。

【図 1 2 C】同上

【図 1 2 D】同上

【0 0 5 1】

【図 1 3】図 1 3 は、5 種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重 I H C アッセイを示す。

【0 0 5 2】

【図 1 4 A】図 1 4 A ~ 1 4 J は、5 種の異なるエピトープタグ抗体を利用する多重 I H C アッセイによって染色された組織試料の画像である。

【図 1 4 B】同上

【図 1 4 C - D】同上

【図 1 4 E - F】同上

【図 1 4 G - H】同上

【図 1 4 I - J】同上

【0 0 5 3】

【図 1 5 A】図 1 5 A、図 1 5 B、及び図 1 5 C は、一又は複数のエピトープタグ抗体及び / 又は一又は複数の未修飾抗体又は抗体コンジュゲートを利用する多重 I H C アッセイを実施する様々な方法を示すフローチャートを提供する。

【図 1 5 B】同上

【図 1 5 C】同上

【0 0 5 4】

【図 1 6 A】図 1 6 A ~ 1 6 E は、それらの対応する天然抗体（未修飾抗体）と比較したエピトープタグ抗体に対応する吸光度データを提供する。

【図 1 6 B】同上

【図 1 6 C】同上

【図 1 6 D】同上

【図 1 6 E】同上

【0 0 5 5】

【図 1 7 A】図 1 7 A ~ 1 7 F は、対応する天然抗体（未修飾抗体）と比較したエピトープタグ抗体の比較染色性能を示す画像を提供する。

【図 1 7 B】同上

【図 1 7 C】同上

【図 1 7 D】同上

【図 1 7 E】同上

【図 1 7 F】同上

【0 0 5 6】

【図 1 8】図 1 8 は、対応する天然抗体と比較した場合のエピトープタグ抗体の産生収量を示す。

【0 0 5 7】

【図 1 9】図 1 9 は、エピトープタグ抗体の安定性であって、加速安定性試験研究によって決定される安定性を示す；短い期間（例えば 5 ~ 10 日）の間に高温（すなわち、37 と 45 ）で収集されたデータに基づいて意図された保存条件（すなわち 4 ）における試験抗体（希釈剤 9 0 1 0 3 中 1 μ g / ml 濃度）のリアルタイム安定性を予測するためにアレニウスモデルに従った。

【0 0 5 8】

【図 2 0 A】図 2 0 A ~ 2 0 F は、エピトープタグコンストラクトの構造と、エピトープタグコンストラクトを構成するエピトープタグとスペーサーとの間の空間的及び構造的関係を示す。

【図 2 0 B】同上

【図 2 0 C】同上

10

20

30

40

50

- 【図 2 0 D】同上
- 【図 2 0 E】同上
- 【図 2 0 F】同上
- 【0 0 5 9】
- 【図 2 1】図 2 1 は、段階的アッセイ手順を示す。
- 【0 0 6 0】
- 【図 2 2】図 2 2 は、段階的アッセイ手順を示す。
- 【0 0 6 1】
- 【図 2 3 - 1】図 2 3 は、段階的アッセイ手順を示す。
- 【図 2 3 - 2】同上 10
- 【図 2 3 - 3】同上
- 【0 0 6 2】
- 【図 2 4 A】図 2 4 A は、重鎖と軽鎖の両方に 4 つのタグを有する抗体が、重鎖にのみ又は軽鎖にのみ 4 つのタグを有する同じ抗体よりもかなり遅い速度で解離することを示す B L I アッセイからの動態データを提供する。
- 【0 0 6 3】
- 【図 2 4 B】図 2 4 B は、重鎖と軽鎖の両方に 4 つのタグを有する抗体の利点を示す結合活性効果の比較を提供する。
- 【0 0 6 4】
- 【図 2 4 C】図 2 4 C は、H E R 2 H O K X での M s A n t i V 5 認識を示し、ここで 20
、軽鎖タグは、重鎖タグと同様の B L I 応答を示す；M s A n t i V 5 は、H O K 3 の G t A n t i R b に対してより速いオン速度及び類似の B L I 応答を示した；図は、B L I 応答がおよそ 2 つないし 3 つの V 5 タグで飽和したことを更に示している（組織染色結果と一致）。また、V 5 タグの負荷が高いほど、抗 V 5 解離の減少が観察された。
- 【0 0 6 5】
- 【図 2 5 A】図 2 5 A は、D L S / D S C 試験に使用された所定のエピトープタグ抗体の構造を示す。
- 【0 0 6 6】
- 【図 2 5 B】図 2 5 B は、B S A が試料から定量的に除去されたことを示す（S D S ページ） 30
- 【0 0 6 7】
- 【図 2 5 C】図 2 5 C は、D L S 測定データを提供する。
- 【0 0 6 8】
- 【図 2 5 D - E】図 2 5 D 及び図 2 5 F は、様々な D L S 温度勾配を示す。
- 【0 0 6 9】
- 【図 2 5 F】図 2 5 F は、D L S 分析の結果を示す。
- 【0 0 7 0】
- 【図 2 6 - 1】図 2 6 は、幾つかの異なるエピトープタグ抗体とそれらの各タグなし抗体に対する動的光散乱データを示す。
- 【図 2 6 - 2】同上 40
- 【図 2 6 - 3】同上
- 【0 0 7 1】
- 【図 2 7 A】図 2 7 A ~ 2 7 C は、様々なエピトープタグ抗体とそれらの各タグなし抗体に対する S E C データを示す。
- 【図 2 7 B】同上
- 【図 2 7 C】同上
- 【0 0 7 2】
- 【図 2 8 A】図 2 8 A ~ 2 8 E は、様々なエピトープタグ抗体とそれらの各タグなし抗体に対する D S C データを示す。
- 【図 2 8 B】同上 50

【図28C】同上

【図28D】同上

【図28E】同上

【0073】

【図29A】図29A～29Eは、様々なエピトープタグ抗体とそれらの各タグなし抗体に対するDLSデータを示す。

【図29B】同上

【図29C】同上

【図29D】同上

【図29E】同上

【0074】

【図30】図30は、アナライト分子の受容体分子への結合を測定するための基本的SPR実験の概略図を提供する。

【0075】

【図31A】図31A～31Eは、単独で化学的にビオチン化されたペプチド性の2kDaアナライトに対するウサギモノクローナル抗体の結合挙動の動態評価を示す。Mab<V5>rRb-J53_wt及びMab<V5>rRb-J53_H1L2は、1:1の結合化学量論を示す。bi-1又はbi-14にビオチン位置を有するペプチドアナライト間で、観察される動態差はなかった(図31A)。

【図31B】Mab<E>rRb-J26_wt及びMab<E>rRb-J26_H2L5は、3桁のナノモル親和性及び1:2の結合化学量論MR=2を示す(図31B)。

【図31C】Mab<E2>rRb-J78_wt及びMab<E2>rRb-J78_H5Lは2～3桁のナノモル親和性を示し、1:1の結合化学量論MR=1を示す。位置bi-1にビオチンを有するペプチドは位置bi-12にビオチン化を伴うものよりも高い親和性で認識された(図31C)。

【図31D】Mab<HA>rRb-J15_H2L2は、1:1の結合化学量論で3桁のナノモル範囲の親和性を示した。ビオチンが位置bi-1又は位置bi-9にあるペプチドアナライト間に動態差は観察されなかった(図31D)。

【図31E】Mab<VSV-G>rRb-J110_H5L2は、3桁のナノモル親和性及び1:2の結合化学量論を示す(図31E)。

【0076】

【図32A】図32A～32Dは、各タグ抗体アナライトに対するウサギモノクローナル抗タグ抗体の結合挙動の動態評価を示す：CD68_HLvsv、CD68_HvsvLvsv、CD68_HvsvL、CD68_HL(図32A)；

【図32B】CD8_HL、CD8_He2L(図32Bの上図)；PD-L1_SP63_He2L、PD-L1_SP63_HLe2、PD-L1_SP63_He2Le2、PD-L1_SP63_HL(図32Bの下図)。

【図32C】CD20_HL、CD20_HhaL、CD20_HLha、CD20_HhaLha(図32Cの上図)；PD-L1_SP63_HhaL、PD-L1_SP63_HLha、PD-L1_SP63_HhaLha、PD-L1_SP63_HL(図32Cの下図)。

【図32D】FoxP3_HL、FoxP3_H5v5L、FoxP3_HL5v5、FoxP3_H5v5L5v5、FoxP3_H4v5L、FoxP3_HL4v5、FoxP3_H4v5L4v5(図32D)。

【0077】

【図33A-1】(A)組換えエピトープタグ抗体の概略図。(B)連続的に沈着された一次抗体及び抗種抗体コンジュゲートの連続的除去を伴わない、5重蛍光多重検出の検出戦略。酵素媒介性フルオロフォア沈着に加えて、更なるシグナル増幅構成は、(C)に記載されるようにハプテンコンジュゲート抗タグ抗体及びフルオロフォアコンジュゲート抗ハプテン抗体の使用を含む。

10

20

30

40

50

【図33A-2】同上

【0078】

【図33B】図33Bは、PD-L1（シアン）、CD3（金）、CD8（緑）、FoxP3（赤）、及びCD68（紫）に対するエピトプタグ抗体を用いてプローブされたFFPE NSCLC切片を提供する。マーカーは、図1に記載されているように、組織成分上へのフルオロフォアのフルオロフォアコンジュゲート抗タグ抗体及び抗体-酵素コンジュゲート媒介性沈着によって検出された。擬似呈色後に6つのキューブフィルターを備えたZeiss Axio Scan.Z1を使用してスライドをスキャンし、Zenソフトウェアで可視化した。色は、CD68を除いて、色スペクトルのフルオロフォア発光波長に基づいて割り当てた。細胞核はDAPI色素（青）で標識された。サーモン色の物は、複数チャンネルで自己蛍光を発する赤血球（RBC）である。

10

【0079】

【図33C】図33Cは、（A）タグ抗CD8抗体及び（B）天然抗CD8抗体、（C）タグ抗FoxP3抗体及び（D）天然抗FoxP3抗体、及び（E）タグ抗CD68抗体及び（F）天然抗CD68抗体を用いてプローブされたFFPE肺腫瘍切片を提供する。マーカーは、（A、C、及びE）フルオロフォアコンジュゲート抗タグ抗体又は（B、D、及びF）VENTANA ultraViewユニバーサルDAB検出キットを使用して検出された。蛍光染色したスライドをVENTANA DISCOVERY QD DAPIで共染色した。

【0080】

20

【図33D】図33Dは、（A）タグ抗PD-L1（SP263）及び（B）天然抗PD-L1（SP263）抗体又は（C）タグ抗CD3抗体及び（D）天然抗CD3抗体を用いてプローブされたFFPE肺腫瘍切片を提供する。マーカーは、（A及びC）酵素コンジュゲート抗タグ抗体及びQM-及びTSA-フルオロ沈着、（B）VENTANA OptiView DAB IHC、又は（D）VENTANA ultraViewユニバーサルDAB検出キットを使用して検出した。

【0081】

【図33E】図33Eは、DABと比較して5重蛍光アッセイを使用して染色された各マーカーのカバレッジを示す10のNSCLC症例のボックスプロットを提供する。マーカーは、図33A～33Dに記載されるように検出された。スキャンされた蛍光及びDAB全スライド画像は、輝度調整後に更なる加工なしに、病理学者によって評価された。PD-L1及びCD8蛍光とDAB染色との間で不一致を示した少数の症例は、肺の広範な結合組織に関連した異常に高い自己蛍光を有していた。結合自己蛍光は、シグナルアンミキシング手順を使用してデジタル的に除去することができた。

30

【0082】

【図34A】図34Aは、0.5 μMの抗PD-L1-E2（H4K0）、0.5 μMの抗E2、及び0.5：1～6：1の様々なモル比で0.5 μMの抗PD-L1-E2と混合された抗E2のサイズ排除クロマトグラフィー溶出プロファイルを示す。

【0083】

【図34B】図34Bは、0.5 μMの抗CD8-E2（H4K0）、0.5 μMの抗E2、及び0.5：1～6：1の様々なモル比で0.5 μMの抗CD8-E2と混合された抗E2のサイズ排除クロマトグラフィー溶出プロファイルを示す。

40

【0084】

【図34C】図34Cは、0.5 μMの抗CD3-E（H4K0）、0.5 μMの抗E、及び0.5：1～6：1の様々なモル比で0.5 μMの抗CD3-Eと混合された抗Eのサイズ排除クロマトグラフィー溶出プロファイルを示す。

【0085】

【図34D】図34Dは、0.5 μMの抗FoxP3-V5（H4K0）、0.5 μMの抗V5及び0.5：1～6：1の様々なモル比で0.5 μMの抗FoxP3-V5と混合された抗V5のサイズ排除クロマトグラフィー溶出プロファイルを示す。

50

【0086】

【図34E】図34Eは、0.5 μMの抗CD68-VSV-G (H4K0)、0.5 μMの抗VSV-G、及び0.5:1~6:1の様々なモル比で0.5 μMの抗CD68-VSV-Gと混合された抗VSV-Gのサイズ排除クロマトグラフィー溶出プロファイルを示す。

【0087】

【図34F】図34Fは、0.5 μMの抗CD8-AU5 (H4K0)、0.5 μMの抗AU5、及び0.5:1~6:1の様々なモル比で0.5 μMの抗CD8-AU5と混合された抗AU5のサイズ排除クロマトグラフィー溶出プロファイルを示す。

【0088】

【図34G】図34Gは、0.5 μMの抗FoxP3-V5 (H5K0)、0.5 μMの抗V5、及び0.5:1~8:1の様々なモル比で0.5 μMの抗FoxP3-V5と混合された抗V5のサイズ排除クロマトグラフィー溶出プロファイルを示す。

【0089】

【図35A】図35Aは、エピトープタグ抗体の発現されたエピトープタグに対する抗タグ抗体の二価結合を示し、結合は隣接エピトープタグ間で起こる。

【0090】

【図35B】図35Bは、エピトープタグ抗体の発現されたエピトープタグに対する抗タグ抗体の二価結合を示し、結合は非隣接エピトープタグ間で起こる。

【発明を実施するための形態】

【0091】

一般に、本開示は、エピトープタグ抗体、並びに生物学的試料、例えば組織試料中の一又は複数の標的を検出するためにエピトープタグ抗体を用いる方法に関する。

【0092】

ここで使用される場合、「a」、「an」及び「the」という単数形の用語は、文脈が明らかに他の定義を示すものでない限り、複数の指示対象を含む。同様に、「or」という単語は、文脈が明らかに他の定義を示すものでない限り、「and」を含むことが意図される。

【0093】

ここで使用される場合、「含む (comprising)」、「含む (including)」、「有する (having)」等の用語は交換可能に使用され、同じ意味を有する。同様に、「含む (comprises)」、「含む (includes)」、「有する (has)」等は交換可能に使用され、同じ意味を有する。詳細には、前記用語の各々は、「含む (comprising)」の共通の米国特許法の定義と一致するように定義され、従って、「少なくとも次のもの」を意味するオープンな用語であると解釈され、また更なる特徴、限定、態様等々を排除するものではないと解釈される。従って、例えば、「コンポーネント a、b、及び c を有する装置」は、装置が少なくともコンポーネント a、b 及び c を含むことを意味する。同様に、「工程 a、b、及び c を含む方法」という語句は、方法が少なくとも工程 a、b、及び c を含むことを意味する。更に、工程及びプロセスは、ここでは特定の順序で概説されうるが、当業者は、順序付け工程及びプロセスが変わりうることを認識するであろう。

【0094】

ここで使用される場合、「親和性」という用語は、2つの分子の非ランダム相互作用を指す。「親和性」という用語は、相互作用の強さを指し、解離定数 (KD) として定量的に表すことができる。2つの分子の一方又は両方がペプチド (例えば、抗体) であってもよい。結合親和性 (すなわち、KD) は、標準的な技術を使用して決定することができる。例えば、親和性は、個々のエピトープと抗体分子との結合強度の尺度でありうる。

【0095】

ここで使用される場合、「抗体」という用語は、例を挙げると、限定しないが、IgA、IgD、IgE、IgG 及び IgM、それらの組み合わせ、及び任意の脊椎動物 (例えば、ヒト、ヤギ、ウサギ及びマウスなどの哺乳類) において免疫応答中に産生される同様の分子、並びに抗体断片 (例えば、当該分野で知られている F(ab')₂ 断片、Fab

10

20

30

40

50

断片、F a b' - S H断片及びF a b断片)、他の分子への結合を実質的に排除するまで対象の分子(又は対象の非常に類似した分子の群)に特異的に結合する組換え抗体断片(例えばs F v断片、d s F v断片、二重特異性s F v断片、二重特異性d s F v断片、F (a b)' 2断片、一本鎖F vタンパク質(「s c F v」)、ジスルフィド安定化F vタンパク質(「d s F v」)、ダイアボディ、及びトリアボディ(当該技術分野で知られている)、及びラクダ科抗体)を含む、免疫グロブリン又は免疫グロブリン様分子を意味する。抗体は抗原のエピトープを特異的に認識して結合する少なくとも軽鎖又は重鎖の免疫グロブリン可変領域を含むポリペプチドリガンドを更に意味する。抗体は、可変重鎖(V H)領域及び可変軽鎖(V L)領域と呼ばれる可変領域をそれぞれが有する、重鎖と軽鎖から構成される。併せて、V H領域とV L領域は、抗体によって認識される抗原の結合に参与する。抗体という用語はまたインタクトな免疫グロブリンと、当該技術分野でよく知られているそれらのパリアント及び部分を含む。

10

【0096】

ここで使用される場合、「抗原」とは、抗体分子又はT細胞受容体のような特異的な体液性又は細胞性免疫の産物が特異的に結合しうる化合物、組成物、又は物質を意味する。抗原は、例えば、ハプテン、単純な中間代謝物、糖(例えばオリゴ糖)、脂質、及びホルモン、並びに高分子、例えば複合糖質(例えば、多糖類)、リン脂質、核酸及びタンパク質を含む任意のタイプの分子でありうる。

【0097】

ここで使用される場合、「結合活性(アビディティ)」という用語は、二つ以上の分子の協同的及び相乗的結合を指す。「結合活性」は、二つ以上の分子集団間の複合体の全体的な安定性、すなわち相互作用の機能的結合強度を指す。

20

【0098】

ここで使用される場合、「生物学的試料」又は「組織試料」は、限定されないが、単細胞生物、例えば細菌、酵母、原生動物、及びとりわけアメーバ、多細胞生物(健康な又は見かけ上健康なヒト被験体又はがんなどの診断又は研究される状態又は疾患に罹患したヒト患者由来の試料を含む植物又は動物など)を含む任意の生物から得られ、排泄され又は分泌された任意の固体又は流体試料でありうる。例えば、生物学的試料は、例えば、血液、血漿、血清、尿、胆汁、腹水、唾液、脳脊髄液、眼房水又は硝子体液、又は任意の体分泌物、漏出液、滲出液(例えば、膿瘍又は任意の他の感染又は炎症部位から得られる流体)から得られた生物学的流体、又は関節(例えば、正常な関節又は疾患によって冒された関節)から得られた流体でありうる。生物学的試料はまた(腫瘍生検などの生検又は剖検検体を含む)任意の器官又は組織から得られた試料であり得、あるいは細胞(初代細胞又は培養細胞の何れも)又は任意の細胞、組織又は器官によって条件付けされた培地を含みうる。試料は、メラノーマ、腎細胞癌、及び非小細胞肺癌由来のものを含む腫瘍試料でありうる。幾つかの実施態様では、試料は、組織試料内のバイオマーカー(例えば、タンパク質又は核酸配列)を含む標的を検出することによって、がんについて分析される。開示された方法の記載された実施態様は、「正常」試料又は「対照」試料と称される異常、疾病、疾患等々を有さない試料にもまた適用されうる。例えば、複数の位置から組織試料を採取することによって被験体をがんについて検査することは有用であり得、これらの試料を対照として使用し、後の試料と比較して特定のがんがその原発点を越えて広がったか否かを判定することができる。

30

40

【0099】

ここで使用される場合、「コンジュゲート」は、より大きなコンストラクト中に共有結合的に連結された二以上の分子(及び/又はナノ粒子などの物質)を指す。幾つかの実施態様では、コンジュゲートは、一又は複数の他の分子、例えば一又は複数の他の生体分子に共有結合的に連結された一又は複数の生体分子(例えば、ペプチド、タンパク質、酵素、糖、多糖、脂質、糖タンパク質、及びリポタンパク質)を含む。他の実施態様では、コンジュゲートは、一又は複数の検出可能な標識(例えば、フルオロフォア、発光団、蛍光ナノ粒子、ハプテン、酵素及びそれらの組み合わせ)に共有結合的に連結された一又は複

50

数の特異的結合分子（例えば抗体）を含む。

【0100】

ここで使用される場合、「検出プローブ」は、特定の標的（例えば、核酸配列、タンパク質等々）に結合する核酸プローブ又は一次抗体を含む。検出プローブは、放射性同位元素、酵素基質、補因子、リガンド、化学発光又は蛍光剤、ハプテン（限定されないがDNPを含む）、及び酵素などの直接検出用の標識を含みうる。あるいは、検出プローブは、標識又はタグを含んでいなくてもよく、間接的に（例えば、検出プローブに特異的な二次抗体を用いて）検出されうる。

【0101】

ここで使用される場合、「ハプテン」は、抗体と特異的に結合することができるが、典型的には、担体分子との組み合わせ以外では実質的に免疫原性であることができない小分子である。幾つかの実施態様では、ハプテンには、限定されないが、ピラゾール（例えば、ニトロピラゾール）；ニトロフェニル化合物；ベンゾフラザン；トリテルペン；尿素（例えば、フェニル尿素）；チオ尿素（例えば、フェニルチオ尿素）；ロテノンとロテノン誘導体；オキサゾール（例えば、オキサゾールスルホンアミド）；チアゾール（例えば、チアゾールスルホンアミド）；クマリンとクマリン誘導体；及びシクロリグナンが含まれる。ハプテンの更なる非限定的な例には、チアゾール；ニトロアリアル；ベンゾフラン；トリテルペン；及びシクロリグナンが含まれる。ハプテンの特定の例には、ジ-ニトロフェニル、ピオチン、ジゴキシゲニン、及びフルオレセイン、並びにそれらの任意の誘導体又はアナログが含まれる。他のハプテンは、その開示の全体が出典明示によりここに援用される米国特許第8846320号；第8618265号；第7695929号；第8481270号；及び第9017954号に記載されている。ハプテン自体は、直接的な検出に適している場合があり、すなわち、ハプテンは検出のための適切なシグナルを発しうる。

10

20

【0102】

ここで使用される場合、ここで使用される「流体力学的半径」という用語は、与えられた構造として等価の流体力学的特性を有する球の半径を示す。流体力学的半径は、ストークス・アインシュタイン方程式による拡散係数から導出される。

【0103】

ここで使用される場合、「免疫組織化学」は、抗体のような特異的結合剤と抗原の相互作用を検出することによって、試料中の抗原の存在又は分布を決定する方法を指す。試料は、抗体-抗原結合を可能にする条件下で抗体と接触させる。抗体-抗原結合は、抗体にコンジュゲートされた検出可能な標識（直接検出）によって又は一次抗体に特異的に結合する二次抗体にコンジュゲートされた検出可能な標識（間接検出）によって検出することができる。

30

【0104】

ここで使用される場合、「多重（マルチプレックス）」、「多重化（マルチプレックス）」又は「多重化（マルチプレキシング）」は、試料中の複数の標的を同時発生的に、実質的に同時に、又は順次検出することを意味する。多重化は、個々に、また任意かつ全ての組み合わせで、複数の区別される核酸（例えば、DNA、RNA、mRNA、miRNA）及びポリペプチド（例えば、タンパク質）を同定及び/又は定量することを含みうる。

40

【0105】

ここで使用される場合、「一次抗体」という用語は、組織試料中の標的タンパク質抗原に特異的に結合する抗体を指す。一次抗体は、一般に免疫組織化学手順において使用される第一抗体である。それぞれここに記載されるエピトープタグ抗体、未修飾抗体、又は抗体コンジュゲートが一次抗体の例である。よって、一次抗体は、組織試料内の標的を検出するための「検出プローブ」となりうる。

【0106】

ここで使用される場合、ここでの「二次抗体」という用語は、検出プローブ又はその一

50

部（例えば、ハプテン又は一次抗体）に特異的に結合し、それにより検出プローブと存在するならばその後の試薬（例えば、標識、酵素等々）との間に架橋を形成する抗体を意味する。二次抗体を使用して、検出プローブ、例えば一次抗体を間接的に検出することができる。二次抗体の例には、それぞれここに記載される抗タグ抗体、抗種抗体、及び抗標識抗体が含まれる。

【0107】

ここで使用される場合、「特異的結合体」という用語は、特異的結合対のメンバーを言う。特異的結合対は、それらが他の分子への結合を実質的に排除して互いに結合することを特徴とする分子対である（例えば、特異的結合対は、生物学的試料中の他の分子との結合対の二つのメンバーの何れかに対する結合定数よりも少なくとも $10^3 M^{-1}$ 大きく、 $10^4 M^{-1}$ 大きく又は $10^5 M^{-1}$ 大きい結合定数を有しうる）。特異的結合部分の特定の例は、特異的結合タンパク質（例えば、抗体、レクチン、ストレプトアビジンのようなアビジン、及びプロテインA）を含む。特異的結合部分はまだそのような特異的結合タンパク質によって特異的に結合される分子（又はその一部）を含みうる。特異的結合体は、上記の一次抗体、又は核酸プローブを含む。

10

【0108】

ここで使用される場合、「標的」とは、存在、位置及び/又は濃度が決定されるか又は決定されうる任意の分子を意味する。標的の例には、ここに開示されるもののような核酸配列及びタンパク質が含まれる。

20

【0109】

[エピトープタグ抗体]

【0110】

本開示の一態様は、一又は複数の分子的に操作されたエピトープタグを発現する組換え抗体（「エピトープタグ抗体」）である。一般に、エピトープタグ（短いアミノ酸配列、すなわち抗原性ペプチド配列）の発現は、エピトープタグ抗体が（例えば、ここに更に記載される抗タグ抗体を用いて）認識され及び/又は検出されることを可能にする。従って、ここに開示されるエピトープタグ抗体は、多重免疫組織化学アッセイを含む免疫組織化学アッセイでの使用に適しており、それにより、組織試料内の標的が検出されうるように一次抗体又は検出プローブとして使用されうる。

30

【0111】

エピトープタグ抗体は、任意の天然抗体に由来しうる。従って、天然抗体又は未修飾抗体のように、エピトープタグ抗体は、特定の標的に対して特異性を示す。例えば、エピトープタグ抗体は、分化マーカーのクラスター（例えば、CD3、CD8、CD20、CD68）、HER2、FoxP3、PD-L1、及びEGFR2に特異的な抗体に由来しうる。他の非限定的な標的、例えば、エピトープタグ抗体が検出目的のために開発されうるタンパク質標的が、ここに更に開示される。

【0112】

一般に、エピトープタグ抗体は、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトを含み、エピトープタグコンストラクトは交互のスペーサーとエピトープタグを含む。ここで使用される場合、「エピトープタグコンストラクト」という用語は、交互のエピトープタグとスペーサー、例えばスペーサーにより分離されたタンデムリピートエピトープタグを含むアミノ酸配列を意味する（例えば、図20A参照）。

40

【0113】

説明目的のみのために、本開示のエピトープタグ抗体は、次の構造を有しうる：

【0114】

$Ab - ([\text{スペーサー}] - [\text{エピトープタグ}])_n - [\text{スペーサー}]$ （ここで、 n は1~20の範囲の整数であり、「Ab」は抗体であり、「エピトープタグ」及び「スペーサー」はここで定義された通りであり、各「スペーサー」は同一でも異なってもよく、 $[\text{スペーサー}] - [\text{エピトープタグ}]$ はエピトープタグコンストラクトの一例を表す。

【0115】

50

エピトープタグ抗体は、エピトープタグとスペーサーが重鎖定常領域の末端、軽鎖定常領域の末端、又は重鎖定常領域と軽鎖定常領域の両末端に取り込まれるように操作される。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、抗体の重鎖定常領域のC末端、抗体の軽鎖定常領域のC末端、又は抗体の重鎖及び軽鎖定常領域の両C末端に含まれる。

【0116】

他の実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、抗体の重鎖定常領域のC末端のみに含まれる。他の実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、抗体の軽鎖定常領域のC末端のみに含まれる。幾つかの実施態様では、重鎖定常領域はここでは表記「H」によって特定される一方、軽鎖定常領域はここでは表記「K」で特定される。例えば、表記H4K4は、重鎖定常領域の末端に4つのエピトープタグを含み、軽鎖定常領域の末端に更なる4つのエピトープタグを含むエピトープタグ抗体を意味しうる。同様に、表記H4K0は、重鎖定常領域の末端に4つのエピトープタグを含み、軽鎖定常領域の末端にエピトープタグを含まないエピトープタグ抗体を意味しうる。

10

【0117】

エピトープタグが抗体の機能を損なわない限り（すなわち、抗体が標的に結合する能力を妨げ、又は抗体が検出されることを妨げない限り）任意のタイプのエピトープタグを抗体に組み込むことができる。幾つかの実施態様では、エピトープタグとIgG上のその構成（タグ数、IgG上のタグの位置）が、組み込まれている抗体の任意の三次構造の破壊を最小限に抑えるように選択中に考慮される。幾つかの実施態様では、エピトープタグは、ヒトタンパク質との交差反応性を有さないように選択される。幾つかの実施態様では、エピトープタグは約6から約20の塩基を含むヌクレオチド配列を有する。他の実施態様では、エピトープタグは、約6から約16の塩基を含むヌクレオチド配列を有する。エピトープタグの配列は、天然に生じる供給源に由来してもよく、又は合成であってもよい。

20

【0118】

幾つかの実施態様では、エピトープタグは、VSVエピトープタグ（配列番号：1）、AU5エピトープタグ（配列番号：2）、Eエピトープタグ（配列番号：3）、V5エピトープタグ（配列番号：4）、HAエピトープタグ（配列番号：5）、又はE2エピトープタグ（配列番号：6）から選択される。エピトープタグ抗体内に組み込まれうる他の適切なエピトープタグには、FLAG、AU1（配列番号：8）、OLLAS（配列番号：9）、及びKT3（配列番号：7）が含まれる。当然のことながら、これらの例示されたエピトープタグは、当業者に知られている手順に従って変更されうる。

30

【0119】

エピトープタグ抗体（又はエピトープタグ抗体に組み込まれた任意のエピトープタグコンストラクト）は、一つのエピトープタグ又は複数のエピトープタグを含むか又は発現しうる。一般に、本開示のエピトープタグ抗体は、エピトープタグが抗体の機能を妨害しないか、又は低下させない限り、任意の数のエピトープタグを含みうる。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、少なくとも2つのエピトープタグを含む。他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、少なくとも3つのエピトープタグを含む。更に他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、少なくとも4つのエピトープタグを含む。更なる実施態様では、エピトープタグ抗体は、2～20のエピトープタグを含む。なお更なる実施態様では、エピトープタグ抗体は、2～12のエピトープタグを含む。なお更なる実施態様では、エピトープタグ抗体は、3～9のエピトープタグを含む。特定の一実施態様では、エピトープタグ抗体は、4つのエピトープタグを含む。別の特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は、5つのエピトープタグを含む。

40

【0120】

幾つかの実施態様では、任意のエピトープタグコンストラクトは2～10のエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、任意のエピトープタグコンストラクトは2～8のエピトープタグを含む。他の実施態様では、任意のエピトープタグコンストラクトは2～5のエピトープタグを含む。更に他の実施態様では、任意のエピトープタグコンストラクト

50

は4又は5のエピトープタグを含む。

【0121】

幾つかの実施態様では、重鎖定常領域のC末端に組み込まれた(又は「発現された」)エピトープタグの数は、軽鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数より多い(すなわち、重鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグコンストラクトを構成するエピトープタグの数は、軽鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグコンストラクトを構成するエピトープタグの数より多い)。他の実施態様では、重鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数は、軽鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数より少ない(すなわち、重鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグコンストラクトを構成するエピトープタグの数は、軽鎖定常領域のC末端のエピトープタグコンストラクトを構成するエピトープタグの数より少ない)。

10

【0122】

幾つかの実施態様では、軽鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数に対する重鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数の比は、4:1~約1:4の範囲である。他の実施態様では、軽鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数に対する重鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数の比は、2:1~約1:2の範囲である。更に他の実施態様では、軽鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数に対する重鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数の比は、1.5:1~約1:1.5の範囲である。更なる実施態様では、軽鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数に対する重鎖定常領域のC末端に組み込まれたエピトープタグの数の比は約1:1である。

20

【0123】

幾つかの実施態様では、2~8のエピトープタグが重鎖定常領域のC末端に組み込まれ、2~8のエピトープタグが軽鎖定常領域のC末端に組み込まれている。幾つかの実施態様では、2~8のエピトープタグが重鎖定常領域のC末端に組み込まれ、0~5のエピトープタグが軽鎖定常領域のC末端に組み込まれている。他の実施態様では、2~6のエピトープタグが重鎖定常領域のC末端に組み込まれ、0~4のエピトープタグが軽鎖定常領域のC末端に組み込まれている。他の実施態様では、4又は5のエピトープタグが重鎖定常領域のC末端に組み込まれ、2~5のエピトープタグが軽鎖定常領域のC末端に組み込まれている。更に他の実施態様では、4又は5のエピトープタグが重鎖定常領域のC末端に組み込まれ、0、1、又は2のエピトープタグが軽鎖定常領域のC末端に組み込まれている。更なる実施態様では、4又は5のエピトープタグが重鎖定常領域のC末端に組み込まれ、軽鎖定常領域のC末端にはエピトープタグが組み込まれていない。他の実施態様では、少なくとも2のエピトープタグが軽鎖定常領域のC末端に組み込まれ、少なくとも1のエピトープタグが重鎖定常領域のC末端に組み込まれている。他の実施態様では、少なくとも3のエピトープタグが軽鎖定常領域のC末端に組み込まれ、少なくとも1のエピトープタグが重鎖定常領域のC末端に組み込まれている。

30

【0124】

特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は構成H1K0を有する。別の特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は構成H2K0を有する。別の特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は構成H3K0を有する。別の特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は構成H4K0を有する。別の特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は構成H5K0を有する。別の特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は構成H0K1を有する。別の特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は構成H0K2を有する。別の特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は構成H0K3を有する。別の特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は構成H0K4を有する。別の特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は構成H2K2を有する。別の特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は構成H3K3を有する。別の特定の実施態様では、エピトープタグ抗体は構成H4K4を有する。

40

【0125】

50

番号：13、又は配列番号：14の配列に対して少なくとも85%を有するアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、スペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部は、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14の配列を含むアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、スペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部は、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14の配列に対して少なくとも90%を有するアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、スペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部は、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14の配列を含むアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、スペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部は、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14の配列に対して少なくとも95%を有するアミノ酸配列を含む。

10

【0129】

エピトープタグを分離するスペーサーは、同じであっても異なってもよい。例えば、エピトープタグコンストラクトが5つのエピトープタグを含む場合、コンストラクトの5つのエピトープタグ間のスペーサーは同じでも異なってもよい。幾つかの実施態様では、任意のエピトープタグコンストラクトのエピトープタグを分離するスペーサーは全て同じである。他の実施態様では、任意のエピトープタグコンストラクトのエピトープタグを分離するスペーサーは全て互いに異なっている。更に他の実施態様では、任意のエピトープタグコンストラクトのエピトープタグを分離するスペーサーの少なくとも幾つかは同じである。幾つかの実施態様では、任意のスペーサーの一部は別のスペーサーの一部と同じであっても異なってもよい。幾つかの実施態様では、任意のスペーサーの任意の配列の一部は、別のスペーサーの配列の一部と同じであってもよい。幾つかの実施態様では、スペーサーの幾つかの少なくとも一部は同じである。

20

【0130】

幾つかの実施態様では、任意のエピトープタグコンストラクトは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、又は配列番号：13、配列番号：14の配列を含む少なくとも一つのスペーサーを含む（又はスペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部は、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14の配列を含むアミノ酸配列を含む）。他の実施態様では、任意のエピトープタグコンストラクトは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14の一つの配列を含む少なくとも一つのスペーサー（又はスペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部は、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14の配列を含むアミノ酸配列を含む）と；配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14の別のものの配列を含む少なくとも第二のスペーサーを含む（又はスペーサーを構成するアミノ酸配列の少なくとも一部は、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14の配列を含むアミノ酸配列を含む）。

30

【0131】

幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトの分子量は、約5g/molから約35g/molの範囲である。他の実施態様では、エピトープタグコンストラクトの分子量は、約5g/molから約30g/molの範囲である。他の実施態様では、エピトープタグコンストラクトの分子量は、約10g/molから約30g/molの範囲である。他の実施態様では、エピトープタグコンストラクトの分子量は、約5g/molから約25g/molの範囲である。他の実施態様では、エピトープタグコンストラクトの分子量は、約5g/molから約20g/molの範囲である。他の実施態様では、エピトープタグコンストラクトの分子量は、約7.5g/molから約15g/molの範囲である。他の実施態様では、エピトープタグコンストラクトの分子量の範囲は20g/molを超えない。他の実施態様では、エピトープタグコンストラクトの分子量の範囲は15g/molを超えない。

40

50

【0132】

幾つかの実施態様では、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの連続する - [エピトープタグ] - 間の距離は約 8 nm から約 18 nm の範囲である。幾つかの実施態様では、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの連続する - [エピトープタグ] - 間の距離は 18 nm 未満である。幾つかの実施態様では、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの連続する - [エピトープタグ] - 間の距離は 16 nm 未満である。幾つかの実施態様では、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの連続する - [エピトープタグ] - 間の距離は 14 nm 未満である。幾つかの実施態様では、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの連続する - [エピトープタグ] - 間の距離は 12 nm 未満である。幾つかの実施態様では、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの連続する - [エピトープタグ] - 間の距離は 11 nm 未満である。幾つかの実施態様では、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの連続する - [エピトープタグ] - 間の距離は 10 nm 未満である。幾つかの実施態様では、 - [スペーサー] - は、隣接するエピトープタグ間の抗タグ抗体の二価結合を容易にするようなサイズとされている（図 35 A を参照）。而して、幾つかの実施態様では、任意の二つの隣接するエピトープタグは、抗タグ抗体の抗原結合部位間の距離を近似する距離だけ互いに離間されている。幾つかの実施態様では、第一抗原結合部位は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの第一エピトープタグに結合し、第二抗原結合部位は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトの第二の隣接エピトープタグに結合する。

10

【0133】

スペーシングが抗体の二価結合を容易にしうるが、当業者は、抗体、例えば抗タグ抗体がエピトープタグを「スキップ」し、非隣接エピトープタグに結合することもまた可能であることを理解するであろう（図 35 B 参照）。例えば、エピトープタグ抗体は、第一及び第二エピトープタグが互いに隣接している（しかし、もちろん、スペーサーによって分離される）第一、第二、及び第三エピトープタグを含みうる。この例では、抗タグ抗体の第一抗原結合部位が第一エピトープタグに結合し得、抗タグ抗体の第二抗原結合部位が第三エピトープタグに結合しうる。当業者であれば、スペーサーの柔軟性と長さの組合せが、約 120 度から約 220 度のエルボー角を有する抗タグ抗体の両アームによって到達されうる近接又は非近接エピトープの空間配置を形成しうることをまた理解するであろう。幾つかの実施態様では、エルボー角は約 120 度から約 200 度の範囲である。幾つかの実施態様では、エルボー角は約 140 度から約 200 度の範囲である。

20

30

【0134】

幾つかの実施態様では、任意のエピトープタグ抗体の全てのエピトープタグコンストラクトの総分子量は約 5 g/mol から約 80 g/mol である。他の実施態様では、任意のエピトープタグ抗体の全てのエピトープタグコンストラクトの総分子量は約 5 g/mol から約 50 g/mol である。更に他の実施態様では、任意のエピトープタグ抗体の全てのエピトープタグコンストラクトの総分子量は約 10 g/mol から約 40 g/mol である。更なる実施態様では、任意のエピトープタグ抗体の全てのエピトープタグコンストラクトの総分子量は約 15 g/mol から約 30 g/mol である。

40

【0135】

また更なる実施態様では、任意のエピトープタグ抗体の全てのエピトープタグコンストラクトの総分子量は、天然抗体の分子量（すなわち、同じ特異性及び/又は機能的特性を有する対応する未修飾抗体の分子量）の 40% 未満である。また更なる実施態様では、任意のエピトープタグ抗体の全てのエピトープタグコンストラクトの総分子量は、天然抗体の分子量の 30% 未満である。また更なる実施態様では、任意のエピトープタグ抗体の全てのエピトープタグコンストラクトの総分子量は、天然抗体の分子量の 25% 未満である。

【0136】

[エピトープタグコンストラクト及びエピトープタグ抗体の操作]

【0137】

50

本開示のエピトープタグ抗体は、当業者に知られている方法に従って作製されうる。一般に、スパーサーで分離されたタンデムリピートエピトープタグを含む「エピトープ遺伝子」が合成され、配列が検証される。幾つかの実施態様では、エピトープ遺伝子は、配列番号：15、配列番号：17、配列番号：19、配列番号：21、配列番号：23、配列番号：25、配列番号：27、配列番号：29、又は配列番号：31の任意の核酸配列を含む。他の実施態様では、エピトープ遺伝子は、配列番号：15、配列番号：17、配列番号：19、配列番号：21、配列番号：23、配列番号：25、配列番号：27、配列番号：29、又は配列番号：31の何れかに少なくとも80%の同一性を有する核酸配列を含む。更に他の実施態様では、エピトープ遺伝子は、配列番号：15、配列番号：17、配列番号：19、配列番号：21、配列番号：23、配列番号：25、配列番号：27、配列番号：29、又は配列番号：31の何れかに少なくとも90%の同一性を有する核酸配列を含む。更なる実施態様では、エピトープ遺伝子は、配列番号：15、配列番号：17、配列番号：19、配列番号：21、配列番号：23、配列番号：25、配列番号：27、配列番号：29、又は配列番号：31の何れかに少なくとも95%の同一性を有する核酸配列を含む。また更なる実施態様では、エピトープ遺伝子は、配列番号：15、配列番号：17、配列番号：19、配列番号：21、配列番号：23、配列番号：25、配列番号：27、配列番号：29、又は配列番号：31の何れかに少なくとも約97%の同一性を有する核酸配列を含む。

10

【0138】

エピトープ遺伝子合成後、エピトープ遺伝子は、(例えば、配列を保存しベクターによって遺伝子を増やすために)中規模のDNA調製を使用して適切なベクター(例えばpUC57-Kan)中にクローニングされる。ついで、エピトープ遺伝子は、C末端の制限部位(例えば5'Not1及び3'Sfi1)によって対象の抗体の重鎖定常領域のC末端又は軽鎖定常領域のC末端にクローニングされ、抗体発現ベクターの多重クローニング部位(MCS)中に挿入される。最終の重鎖定常領域-エピトープタグコンストラクト又は最終の軽鎖定常領域-エピトープタグコンストラクトを作製するために、最大規模のDNA調製が使用される。ついで、DNAコンストラクト(重鎖定常領域-エピトープタグコンストラクト又は最終の軽鎖定常領域-エピトープタグコンストラクト)を、当業者に知られているような常套的な抗体発現及び産生プロセスによってHEK293細胞中に一過性にトランスフェクトする。

20

30

【0139】

別法では、抗体発現ベクターは、抗体発現及び産生において現在使用されているもの、すなわち天然の未修飾抗体を産生するために使用される抗体発現ベクターから選択される。エピトープ遺伝子が合成され、ベクター、例えばpUC57中に挿入された後、エピトープ遺伝子が、正しい読み枠で抗体遺伝子の下流の抗体発現ベクター中に(例えばNot1及びSfi1部位を介して)クローニングされる。このようにして、エピトープベクターのライブラリーが既存の抗体発現ベクターを使用して構築されうる。次に、対象の抗体のIgG H及びK鎖遺伝子配列が、制限部位(例えば、Nhe1及びNot1)を介して抗体発現ベクターから抽出され、同じ制限部位(例えば、Nhe1及びNot1)を介してエピトープベクター中に挿入される。IgG H又はK鎖配列は正しい読み枠でタグ配列の上流に位置させられる。培養系において、エピトープベクターは、IgG H又はK鎖とタグをIgGのC末端に発現する。

40

【0140】

[特定のエピトープタグコンストラクト及びエピトープタグ抗体の例]

【0141】

ここで提供されるのは、操作されて抗体の重鎖及び/又は軽鎖定常領域の末端に組み込まれうるエピトープタグコンストラクトの特定の例である。当業者であれば、多かれ少なかれエピトープタグを有するエピトープコンストラクトを、上述の手順に従って、また当業者に知られている他の方法に従って、エピトープタグ遺伝子を改変することによって産生することができることが分かるであろう。而して、次の例は非限定的な例である。

50

【 0 1 4 2 】

[4つのV S Vエピトープタグを有するエピトープコンストラクトを含むエピトープタグ抗体]

【 0 1 4 3 】

幾つかの実施態様は、V S Vエピトープタグを発現するエピトープタグ抗体である。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトを含み、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトは4つのV S Vエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：1のアミノ酸配列を有する4つのエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14のアミノ酸配列の少なくとも一つを含む少なくとも一つのスペーサーを有する。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、配列番号：16のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端に配列番号：16のアミノ酸配列を含む。他では軽鎖定常領域のC末端にある。更に他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端と軽鎖定常領域のC末端の両方に配列番号：16のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、CD3、CD8、CD20、CD68、HER2、FoxP3、PD-L1、及びEGFR2の少なくとも一つに特異的である。幾つかの実施態様では、この特定のエピトープ遺伝子は例えば5つのエピトープタグを有するように改変されうる。

10

【 0 1 4 4 】

[4つのA U 5エピトープタグを有するエピトープコンストラクトを含むエピトープタグ抗体]

【 0 1 4 5 】

幾つかの実施態様は、A U 5エピトープタグを発現するエピトープタグ抗体である。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトを含み、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトは4つのA U 5エピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：2のアミノ酸配列を有する4つのエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14のアミノ酸配列の少なくとも一つを含む少なくとも一つのスペーサーを有する。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、配列番号：18のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端に配列番号：18のアミノ酸配列を含む。他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、軽鎖定常領域のC末端に配列番号：18のアミノ酸配列を含む。更に他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端と軽鎖定常領域のC末端の両方に配列番号：18のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、CD3、CD8、CD20、CD68、HER2、FoxP3、PD-L1、及びEGFR2の少なくとも一つに特異的である。幾つかの実施態様では、この特定のエピトープ遺伝子は、例えば5つのエピトープタグを有するように改変されうる。

30

【 0 1 4 6 】

[4つのEエピトープタグを有するエピトープコンストラクトを含むエピトープタグ抗体]

【 0 1 4 7 】

幾つかの実施態様は、Eエピトープタグを発現するエピトープタグ抗体である。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトを含み、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトは4つのEエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：3のアミノ酸配列を有する4つのエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14のアミノ酸配列の少なくとも一つを含む少なくとも一つのスペーサー

40

50

を有する。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、配列番号：20のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端に配列番号：20のアミノ酸配列を含む。他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、軽鎖定常領域のC末端に配列番号：20のアミノ酸配列を含む。更に他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端と軽鎖定常領域のC末端の両方に配列番号：20のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、CD3、CD8、CD20、CD68、HER2、FoxP3、PD-L1、及びEGFR2の少なくとも一つに特異的である。幾つかの実施態様では、この特定のエピトープ遺伝子は、例えば5つのエピトープタグを有するように改変されうる。

【0148】

[5つのV5エピトープタグを有するエピトープコンストラクトを含むエピトープタグ抗体]

【0149】

幾つかの実施態様は、V5エピトープタグを発現するエピトープタグ抗体である。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトを含み、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトは5つのV5エピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：4のアミノ酸配列を有する5つのエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14のアミノ酸配列の少なくとも一つを含む少なくとも一つのスペーサーを有する。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、配列番号：22のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端に配列番号：22のアミノ酸配列を含む。他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、軽鎖定常領域のC末端に配列番号：22のアミノ酸配列を含む。更に他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端と軽鎖定常領域のC末端の両方に配列番号：22のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、CD3、CD8、CD20、CD68、HER2、FoxP3、PD-L1、及びEGFR2の少なくとも一つに特異的である。幾つかの実施態様では、この特定のエピトープ遺伝子は、例えば4つのエピトープタグを有するように改変されうる。

【0150】

[4つのHAエピトープタグを有するエピトープコンストラクトを含むエピトープタグ抗体]

【0151】

幾つかの実施態様は、HAエピトープタグを発現するエピトープタグ抗体である。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトを含み、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトは4つのHAエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：5のアミノ酸配列を有する4つのエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14のアミノ酸配列の少なくとも一つを含む少なくとも一つのスペーサーを有する。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、配列番号：24のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端に配列番号：24のアミノ酸配列を含む。他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、軽鎖定常領域のC末端に配列番号：24のアミノ酸配列を含む。更に他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端と軽鎖定常領域のC末端の両方に配列番号：24のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、CD3、CD8、CD20、CD68、HER2、FoxP3、PD-L1、及びEGFR2の少なくとも一つに特異的である。幾つかの実施態様では、この特定のエピトープ遺伝子は、例えば5つのエピトープタグを有するように改変されうる。

【0152】

10

20

30

40

50

[4つのE2エピトープタグを有するエピトープコンストラクトを含むエピトープタグ抗体]

【0153】

幾つかの実施態様は、E2エピトープタグを発現するエピトープタグ抗体である。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトを含み、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトは4つのE2エピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：6のアミノ酸配列を有する4つのエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14のアミノ酸配列の少なくとも一つを含む少なくとも一つのスペーサーを有する。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、配列番号：26のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端に配列番号：26のアミノ酸配列を含む。他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、軽鎖定常領域のC末端に配列番号：26のアミノ酸配列を含む。更に他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端と軽鎖定常領域のC末端の両方に配列番号：26のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、CD3、CD8、CD20、CD68、HER2、FoxP3、PD-L1、及びEGFR2の少なくとも一つに特異的である。幾つかの実施態様では、この特定のエピトープ遺伝子は、例えば5つのエピトープタグを有するように改変されうる。

10

【0154】

[4つのKT3エピトープタグを有するエピトープコンストラクトを含むエピトープタグ抗体]

【0155】

幾つかの実施態様は、KT3エピトープタグを発現するエピトープタグ抗体である。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトを含み、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトは4つのKT3エピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：7のアミノ酸配列を有する4つのエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14のアミノ酸配列の少なくとも一つを含む少なくとも一つのスペーサーを有する。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、配列番号：28のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端に配列番号：28のアミノ酸配列を含む。他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、軽鎖定常領域のC末端に配列番号：28のアミノ酸配列を含む。更に他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端と軽鎖定常領域のC末端の両方に配列番号：28のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、CD3、CD8、CD20、CD68、HER2、FoxP3、PD-L1、及びEGFR2の少なくとも一つに特異的である。幾つかの実施態様では、この特定のエピトープ遺伝子は、例えば5つのエピトープタグを有するように改変されうる。

30

【0156】

[4つのAU1エピトープタグを有するエピトープコンストラクトを含むエピトープタグ抗体]

【0157】

幾つかの実施態様は、AU1エピトープタグを発現するエピトープタグ抗体である。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトを含み、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトは4つのAU1エピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：8のアミノ酸配列を有する4つのエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14のアミノ酸配列の少なくとも一つを含む少なくとも一つのスペ

40

50

ーサーを有する。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、配列番号：32のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端に配列番号：32のアミノ酸配列を含む。他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、軽鎖定常領域のC末端に配列番号：32のアミノ酸配列を含む。更に他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端と軽鎖定常領域のC末端の両方に配列番号：32のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、CD3、CD8、CD20、CD68、HER2、FoxP3、PD-L1、及びEGFR2の少なくとも一つに特異的である。幾つかの実施態様では、この特定のエピトープ遺伝子は、例えば5つのエピトープタグを有するように改変されうる。

【0158】

[4つのOLLASエピトープタグを有するエピトープコンストラクトを含むエピトープタグ抗体]

【0159】

幾つかの実施態様は、OLLASエピトープタグを発現するエピトープタグ抗体である。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトを含み、少なくとも一つのエピトープタグコンストラクトは4つのOLLASエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：9のアミノ酸配列を有する4つのエピトープタグを含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグコンストラクトは、配列番号：10、配列番号：11、配列番号：12、配列番号：13、又は配列番号：14のアミノ酸配列の少なくとも一つを含む少なくとも一つのスペーサーを有する。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、配列番号：30のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端に配列番号：30のアミノ酸配列を含む。他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、軽鎖定常領域のC末端に配列番号：30のアミノ酸配列を含む。更に他の実施態様では、エピトープタグ抗体は、重鎖定常領域のC末端と軽鎖定常領域のC末端の両方に配列番号：30のアミノ酸配列を含む。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、CD3、CD8、CD20、CD68、HER2、FoxP3、PD-L1、及びEGFR2の少なくとも一つに特異的である。幾つかの実施態様では、この特定のエピトープ遺伝子は、例えば5つのエピトープタグを有するように改変されうる。

【0160】

[特徴付け]

【0161】

ここに開示されたエピトープタグ抗体、並びにその天然の未修飾対応物は、ELISAとIHCにおいて抗種二次抗体を用いて検出することができる。ELISA研究では、エピトープペプチドをプレート上にコーティングし、エピトープタグ一次抗体を適用し、それに西洋ワサビペルオキシダーゼにコンジュゲートしたヤギ抗ウサギ二次抗体を続け、3,3'-ジアミノベンジジン(DAB)を酵素の発色基質として使用した。IHCでは、エピトープタグ一次抗体をヒト扁桃組織に適用し、それに西洋ワサビペルオキシダーゼにコンジュゲートしたヤギ抗ウサギ二次抗体を続け、3,3'-ジアミノベンジジン(DAB)を酵素の発色基質として使用した。一次抗体(すなわち、エピトープタグ抗体と対応する天然の未修飾抗体)は、両方とも1 μ g/mLの濃度で試験した(図16A~16F及び図17A~17Fを参照)。抗CD3エピトープタグ抗体のみ(図17D参照)が理想的よりは劣るが奏功し、如何なる特定の理論にも縛られることを望むものではないが、重鎖定常領域のC末端の4つのエピトープタグと軽鎖定常領域のC末端の付加的な4つのエピトープタグの存在が、抗体がなお染色アッセイで機能したものの、理想的に機能することを妨げた立体障害を導入したのかも知れないと推察される。

【0162】

更に、図18に示されるように、本出願人は、抗体のエピトープタグgingが、対応する天然抗体の抗体産生の収量と比較して、抗体産生の収量に悪影響を及ぼさないことを実証した。加えて、エピトープタグ抗体は、加速安定性試験において、24ヶ月間安定である

10

20

30

40

50

ことが示された(図19に示す加速安定性試験において4の貯蔵に相当する)。より短い期間(例えば5~10日)の間、高温(すなわち、37及び45)で収集されたデータに基づいて、意図された保存条件(すなわち4)で、試験抗体(希釈剤90103中1ug/ml濃度)のリアルタイム安定性を予測するためにアレニウスモデルに従った。

【0163】

本出願人はまた抗タグ抗体と開示されたエピトープタグ抗体上に存在するタンデムタグとの間の結合動態を決定するために表面プラズモン共鳴を利用する試験を行った。実施例12に記載したように、本出願人は、動態が、抗タグ抗体とエピトープタグ抗体上のタンデムタグとの間で結合活性が触媒されたことを発見した(図31A~31Eを参照)。ここに記載したように、「結合活性」は、二つ以上の分子集団(例えば、抗タグ抗体と各タグ)間の複合体の全体的な安定性、すなわち、2つの分子集団間の相互作用の機能的結合強度を意味する。ここでの「結合活性が触媒された」とは、エピトープタグ抗体における、タンデムタグ、おそらくは二つ以上のタグに対する抗タグ抗体の協調的及び相乗的結合を指す。例えば、本開示の組換え抗体、例えばCD68エピトープタグ抗体上のタンデムV5タグへの抗V5抗体の結合は、単一のV5タグに対して少なくとも240倍、結合活性が触媒されたことが見出された(図31A参照)。同様に、本開示の組換え抗体、例えばCD20エピトープタグ抗体上のタンデムHAタグへの抗HA抗体の結合は、単一のHAタグに対して少なくとも2000倍、結合活性が触媒されたことが見出された(図31D参照)。如何なる特定の理論にも束縛されることを望まないが、そのような動態は二次抗体の性能を有意に改善すると考えられる。加えて、本出願人は、抗タグ抗体とエピトープタグ抗体のタグとの間の結合速度が速く、解離速度が、機器の仕様から外れているか、又は研究された全てのタグ構成に対して正にドリフトしていたと考える(図32A~32Dを参照)。

10

20

【0164】

本出願人はまた(a)(i)溶液中のエピトープタグ抗体の流体力学的半径と(ii)温度誘発凝集とを決定する動的光散乱(DLS)実験;(b)IgGドメインの融解温度に対するエピトープタグの影響を決定する示差走査熱量測定(DSC)実験;及び(c)試料の均一性を決定するSEC実験を行った。DSC実験により、本出願人は、本開示の組換えエピトープタグ抗体が、単量体抗体に対して予想されるDSCパターンと一致して、溶液中の単量体免疫グロブリンG(IgG)として生じることを発見した(図28A~28Eを参照)。このことから、本出願人は、エピトープタグ抗体のタグは、抗体の適切な折り畳みを全体として妨害しないと結論付けた。而して、エピトープタグ抗体は、それが由来する一次抗体と一致した適切な折り畳みを維持し、同時にタンデムタグに柔軟性を付与し、更にエピトープタグへの到達を可能にした。

30

【0165】

DLSは、懸濁液中の小粒子、又は溶液中のポリマー、例えば生体分子のサイズ分布プロファイルを決定するために使用されうる技術である。本出願人によって行われたDLS実験は、エピトープタグ抗体の流体力学的半径が、抗タグ抗体への十分な到達性を可能にする、タグの比較的non-constructiveで非常に柔軟な性質を示唆していることを示した。本出願人は、70より高い温度で、タグなし抗体がかなり大きな凝集体(すなわち、1000nmより大きい)を形成し、沈殿することを示した。その一方、本開示のエピトープタグ抗体は、約7nmから約25nmの流体力学的半径を有する粒子を形成した。これらの粒子は、重鎖のみ又は軽鎖のみにタグを有するエピトープタグ抗体と比較して、重鎖と軽鎖の両方にタグを有するエピトープタグ抗体の場合にはより小さかった。注目すべきことに、本出願人は、ここに開示されたタグのタイプの各々を含む、エピトープタグ抗体に組み込まれた様々なタイプのエピトープタグの間に有意な差がないことを観察した(図26と図29A~29Eも参照)。

40

【0166】

DLS及びDSCデータはまた抗体の軽鎖内へのエピトープタグの取り込みがFab/

50

CH₂ドメインを少なくとも部分的に不安定化し、4 KまでのT_{agg}値の減少をもたらしたことを示している。幾つかの例では、DLSデータは約1 KのT_{agg}の僅かな増加を示しDSC測定値はピーク1の転移温度の増加(0.1 K以下)を示唆している(図28A~28Eを参照)。

【0167】

上記のように、本出願人は、直角散乱(RALS)による分子量測定に対応するデータを含むSECデータをさらに収集した(例えば、図27A、27B、及び27Cを参照)。このデータはまた試験したタグなし抗体と対応するエピトープタグ抗体の全てが単量体IgGとして溶液中に出現したことを示している。本出願人は、タグなし抗体が約140 kDaから約150 kDaの範囲の分子量を有していることを見出した。幾つかの実施態様では、重鎖タグのみ又は軽鎖タグのみを有するエピトープタグ抗体は、約170 kDaから約210 kDaの範囲の分子量を有していた。更に他の実施態様では、重鎖タグのみ又は軽鎖タグのみを有するエピトープタグ抗体は、約185 kDaから約205 kDaの範囲の分子量を有していた。他の実施態様では、重鎖タグ又は軽鎖タグのみを有するエピトープタグ抗体は、約190 kDaの分子量を有していた。幾つかの実施態様では、重鎖タグと軽鎖タグの両方を有するエピトープタグ抗体は、215 kDaから約235 kDaの範囲の分子量を有していた。幾つかの実施態様では、重鎖タグと軽鎖タグの両方を有するエピトープタグ抗体は、約220 kDaから約230 kDaの分子量を有していた。加えて、上記のDLSデータのように、SECデータは、エピトープタグ抗体が比較的構造不定で柔軟であることを示唆した。

10

20

【0168】

まとめると、DLS、DSC、及びSEC実験の結果は、エピトープタグ抗体の柔軟性のあるタグが、例えば熱応力に曝された場合に、大きな凝集体の形成を減少させ又は防止することを示した。また、抗体中へのエピトープタグの包含は、抗体の適切な折り畳みをその全体として妨害しないと結論付けることができた。

【0169】

而して、本出願人は、エピトープタグ抗体が安定であり、それらがその未修飾の天然対応物と比較して染色において有意な差異を示さないことを考えると、IHCアッセイ、特に多重IHCアッセイにおいて使用するのに適していることを示した。加えて、本出願人は、抗体の重鎖の上又は重鎖内へのエピトープの組み込みは、軽鎖上にタグを組み込む場合と比較して、熱安定性及び品質の観点から利点をもたらすことを実証した。ここに更に示されるように、エピトープタグ抗体は、他の天然抗体で観察される交差反応性を伴わずに一緒にプールすることができると考えられる。

30

【0170】

[エピトープタグ抗体の検出]

【0171】

幾つかの実施態様では、任意のエピトープタグ抗体は検出可能部分を含み得、よってエピトープタグ抗体は直接的に検出されうる(例えば、検出可能部分にコンジュゲートされる)。

【0172】

他の実施態様では、任意のエピトープタグ抗体の検出、よって組織試料中の標的の検出を可能にするために、特定の試薬が利用される。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体の特定のエピトープタグに特異的な検出試薬が利用される。幾つかの実施態様では、検出試薬は、エピトープタグ抗体の発現されたエピトープタグに特異的な二次抗体を含む。すなわち、二次抗体は抗エピトープ又は抗タグ抗体である。各抗タグ抗体は、特異的なエピトープタグ、例えばVSV、V5、HA等々の一つを検出するように設計される。

40

【0173】

例えば、一又は複数のVSVエピトープタグを発現するエピトープタグ抗体は、抗VSV抗体、すなわち発現されたVSVエピトープタグに特異的な抗タグ抗体によって検出することができる。同様に、一又は複数のAU5エピトープタグを発現するエピトープタグ

50

抗体は、抗 A U 5 抗体、すなわち発現された A U 5 エピトープタグに特異的な抗タグ抗体によって検出することができる。

【 0 1 7 4 】

幾つかの実施態様では、抗タグ抗体を「検出可能部分」にコンジュゲートさせて、エピトープタグ抗体の検出を実現することができる。「検出可能部分」は、試料中のエピトープタグ抗体の存在（すなわち定性分析）及び/又は濃度（すなわち定量分析）を示す検出可能な（例えば、視覚的、電子的又は他の方法で）シグナルを生成しうる分子又は物質である。検出可能なシグナルは、光子（ラジオ周波数、マイクロ波周波数、赤外線周波数、可視周波数及び紫外周波数光子を含む）の吸収、放出及び/又は散乱を含む、任意の既知の又は未発見のメカニズムによって生成されうる。

10

【 0 1 7 5 】

幾つかの実施態様では、抗タグ抗体の検出可能部分は、発色性、蛍光性、燐光性及び発光性分子及び物質、（例えば、無色物質を有色物質に変換するか又はその逆によって、あるいは沈殿物を生成することによって又は試料濁度を増加させることによって）ある物質を別の物質に変換して検出可能な差異をもたらす触媒（例えば酵素）、更なる検出可能に標識された抗体コンジュゲートを使用して抗体 - ハプテン結合相互作用を通して検出されうるハプテン、並びに常磁性及び磁性分子又は物質を含む。当然のことながら、検出可能部分はそれ自体を間接的に検出することもでき、例えば、検出可能部分がハプテンならば、当業者に知られているように、その検出可能部分に特異的な更に別の抗体が、検出可能部分の検出に利用されうる。

20

【 0 1 7 6 】

幾つかの実施態様では、抗タグ抗体は、D A B ; A E C ; C N ; B C I P / N B T ; ファストレッド ; ファストブルー ; フクシン ; N B T ; A L K G O L D ; カスケードブルー・アセチルアジド ; ダポキシルスルホン酸 (Dapoxylsulfonic acid) / カルボン酸スクシンイミジルエステル ; D Y - 4 0 5 ; A l e x a F l u o r 4 0 5 スクシンイミジルエステル ; カスケードイエロー・スクシンイミジルエステル ; ピリジルオキサゾールスクシンイミジルエステル (P y M P O) ; パシフィックブルー・スクシンイミジルエステル ; D Y - 4 1 5 ; 7 - ヒドロキシクマリン - 3 - カルボン酸スクシンイミジルエステル ; D Y Q - 4 2 5 ; 6 - F A M ホスホラミダイト ; ルシファーイエロー ; ヨードアセトアミド ; A l e x a F l u o r 4 3 0 スクシンイミジルエステル ; ダブシル・スクシンイミジ
 ジルエステル ; N B D 塩化物 / フッ化物 ; Q S Y 3 5 スクシンイミジルエステル ; D Y - 4 8 5 X L ; C y 2 スクシンイミジルエステル ; D Y - 4 9 0 ; オレゴングリーン 4 8 8 カルボン酸スクシンイミジルエステル ; A l e x a F l u o r 4 8 8 スクシンイミジルエステル ; B O D I P Y 4 9 3 / 5 0 3 C 3 スクシンイミジルエステル ; D Y - 4 8 0 X L ; B O D I P Y F L C 3 スクシンイミジルエステル ; B O D I P Y F L C 5 スクシンイミジルエステル ; B O D I P Y F L - X スクシンイミジルエステル ; D Y Q - 5 0 5 ; オレゴングリーン 5 1 4 カルボン酸スクシンイミジルエステル ; D Y - 5 1 0 X L ; D Y - 4 8 1 X L ; 6 - カルボキシ - 4 ' , 5 ' - ジクロロ - 2 ' , 7 ' - ジメトキシフルオレセインスクシンイミジルエステル (J O E) ; D Y - 5 2 0 X L ; D Y - 5 2 1 X L ; B O D I P Y R 6 G C 3 スクシンイミジルエステル ; エリスロシンイソチオシア
 ナート ; 5 - カルボキシ - 2 ' , 4 ' , 5 ' , 7 ' - テトラブロモスルホンフルオロセインスクシンイミジルエステル ; A l e x a F l u o r 5 3 2 スクシンイミジルエステル ; 6 - カルボキシ - 2 ' , 4 , 4 ' , 5 ' 7 , 7 ' - ヘキサクロロフルオレセインスクシンイミジルエステル (H E X) ; B O D I P Y 5 3 0 / 5 5 0 C 3 スクシンイミジルエステル ; D Y - 5 3 0 ; B O D I P Y T M R - X スクシンイミジルエステル ; D Y - 5 5 5 ; D Y Q - 1 ; D Y - 5 5 6 ; C y 3 スクシンイミジルエステル ; D Y - 5 4 7 ; D Y - 5 4 9 ; D Y - 5 5 0 ; A l e x a F l u o r 5 5 5 スクシンイミジルエステル ; A l e x a F l u o r 5 4 6 スクシンイミジルエステル ; D Y - 5 4 8 ; B O D I P Y 5 5 8 / 5 6 8 C 3 スクシンイミジルエステル ; ローダミンレッド - X スクシンイミジ
 ルエステル ; Q S Y 7 スクシンイミジルエステル ; B O D I P Y 5 6 4 / 5 7 0 C 3 ス

30

40

50

クシンイミジルエステル; BODIPY 576 / 589 C3スクシンイミジルエステル; カルボキシ-X-ローダミン (ROX); スクシンイミジルエステル; Alexa Fluor 568スクシンイミジルエステル; DY-590; BODIPY 581 / 591 C3スクシンイミジルエステル; DY-591; BODIPY TR-Xスクシンイミジルエステル; Alexa Fluor 594 スクシンイミジルエステル; DY-594; カルボキシナフトフルオレセインスクシンイミジルエステル; DY-605; DY-610; Alexa Fluor 610スクシンイミジルエステル; DY-615; BODIPY 630 / 650-Xスクシンイミジルエステル; エリオグラウシン (erioglaucine); Alexa Fluor 633スクシンイミジルエステル; Alexa Fluor 635スクシンイミジルエステル; DY-634; DY-630; DY-631; DY-632; DY-633; DYQ-2; DY636; BODIPY 650 / 665-Xスクシンイミジルエステル; DY-635; Cy5スクシンイミジルエステル; Alexa Fluor 647スクシンイミジルエステル; DY-647; DY-648; DY-650; DY-654; DY-652; DY-649; DY-651; DYQ-660; DYQ-661; Alexa Fluor 660スクシンイミジルエステル; Cy5.5スクシンイミジルエステル; DY-677; DY-675; DY-676; DY-678; Alexa Fluor 680スクシンイミジルエステル; DY-679; DY-680; DY-682; DY-681; DYQ-3; DYQ-700; Alexa Fluor 700スクシンイミジルエステル; DY-703; DY-701; DY-704; DY-700; DY-730; DY-731; DY-732; DY-734; DY-750; Cy7スクシンイミジルエステル; DY-749; DYQ-4; 及びCy7.5スクシンイミジルエステルからなる群から選択される検出可能部分を含む。

10

20

30

40

50

【0177】

フルオロフォアは、クマリン、フルオレセイン (又はフルオレセイン誘導体及びアナログ)、ローダミン、レゾルフィン、発光団及びシアニンを含む数種の共通の化学クラスに属する。蛍光分子の更なる例は、Molecular Probes Handbook - A Guide to Fluorescent Probes and Labeling Technologies, Molecular Probes, Eugene, OR, ThermoFisher Scientific, 11版に見出すことができる。他の実施態様では、フルオロフォアは、キサンテン誘導体、シアニン誘導体、スクアライン誘導体、ナフタレン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、アントラセン誘導体、ピレン誘導体、オキサジン誘導体、アクリジン誘導体、アリールメチン誘導体、及びテトラピロール誘導体から選択される。他の実施態様では、蛍光部分は、CF色素 (Biotiumから入手可能)、DRAQ及びCyTRAKプローブ (BioStatusから入手可能)、BODIPY (Invitrogenから入手可能)、Alexa Fluor (Invitrogenから入手可能)、DyLight Fluor (例えばDyLight 649) (Thermo Scientific, Pierceから入手可能)、Atto及びTracy (Sigma Aldrichから入手可能)、FluoProbes (Interchimから入手可能)、Abberior Dyes (Abberiorから入手可能)、DY及びMegaStokes Dyes (Dyomicsから入手可能)、Sulfo Cy色素 (Cyan dyeから入手可能)、HiLyte Fluor (AnaSpecから入手可能)、Seta、SeTau及びSquare Dyes (SETA BioMedicalsから入手可能)、Quasar及びCal Fluor色素 (Biosearch Technologiesから入手可能)、SureLight Dyes (APC, RPEP erCP, Phycobilisomesから入手可能) (Columbia Biosciences)、及びAPC、APCXL、RPE、BPE (Phyco-Biotech, Greensea, Prozyme, Flogenから入手可能) から選択される。

【0178】

幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、抗バイオマーカー抗体であり、バイオマーカーの検出は、試料に結合したときに抗バイオマーカー抗体に近接して検出可能部

分を沈着させるように適合化された抗タグ特異的結合剤（例えば、抗タグ抗体）と試料を接触させることにより、促進される。幾つかの実施態様では、抗タグ抗体は検出可能部分に直接コンジュゲートされる（以下、「直接法」）。他の実施態様では、検出可能部分は、抗タグ特異的結合剤と間接的に関係付けられる（以下、「間接法」）。幾つかの実施態様では、検出試薬は、検出可能部分が抗バイオマーカ抗体 / 抗タグ特異的結合剤複合体を介してバイオマーカに局在化する酵素反応を介して沈着される間接的方法に適している。そのような反応に適した酵素はよく知られており、酸化還元酵素、加水分解酵素、及びペルオキシダーゼが挙げられるが、これらに限定されない。明示的に含まれる特定の酵素は、西洋ワサビペルオキシダーゼ（HRP）、アルカリホスファターゼ（AP）、酸性ホスファターゼ、グルコースオキシダーゼ、 α -ガラクトシダーゼ、 α -グルクロニダーゼ、及び β -ラクタマーゼである。酵素は、抗タグ抗体に直接コンジュゲートされ得、又は標識コンジュゲートを介して抗タグ抗体と間接的に関係付けられてもよい。ここで使用される場合、「標識コンジュゲート」は次を含む：

【0179】

(a) 特異的検出試薬；及び

【0180】

(b) 特異的検出試薬にコンジュゲートされた酵素であって、適切な反応条件下で発色基質、シグナル伝達コンジュゲート、又は酵素反応性色素と反応して、その場での色素生成及び / 又は組織試料上への色素の沈着を達成する酵素。

【0181】

ここで使用される場合、「特異的検出試薬」という用語は、細胞試料の状況において標的化学構造に特異的に結合することができる任意の物質の組成物を意味するものとする。ここで使用される場合、「特異的結合」、「特異的に結合する」又は「に特異的な」という語句又は他の同様の反復は、標的と特異的検出試薬との間の測定可能で再現性のある相互作用を意味し、生物学的分子を含む分子の異種集団の存在下での標的の存在を決定するものである。例えば、標的に特異的に結合する抗体は、それが他の標的に結合するよりも、より高い親和性、結合活性で、より容易に、及び / 又はより長い持続時間でこの標的に結合する抗体である。一実施態様では、特異的検出試薬の非関連標的への結合の程度は、例えばラジオイムノアッセイ（RIA）によって測定して、抗体の標的への結合の約10%未満である。所定の実施態様では、標的に特異的に結合するバイオマーカ特異的試薬は、 $1\ \mu\text{M}$ 、 $100\ \text{nM}$ 、 $10\ \text{nM}$ 、 $1\ \text{nM}$ 、又は $0.1\ \text{nM}$ の解離定数（ K_d ）を有する。別の実施態様では、特異的結合は排他的結合を含みうるが、それを必要としない。例示的な特異的検出試薬には、特定のヌクレオチド配列に特異的な核酸プローブ；抗体及びその抗原結合断片；及びADNECTIN（第10のFN3フィブロネクチンに基づくスカフォールド；Bristol-Myers-Squibb Co.）、AFFIBODY（スタフィロコッカス・アウレウス由来のプロテインAのZドメインに基づくスカフォールド；Affibody AB, Solna, Sweden）、AVIMER（ドメインA / LDL受容体に基づくスカフォールド；Amgen, Thousand Oaks, CA）、dAb（VH又はVL抗体ドメインに基づくスカフォールド；GlaxoSmithKline PLC, Cambridge, UK）、DARPin（Ankyrinリピートタンパク質に基づくスカフォールド；Molecular Partners AG, Zurich, CH）、ANTICALIN（リポカリンに基づくスカフォールド；Pieris AG, Freising, DE）、NANOBODY（VHH（ラクダ科Ig）に基づくスカフォールド；Ablynx N/V, Ghent, BE）、TRANS-BODY（トランスフェリンに基づくスカフォールド；Pfizer Inc., New York, NY）、SMIP（Emergent Biosolutions, Inc., Rockville, MD）、及びTETRANECTIN（C型レクチンドメイン（CTLD）に基づくスカフォールド、テトラネクチン；Boreaan Pharma A/S, Aarhus, DK）を含む、操作された特異的結合組成物が含まれる。そのような操作された特異的結合構造の説明は、その内容が出典明示により援

10

20

30

40

50

用されるWurch等, Development of Novel Protein Scaffolds as Alternatives to Whole Antibodies for Imaging and Therapy: Status on Discovery Research and Clinical Validation, Current Pharmaceutical Biotechnology, Vol. 9, pp. 502-509 (2008)に概説されている。非限定的な例では、標識用コンジュゲートの特異的検出試薬は、二次検出試薬（例えば、抗タグ抗体に結合された種特異的二次抗体、抗バイオマーカ抗体に特異的なエピトプタグ抗体に結合した抗タグ抗体、ハプテンコンジュゲート抗タグ抗体に結合した抗ハプテン抗体、又はビオチン化抗タグ抗体に結合したビオチン結合タンパク質）、又は他のそのような構成でありうる。このようにして試料結合抗バイオマーカ抗体に局在化した酵素は、ついで、検出可能部分を沈着させる多くのスキームにおいて使用されうる。

10

【0182】

場合によっては、酵素は発色性化合物/基質と反応する。発色性化合物/基質の特定の非限定的な例には、4-ニトロフェニルホスフェート(pNPP)、ファストレッド、リン酸プロモクロロインドリル(BCIP)、ニトロブルーテトラゾリウム(NBT)、BCIP/NBT、ファストレッド、APオレンジ、APブルー、テトラメチルベンジジン(TMB)、2,2'-アジノ-ジ-[3-エチルベンゾチアゾリンスルホネート](ABTS)、o-ジアニシジン、4-クロロナフトール(4-CN)、ニトロフェニル-D-ガラクトピラノシド(ONPG)、o-フェニレンジアミン(OPD)、5-プロモ-4-クロロ-3-インドリル-D-ガラクトピラノシド(X-Gal)、メチルウンベリフェリル-D-ガラクトピラノシド(MU-Gal)、p-ニトロフェニル-D-ガラクトピラノシド(PNP)、5-プロモ-4-クロロ-インドリル-D-グルクロニド(X-Gluc)、3-アミノ-9-エチルカルバゾール(AEC)、フクシン、ヨードニトロテトラゾリウム(INT)、テトラゾリウムブルー、又はテトラゾリウムバイオレットが含まれる。

20

【0183】

幾つかの実施態様では、酵素は、金属組織学的検出スキームで使用されうる。金属組織学的検出法には、水溶性金属イオンと組み合わせたアルカリホスファターゼなどの酵素と酵素の酸化還元不活性基質の使用が含まれる。幾つかの実施態様では、基質は酵素によって酸化還元活性剤に変換され、酸化還元活性剤が金属イオンを還元し、検出可能な沈殿物を形成させる。(例えば、2004年12月20日に出願された米国特許出願第11/015646号、PCT公開第2005/003777号及び米国特許出願公開第2004/0265922号を参照のこと；これらの各々は、出典明示によりその全体がここに援用される)。金属組織学的検出法には、また検出可能な沈殿物を形成するために水溶性金属イオン、酸化剤及び還元剤と共にオキシド-レダクターゼ酵素(西洋ワサビペルオキシダーゼなど)を使用することが含まれる。(例えば、出典明示によりその全体がここに援用される米国特許第6670113号を参照のこと)。

30

【0184】

幾つかの実施態様では、酵素作用は酵素と色素自体との間で起こり、反応は色素を非結合種から試料上に沈着した種に変換する。例えば、DABとペルオキシダーゼ(西洋ワサビペルオキシダーゼなど)の反応はDABを酸化させて沈殿させる。

40

【0185】

更に他の実施態様では、検出可能部分は、酵素と反応して試料又は他の検出成分に結合することができる反応種を形成するように構成された潜在反応性部分を含むシグナル伝達コンジュゲートを介して沈着される。これらの反応種は、それらの生成の近くで、すなわち酵素の近くで試料と反応することができるが、酵素が沈着する部位から遠位の部位にシグナル伝達コンジュゲートが沈着しないように、非反応性種に速やかに転換する。潜在的な反応性部分の例には、その各々の全体が出典明示によりここに援用される、国際公開第2015124703A1号に記載されているもののようなキノンメチド(QM)アナログ、及び国際公開第2012003476A2号に記載されているもののようなチラミドコンジュゲートが含まれる。幾つかの例では、潜在的な反応性部分は、N,N'-ビスカルボ

50

キシペンチル - 5 , 5 ' - ジスルホナト - インド - ジカルボシアニン (C y 5)、4 - (ジメチルアミノ)アゾベンゼン - 4 ' - スルホンアミド (D A B S Y L)、テトラメチルローダミン (D I S C O パープル)、及びローダミン 1 1 0 (ローダミン) のような色素に直接コンジュゲートされる。他の例では、潜在的反応性部分が、特異的結合対の一方のメンバーにコンジュゲートされ、色素が特異的結合対の他方のメンバーに連結される。他の例では、潜在的反応性部分が特異的結合対の一方のメンバーに連結され、酵素が特異的結合対の他のメンバーに連結され、ここで、酵素は (a) 発色基質と反応して色素の生成をなすか、又は (b) 色素と反応して色素 (D A B など) の沈着をもたらす。特異的結合対の例には次のものが含まれる :

【 0 1 8 6 】

(1) 潜在的反応性部分に連結されたビオチン又はビオチン誘導体 (例えばデスチオビオチン) と、色素又は発色基質と反応性であるかもしくは色素と反応性である酵素 (例えば、色素が D A B である場合、ビオチン結合タンパク質に連結されたペルオキシダーゼ) に連結されたビオチン結合体 (例えば、アビジン、ストレプトアビジン、脱グリコシル化されたアビジン (例えば、ニュートラアビジン)、又はそのビオチン結合部位にニトロ化チロシンを有するビオチン結合タンパク質 (例えば、C A P T A V I D I N)) ;

【 0 1 8 7 】

(2) エピトープタグと関連する抗タグ抗体 ; 及び

【 0 1 8 8 】

(2) 潜在的反応性部分に連結されたハプテンと、色素又は発色基質と反応性であるかもしくは色素と反応性である酵素 (例えば、色素が D A B である場合、ビオチン結合タンパク質に連結されたペルオキシダーゼ) に連結された抗ハプテン抗体。

【 0 1 8 9 】

抗タグ抗体と検出試薬の組み合わせの非限定的な例を表 1 に記載する :

10

20

表1

A. 検出可能部分に直接連結された抗タグ抗体 抗タグ抗体-色素コンジュゲート		
B. 検出可能部分と反応する酵素に連結された抗タグ抗体 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+DAB 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+色素原		
C. 検出可能部分と反応する酵素に連結された抗タグ抗体		
C1. シグナル伝達コンジュゲートが検出可能部分を含む	抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+QM-色素コンジュゲート 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+チラミド-色素コンジュゲート	10
C2. シグナル伝達コンジュゲートが、検出可能部分と直接反応する酵素を含む	抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+QM-酵素コンジュゲート+DAB 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+QM-酵素コンジュゲート+色素原 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+チラミド-酵素コンジュゲート+DAB 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+チラミド-酵素コンジュゲート+色素原	
C3. シグナル伝達コンジュゲートが、検出可能部分を含む第二シグナル伝達コンジュゲートと反応する酵素を含む	抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+QM-酵素コンジュゲート+QM-色素コンジュゲート 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+QM-酵素コンジュゲート+チラミド-色素コンジュゲート 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+チラミド-酵素コンジュゲート+QM-色素コンジュゲート 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+チラミド-酵素コンジュゲート+チラミド-色素コンジュゲート	20
C4. シグナル伝達コンジュゲートが特異的結合対のメンバーを含み、結合対の他のメンバーが検出可能部分に連結される	抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+チラミド-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+色素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+QM-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+色素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート	30
C5. シグナル伝達コンジュゲートが特異的結合対のメンバーを含み、結合対の他のメンバーが検出可能部分と反応性の酵素に連結される	抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+QM-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+DAB 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+QM-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+色素原 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+チラミド-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+DAB 抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+チラミド-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+色素原	40

<p>C6. シグナル伝達コンジュゲートが特異的結合対のメンバーを含み、結合対の他のメンバーが検出可能部分に連結された第二検出可能部分と反応性の酵素に連結される</p>	<p>抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+QM-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+チラミド-色素コンジュゲート</p> <p>抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+QM-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+QM-色素コンジュゲート</p> <p>抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+チラミド-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+チラミド-色素コンジュゲート</p> <p>抗タグ抗体-酵素コンジュゲート+チラミド-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+QM-色素コンジュゲート</p>	10
<p>D. 特異的結合対のメンバーに連結された抗タグ抗体</p>		
<p>D1. 特異的結合対の他のメンバーに連結された色素</p>	<p>抗タグ抗体-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+色素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート</p>	20
<p>D2. 特異的結合対の他のメンバーに連結した酵素で、酵素は検出可能部分と反応性である</p>	<p>抗タグ抗体-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+DAB</p> <p>抗タグ抗体-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+色素原</p> <p>抗タグ抗体-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+QM-色素コンジュゲート</p> <p>抗タグ抗体-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+チラミド-色素コンジュゲート</p>	30
<p>E. 検出可能部分に直接連結された二次検出試薬</p>		
<p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-色素コンジュゲート</p>		
<p>F. 検出可能部分と反応する酵素に連結された二次検出試薬</p>		
<p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+DAB</p>		
<p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+色素原</p>		
<p>G. 検出可能部分と反応する酵素に連結された二次検出試薬</p>		
<p>G1. シグナル伝達コンジュゲートが検出可能部分を含む</p>	<p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+QM-色素コンジュゲート</p> <p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+チラミド-色素コンジュゲート</p>	40

<p>G2. シグナル伝達コンジュゲートが、検出可能部分と直接反応する酵素を含む</p>	<p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+QM-酵素コンジュゲート+DAB 抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+QM-酵素コンジュゲート+色素原 抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+チラミド-酵素コンジュゲート+DAB 抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+チラミド-酵素コンジュゲート+色素原</p>	10
<p>G3. シグナル伝達コンジュゲートが、検出可能部分を含む第二シグナル伝達コンジュゲートと反応する酵素を含む</p>	<p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+QM-酵素コンジュゲート+QM-色素コンジュゲート 抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+QM-酵素コンジュゲート+チラミド-色素コンジュゲート 抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+チラミド-酵素コンジュゲート+QM-色素コンジュゲート 抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+チラミド-酵素コンジュゲート+チラミド-色素コンジュゲート</p>	20
<p>G4. シグナル伝達コンジュゲートが特異的結合対のメンバーを含み、特異的結合対の他のメンバーが検出可能部分に連結される</p>	<p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+チラミド-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+色素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート 抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+QM-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+色素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート</p>	30
<p>G5. シグナル伝達コンジュゲートが特異的結合対のメンバーを含み、結合対の他のメンバーが検出可能部分と反応性の酵素に連結される</p>	<p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+QM-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+DAB 抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+QM-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+色素原 抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+チラミド-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+DAB 抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+チラミド-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+色素原</p>	40

<p>G6. シグナル伝達コンジュゲートが特異的結合対のメンバーを含み、結合対の他のメンバーが、検出可能部分に連結された第二検出可能部分と反応性の酵素に連結される</p>	<p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+QM-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+チラミド-色素コンジュゲート</p> <p>抗タグ抗体+ 2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+QM-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+ QM-色素コンジュゲート</p> <p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+チラミド-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+チラミド-色素コンジュゲート</p> <p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-酵素コンジュゲート+チラミド-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+ QM-色素コンジュゲート</p>	10
<p>H. 特異的結合対のメンバーに連結された二次検出試薬</p>		20
<p>H1. 特異的結合対の他のメンバーに連結された色素</p>	<p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+色素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート</p>	
<p>H2. 特異的結合対の他のメンバーに連結された酵素で、酵素は検出可能部分と反応性である</p>	<p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+DAB</p> <p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+色素原</p> <p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+QM-色素コンジュゲート</p> <p>抗タグ抗体+2° 特異的検出試薬-(ビオチン又はエピトープタグ又はハプテン)コンジュゲート+酵素-(アビジン又は抗タグ抗体又は抗ハプテン抗体)コンジュゲート+チラミド-色素コンジュゲート</p>	30

【 0 1 9 0 】

表 1 において使用される場合、「 2 ° 特異的検出試薬」は、抗タグ抗体に特異的に結合することができる任意の実体を指すものとする。よって、例えば、 2 ° 特異的検出試薬は、抗タグ抗体が由来する免疫グロブリンの種に特異的に結合する抗種抗体、及び抗タグ抗体にコンジュゲートしたハプテンと免疫反応性の抗ハプテン抗体、又は（抗タグ抗体がエピトープタグ抗体である場合）抗タグ抗体のエピトープタグと反応性の第二の抗タグ抗体でありうる。更に、表 1 の各例では、抗タグ抗体を、 A D N E C T I N、 A F F I B O D Y、 A V I M E R、 d A b、 D A R P i n、 A N T I C A L I N、 N A N O B O D Y ; T R A N S - B O D Y、 S M I P、又は T E T R A N E C T I N のようなタグに特異的に結合することができる別の特異的検出剤で置き換えることができる。

40

【 0 1 9 1 】

[エピトープタグ抗体とエピトープタグ抗体を検出するための検出試薬とを含む検出キッ

50

ト]

【0192】

幾つかの実施態様では、本開示のエピトープタグ抗体は、「検出キット」の一部として利用されうる。一般に、任意の検出キットは、一又は複数のエピトープタグ抗体と一又は複数のエピトープタグ抗体を検出するための検出試薬とを含みうる。

【0193】

検出キットは、エピトープタグ抗体が検出キットによって検出されうるように、エピトープタグ抗体を含む第一組成物と第一組成物に特異的な検出試薬を含む第二組成物とを含みうる。幾つかの実施態様では、検出キットは、(例えばバッファー中で混合されるような)複数のエピトープタグ抗体を含み、検出キットは、複数のエピトープタグ抗体のそれぞれに特異的な検出試薬もまた含む。

10

【0194】

例として、キットは第一標的に特異的なエピトープタグ抗体であって第一エピトープタグ(例えばVSV)を有するエピトープタグ抗体と、第二エピトープタグ(例えばHA)を有する第二標的に特異的なエピトープタグ抗体とを含み得、第一及び第二のエピトープタグは異なる。キットは、異なるエピトープタグ抗体の各々に特異的な検出試薬を更に含みうる。例えば、異なるエピトープタグ抗体のエピトープタグの各々に特異的な抗タグ抗体を含めてもよい。幾つかの実施態様では、抗タグ抗体は、蛍光性の検出可能部分(例えば、Alexa Fluor IR色素)にコンジュゲートされうる。他の実施態様では、抗タグ抗体は酵素にコンジュゲートされ得、酵素のための発色基質をまた任意のキット内に含めることができる。

20

【0195】

もちろん、任意のキットは、手作業又は自動標的検出のために必要に応じて、バッファー; 対比染色剤; 酵素不活性化組成物; 脱パラフィン化溶液等々を含む他の薬剤を含みうる。検出キットはまた他の特異的結合体(例えば、ISHの核酸プローブ; 未修飾(天然)抗体、及び抗体コンジュゲート)とその他の特異的結合体を検出する検出試薬とを含みうる。例えば、キットは、一又は複数のエピトープタグ抗体; 一又は複数のエピトープタグ抗体を検出するための一又は複数の抗タグ抗体; 少なくとも一つの未修飾抗体; 及び少なくとも一つの未修飾抗体を検出するための検出試薬を含みうる。幾つかの実施態様では、例えばMHCアッセイのようなアッセイにおいて使用するため、エピトープタグ抗体とキットの他の構成要素を使用するための説明書が提供される。

30

【0196】

[エピトープタグ抗体及び検出試薬を用いて標的を検出する方法]

【0197】

本開示はまたここに記載されるエピトープタグ抗体の何れかを使用して組織内の一又は複数の標的を検出する方法を提供する。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体は、組織試料内の特定の標的(例えば、CD68、FoxP3、CD20等々)を検出するシンプレックスアッセイにおいて使用することができ、ここで、エピトープタグ抗体は、対象の標的に特異的であり、組織試料へのエピトープタグ抗体の適用時に、標的-エピトープタグ抗体複合体が形成される。エピトープタグ抗体の適用後、検出試薬(例えば、抗タグ抗体)が、標的-エピトープタグ抗体複合体が検出されうるように適用される。幾つかの実施態様では、検出試薬は、エピトープタグ抗体の特定の発現されたエピトープタグに特異的な抗タグ抗体を含み、抗タグ抗体は検出可能部分を含む。ついで、単一標的が視覚化されるか、又は別の方法で検出されうる。

40

【0198】

本開示の幾つかの態様では、自動多重検出を含む多重検出方法が提供される。図15Aは、組織試料が複数のエピトープタグ抗体と同時に接触される(工程100)標的の多重検出のための一方法を示すフローチャートを提供し、各エピトープタグ抗体は特定の標的に特異的であり、各エピトープタグ抗体は異なるエピトープタグ(異なる発現されたエピトープタグ)を含む。

50

【 0 1 9 9 】

幾つかの実施態様では、試料は2つのエピトープタグ抗体と接触させられ得、各エピトープタグ抗体は特定の標的に特異的であり、各エピトープタグ抗体は異なったエピトープタグを含む。他の実施態様では、試料は、3つのエピトープタグ抗体と接触させられ得、各エピトープタグ抗体は特定の標的に特異的であり、各エピトープタグ抗体は異なったエピトープタグを含む（例えば、実施例1及び2を参照）。更に他の実施態様では、試料は4つ以上のエピトープタグ抗体と接触させられ得、各エピトープタグ抗体は特定の標的に特異的であり、各エピトープタグ抗体は異なったエピトープタグを含む（例えば、実施例7を参照）。

【 0 2 0 0 】

エピトープタグ抗体は、特定のアッセイに必要とされるエピトープタグ抗体の各々を含む「プール」又は「カクテル」として組織試料に供給されうる。エピトープタグ抗体は、少なくとも交差反応性が染色性能を妨げる程度までには、互いに交差反応性を示さないで、エピトープタグ抗体のプール化は可能であると考えられる。各エピトープタグ抗体は、その各標的に結合し、検出可能な標的 - エピトープタグ抗体複合体を形成する。幾つかの実施態様では、エピトープタグ抗体の適用後にブロッキング工程が実施される（例えば、ブロッキング工程及び/又は他の処理工程の組み入れを例示する実施例1、2、及び7を参照のこと）。

【 0 2 0 1 】

エピトープタグ抗体の同時適用（工程100）に続いて、複数の抗タグ抗体が組織試料に同時に適用され（工程110）、ここで各抗タグ抗体は最初に適用された（工程100）エピトープタグ抗体の一つに特異的であり、各抗タグ抗体が異なる検出可能部分を含む。幾つかの実施態様では、検出可能部分はフルオロフォアである。抗タグ抗体は、標的 - エピトープタグ抗体複合体の検出に必要な抗タグ抗体の各々を含むプール又はカクテルとして組織試料に供給されうる。抗タグ抗体の適用後、幾つかの実施態様では、組織試料は対比染色で染色されうる。検出可能部分の各々からのシグナルは、視覚化されうるか、さもなければ検出されうる（例えば、同時に視覚化されるか又は検出される）。

【 0 2 0 2 】

本開示の一態様による多重アッセイの一例として、第一のエピトープタグを含み第一標的に特異的な（例えば、CD68、FoxP3、CD20等々の一つに特異的な）第一のエピトープタグ抗体が組織試料に導入される。幾つかの実施態様では、第一のエピトープタグ抗体は、検出可能な第一標的 - エピトープタグ抗体複合体を形成する。同時に、第二のエピトープタグを含み第二標的（例えば、CD68、FoxP3、CD20等々の別のもの）に特異的な第二のエピトープタグ抗体が試料に導入されて第二標的 - エピトープタグ抗体複合体を形成する。（「第n」標的 - 検出プローブ複合体を形成する）他の標的に特異的で異なるエピトープタグを有する第三、第四、及び第nの更なるエピトープタグ抗体が、第一及び第二のエピトープタグ抗体と同時に更に導入されうる。

【 0 2 0 3 】

エピトープタグ抗体が沈着された後、それらは、もちろん、その構成に応じて、直接的か間接的の何れかで検出されうる。幾つかの実施態様では、標的 - エピトープタグ抗体複合体のそれぞれの検出を可能にするために抗タグ抗体が導入される。幾つかの実施態様では、抗タグ抗体は、エピトープタグ抗体の異なるエピトープタグに特異的であり、抗タグ抗体はそれぞれ検出可能部分にコンジュゲートされる。幾つかの実施態様では、検出可能な試薬は、それぞれフルオロフォアにコンジュゲートした抗タグ抗体である。幾つかの実施態様では、第一、第二、及び第nの抗タグ抗体が同時に導入され、第一、第二、及び第nの検出試薬の各々が異なるエピトープタグ抗体に特異的であり、抗タグ抗体の各々はフルオロフォアにコンジュゲートされる。他の実施態様では、第一、第二、及び第nの抗タグ抗体が逐次的に導入され、第一、第二、及び第nの検出試薬の各々が異なるエピトープタグ抗体に特異的であり、抗タグ抗体の各々が酵素にコンジュゲートされる。

【 0 2 0 4 】

10

20

30

40

50

本開示による多重アッセイの更なる例として、第一標的（例えば、CD3、FoxP3、PD-L1、又は免疫細胞マーカー）に特異的な第一のエピトープタグ抗体を組織試料に導入し、第一のエピトープタグ抗体が第一のエピトープタグを発現する。幾つかの実施態様では、第一のエピトープタグ抗体は、検出可能な第一標的-エピトープタグ抗体コンジュゲート複合体を形成する。同時に又はその後、第二標的（例えば、CD3、FoxP3、PD-L1の別のもの）に特異的な第二のエピトープタグ抗体を試料に導入して、第二標的-エピトープタグ抗体コンジュゲート複合体を形成し、第二のエピトープタグ抗体が第二のエピトープタグを発現する。それぞれ他の標的に特異的な第三、第四、及び第nの更なるエピトープタグ抗体（「n」個の標的-エピトープタグ抗体コンジュゲート複合体を形成する）を、再び第一及び/又は第二のエピトープタグ抗体と逐次的に又は同時に、更に導入してもよく、第三、第四、及び第nのエピトープタグ抗体がそれぞれまた更に異なるエピトープタグを発現する。エピトープタグ抗体が沈着された後、それらは検出されうる。幾つかの実施態様では、標的の検出を可能にするために更なる検出試薬が導入され、その更なる検出試薬はここに記載のもの（例えば発色性検出試薬）を含む。幾つかの実施態様では、第一、第二及び第nの検出試薬が逐次的に導入され、第一、第二及び第nの検出試薬の各々は（i）エピトープタグ抗体のエピトープタグの各々に特異的な二次抗体、つまり抗タグ抗体であって、酵素にコンジュゲートされている二次抗体と；（ii）発色基質であって；第一、第二及び第nの発色基質の各々が異なるものを含む。

10

【0205】

幾つかの実施態様では、多重検出法は、（i）生物学的試料を第一のエピトープタグ抗体と接触させて第一標的-エピトープタグ抗体コンジュゲート複合体を形成する工程；（ii）生物学的試料を、第一の標識用コンジュゲートであって第一の酵素を含む第一の標識用コンジュゲート（ここで第一の標識用コンジュゲートは第一のエピトープタグ抗体に特異的に結合し、標的を酵素で標識するように構成された抗タグ抗体である）と接触させる工程；（iii）生物学的試料を、第一の潜在的反応性部分及び第一の発色性部分を含む第一のシグナル伝達コンジュゲートと接触させる工程（例えば、シグナル伝達コンジュゲートとその構成成分の記載に対してその開示が出典明示によりここに援用される米国特許出願第13/849160号を参照のこと）；（iv）試料を第一の酵素不活性化組成物と接触させて、生物学的試料に含まれる第一の酵素を実質的に不活性化又は完全に不活性化させることなどにより、第一の酵素を不活性化する工程を含む。

20

30

【0206】

第一の酵素の不活性化後（任意工程）、多重方法は、（v）生物学的試料を第二のエピトープタグ抗体と接触させて、第二標的-エピトープタグ抗体コンジュゲート複合体を形成する工程；（vi）生物学的試料を、第二の標識用コンジュゲートであって第二の酵素を含む第二の標識用コンジュゲート（ここで第二の標識用コンジュゲートは第二のエピトープタグ抗体に特異的に結合し、標的を酵素で標識するように構成された抗タグ抗体である）と接触させる工程；（vii）生物学的試料を、第二の潜在的反応性部分及び第二の発色性部分を含む第二のシグナル伝達コンジュゲートと接触させる工程；（viii）試料を第一の酵素不活性化組成物と接触させて、生物学的試料に含まれる第一の酵素を実質的に不活性化又は完全に不活性化させることなどにより、第二の第二酵素を不活性化する工程を更に含む。

40

【0207】

第二の酵素の不活性化後、前記方法を、他の標的の検出を達成するために、更なるエピトープタグ抗体が更なる検出試薬と共に導入されうるように繰り返すことができる。エピトープタグ抗体（及び他の検出プローブ）及びそれぞれの検出試薬又はキットの全ての導入後、前記方法は、第一、第二、及び第nの発色性部分から（手作業又は自動化方法を介して）試料を対比染色し及び/又はシグナルを検出する工程を更に含み、第一、第二及び第nの発色性部分の各々がそれぞれ異なる。あるいは、エピトープタグ抗体の各々は、同時又は逐次的に加えることができるが、任意の標識用コンジュゲートが添加される前である。別の例として、任意の検出試薬の導入前に、最初に三つのエピトープタグ抗体が逐次

50

的に適用され得、ついで検出試薬の各々が逐次的に加えられる。

【0208】

複数の標的が逐次的に検出され、検出が酵素の使用を用いる多重アッセイの場合、連続する検出工程間で任意の試薬又は内因性酵素を不活性化させることが望ましい。結果として、何れか一つの検出工程に存在する酵素は、後の検出工程における酵素と干渉しないと考えられる。これはひいては多重アッセイで使用される異なる検出可能部分の視覚化及び検出を改善すると考えられる。当該技術分野で知られている任意の酵素不活性化組成物をこの目的のために使用することができる。幾つかの実施態様では、酵素不活性化組成物を適用して、各検出工程後に試薬又は内因性酵素を不活性化する。例示的な酵素不活性化組成物は、同時係属中の米国特許出願第62/159297号に開示されており、その開示は、その全体が出典明示によりここに援用される。

10

【0209】

幾つかの実施態様では、変性工程が、第一の検出試薬セットにおいて使用される酵素が第二の基質に作用するのを防止する。幾つかの実施態様では、変性剤は、第一の検出試薬セット中の酵素を変性させる物質である。幾つかの実施態様では、変性剤は、例えばホルムアミド、アルキル置換アミド、尿素又は尿素系変性剤、チオ尿素、塩酸グアニジン、又はその誘導体である。アルキル置換アミドの例には、N-プロピルホルムアミド、N-ブチルホルムアミド、N-イソブチルホルムアミド、及びN,N-ジプロピルホルムアミドが含まれるが、これらに限定されない。幾つかの実施態様では、変性剤はバッファー中に提供される。例えば、ホルムアミドが、20 mMの硫酸デキストラン(50~57%ホルムアミド(Ultra Pureホルムアミドストック)、2xSSC(0.3Mのクエン酸塩及び3MのNaClを含む20xSSCストック)、2.5 mMのEDTA(0.5MのEDTAストック)、5 mMのトリス, pH 7.4(1 mMのトリス, pH 7.4ストック)、0.05%のBrj-35(ポリオキシエチレン(23)ラウリルエーテルを含む10%ストック), pH 7.4を含むハイブリダイゼーションバッファー中に提供されうる。幾つかの実施態様では、第一標的プローブ検出酵素、例えばアルカリホスファターゼを変性させるのに十分な時間及び条件下で、試料を変性剤で処理する。幾つかの実施態様では、試料は約37で約15から約30分間、好ましくは約20から24分間、変性剤で処理される。幾つかの実施態様では、試料は、第二の核酸プローブの標的へのハイブリダイゼーションを維持しながら標的酵素を変性させるのに十分な時間及び条件下で変性剤で処理される。

20

30

【0210】

酵素にコンジュゲートされた抗タグ抗体を用いる実施態様では、シグナル伝達コンジュゲート又は発色基質を生物学的試料と共に導入するのに適した条件が使用され、典型的には、過酸化物(例えば、過酸化水素)を含み、酵素がその所望の機能を遂行するのを可能にするか又は容易にするのに適した塩濃度及びpHを有する反応バッファー又は溶液を提供することを含む。一般に、前記方法のこの工程は、約35から約40の範囲の温度で実施されるが、当業者は、選択された酵素及びシグナル伝達コンジュゲートに適した適当な温度範囲を選択することができるであろう。例えば、これらの条件は、酵素と過酸化物が反応して、シグナル伝達コンジュゲートの潜在的反応性部分上でのラジカル形成を促進することを可能にすると考えられる。潜在的な反応性部分、従ってシグナル伝達コンジュゲート全体は、生物学的試料上、特に固定化酵素コンジュゲートに近接する一又は複数のチロシン残基、酵素コンジュゲートの酵素部分のチロシン残基、及び/又は酵素コンジュゲートの抗体部分のチロシン残基に共有結合的に沈着するであろう。ついで、生物学的試料を光で照らし、標的は、シグナル伝達コンジュゲートの発色性部分によって引き起こされる光の吸光によって検出されうる。

40

【0211】

[他の特異的結合体と併せてエピトープタグ抗体を用いた検出法]

【0212】

本開示の幾つかの態様では、エピトープタグ抗体は、組織試料中の標的の多重検出を達

50

成するために他の特異的結合体と併用される。当業者ならば、上記の方法及び手順の何れかを、エピトープタグ抗体と他の特異的結合体の両方を用いる任意のアッセイに適切に適合させることができることが分かるであろう。

【0213】

幾つかの実施態様では、特異的結合体には、インサイトハイブリダイゼーションのための核酸、IHCのための未修飾抗体、及び/又はIHCのための抗体コンジュゲートが含まれる。ここで使用される場合、「未修飾抗体(unmodified antibody)」又は「未修飾抗体(unmodified antibodies)」という用語は、エピトープタグを含まない抗体又は任意の他の部分にコンジュゲートしていない抗体を指す。本質的に、「未修飾抗体」は、IHCアッセイにおいて伝統的に使用される天然抗体であり、特定の標的に特異的で(例えば、抗CD3抗体)、例えば抗種二次抗体を用いて検出されうる。例として、ウサギ抗CD3抗体は、ヤギ抗ウサギ抗体で検出することができる。

10

【0214】

「抗体コンジュゲート」は、その用語がここで使用される場合、(直接的又は間接的に)一又は複数の標識にコンジュゲートした抗体を意味し、ここで、抗体コンジュゲートは特定の標的に特異的であり、標識は、例えば、二次抗体(抗標識抗体)を用いて、(直接的又は間接的に)検出することができる。例えば、抗体コンジュゲートは、例えば高分子リンカー及び/又はスペーサーを通して、ハプテンに結合されてもよく、ハプテンによる抗体コンジュゲートは間接的に検出されうる。代替的な例として、抗体コンジュゲートは、例えば高分子リンカー及び/又はスペーサーを通して、フルオロフォアに結合され得、抗体コンジュゲートは直接的に検出されうる。抗体コンジュゲートは、米国特許出願公開第2014/0147906号及び米国特許第8658389号;第8686122号;第8618265号;第8846320号;及び第8445191号に更に記載されている。

20

【0215】

図15B及び15Cは、組織試料を一又は複数の未修飾一次抗体及び/又は抗体コンジュゲートに(同時に又は逐次的に)接触させ(第一段階、220)、次に続いて一又は複数のエピトープタグ抗体に(同時に又は逐次的に)接触させる(第二段階、250)、標的の多重検出のための一方法を示す。二段階多重アッセイは更にこの実施例3、4、5、及び6に例示される。当業者であれば、エピトープタグ抗体が最初に組織試料に適用され、続いて未修飾抗体及び/又は抗体コンジュゲートが適用されるように、第一段階220と第二段階250を逆にしてもよいことが分かるであろう。当業者であれば、多重アッセイが(任意の順序で)ISH及びIHC工程又は段階の両方を含むように、未修飾抗体及び/又は抗体コンジュゲートの代わりに適切な核酸プローブを使用できることもまた分かるであろう。

30

【0216】

幾つかの実施態様では、例えば第15図に示されるように、第一の未修飾一次抗体又は抗体コンジュゲートが組織試料に適用され得、第一標的-一次抗体複合体を形成する(工程200)。次に、未修飾一次抗体又は抗体コンジュゲートに特異的な第一の検出試薬が組織試料に適用されて、第一標的-一次抗体複合体が検出される(工程210)。図15B中の点線205は、未修飾一次抗体及び/又は抗体コンジュゲートによる組織試料内の複数の異なる標的の逐次的な多重検出をもたらすために、第一段階220の工程200及び210を一又は複数回繰り返してもよいことを示している。例えば、第二の未修飾一次抗体又は抗体コンジュゲートが組織試料に適用されて、第二標的-一次抗体複合体が形成され得(200)、続いて第二の未修飾一次抗体又は抗体コンジュゲートに特異的な第二の検出試薬が適用されて、第二標的-一次抗体複合体が検出される(210)。

40

【0217】

図15Cは、図15Bに提示されたものと同様の二段階方法を使用する標的の多重検出のための代替方法を表す。図15Cに示す方法では、未修飾抗体及び/又は抗体コンジュゲートの各々が、工程260において組織試料に同時に導入される。次に、試料は、未修

50

飾抗体及び/又は抗体コンジュゲートの検出を達成するために、工程270において検出試薬（例えば、抗種抗体又は抗標識抗体）と接触させられる。別の実施態様では、未修飾一次抗体又は抗体コンジュゲートの全てが逐次的に適用され得（工程260）、これにそれぞれの抗種抗体の逐次的適用が続く（工程270）。

【0218】

当業者であれば、検出試薬が、利用される未修飾抗体に特異的な抗種抗体を含みうるということが分かるであろう。あるいは、検出試薬が、抗体コンジュゲートにコンジュゲートした標識（例えば、ハプテン）に特異的な抗標識抗体を含んでいてもよい。当業者であれば、抗種又は抗標識抗体が検出可能部分を含んでもよく、検出可能部分が酵素である実施態様では、更なる発色基質を第一及び第二の検出試薬と共に供給してもよいことも分かるであろう。

10

【0219】

多重アッセイの第一段階220に続いて（図15B又は図15C）、第二段階250が実施され、そこで、組織試料が複数のエピトープタグ抗体と同時に接触させられ（工程230）、ここで、各エピトープタグ抗体は特定の標的に特異的であり、各エピトープタグ抗体は異なるエピトープタグを含む。エピトープタグ抗体は、特定のアッセイに必要とされるエピトープタグ抗体の各々を含む「プール」又は「カクテル」として組織試料に供給されうる。各エピトープタグ抗体は、特定の標的と検出可能な標的 - エピトープタグ抗体複合体を形成する。エピトープタグ抗体（一次抗体）の同時適用（工程230）後、抗タグ抗体（二次抗体）が組織試料に同時に適用され（工程240）、ここで、各抗タグ抗体は適用されるエピトープタグ抗体の一つに特異的であり、各抗タグ抗体が異なる検出可能部分を含む。抗タグ抗体は、標的 - エピトープタグ抗体複合体の検出に必要な抗タグ抗体の各々を含む「プール」又は「カクテル」として組織試料に供給されうる。

20

【0220】

抗タグ抗体の適用後、幾つかの実施態様では、組織試料は対比染色で染色されうる（例えば、何れのワークフローにも組み込んでもよい更なる処理工程を提供する実施例3~6を参照）。（例えば、抗種、抗標識、及び/又は抗タグ抗体由来の）検出可能部分の各々からのシグナルは、視覚化されうるか、又はそうでなければ検出されうる（例えば、同時に可視化又は検出される）。

【0221】

(i) 未修飾抗体及び/又は抗体コンジュゲート、及び(ii) 本開示に係るエピトープタグ抗体の両方を含む多重アッセイの例として、ハプテン標識を含む第一抗体コンジュゲート（例えば、ハプテンに間接的にコンジュゲートした抗CD3抗体）が組織試料に導入されて、標的 - 抗体コンジュゲート複合体が形成される。同時に、未修飾抗体（例えば、ウサギ抗PDL1抗体）が組織試料に導入されて、標的 - 未修飾抗体複合体が形成される。次に、形成された標的 - 抗体コンジュゲート複合体（例えば、抗ハプテン抗体）と形成された標的 - 未修飾抗体複合体（例えば、ヤギ抗ウサギ抗体）を検出するために検出試薬が導入され（同時に又は連続的に）、ここで、検出試薬の各々が異なるフルオロフォアにコンジュゲートされる。

30

【0222】

多重アッセイの第二段階では、第一エピトープタグを含み、第一標的に特異的な（例えば、CD68に特異的な）第一のエピトープタグ抗体が組織試料に導入される。幾つかの実施態様では、第一エピトープタグ抗体が検出可能な第一標的 - エピトープタグ抗体複合体を形成する。同時に、第二エピトープタグを含み、第二標的に特異的な（例えば、FoxP3に特異的な）第二のエピトープタグ抗体が試料に導入されて、第二標的 - エピトープタグ抗体複合体が形成される。異なるエピトープタグを有し（「第n」の標的 - エピトープタグ抗体複合体を形成する）他の標的に特異的な第三、第四、及び第五の更なるエピトープタグ抗体が、第一及び第二エピトープタグ抗体抗体と同時に更に導入されうる。

40

【0223】

エピトープタグ抗体が沈着された後、それらは、もちろん、その構成に応じて、直接的

50

か間接的の何れかで検出されうる。幾つかの実施態様では、標的 - エピトープタグ抗体複合体のそれぞれの検出を可能にするために抗タグ抗体が導入される。幾つかの実施態様では、第一、第二、及び第 n の検出試薬が同時に導入され、第一、第二、及び第 n の検出試薬の各々が異なるエピトープタグ抗体に特異的である。幾つかの実施態様では、第一、第二、及び第 n の検出試薬が逐次的に導入され、第一、第二、及び第 n の検出試薬の各々が異なるエピトープタグ抗体に特異的である。幾つかの実施態様では、検出試薬は、エピトープタグ抗体の異なるエピトープタグに特異的である抗タグ抗体であり、抗タグ抗体はそれぞれ検出可能部分、例えばフルオロフォア又は酵素にコンジュゲートされる。幾つかの実施態様では、検出可能な試薬はそれぞれフルオロフォアにコンジュゲートされた抗タグ抗体である。他の実施態様では、検出可能な試薬はそれぞれ酵素にコンジュゲートされた抗タグ抗体である。更に他の実施態様では、検出可能な試薬は、フルオロフォアにコンジュゲートされた抗タグ抗体と酵素にコンジュゲートされた抗タグ抗体の組合せである。抗タグ抗体が酵素にコンジュゲートされている実施態様では、（ここで先に記載されているように）検出を行うために酵素に対する基質が提供される。

10

20

30

40

50

【0224】

幾つかの実施態様では、多重検出法は、(i) 生物学的試料を、未修飾抗体を含む第一の検出用プローブと接触させて第一標的 - 抗体コンジュゲート複合体を形成する工程；(i i) 生物学的試料を、第一の標識用コンジュゲートであって第一の酵素を含む第一の標識用コンジュゲート（ここで第一の標識用コンジュゲートは第一の未修飾抗体に特異的に結合し、標的を酵素で標識するように構成された抗種抗体である）と接触させる工程；(i i i) 生物学的試料を、第一の潜在的反応性部分及び第一の発色性部分を含む第一のシグナル伝達コンジュゲートと接触させる工程；(i v) 試料を第一の酵素不活性化組成物と接触させて、生物学的試料に含まれる第一の酵素を実質的に不活性化又は完全に不活性化させることなどにより、第一の酵素を不活性化する工程を含む。あるいは、未修飾抗体を含む第一の検出プローブは、フルオロフォアに結合した抗種抗体で検出することができる。

【0225】

第一の酵素の不活性化後（任意工程）、多重方法は、(v) 生物学的試料を、エピトープタグ抗体を含む第二の検出プローブと接触させて、第二標的 - 抗体コンジュゲート複合体を形成する工程；(v i) 生物学的試料を、第二の標識用コンジュゲートであって第二の酵素を含む第二の標識用コンジュゲート（ここで第二の標識用コンジュゲートはエピトープタグ抗体を含む第二の検出プローブに特異的に結合し、標的を酵素で標識するように構成された抗タグ抗体である）と接触させる工程；(v i i) 生物学的試料を、第二の潜在的反応性部分及び第二の発色性部分を含む第二のシグナル伝達コンジュゲートと接触させる工程；(v i i i) 試料を第一の酵素不活性化組成物と接触させて、生物学的試料に含まれる第一の酵素を実質的に不活性化又は完全に不活性化させることなどにより、第二の第二酵素を不活性化する工程を更に含む。

【0226】

第二の酵素の不活性化後、前記方法を、他の標的の検出を達成するために、更なる検出プローブ（未修飾抗体、抗体コンジュゲート、又はエピトープタグ抗体）が更なる検出試薬と共に導入されうるように繰り返すことができる。例えば、異なるエピトープタグを発現するエピトープタグ抗体を含む第三の検出プローブが導入され、例えばフルオロフォア又は酵素の一つにコンジュゲートした抗タグ抗体を用いて、検出されうる。検出プローブ及びそれぞれの検出試薬又はキットの全ての導入後、前記方法は、第一、第二、及び第 n の発色性部分から（手作業又は自動化方法を介して）試料を対比染色し及び / 又はシグナルを検出する工程を更に含み、第一、第二、及び第 n の発色性部分の各々がそれぞれ異なる。

【0227】

【自動化】

【0228】

多重アッセイ及び方法は半自動化又は自動化されうる。例えば、染色プロセスは、自動 IHC / ISH スライド染色装置のような組織化学的染色プラットフォーム上で実施されうる。自動 IHC / ISH スライド染色装置は、典型的には、少なくとも、染色プロトコルで使用される様々な試薬のリザーバ、スライド上に試薬を分配するためにリザーバと流体連通される試薬分配ユニット、使用済み試薬及び他の廃棄物をスライドから除去するための廃棄物除去システム、及び試薬分配ユニットと廃棄物除去システムの動作を調整する制御システムを備える。染色工程の実施に加えて、多くの自動スライド染色装置は、スライドベーキング（試料をスライドに付着させるため）、脱ワックス（脱パラフィンとも称される）、抗原回復、対比染色、脱水及び清澄化、及び封入処理（カバースリッピング）を含む、染色に付随する工程を実施することもまたできる（又は、そのような補助的工程を実施する別個のシステムと適合性がある）。その全体が出典明示によりここに援用される Prichard, Overview of Automated Immunohistochemistry, Arch Pathol Lab Med., Vol. 138, pp. 1578-1582 (2014) は、intelliPATH (Biocare Medical)、WAVE (Celerus Diagnostics)、DAKO OMNIS 及び DAKO AUTOSTAINER LINK 48 (Agilent Technologies)、BENCHMARK (Ventana Medical Systems, Inc.)、Leica BOND、及び Lab Vision Autostainer (Thermo Scientific) 自動スライド染色装置を含む、自動 IHC / ISH スライド染色装置とその様々な特徴の数種の特定の例を記載している。加えて、Ventana Medical Systems 社は、その各々の全体が出典明示によりここに援用される米国特許第 5650327 号、第 5654200 号、第 6296809 号、第 6352861 号、第 6827901 号及び第 6943029 号、及び米国特許出願公開第 20030211630 号及び第 20040052685 号を含む、自動分析を実施するためのシステム及び方法を開示している多くの米国特許の譲受人である。市販の染色ユニットは、典型的には、次の原理のうちの一つで動作する：（１）スライドを水平に配置し、組織試料を含むスライドの表面上に液たまりとして試薬を分配する開放された個々のスライド染色（例えば、DAKO AUTOSTAINER Link 48 (Agilent Technologies) 及び intelliPATH (Biocare Medical) 染色装置で実施）；（２）試薬を、試料上に沈着した不活性の流体層で覆うか、又は該層を通して分配する液体オーバーレイ技術（例えば、VENTANA Benchmark 及び DISCOVERY 染色装置で実施）；（３）スライド表面を別の表面（別のスライドであるか又はカバープレートでもよい）に近接して配置して狭い間隙をつくり、その間隙を通して毛細管力が液体試薬を吸い上げ試料と接触させるキャピラリー間隙染色（例えば、DAKO TECHMATE、Leica BOND、及び DAKO OMNIS 染色装置によって使用される染色原理）。（例えば DAKO TECHMATE 及び Leica BOND では）キャピラリー間隙染色の幾らかの繰り返しは、間隙内の流体を混合しない。動的間隙染色と呼ばれるキャピラリー間隙染色の他の変形態様では、毛細管力がスライドに試料を適用するために使用され、ついで平行表面を互いに平行移動させてインキュベーション中に試薬を攪拌して試薬混合を行う（例えば、DAKO OMNIS スライド染色装置 (Agilent) で実施される染色原理）。平行移動間隙染色では、平行移動可能なヘッドがスライド上に配置される。ヘッド下面は、スライドの平行移動中にスライド上の液体から液体メニスカスが形成されるのを可能にする十分小さい第一間隙だけスライドから離間している。スライド幅よりも小さい側方寸法を有する混合延長部が、平行移動可能なヘッドの下面から延びて、混合延長部とスライドとの間の第一間隙よりも小さい第二間隙を画定する。ヘッドの平行移動中、混合延長部の側面寸法は、スライド上の液体中に第二間隙から第一間隙までほぼ延びる方向に横方向の動きを生み出すのに十分である。国際公開第 2011-139978A1 号を参照のこと。最近、インクジェット技術を使用して試薬をスライド上に沈着させることが提案されている。国際公開第 2016-170008A1 号を参照のこと。この染色技術のリストは網羅的であることを意図しておらず、バイオマーカー染色を実施するための任意の完全又は半自動システム

10

20

30

40

50

を、組織化学的染色プラットフォーム中に組み込むことができる。

【0229】

形態学的に染色された試料がまた望ましい場合、自動H&E染色プラットフォームを使用することができる。H&E染色を実施するための自動システムは、典型的には、バッチ染色（「浸漬ダунк (dip'n dunk)」とも呼ばれる）又は個別スライド染色の二種の染色原理の一つで機能する。バッチ染色装置は、多くのスライドが同時に浸漬される試薬槽又は浴を一般に使用する。一方、個別スライド染色装置は、各スライドに直接試薬を適用し、2つのスライドが同じ試薬アリコートに共有することはない。市販のH&E染色装置の例には、RocheのVENTANA SYMPHONY（個別スライド染色装置）及びVENTANA HE600（個別スライド染色装置）シリーズのH&E染色装置；Agilent TechnologiesのDako CoverStainer（バッチ染色装置）；Leica Biosystems Nussloch GmbHのLeica ST4020小型リニアステイナー（バッチ染色装置）、Leica ST5020 Multistainer（バッチ染色装置）、Leica ST5010 Autostainer XLシリーズ（バッチ式染色装置）H&E染色装置が含まれる。

10

【0230】

検体の染色後、染色された試料は顕微鏡で手作業で分析され得、及び/又は染色された試料のデジタル画像が保存及び/又はデジタル解析のために収集されうる。デジタル画像は、染色されたスライドを20倍、40倍、又は他の倍率でスキャンできるスライドスキャナーのようなスキャンングプラットフォームを介してキャプチャーされ、高解像度の全スライドデジタル画像が作製されうる。基本的なレベルでは、典型的なスライドスキャナーは、少なくとも、（1）対物レンズを有する顕微鏡、（2）（ハロゲン、発光ダイオード、白色光、及び/又は色素に依存するマルチスペクトル光源のような）光源、（3）ガラススライドを移動させるか又はスライドの周りに光学素子を移動させるか又は双方のロボット、（4）画像キャプチャー用の一又は複数のデジタルカメラ、（5）ロボットを制御し、デジタルスライドを操作し、管理し、及び見るコンピューターと関連ソフトウェアを含む。

20

スライド上の多くの異なるXY位置（場合によっては複数のZ面）のデジタルデータが、カメラの電荷結合素子（CCD）によってキャプチャーされ、画像が互いに結合されて全スキャン面の合成画像が形成される。これを達成するための一般的な方法は次のものを含む：

30

【0231】

（1）スライドステージ又は光学素子を非常に小さい増分で移動させて、隣接する正方形が僅かに重なる正方形の画像フレームをキャプチャーする、タイルベースのスキャンング。キャプチャーされた正方形は次に自動的に互いにマッチされて合成画像が構築される；及び

【0232】

（2）スライドステージが取得中に単一軸において移動し多数の合成画像「ストリップ」をキャプチャーするラインベースのスキャンング。画像ストリップは次に互いにマッチされて、より大きな合成画像を形成することができる。

40

【0233】

様々なスキャナー（蛍光及び明視野の両方）の詳細な概要は、その内容の全体が出典明示によりここに援用されるFarahani等、Whole slide imaging in pathology: advantages, limitations, and emerging perspectives, Pathology and Laboratory Medicine Int'l, Vol. 7, p. 23-33 (June 2015)に見出すことができる。市販のスライドスキャナーの例としては、3DHitech PANNORAMIC SCAN II；DigiPath PATHSCOPE；Hamamatsu NANOZOOMER RS、HT、及びXR；Huron TISSUESCOPE 4000、4000XT、及びHS；Leica SCANSCOPE AT、AT2、CS、FL、及びSCN400；Mikroscaan D2；Olympus VS120-SL；Omnyx VL4、及びVL1

50

20; PerkinElmer LAMINA; Philips ULTRA-FAST SCANNER; Sakura Finetek VISIONTEK; Unic PRECICE 500、及びPRECICE 600x; VENTANA ISCAN CORE O及びISCAN HT;及びZeiss AXIO SCAN.Z1が挙げられる。他の例示的なシステム及び特徴は、例えば、その内容の全体が出典明示によりここに援用される、国際公開第20111-049608号又はIMAGING SYSTEMS, CASSETTES, AND METHODS OF USING THE SAMEと題された2011年9月9日出願の米国特許出願第61/533114号に見出すことができる。

【0234】

場合によっては、画像は画像解析システム上で解析されうる。画像解析システムは、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、タブレット、スマートフォン、サーバー、アプリケーション特有のコンピューティングデバイス、又はここに記載の技術及び動作を実施することができる任意の他のタイプの電子デバイスなどの一又は複数のコンピューティングデバイスを含みうる。幾つかの実施態様では、画像解析システムは単一のデバイスとして実行されうる。他の実施態様では、画像解析システムは、ここで検討される様々な機能を一緒に達成する二つ以上のデバイスの組み合わせとして実行されうる。例えば、画像解析システムは、一又は複数のサーバーコンピュータと、一又は複数のローカルエリアネットワーク及び/又はインターネットなどの広域ネットワークを介して互いに通信可能に連結された一又は複数のクライアントコンピュータを含みうる。画像解析システムは、典型的には、少なくともメモリ、プロセッサ、及びディスプレイを含む。メモリは、ランダムアクセスメモリ(RAM)、電気的消去可能プログラマブルリードオンリーメモリ(EEPROM)のようなリードオンリーメモリ、フラッシュメモリ、ハードドライブ、半導体ドライブ、光ディスク等々の任意のタイプの揮発性又は不揮発性メモリの任意の組み合わせを含みうる。メモリは、単一の装置に含めることができ、また二つ以上の装置に分配することもできることは理解される。プロセッサは、任意のタイプの一又は複数のプロセッサ、例えば中央処理装置(CPU)、グラフィックス処理装置(GPU)、専用の信号又は画像プロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、テンソル処理装置(TPU)等々を含みうる。プロセッサは、単一の装置に含めることができ、また二つ以上の装置に分配することもできることは理解される。ディスプレイは、LCD、LED、OLED、TFT、プラズマ等々の任意の適切な技術を使用して実装されうる。幾つかの実装では、ディスプレイはタッチセンサー式ディスプレイ(タッチスクリーン)でありうる。画像解析システムはまた典型的にはプロセッサに実装可能な一連の命令を含むメモリ上に記憶されたソフトウェアシステムを含み、命令は、物体認知、染色強度定量化等々の様々な画像解析タスクを含む。ここに開示されるようなモジュールの実装に有用な例示的な市販のソフトウェアパッケージには、VENTANA VIRTUOSO; Definiens TISSUE STUDIO、DEVELOPER XD、及びIMAGE MINER;及びVisopharm BIOTOPIX、ONCOTOPIX、及びSTEREOTOPIXソフトウェアパッケージが含まれる。

【0235】

自動プロセスは検査室情報システム(LIS)も含みうる。LIS130は、典型的には、試料及びスライド及び試料から得られた画像について実施されたプロセスを記録し追跡すること、試料、スライド、及び/又は画像について特定のプロセスを実施し、及び試料及び又はスライドに適用される特定の試薬に関する情報(例えば、ロット番号、有効期限、分配された容量等々)を追跡するように免疫コンテキストスコアリングシステムの異なる構成要素に指示をすることから選択される一又は複数の機能を実施する。LISは、通常、試料についての情報を含むデータベース;試料、スライド、及び/又は画像ファイルに関連するラベル(例えば、バーコード(1次元バーコード及び2次元バーコードを含む)、無線識別(RFID)タグ、試料に貼り付けられた英数字コード等々);及び試料又はスライド上のラベルを読み取り、及び/又はLISと免疫状況スコアリングシステムの他の構成要素との間のスライドに関する情報を通信する通信装置を少なくとも備える

10

20

30

40

50

。従って、例えば、通信装置は、試料処理ステーション、自動組織化学的染色装置、H & E 染色プラットフォーム、及びスキャニングプラットフォームの各々に配置されうる。試料が最初に切片に加工されると、試料に関する情報（例えば、患者ID、試料タイプ、切片について実施されるプロセス）が通信装置に入力され得、試料から生成された各切片に対してラベルが作成される。後続の各ステーションでは、（バーコード又はRFIDタグをスキャンすることによって、又は英数字コードを手作業で入力することによって）ラベルが通信装置に入力され、ステーションがデータベースと電子的に通信して、例えばステーション又はステーションオペレータに、切片に関する特定のプロセスを実施し、及び/又は切片について実施されているプロセスを記録するように指示する。スキャニングプラットフォームでは、画像が画像解析システムに送られるときに、実施されるべき画像処理工程がLISのデータベースから画像解析システムに送られ得、及び/又は画像解析システムによって画像について実施された画像加工工程がLISのデータベースによって記録されるように、スキャニングプラットフォームが、画像が得られる切片又は試料に戻って相関するコンピュータ可読ラベル又はコードで各デジタル画像をまたエンコードしてもよい。本方法及びシステムに有用な市販のLISシステムには、例えば、VENTANA Advantage Workflowシステム（Roche）が含まれる。

10

【0236】

[対比染色]

【0237】

対比染色は、一又は複数の標的を検出する薬剤で既に染色された後に試料を、それらの構造が顕微鏡下でより容易に視覚化できるように、後処理する方法である。例えば、対比染色が、免疫組織化学的色素をより明瞭にするために封入処理（カバースリッピング）前に任意に使用される。一次染色と色が異なる対比染色が選択されるべきである。ヘマトキシリン、エオシン、メチルグリーン、メチレンブルー、ギムザ、アルシアンブルー、及びヌクレオファストレッドなどの多数の対比染色が周知である。DAPI（4',6-ジアミジノ-2-フェニルインドール）は、使用されうる蛍光色素である。また、対比染色は、それらが結合する構造とまたそれらが明視野又は蛍光分析に適しているかどうかによって分類することができ、例えば、ヘマトキシリン（青から紫に染色）、メチレンブルー（青に染色）、トルイジンブルー（核は濃い青に多糖類はピンクから赤に染色）、ヌクレオファストレッド（ケルネクトロート色素とも呼ばれ、赤に染色）、及びメチルグリーン（緑に染色）を含む明視野核対比染色；エオシン（ピンクに染色）などの非核明視野染色；4',6-ジアミジノ-2-フェニルインドール（DAPI、青に染色）、ヨウ化プロピジウム（赤に染色）、ヘキスト染色（青に染色）、核グリーンDCS1（緑に染色）、核イエロー（ヘキストS769121, 中性pH下で黄に染色し、酸性pH下で青に染色）、DRAQ5（赤に染色）、DRAQ7（赤に染色）を含む蛍光核染色；フルオロフォア標識ファロイジンのような蛍光非核染色（糸状アクチンで染色、色はコンジュゲートしたフルオロフォアに依存）である。

20

30

【0238】

幾つかの例では、一種を超える色素を一緒に混合して対比染色剤を作製することができる。これは、色素を選ぶ柔軟性と能力をもたらす。例えば、特定の性状を有するが異なる所望の性状を持っていない第一色素を混合物に対して選択することができる。不足している所望の性状を示す第二色素を混合物に加えることができる。例えば、トルイジンブルー、DAPI、及びポンタミンスカイブルーを一緒に混合して対比染色剤を形成することができる。

40

【0239】

[イメージング]

【0240】

開示された実施態様の所定の態様、又は全ては、コンピュータ解析及び/又は画像解析システムによって自動化され、容易にされうる。幾つかの用途では、正確な色彩又は蛍光比が測定される。幾つかの実施態様では、光学顕微鏡が画像解析に利用される。所定の開

50

示された実施態様は、デジタル画像の取得を含む。これは、デジタルカメラを顕微鏡に連結することによって行うことができる。染色された試料から得られたデジタル画像は、画像解析ソフトウェアを使用して解析される。色彩又は蛍光は幾つかの異なる方法で測定することができる。例えば、色彩は、赤、青、緑の色値として；色相、彩度、及び輝度の値として；及び/又はスペクトルイメージングカメラを使用して特定の波長又は波長範囲を測定することによって、測定することができる。試料はまた定性的及び半定量的に評価することができる。定性的評価には、染色強度の評価、陽性染色細胞及び染色に關与する細胞内コンパートメントの同定、並びに試料全体又はスライドクオリティの評価が含まれる。別個の評価が試験試料に対して実施され、この解析は、試料が異常状態を表すかどうかを決定するために既知の平均値と比較することを含みうる。

10

【0241】

[試料と標的]

【0242】

試料は、生物学的成分を含み、一般には一又は複数の対象の標的分子を含む疑いがある。標的分子は細胞の表面にあり得、細胞は懸濁液中にあるか又は組織切片中にありうる。標的分子はまた細胞内にあり得、細胞溶解又はプローブによる細胞穿通の際に検出される。当業者であれば、試料中の標的分子を検出する方法は、試料のタイプ及び使用されるプローブに依存して変わることが分かるであろう。試料を収集し調製する方法は、当該技術分野において知られている。

20

【0243】

例えば組織又は他の生物学的試料のような、ここに開示された方法の実施態様において組成物と共に使用される試料は、当業者に知られた任意の方法を使用して調製することができる。試料は、常套的なスクリーニングのために被験者から、あるいは遺伝子異常、感染、又は腫瘍などの疾患を有すると疑われる被験者から得ることができる。開示された方法の記載された実施態様は、「正常」試料と呼ばれる遺伝子異常、疾病、疾患等々を有していない試料にもまた適用することができる。このような正常な試料は、とりわけ、他の試料との比較のための対照として有用である。試料は多くの異なる目的のために分析することができる。例えば、試料は科学研究において又は疑わしい疾患の診断のために、あるいは治療の成功、生存の予後指標等々として使用することができる。

30

【0244】

試料は、プローブ又はレポーター分子が特異的に結合することができる複数の標的を含みうる。標的は核酸配列又はタンパク質でありうる。幾つかの例では、標的は、例えばウイルスゲノム由来のような、ウイルス、細菌、又は細胞内寄生体などの病原体に由来するタンパク質又は核酸分子である。例えば、標的タンパク質は、疾患に關連する（例えば、相関する、因果關係に關与する等々）標的核酸配列から産生されうる。

【0245】

当業者であれば、次の標的の何れかに特異的なエピトープタグ抗体を開発することができることを理解するであろう：

【0246】

特定の非限定的な例では、標的タンパク質は、新生物（例えば、がん）に關連する標的核酸配列（例えば、ゲノム標的核酸配列）によって産生される。新生物細胞、特にがん細胞、例えばB細胞及びT細胞白血病、リンパ腫、乳がん、結腸がん、神経学的がん等々において、多数の染色体異常（転座及び他の再構成、増幅又は欠失を含む）が同定されている。従って、幾つかの例では、標的分子の少なくとも一部が、試料中の細胞の少なくともサブセットにおいて増幅され又は欠失された核酸配列（例えば、ゲノム標的核酸配列）によって産生される。

40

【0247】

他の実施態様では、悪性細胞において欠損（喪失）している腫瘍抑制遺伝子である核酸配列（例えば、ゲノム標的核酸配列）から産生された標的タンパク質である。例えば、染色体9p21上に位置するp16領域（D9S1749、D9S1747、p16（IN

50

K4A)、p14(ARF)、D9S1748、p15(INK4B)、及びD9S1752を含む)がある種の膀胱がんにおいて欠失される。1番染色体の短腕の遠位領域(例えば、SHGC57243、TP73、EGFL3、ABL2、ANGPTL1、及びSHGC-1322を包含する)及び19番染色体の動原体周囲領域(例えば、19p13-19q13)(例えば、MAN2B1、ZNF443、ZNF44、CRX、GLTSCR2、及びGLTSCR1を包含する)を含む染色体欠失は、中枢神経系のある種の固形腫瘍の特徴的な分子的特徴である。

【0248】

腫瘍性形質転換及び/又は増殖と相関する多数の他の細胞遺伝学的異常が当業者に知られている。腫瘍性形質転換と相関があり、開示された方法において有用である、核酸配列(例えば、ゲノム標的核酸配列)によって産生される標的タンパク質には、また、EGFR遺伝子(7p12;例えばGENBANKTM受託番号NC-000007、ヌクレオチド55054219-55242525)、C-MYC遺伝子(8q24.21;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000008、ヌクレオチド128817498-128822856)、D5S271(5p15.2)、リポタンパク質リパーゼ(LPL)遺伝子(8p22;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000008、ヌクレオチド19841058-19869049)、RBI(13q14;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000013、ヌクレオチド47775912-47954023)、p53(17p13.1;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000017、補体、ヌクレオチド7512464-7531642)、N-MYC(2p24;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000002、補体、ヌクレオチド151835231-151854620)、CHOP(12q13;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000012、補体、ヌクレオチド56196638-56200567)、FUS(16p11.2;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000016、ヌクレオチド31098954-31110601)、FKHR(13p14;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000013、補体、ヌクレオチド40027817-40138734)、並びに、例えば:ALK(2p23;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000002、補体、ヌクレオチド29269144-29997936)、Ig重鎖、CCND1(11q13;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000011、ヌクレオチド69165054.69178423)、BCL2(18q21.3;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000018、補体、ヌクレオチド58941559-59137593)、BCL6(3q27;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000003、補体、ヌクレオチド188921859-188946169)、MALF1、AP1(1p32-p31;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000001、補体、ヌクレオチド59019051-59022373)、TOP2A(17q21-q22;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000017、補体、ヌクレオチド35798321-35827695)、TMPRSS(21q22.3;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000021、補体、ヌクレオチド41758351-41801948)、ERG(21q22.3;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000021、補体、ヌクレオチド38675671-38955488);ETV1(7p21.3;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000007、補体、ヌクレオチド13897379-13995289)、EWS(22q12.2;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000022、ヌクレオチド27994271-28026505);FLI1(11q24.1-q24.3;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000011、ヌクレオチド128069199-128187521)、PAX3(2q35-q37;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000002、補体、ヌクレオチド222772851-222871944)、PAX7(1p36.2-p36.12;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000001、ヌクレオチド18830087-18935219)、PTEN(10q23.3;例えば、GENBANKTM受託番号NC-000010、

10

20

30

40

50

ヌクレオチド 89613175 - 89716382)、AKT2(19q13.1 - q13.2; 例えば、GENBANKTM 受託番号 NC - 000019、補体、ヌクレオチド 45431556 - 45483036)、MYCL1(1p34.2; 例えば、GENBANKTM 受託番号 NC - 000001、補体、ヌクレオチド 40133685 - 40140274)、REL(2p13 - p12; 例えば、GENBANKTM 受託番号 NC - 000002、ヌクレオチド 60962256 - 61003682) 及び CSF1R(5q33 - q35; 例えば、GENBANKTM 受託番号 NC - 000005、補体、ヌクレオチド 149413051 - 149473128) が含まれる。

【0249】

[実施例]

【0250】

ここに提示された非限定的な実施例はそれぞれ、少なくとも一つのエピトープタグ抗体の使用を組み入れる。本出願人は、次の実施例において証明されるように、ここに開示されるエピトープタグ抗体は多重 IHC 検定を含む IHC アッセイにおける使用に適していると考えられる。本出願人は次の実施例にもまた示されるように、未修飾抗体又は抗体コンジュゲートと併用して使用されうるとまた考える。当然のことながら、ここに詳述されるように、エピトープタグ抗体は、他の検出可能な特異的結合体と共に使用され得、IHC と ISH を組み合わせたアッセイにおいて利用されう。

【0251】

次の実施態様及び上記した実施態様では、未結合抗体を除去するなどの一又は複数の洗浄工程を実施することができる。幾つかの実施態様では、過剰の試薬等を除去するために染色手順の各工程間で洗浄工程が実施されう。もちろん、当業者であれば、任意の洗浄工程に関連するプロセス及び手順を理解しており、任意の試薬、未結合抗体等々を除去するプロセス及び手順に適用することができるであろう。

【0252】

実施例 1 : 3 重免疫組織化学アッセイ

【0253】

実施例 1 は、3 種の異なるエピトープタグ抗体を組織試料に同時に適用した多重免疫組織化学アッセイを提供する(図 1 参照)。第一エピトープタグ抗体は、CD68 に特異的であり(抗 CD68)、VSV エピトープタグ(4 つの VSV エピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。第二エピトープタグ抗体は、FoxP3 に特異的であり(抗 FoxP3)、V5 エピトープタグ(5 つの V5 エピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。第三エピトープタグ抗体は、CD20 に特異的であり(抗 CD20)、HA エピトープタグ(4 つの H5 エピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。エピトープタグ抗体は、希釈剤 90039 中の各エピトープタグ抗体を 2 µg/mL 含む「カクテル」として適用した。

【0254】

3 種のエピトープタグ抗体の同時適用後、3 種の抗タグ抗体を組織試料に同時に供給したが(図 1 参照)、ここで各抗タグ抗体がエピトープタグ抗体の異なるエピトープタグに特異的であった。第一抗 VSV 抗体を Alexa532 とコンジュゲートさせ(「オレンジ色」シグナルを生成); 第二抗 V5 抗体を DyLight649 とコンジュゲートさせ(「緑色」シグナルを生成); そして第三抗 HA 抗体を Alexa594 とコンジュゲートさせた(「紫色」シグナルを生成)。抗タグ抗体は、希釈剤 90040 中に 5 µg/mL の各抗タグ抗体を含む「カクテル」として適用した。

【0255】

次の工程を、3 重 IHC アッセイについて行った(表 2 参照):

10

20

30

40

表2:

手順工程	選択
脱パラフィン	選択
細胞コンディショニング	CC1, 64 分
タグ化された第一Abカクテル	インキュベート - 32 分
希釈剤 90040 でのブロッキング	32 分
抗タグ第二Abカクテル	インキュベート - 32 分
DAPI 対比染色	4 分
ProLong Diamond 退色防止封入剤	

10

【 0 2 5 6 】

完全なプロトコルの概要を以下の表 3 に提供する :

表3:

1	パラフィン (選択)	
2	脱パラフィン [選択]	
3	スライドを培地温度から[72°C]まで加温する (脱パラフィン)	
4	細胞コンディショニング (選択)	
5	Ultra cc 1 [選択]	
6	スライドを [100°C]に加温し、4分間インキュベートする (細胞コンディショナー #1)	10
7	CC1 8分 [選択]	
8	CC1 16分 (選択)	
9	CC1 24分 (選択)	
10	CC1 32分 (選択)	
11	CC1 40分 (選択)	
12	CC1 48分 (選択)	
13	CC1 56分 (選択)	20
14	CC1 64分 [選択]	
15	第一抗体を手作業で適用 [選択]	
16	(一次抗体)を手で適用し、[0時間 32分]間インキュベートする	
17	ブロッカー (選択)	
18	一滴の(オプション 2)を適用し(第二オプション)、(32分)間インキュベートする	
19	一次Ab後、第三洗浄 (選択)	30
20	第二抗体を手作業で適用 [選択]	
21	(二次抗体を)手で適用し、(0時間 32分)間インキュベートする	

【 0 2 5 7 】

図 2 A ~ 2 D は、上記の 3 重 I H C アッセイで染色された組織試料を示す。図 2 A は、抗タグ抗体にコンジュゲートしたフルオロフォアの各々からのシグナルを明確に示し、よって、標的 - エピトープタグ抗体複合体のそれぞれの位置、すなわち C D 6 8 - エピトープタグ抗体複合体 (オレンジ色シグナル)、C D 2 0 - エピトープタグ抗体複合体 (緑色シグナル)、及び F o x p 3 - エピトープタグ抗体複合体 (紫色シグナル) の位置を明らかにしている。D A P I 対比染色から生成されたシグナルは、図 2 A ~ 2 D のそれぞれに青色で現れている。図 2 B は、検出された C D 6 8 - エピトープタグ抗体複合体に対応するシグナルのみを示す。図 2 C は、検出された F o x p 3 - エピトープタグ抗体複合体に対応するシグナルのみを示す。図 2 D は、検出された C D 2 0 - エピトープタグ抗体複合体に対応するシグナルのみを示す。図 2 A ~ 2 D は、本開示のエピトープタグ抗体が、(1) それぞれ C D 6 8、C D 2 0、及び F o x P 3 に結合することができたこと；(2) 適切な抗タグ抗体によって検出することができたこと；及び(3) 互いに干渉することなく、同時に組織試料に (例えば、抗体カクテルとして) 適用することができたことを示している。よって、本開示のエピトープタグ抗体は多重アッセイでの使用に適していた。加えて、本実施例の多重アッセイは、4 時間以内で完了することができた。伝統的な多重アッセイと比較して、これは当該分野における進歩を表す。幾つかの実施態様では、このパ

ネルは、血液系腫瘍及び固形腫瘍における免疫プロファイリングを助けるために使用される。

【0258】

実施例2：3重免疫組織化学アッセイ

【0259】

実施例2は、3種の異なるエピトープタグ抗体を同時に組織試料に適用した多重免疫組織化学アッセイを提供する(図3参照)。第一エピトープタグ抗体は、CD68に特異的であり(抗CD68)、VSVエピトープタグ(4つのVSVエピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。第二エピトープタグ抗体は、FoxP3に特異的であり(抗FoxP3)、V5エピトープタグ(5つのV5エピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。第三エ

10

【0260】

3種のエピトープタグ抗体の同時適用後、3種の抗タグ抗体を組織試料に同時に供給したが(図3参照)、ここで各抗タグ抗体がエピトープタグ抗体の異なるエピトープタグに特異的であった。第一抗VSV抗体をAlexa532(JH)にコンジュゲートさせた(「オレンジ色」シグナルを生成)。第二抗V5抗体をDyLight649にコンジュゲートさせた(「緑色」シグナルを生成)。第三抗AU5抗体をAlexa594(JH)にコンジュゲートさせた(「紫色」シグナルを生成)。抗タグ抗体は、希釈剤90040中に5µg/mLの各抗タグ抗体を含む「カクテル」として適用した。

20

【0261】

次の工程を3重IHCアッセイのために行った(表4参照)：

表4

手順工程	選択
脱パラフィン	選択
細胞コンディショニング	CC1, 64分
タグ化された第一Abカクテル	インキュベート - 32分
希釈剤90040でブロッキング	32分
抗タグ第二Abカクテル	インキュベート - 32分
DAPI対比染色	4分
ProLong Diamond 退色防止封入剤	

30

【0262】

完全なプロトコルの概要をまた上記の表3に提供する：

40

【0263】

図4A~4Dは、上記の3重IHCアッセイで染色された組織試料を示す。図4A及び4Bは、抗タグ抗体にコンジュゲートしたフルオロフォアの各々からのシグナルを明確に示し、よって、標的-エピトープタグ抗体複合体のそれぞれの位置、すなわちCD68-エピトープタグ抗体複合体(オレンジ色シグナル)、CD8-エピトープタグ抗体複合体(緑色シグナル)、及びFoxp3-エピトープタグ抗体複合体(紫色シグナル)の位置を明らかにしている。DAPI対比染色から生成されたシグナルは、図4A及び4Bのそれぞれに青色で現れている。よって、図4A及び4Bは、本開示のエピトープタグ抗体が、(1)それぞれCD68、CD8、及びFoxP3に結合することができたこと；(2)適切な抗タグ抗体によって検出することができたこと；及び(3)互いに干渉すること

50

なく、同時に組織試料に（例えば、抗体カクテルとして）適用することができたことを示している。よって、本開示のエピトープタグ抗体は多重アッセイでの使用に適していた。加えて、本実施例の多重アッセイは、4時間以内で完了することができた。伝統的な多重アッセイと比較して、これは当該分野における進歩を表す。この免疫マーカーのパネルは、血液系腫瘍及び固形腫瘍における免疫プロファイリングを助ける。

【0264】

実施例3：抗種抗体と抗タグ抗体を組み合わせて使用する4重免疫組織化学アッセイ

【0265】

実施例3は、4種の異なるエピトープタグ抗体を2段階で組織試料に適用した多重免疫組織化学アッセイを提供する（図5参照）。最初に、未修飾抗体、すなわち抗Pan-CK抗体を組織試料と接触させた。抗Pan-CK抗体の適用後、標的-抗Pan-CK抗体複合体を検出するためにヤギ抗マウス-Alexa488抗体を適用した（希釈剤90040中のヤギ抗マウス-Alexa488（2µg/mL））。

10

【0266】

ついで、3種のエピトープタグ抗体が組織試料に同時に供給される第二段階を実施した（図5参照）。この第二段階では、第一エピトープタグ抗体はCD68に特異的であり（抗CD68）、VSVエピトープタグ（4つのVSVエピトープタグを含む重鎖）を含んでいた。第二エピトープタグ抗体はFoxP3に特異的であり（抗FoxP3）、V5エピトープタグ（5つのV5エピトープタグを含む重鎖）を含んでいた。第三エピトープタグ抗体は、CD8に特異的であり（抗CD8）、AU5エピトープタグ（4つのAU5エピトープタグを含む重鎖）を含んでいた。エピトープタグ抗体は、希釈剤90039中に各エピトープタグ抗体を2µg/mL含む「カクテル」として適用した。

20

【0267】

3種のエピトープタグ抗体の同時適用後、3種の抗タグ抗体を組織試料に同時に供給したが（図5参照）、ここで、各抗タグ抗体がエピトープタグ抗体の異なるエピトープタグに特異的であった。第一抗VSV抗体をAlexa532（JH）とコンジュゲートさせ；第二抗V5抗体をDyLight649とコンジュゲートさせ；第三抗AU5抗体をAlexa594（JH）とコンジュゲートさせた。抗タグ抗体は、希釈剤90040中に5µg/mLの各抗タグ抗体を含む「カクテル」として適用した。

【0268】

4重IHCアッセイに対して次の工程を行った（表5参照）。

30

表5:

手順工程	選択
脱パラフィン	選択
細胞コンディショニング	CC1, 64 分
マウス抗 pan-CK	32 分
ヤギ抗マウス-Alexa 488	32 分
ブロッキング試薬 90040	32 分
タグ化された第一Abカクテル	インキュベート - 32 分
希釈剤 90040 でブロッキング	32 分
抗タグ第二 Ab カクテル	インキュベート - 32 分
DAPI 対比染色	4 分
ProLong Diamond 退色防止封入剤	

10

20

【 0 2 6 9 】

完全なプロトコルの概要をまた表 6 B、6 C 及び 6 D に提供する。

【 0 2 7 0 】

図 6 A ~ 6 F は、上記の 4 重 I H C アッセイで染色された組織試料を示す。図 6 A は、抗種抗体又は抗タグ抗体の何れかにコンジュゲートしたフルオロフォアの各々からのシグナルを明確に示し、よって、標的 - 抗体複合体のそれぞれの位置、すなわち P a n - C K - 抗体複合体（「緑色」シグナル）、C D 6 8 - エピトープタグ抗体複合体（「オレンジ色」シグナル）、C D 8 - エピトープタグ抗体複合体（「赤色」シグナル）、及び F o x p 3 - エピトープタグ抗体複合体（「シアン色」シグナル）の位置を明らかにしている。D A P I 対比染色から生成されたシグナルは、図 6 A ~ 6 F のそれぞれに青色で現れている。図 6 B は、D A P I 対比染色に対応するシグナルのみを示す。図 6 C は、検出された C D 8 - エピトープタグ抗体複合体に対応するシグナルのみを示す。図 6 D は、検出された C D 6 8 - エピトープタグ抗体複合体に対応するシグナルのみを示す。図 6 E は、検出された F o x P 3 - エピトープタグ抗体複合体に対応するシグナルのみを示す。図 6 F は、検出された P a n - C K 染色に対応するシグナルのみを示す。図 6 A ~ 6 E は、本開示のエピトープタグ抗体が、（ 1 ）それぞれ C D 6 8、C D 8、及び F o x P 3 に結合することができたこと；（ 2 ）適切な抗タグ抗体によって検出することができたこと；及び（ 3 ）互いに干渉することなく、同時に組織試料に（例えば、抗体カクテルとして）適用することができたことを示している。図 6 A はまたエピトープタグ抗体はマウス抗 P a n - C K 抗体のような未修飾抗体又は抗体コンジュゲートとアッセイにおいて組み合わせることができ、そのような組み合わせが抗種又は抗タグ抗体にコンジュゲートした全てのフルオロフォアの検出を可能にすることを示している。加えて、本実施例の多重アッセイは、4 時間以内で完了することができた。伝統的な多重アッセイと比較して、これは当該分野における進歩を表す。このマーカーのパネルは、腫瘍領域内の上述の免疫細胞マーカー及び上皮細胞マーカーの発現と分布を示すのに有用な場合がある。

30

40

【 0 2 7 1 】

実施例 4：抗種抗体と抗タグ抗体を併用する 4 重免疫組織化学アッセイ

【 0 2 7 2 】

実施例 4 は、4 種の異なるエピトープタグ抗体を 2 段階で組織試料に適用した多重免疫組織化学アッセイ（図 7 参照）を提供する。最初に、未修飾抗体、すなわち抗 P a n - C

50

K抗体を組織試料と接触させた。抗Pan-CK抗体の適用後、標的-抗Pan-CK抗体複合体を検出するためにヤギ抗マウス-Alexa488抗体を適用した(希釈剤90040中のヤギ抗マウス-Alexa488(2 μ g/mL))。

【0273】

ついで、3種のエピトープタグ抗体が組織試料に同時に供給される第二段階を行った(図7参照)。この第二段階では、第一エピトープタグ抗体はCD68に特異的であり(抗CD68)、VSVエピトープタグ(4つのVSVエピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。第二エピトープタグ抗体はFoxP3に特異的であり(抗FoxP3)、V5エピトープタグ(5つのV5エピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。第三エピトープタグ抗体は、CD20に特異的であり(抗CD20)、HAエピトープタグ(4つのHAエピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。エピトープタグ抗体は、希釈剤90039中に各エピトープタグ抗体を2 μ g/mL含む「カクテル」として適用した。

10

【0274】

3種のエピトープタグ抗体の同時適用後、3種の抗タグ抗体を組織試料に同時に供給したが(図7参照)、ここで、各抗タグ抗体がエピトープタグ抗体の異なるエピトープタグに特異的であった。第一抗VSV抗体をAlexa532(JH)とコンジュゲートさせ;第二抗V5抗体をDyLight649とコンジュゲートさせ;第三抗AU5抗体をクマリン(JH)とコンジュゲートさせた。抗タグ抗体は、希釈剤90040中に5 μ g/mLの各抗タグ抗体を含む「カクテル」として適用した。

20

【0275】

4重IHCアッセイに対して次の工程を行った(表6A参照):

表6A:

手順工程	選択
脱パラフィン	選択
細胞コンディショニング	CC1, 64分
マウス抗pan-CK	32分
ヤギ抗マウス Alexa 488	32分
ブロッキング試薬 90040	32分
タグ化された第一Abカクテル	インキュベート - 32分
希釈剤 90040 でブロッキング	32分
抗タグ第二Abカクテル	インキュベート - 32分
DAPI 対比染色	4分
ProLong Diamond 退色防止封入剤	

30

40

【0276】

完全なプロトコルの概要を表6B、6C及び6Dに提供する。

表6B:

1 ミキサーをオンにする	
2 ミキサーをオフにする	
3 [72°Cが標準温度である]	
4 スライドを培地温度から加温(72°C)する (脱パラフィン)	
5 4 分間インキュベートする	10
6 容量調整 EZPrep を適用する	
7 スライドを EZ Prep でリンスする	
8 容量調整 EZPrep を適用する	
9 カバースリップを適用する	
10 スライドを EZ Prep でリンスする	20
11 容量調整 EZPrep を適用する	
12 カバースリップを適用する	
13 ミキサーをオンにする	
14 スライドヒーターをオフにする	
15 休止ポイント I ランディングゾーン I	30
16 スライドを EZ Prep でリンスする	
17 ロング細胞コンディショナー #1 を適用する	
18 CC カバースリップロングを適用する	
19 [100°Cが標準温度である]	
20 スライド ID を加温(100°C)し、4 分間インキュベートする (細胞コンディショナー #1)	
21 4 分間インキュベートする	40
22 8 分間インキュベートする	
23 細胞コンディショナー #1 を適用する	
24 CC 培地カバースリップ No BB を適用する	

25 8 分間インキュベートする	
26 8 分間インキュベートする	
27 細胞コンディショナー #1 を適用する	
28 CC 培地カバースリッ No BB を適用する	
29 8 分間インキュベートする	10
30 8 分間インキュベートする	
31 細胞コンディショナー #1 を適用する	
32 CC 培地カバースリッ No BB を適用する	
33 8 分間インキュベートする	
34 細胞コンディショナー #1 を適用する	20
35 CC 培地カバースリッ No BB を適用する	
36 細胞コンディショナー #1 を適用する	
37 CC 培地カバースリッ No BB を適用する	
38 細胞コンディショナー #1 を適用する	
39 CC 培地カバースリッ No BB を適用する	
40 スライドヒーターをオフにする	30
41 細胞コンディショナー #1 を適用する	
42 CC 培地カバースリッ No BB を適用する	
43 スライドを反応バッファーでリンスする	
44 スライド容量を反応バッファーで調整する	
45 カバースリッを適用する	40

表6C:

46 スライドを反応バッファーでリンスする	
47 スライド容量を反応バッファーで調整する	
48 カバースリップを適用する	
49 休止ポイント ランディングゾーン	
50 スライド ID 36°Cに加温する	10
51 スライドを反応バッファーでリンスする	
52 スライド容量を反応バッファーで調整する	
53 一滴の抗 pan ケラチン(抗体)を適用し、カバースリップを適用し、0 時間 16 分、インキュベートする	
54 スライドを反応バッファーでリンスする	
55 スライド容量を反応バッファーで調整する	20
56 カバースリップを適用する	
57 スライドを反応バッファーでリンスする	
58 スライド容量を反応バッファーで調整する	
59 カバースリップを適用する	
60 一滴の前処理 #1 を適用し、32 分間インキュベートする	30
61 スライドを反応バッファーでリンスする	
62 スライド容量を反応バッファーで調整する	
63 [ブロッキングバッファー]	
64 カバースリップを適用する	
65 スライドを反応バッファーでリンスする	
66 スライド容量を反応バッファーで調整する	40
67 カバースリップを適用する	
68 (二次抗体を)手で適用し、32 分間インキュベートする	
69 スライドを反応バッファーでリンスする	

70 スライド容量を反応バッファーで調整する

71 カバースリップを適用する

72 スライドを反応バッファーでリンスする

73 スライド容量を反応バッファーで調整する

74 カバースリップを適用する

75 スライドを反応バッファーでリンスする

76 スライド容量を反応バッファーで調整する

77 カバースリップを適用する

78 {一次抗体を}手で適用し、32 分間インキュベートする

79 (Ab w/タグ)

80 スライドを反応バッファーでリンスする

81 スライド容量を反応バッファーで調整する

82 カバースリップを適用する

83 スライドを反応バッファーでリンスする

84 スライド容量を反応バッファーで調整する

85 カバースリップを適用する

86 一滴の[オプション 2]を適用し (第 2 オプション)、32 分間インキュベートする

87 スライドを反応バッファーでリンスする

88 スライド容量を反応バッファーで調整する

89 [ブロッキングバッファー]

90 カバースリップを適用する

10

20

30

40

表6D

91 スライドを反応バッファーでリンスする	
92 スライド容量を反応バッファーで調整する	
93 カバースリップを適用する	
94 (二次抗体を)手で適用し、32 分間インキュベートする	
95 スライドを反応バッファーでリンスする	10
96 スライド容量を反応バッファーで調整する	
97 カバースリップを適用する	
98 スライドを反応バッファーでリンスする	
99 スライド容量を反応バッファーで調整する	
100 カバースリップを適用する	20

【 0 2 7 7 】

図 8 A 及び 8 B は、上記の 4 重 I H C アッセイで染色された組織試料を示す。図 8 A は 4 つの画像を提供し、各画像は、検出された P a n - C K、F o x P 3、C D 6 8、及び C D 2 0 に対応するシグナルを示す。図 8 B は、シグナルの各々が検出された P a n - C K、F o x P 3、C D 6 8、及び C D 2 0 に対応する画像で、上で特定された抗体の 4 種全てが適用された組織試料に由来する画像を提供する。ここでもまた、図 8 A 及び 8 B は、本開示のエピトープタグ抗体が、(1) それぞれ C D 6 8、C D 2 0、及び F o x P 3 に結合することができたこと；(2) 適切な抗タグ抗体によって検出することができたこと；及び(3) 互いに干渉することなく、同時に組織試料に(例えば、抗体カクテルとして)適用することができたことを示している。図 8 B はまたエピトープタグ抗体はマウス抗 P a n - C K 抗体のような未修飾抗体又は抗体コンジュゲートとアッセイにおいて組み合わせることができ、そのような組み合わせが抗種又は抗タグ抗体にコンジュゲートした全てのフルオロフォアの検出を可能にすることを示している。加えて、本実施例の多重アッセイは、4 時間以内で完了することができた。伝統的な多重アッセイと比較して、これは当該分野における進歩を表す。このマーカーのパネルは、腫瘍領域に対する上述の免疫細胞マーカー及び上皮細胞マーカーの発現と分布を示すのに有用な場合がある。

【 0 2 7 8 】

実施例 5：抗種抗体と抗タグ抗体を併用する 4 重免疫組織化学アッセイ

【 0 2 7 9 】

実施例 5 は、4 種の異なるエピトープタグ抗体を 2 段階で組織試料に適用した多重免疫組織化学アッセイ(図 9 参照)を提供する。実施例 3 及び 5 と比較して、実施例 5 は、第 1 段階で 2 種の抗体を提供し、第 2 段階で別の 2 種のエピトープタグ抗体を提供する。

【 0 2 8 0 】

図 9 に示した第 1 段階に関して、第一の未修飾抗体、すなわち抗 P a n - C K 抗体を組織試料と接触させた。第一の未修飾抗体の適用と同時に又はその後に、第二の未修飾抗体、すなわち抗 P D L 1 (S P 1 4 2) 抗体を組織試料と接触させた。第一及び第二の未修飾抗体の適用後、ヤギ抗マウス - A l e x a 4 8 8 抗体を適用して標的 - 抗 P a n - C K 抗体複合体(希釈剤 9 0 0 4 0 中のヤギ抗マウス - A l e x a 4 8 8 (2 μ g / m L)) を検出し、ヤギ抗ウサギ - A l e x a 5 9 4 抗体を適用して標的 - 抗 P D L 1 (S P 1 4

2) 抗体複合体 (ヤギ抗ウサギ - Alexa 594 (2 µg/ml)) を検出した。

【0281】

ついで、2種のエピトープタグ抗体が組織試料に同時に供給される第2段階を行った (図9参照)。この第2段階では、第一のエピトープタグ抗体はCD20に特異的であり (抗CD20)、HAエピトープタグ (4つのHAエピトープタグを含む重鎖) を含んでいた。第二のエピトープタグ抗体は、CD68に特異的であり (抗CD68)、VSVエピトープタグ (4つのVSVエピトープタグを含む重鎖) を含んでいた。エピトープタグ抗体は、希釈剤90039中に2 µg/mlの各エピトープタグ抗体を含む「カクテル」として適用した。

【0282】

2種のエピトープタグ抗体の同時適用後、2種の抗タグ抗体を組織試料に同時に供給したが (図9参照)、ここで、各抗タグ抗体がエピトープタグ抗体の異なるエピトープタグに特異的であった。第一の抗HA抗体をクマリンとコンジュゲートさせ；第二の抗VSV抗体をAlexa 532とコンジュゲートさせた。抗タグ抗体は、希釈剤90040中に5 µg/mlの各抗タグ抗体を含む「カクテル」として適用した。

【0283】

4重IHCアッセイのために次の工程を行った (表7参照) :

表7:

手順工程	選択
脱パラフィン	選択
細胞コンディショニング	CG1, 64分
マウス抗 pan-CK 及びウサギ抗 PDL1	32分
ブロッキング試薬 90040	32分
ヤギ抗マウス Alexa 488 及びヤギ抗ウサギ Alexa 594	32分
陰性対照ウサギ IgG	32分
希釈剤 90040 でブロッキング	32分
タグ化された第一Abカクテル	インキュベート - 32分
希釈剤 90040 でブロッキング	32分
抗タグ第二Abカクテル	インキュベート - 32分
DAPI 対比染色	4分
ProLong Diamond 退色防止封入剤	

【0284】

完全なプロトコルの概要を表8に提供する :

表8:

1	パラフィン [選択]	
2	脱パラフィン (選択)	
3	スライドを培地温度から[72°C]に加温する (脱パラフィン)	
4	細胞コンディショニング (選択)	
5	Ultra CC1 (選択)	10
6	スライドを(100°C)に加温し、4 分間インキュベートする(細胞コンディショナー #1)	
7	CC1 8 分 (選択)	
8	CC1 16 分 (選択)	
9	CC1 24 分 (選択)	
10	CC1 32 分 (選択)	20
11	CC1 40 分 (選択)	
12	CC1 48 分 (選択)	
13	CC1 56 分 (選択)	
14	CC1 64 分 (選択)	
15	研究分岐点 #1 (選択)	30
16	(抗体を)手で適用し、[0 時間 16 分]インキュベートする	
17	ブロッカー [選択]	
18	一滴の[オプション 2]を適用し(オプション 1)、[32 分]インキュベートする	
19	一次 Ab 後に第三洗浄 (選択)	
20	研究分岐点 #2 (選択)	
21	(二次抗体を)手で適用し、[0 時間 32 分]インキュベートする	40
22	研究分岐点 #9 (選択)	
23	三滴の(NEG CTL Rbt Ig) (抗体)を適用し、(32 分) インキュベートする	
24	研究分岐点 #3 (選択)	

25 一滴の[オプション 2]を適用し(オプション 2)、(32 分]インキュベートする

26 研究分岐点 #4 (選択]

27 (一次抗体を)手で適用し、(0 時間 32 分]インキュベートする

28 研究分岐点 #5 (選択]

29 研究分岐点 #6 (選択]

30 一滴の(オプション 2]を適用し(オプション 3)、(32 分]インキュベートする

31 研究分岐点 #7 (選択]

32 研究分岐点 #8 (選択]

33 対比染色オプション [選択]

34 一滴の[ヘマトキシリン II] (対比染色)を適用し、カバースリッパを適用し、(4 分]インキュベートする

10

20

【 0 2 8 5 】

図 1 0 A ~ 1 0 G は、上記の 4 重 I H C アッセイで染色された組織試料を示す。図 1 0 A は、D A P I 染色、P D L 1 染色、C D 2 0 染色、及び C D 6 8 染色をそれぞれ個別に示す画像を提供する。図 1 0 B は、D A P I 染色、P D L 1 染色、C D 2 0 染色、C D 6 8 染色、及び P a n - C K 染色に対応するシグナルを示す画像を提供する。図 1 0 C は、P a n - C K 染色及び P D L 1 染色のそれぞれを示す個々の画像；及び P a n - C K 染色及び P D L 1 染色に対応するシグナルを示す画像を提供する。図 1 0 C は、異なる種から産生された 2 種の未修飾抗体を組み合わせ、抗種抗体を使用して検出できることを示し、シグナルが腫瘍領域 (P a n - C K 陽性腫瘍上皮細胞) 及び P D L 1 発現腫瘍細胞 (P a n - C K 及び P D L 1 の共同在化) 又は P D L 1 発現免疫細胞を示すことを可能にする。図 1 0 D 及び 1 0 E は、それぞれ、既知の現象である P D L 1 をマクロファージ (C D 6 8 陽性) が発現する C D 6 8 及び P D L 1 共染色を示す画像を提供する。幾つかの実施態様では、この特定のアッセイは、腫瘍浸潤リンパ球を同定するために使用されうる。従って、図 1 0 D 及び 1 0 E は、未修飾抗体及びエピトープタグ抗体が、2 つの適用段階にわたって首尾よく組み合わせられ得、抗体の各々が抗種又は抗タグ抗体によって検出されうることを示す。図 1 0 D 及び 1 0 E はまた両 P D L 1 を発現し C D 6 8 マーカーを有する細胞膜の共同在化を示す。図 1 0 F 及び 1 0 G は、P D L 1、P a n - C K、C D 6 8、及び C D 2 0 で染色した組織試料を示す。

30

【 0 2 8 6 】

再度、図 1 0 A ~ 1 0 G は、本開示のエピトープタグ抗体が、(1) それぞれ C D 2 0 及び C D 6 8 に結合することができたこと；(2) 適切な抗タグ抗体によって検出することができたこと；及び(3) 互いに干渉することなく、同時に組織試料に(例えば、抗体カクテルとして)適用することができたことを示している。図 1 0 A ~ 1 0 G はまたエピトープタグ抗体はマウス抗 P a n - C K 抗体又はウサギ抗 P D L 1 (S P 1 4 2) 抗体のような 2 種の未修飾抗体又は抗体コンジュゲートとアッセイにおいて組み合わせることができ、そのような組み合わせが抗種又は抗タグ抗体にコンジュゲートした全てのフルオロフォアの検出を可能にすることを示している。加えて、本実施例の多重アッセイは、4 時間以内で完了することができた。伝統的な多重アッセイと比較して、これは当該分野における進歩を表す。このマーカーのパネルは、抗 P D - L 1 処置患者の腫瘍微小環境における腫瘍細胞及び浸潤免疫細胞における P D - L 1 の発現の同定を可能にする]。

40

50

【0287】

実施例6：抗種抗体と抗タグ抗体を併用する4重免疫組織化学アッセイ

【0288】

実施例6は、4種の異なるエピトープタグ抗体を2段階で組織試料に適用した多重免疫組織化学アッセイ(図11参照)を提供する。実施例3及び5と比較して、実施例5は、第1段階で2種の抗体を提供し、第2段階で別の2種のエピトープタグ抗体を提供する。

【0289】

図11に示した第1段階に関して、第一の未修飾抗体、すなわち抗Pan-CK抗体を組織試料と接触させた。第一の未修飾抗体の適用と同時に又はその後、第二の未修飾抗体、すなわち抗CD3(SP162)抗体を組織試料と接触させた。第一及び第二の未修飾抗体の適用後、ヤギ抗マウス-Alexa488抗体を適用して標的-抗Pan-CK抗体複合体(希釈剤90040中のヤギ抗マウス-Alexa488(2µg/mL))を検出し、ヤギ抗ウサギ-Alexa594抗体を適用して標的-抗PDL1(SP142)抗体複合体(ヤギ抗ウサギ-Alexa594(2ug/ml))を検出した。

10

【0290】

ついで、2種のエピトープタグ抗体が組織試料に同時に供給される第2段階を行った(図11参照)。この第2段階では、第一のエピトープタグ抗体はCD20に特異的であり(抗CD20)、HAエピトープタグ(4つのHAエピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。第二のエピトープタグ抗体は、CD68に特異的であり(抗CD68)、VSVエピトープタグ(4つのVSVエピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。エピトープタグ抗体は、希釈剤90039中に2µg/mLの各エピトープタグ抗体を含む「カクテル」として適用した。

20

【0291】

2種のエピトープタグ抗体の同時適用後、2種の抗タグ抗体を組織試料に同時に供給したが(図11参照)、ここで、各抗タグ抗体がエピトープタグ抗体の異なるエピトープタグに特異的であった。第一の抗HA抗体をクマリンとコンジュゲートさせ；第二の抗VSV抗体をAlexa532とコンジュゲートさせた。抗タグ抗体は、希釈剤90040中に5µg/mLの各抗タグ抗体を含む「カクテル」として適用した。

【0292】

4重IHCアッセイのために次の工程を行った(表9参照)：

30

表9:

手順工程	選択
脱パラフィン	選択
細胞コンディショニング	CC1, 64 分
マウス抗 pan-CK 及びウサギ抗 CD3	32 分
ブロッキング試薬 90040	32 分
ヤギ抗マウス Alexa 488 及びヤギ抗ウサギ Alexa 594	32 分
陰性対照ウサギ IgG	32 分
希釈剤 90040 でブロッキング	32 分
タグ化された第一Abカクテル	インキュベート - 32 分
希釈剤 90040 でブロッキング	32 分
抗タグ第二Abカクテル	インキュベート - 32 分
DAPI 対比染色	4 分
ProLong Diamond 退色防止封入剤	

10

20

30

40

50

【 0 2 9 3 】

完全なプロトコルの概要を表 8 に提供する：

【 0 2 9 4 】

図 1 2 A ~ 1 2 D は、上記の 4 重 I H C アッセイで染色された組織試料を示す。図 1 2 A は、D A P I 染色、C D 3 染色、P a n C K 染色、及び C D 6 8 染色を示す画像を提供する。図 1 2 B は、2 種の区別される B 細胞及び T 細胞集団を表す、C D 2 0 染色及び C D 3 染色に対応するシグナルを示す画像を提供する。図 1 2 B は、未修飾抗体（抗 C D 3 ）及びエピトープタグ抗体（抗 C D 6 8 ）が、二つの適用段階にわたって首尾よく組み合わせられ得、抗体の各々がそれぞれ抗種又は抗タグ抗体によって検出されうることを示す。図 1 2 C 及び 1 2 D は、C D 3、P a n - C K、C D 6 8、及び C D 2 0 で染色された組織試料を示す。

【 0 2 9 5 】

図 1 2 A ~ 1 2 D は、本開示のエピトープタグ抗体が、（ 1 ）それぞれ C D 2 0 及び C D 6 8 に結合することができたこと；（ 2 ）適切な抗タグ抗体によって検出することができたこと；及び（ 3 ）互いに干渉することなく、同時に組織試料に（例えば、抗体カクテルとして）適用することができたことを示している。図 1 2 A ~ 1 2 D はまたエピトープタグ抗体はマウス抗 P a n - C K 抗体又はウサギ抗 C D 3 （ S P 1 6 2 ）抗体のような 2 種の未修飾抗体又は抗体コンジュゲートとアッセイにおいて組み合わせることができ、そのような組み合わせが抗種又は抗タグ抗体にコンジュゲートした全てのフルオロフォアの検出を可能にすることを示している。加えて、本実施例の多重アッセイは、4 時間以内で完了することができた。伝統的な多重アッセイと比較して、これは当該分野における進歩を表す。このマーカーのパネルは、免疫細胞マーカー及び腫瘍細胞マーカーを示し、腫瘍微小環境における免疫プロファイルを示すのに役立つ。

【 0 2 9 6 】

実施例 7：5 重免疫組織化学アッセイ

【0297】

実施例7は、5つの異なるエピトープタグ抗体を同時に組織試料に適用した多重免疫組織化学アッセイを提供する(図13参照)。第一エピトープタグ抗体はCD3に特異的であり(抗CD3)、Eエピトープタグ(4つのEエピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。第二エピトープタグ抗体はCD8に特異的であり(抗CD8)、E2エピトープタグ(4つのE2エピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。第三エピトープタグ抗体はCD20に特異的であり(抗CD20)、HAエピトープタグ(4つのHAエピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。第四エピトープタグ抗体は、CD68に特異的であり(抗CD68)、VSVエピトープタグ(4つのVSVエピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。第五エピトープタグ抗体は、FoxP3に特異的であり(抗FoxP3)、V5エピトープタグ(5つのV5エピトープタグを含む重鎖)を含んでいた。エピトープタグ抗体は、希釈剤90039中に各エピトープタグ抗体を2 μ g/mLを含む「カクテル」として適用した。

10

【0298】

3種のエピトープタグ抗体の同時適用後、5種の抗タグ抗体を組織試料に同時に供給したが(図13参照)、ここで、各抗タグ抗体がエピトープタグ抗体の異なるエピトープタグに特異的であった。第一の抗E抗体をAlexa488とコンジュゲートさせ；第二の抗E2抗体をAlexa594とコンジュゲートさせ；第三の抗HA抗体をクマリンとコンジュゲートさせ；第四の抗VSV抗体をAlexa532とコンジュゲートさせ；及び第五の抗V5抗体をAlexa647とコンジュゲートさせた。抗タグ抗体は、希釈剤90040中に5 μ g/mLの各抗タグ抗体を含む「カクテル」として適用した。

20

【0299】

3重IHCアッセイのために次の工程を行った(表10)：

表10:

手順工程	選択
脱パラフィン	選択
細胞コンディショニング	CC1, 64分
タグ化された第一Abカクテル	インキュベート - 32分
希釈剤 90040 でブロッキング	32分
抗タグ第二Abカクテル	インキュベート - 32分
DAPI 対比染色	4分
ProLong Diamond 退色防止封入剤	

30

【0300】

完全なプロトコルの概要を表3に提供する。

40

【0301】

図14Aは、DAPI、CD20、CD3、CD8、CD68、及びFoxP3染色に対応するシグナルを示す画像を提供する。図14Bは、DAPI、CD3及びCD8染色を示す画像を提供する。とりわけ、図14Bは、CD3の白色シグナルとCD8の赤色シグナルが重複して、重ね合わせされたマゼンタ色のシグナルを提供するように、CD3及びCD8シグナルが(DAPI対比染色の存在下で)重ね合わせられた位置を示す。同様に、図14Cは、DAPI対比染色の非存在下で、CD3(緑色)及びCD8(赤色)シグナルの重ね合わせを示す。

【0302】

図14Dは、重ね合わせが観察されないDAPI、CD8(細胞傷害性T細胞マーカー

50

）及びF o x P 3（制御性T細胞マーカー）染色を示す画像を提供する。図14Eは、重ね合わせが観察されないC D 8（細胞傷害性T細胞マーカー）及びF o x P 3（制御性T細胞マーカー）染色を示す画像を提供する。図14Fは、重ね合わせが観察されるC D 3（T細胞マーカー）及びF o x P 3（制御性T細胞マーカー）染色を示す画像を提供する。図14Gは、C D 6 8及びF o x P 3染色を示す画像を提供し；図14Hは、C D 2 0（B細胞マーカー）及びC D 3（T細胞マーカー）染色を示す画像を提供する。図14Iは、C D 3、F o x P 3、及びC D 8染色を示す画像を提供し、C D 8（細胞傷害性T細胞マーカー）及びF o x P 3（制御性T細胞マーカー）がC D 3（T細胞マーカー）に共局在化している。図14Jは、C D 3、F o x P 3、C D 8、及びC D 6 8染色を示す画像を提供する。これらの染色パターンは、免疫細胞の異なる集団とそれらの相互関係を示す。

10

【0303】

図14A～14Iは、本開示の5種のエピトープタグ抗体が、（1）C D 2 0、C D 3、C D 8、C D 6 8、及びF o x P 3に結合することができたこと；（2）適切な抗タグ抗体によって検出することができたこと；及び（3）互いに干渉することなく、同時に組織試料に（例えば、抗体カクテルとして）適用することができたことを示している。5重M I H Cアッセイは、4時間以内で完了することができた。このアッセイは、血液系腫瘍及び固形腫瘍における免疫プロファイリングに有用である。

【0304】

実施例8：H E R 2 + 4 n 1細胞株モデル及び乳がん組織へのH E R 2 / n e u（4 B 5）抗体 - V 5ペプチドコンジュゲートの評価

20

【0305】

この実施例は、H E R 2 + 4 n 1細胞株モデル及びH E R 2 + 乳がん組織に対するH E R 2 / n e u（4 B 5）抗体V 5ペプチドコンジュゲートの可視化を実証する。扁桃組織切片を含むスライドを、自動染色装置[B e n c h M a r k（登録商標）X T, V e n t a n a M e d i c a l S y s t e m s, I n c,（V M S I）T u c s o n, A Z]の標準プロトコルを使用して開発した。典型的な自動プロトコルは次の通りである：スライド上のパラフィン被覆組織を75℃で4分間加熱し、容量を75℃で調整したE Z P r e p（V M S I # 9 5 0 - 1 0 2）で1回処理した後、液体カバースリップ（L C S, V M S I # 6 5 0 - 0 1 0）を適用した。スライドを75℃で4分間インキュベートした後、スライドをリンスし、E Z P r e p容量を調整し、続いてL C Sを用いて組織を脱パラフィンした（プロセスは3回反復 - 合計4サイクル）。スライドを37℃に冷却し、4分間インキュベートした。スライドを細胞コンディショニング溶液（C C I, V M S I # 9 5 0 - 1 2 4）で完全にリンスし、続いてL C Sを適用した。スライドを95℃で8分間加熱した。ついで、スライドを100℃に加熱し、8分間インキュベートした。スライドをC C Iでリンスし、続いてL C Sを適用し、100℃で8分間インキュベートした。スライドの乾燥を防止するために、4分ごとに16分間、C C I及びL C Sを適用した。

30

【0306】

スライドを37℃に冷却し、反応バッファー（V M S I # 9 5 0 - 3 0 0）で2回リンスし、100µLのU Vインヒビター（V M S I u l t r a V i e w D A B検出キット# 7 6 0 - 5 0 0の成分）をスライドに適用し、4分間インキュベートした。スライドを反応バッファーで1回リンスした後、カゼインを含むV e n t a n a抗体希釈剤（V M S I # 7 6 0 - 2 1 9）中のH E R 2 / n e u抗体 - V 5ペプチドコンジュゲート（1µg/mL）100µLを37℃で16分間適用した。スライドを反応バッファーで3回リンスしてから、B 5ブロッカーを含むV e n t a n aアビジン希釈剤（V M S I # 9 0 0 4 0）中1µg/mLのP i e r c e M s A n t i V 5抗体（C l o n e E I O / V 4 R R, P i e r c e # M A S - 1 5 2 5 3）100µLを添加した。M s A n t i V 5抗体を37℃で8分間インキュベートした。スライドを反応バッファーで3回リンスした後、100µLのu l t r a V i e w H R Pユニバーサルマルチマー（V M S I u l t r a V i e w D A B検出キット# 7 6 0 - 5 0 0の成分）を添加した。反応バッファー

40

50

で3回リンスした後、ultra View DABとultra View H202の両方をスライドに100 μ L適用し、37 $^{\circ}$ CでLCSと共に8分間インキュベートした。スライドを反応バッファー中で一回リンスした後、ultra View Copper 100 μ Lをスライドに適用し、37 $^{\circ}$ Cで4分間インキュベートした。ついで、スライドを反応バッファーで2回リンスした後、スライド上でLCSと共に4分間インキュベートしたヘマトキシリンII (VMSI # 750 - 2021) で対比染色した。反応バッファーで2回リンスした後、ブルーイング試薬 (VMSI # 760 - 2037) を適用し、対比染色が完了するまで4分間インキュベートした。スライドを機器から取り出し、洗剤洗浄で処理し、水でリンスし、アルコール削減及びキシレンで脱水した後、固体のカバーリップを手作業で適用した。以下に検討される結果は、2+HER2+乳がん組織の場合のIHC染色のものである。スライドを明視野顕微鏡を見た。表11に示す結果は、DAB IHCシグナル強度(例えば、染色の強度)の主観的スコアであり、2がHER2/neu(4B5)標準スライドについて観察された最も強いDAB強度であった。

表11: DAB IHCシグナル強度の主観的スコア

抗体	IHC 強度
4B5 対照	2
H0K4	2
H0K3	1.5
H0K2	1.5
H0K1	1
H5K0	2
H4K0	2
H3K0	2.25
H2K0	2
H1K0	1.75
H4K4	2.25
H3K3	2.5
H2K2	2.25

【0307】

H0K4 HER2-V5コンジュゲートは、2+乳がん症例でのHER2/neu(4B5)標準対照と同等のIHC DAB染色を提供した。H0K1からH0K3 HER2-V5コンジュゲートは、僅かに劣ったIHC染色を示した。H2K0からH5K0 HER2-V5コンジュゲートは、2+乳がん症例でのHER2/neu(4B5)標準対照と同等であった。H1K0 HER2-V5コンジュゲートもまた僅かに劣ったIHC

C 組織染色を示した。

【0308】

実施例9：HER2 + 4111細胞株モデル及び乳がん組織へのHER2/neu(4B5)抗体-V5ペプチドコンジュゲートの評価

【0309】

この実施例は、HER2 + 4n1細胞株モデル及びHER2 + 乳がん組織に対するHER2/neu(4B5)抗体-V5ペプチドコンジュゲートの可視化を実証する。扁桃組織切片を含むスライドを、自動染色装置[Benchmark(登録商標)XT, Ventana Medical Systems, Inc, (VMSI) Tucson, AZ]の標準プロトコルを使用して開発した。典型的な自動プロトコルは次の通りである：スライド上のパラフィン被覆組織を75℃で4分間加熱し、容量を75%で調整したEZ Prep(VMSI#950-102)で1回処理した後、液体カバースリップ(LCS, VMSI#650-010)を適用した。スライドを75℃で4分間インキュベートした後、スライドをリンスし、EZ Prep容量を調整し、続いてLCSを用いて組織を脱パラフィンした(プロセスは3回反復-合計4サイクル)。スライドを37℃に冷却し、4分間インキュベートした。スライドを細胞コンディショニング溶液(CCI, VMSI#950-124)で完全にリンスし、続いてLCSを適用した。スライドを95℃で8分間加熱した。ついで、スライドを100℃に加熱し、8分間インキュベートした。スライドをCCIでリンスし、続いてLCSを適用し、100℃で8分間インキュベートした。スライドの乾燥を防止するために、4分ごとに16分間、CCI及びLCSを適用した。

10

20

【0310】

スライドを37℃に冷却し、反応バッファー(VMSI#950-300)で2回リンスし、100µLのUVインヒビター(VMSI ultra View DAB検出キット#760-500の成分)をスライドに適用し、4分間インキュベートした。スライドを反応バッファーで1回洗浄した後、カゼインを含むVentana抗体希釈剤(VMSI#760-219)中のHER2/neu抗体-V5ペプチドコンジュゲート(1µg/mL)100µLを37℃で16分間適用した。スライドを反応バッファーで3回リンスしてから、B5ブロッカーを含むVentanaアビジン希釈剤(VMSI#90040)中1µg/mLのPierce Ms Anti V5抗体(Clone EIO/V4RR, Pierce#MAS-15253)100µLを添加した。Ms Anti V5抗体を37℃で8分間インキュベートした。スライドを反応バッファーで3回リンスした後、100µLのultra View HRPユニバーサルマルチマー(VMSI ultra View DAB検出キット#760-500の成分)を添加した。反応バッファーで3回リンスした後、ultra View DABとultra View H202の両方をスライドに100µL適用し、37℃でLCSと共に8分間、共インキュベートした。スライドを反応バッファーで一回リンスした後、ultra View Copper 100µLをスライドに適用し、37℃で4分間インキュベートした。ついで、スライドを反応バッファーで2回リンスした後、スライド上でLCSと共に4分間インキュベートしたヘマトキシリンII(VMSI#750-2021)で対比染色した。反応バッファーで2回リンスした後、ブルーイング試薬(VMSI#760-2037)を適用し、対比染色が完了するまで4分間インキュベートした。スライドを機器から取り出し、洗剤洗浄で処理し、水でリンスし、アルコール削減及びキシレンで脱水した後、固体のカバースリップを手作業で適用した。

30

40

【0311】

以下に検討する結果は、2 + HER2 + 乳がん組織の場合のIHC染色のものである。スライドを明視野顕微鏡を見た。表12に示す結果は、DAB IHCシグナル強度(例えば、染色の強度)の主観的スコアであり、2がHER2/neu(485)標準スライドについて観察された最も強いDAB強度であった。

表12: DAB IHC シグナル強度の主観的スコア

抗体	IHC 強度
4B5 対照	2
H0K4	2
H0K3	1.5
H0K2	1.5
H0K1	1
H5K0	2
H4K0	2
H3K0	2.25
H2K0	2
H1K0	1.75
H4K4	2.25
H3K3	2.5
H2K2	2.25

10

20

30

【0312】

H0K4 HER2-V5コンジュゲートは、2+乳がん症例でのHER2/neu(4B5)標準対照と同等のIHC DAB染色を提供した。H0K1からH0K3 HER2-V5コンジュゲートは、僅かに劣ったIHC染色を示した。H2K0からH5K0 HER2-V5コンジュゲートは、2+乳がん症例でのHER2/neu(4B5)標準対照と同等であった。H1K0 HER2-V5コンジュゲートもまた僅かに劣ったIHC組織染色を示した。

【0313】

実施例10: HER2/neu(4B5)抗体-V5ペプチドコンジュゲートのBioLayer干渉法(BLI)評価: HER2ペプチド抗原のコンジュゲート認識と抗V5抗体によるその後のコンジュゲート認識

40

【0314】

全てのBioLayer干渉法実験を、Greiner Bio-one 黒色平底96ウェルポリプロピレンマイクロプレート(Greiner Bio-one #655209)中のForteBioアミン反応センサー(ForteBio #18-5001)を使用してForteBio Octet Red BU機器で実施した。全てのBLIアッセイは37℃で実施した。

【0315】

BLI分析を次のように実施した:

50

【0316】

ForteBioアミン反応性バイオセンサー (ForteBio) を、0.1 M MES pH 5.0 [2 - (N - モルホリノエタンスルホン酸)] 200 μ L 中で水和させた。バイオセンサーを、ddi 水中 0.4 M の EDC (1 - エチル - 3 - [3 - ジメチルアミノプロピル] カルボジイミド塩酸塩)、0.1 M の NHS (N - ヒドロスルホスクシンイミド) の 200 μ L 混合物中での処理により 5 分間活性化した。BSA - HER2 ペプチド免疫原投入は、0.1 M MES pH 5.0 中 200 μ L の BSA - HER2 ペプチド免疫原 (25 μ g / mL) で 20 分間センサーを処理することにより実施した。センサーを 1 M のエタノールアミン (pH = 8.5) で 5 分間クエンチした後、ForteBio 動態バッファー添加剤 (ForteBio # 18 - 5032 を 1X に希釈) を含む 10

10

mM のリン酸 (pH = 7.4)、134 mM の NaCl 中で 5 分間平衡化した。HER2 - V5 抗体ペプチドコンジュゲート結合を、ForteBio 動態バッファー添加剤 (ForteBio # 18 - 5032 を 1X に希釈) を含む 10 mM のリン酸 (pH = 7.4)、134 mM の NaCl 中の 3 μ g / mL のコンジュゲート溶液でおよそ 45 分間センサーを処理することによって実施した。HER2 - V5 抗体 - ペプチド抗体コンジュゲートを、ForteBio 動態バッファー添加剤 (ForteBio # 18 - 5032 を 1X に希釈) を含む 10 mM のリン酸 (pH = 7.4)、134 mM の NaCl 中で 20 分間センサーから解離させた。バイオセンサーの Ms Anti V5 抗体認識を、ForteBio 動態バッファー添加剤 (ForteBio # 18 - 5032 を 1X に希釈) を含む 10 mM

20

【0317】

結果：

【0318】

抗体 - ペプチドコンジュゲート / 抗原認識と続いて二次抗ペプチド抗体 / 抗体 - ペプチドコンジュゲート認識に対するペプチド標識の影響を実証するために BioLayer 干渉法実験を実施した。BLI 研究は、抗体重鎖及び軽鎖のペプチド標識が、必要な抗原の抗体認識にほとんど影響しないことを実証した。更なる研究により、ペプチド標識の増加が、二次抗体認識の様式を親和性相互作用から結合活性相互作用へ変化させたことを示した。重鎖及び軽鎖の両方の標識の増加は、少なくとも幾らかのアッセイ層圧縮と結合活性の増加を引き起こしたが、二次抗体解離は大きく最小化された (図 2.4 A 及び 2.4 B 参照) 。

30

【0319】

BLI 分析は、(1) 全ての抗体認識工程に対する良好なシグナル / ノイズ ; (2) 反復データ点を用いた一貫したアッセイ応答を示し ; (3) 天然 HER2 (4 B 5) と Ms

40

【0320】

実施例 11 : DLS / DSC 試験

【0321】

方法

【0322】

DLS : 流体力学的半径、凝集体、温度誘発凝集

【0323】

DSC : IgG ドメイン融解温度に対する E4 タグの影響 (表 1.3 参照) :

表13:

試料	濃度 [mg/ml]	量 [mg]
CD3(SP162), E, H4K4	0.61	1.8
CD3(SP162), E, H0K4	1.34	4.0
CD3(SP162), E, H4K0	0.91	1.8
CD3(SP162), 天然	0.96	1.0

10

【0324】

全ての試料は、0.1%のアジ化ナトリウム及び1%のBSAを含むPBS中に入れた；E4タグをH及び/又はK鎖のC末端に融合させた（図25A参照）。E4タグの分子量は20kDaであった。

【0325】

プロテインAクロマトグラフィーによるBSAの除去：

【0326】

(1) プロテインAクロマトグラフィー - カラム：HiTrap MabSelect SuRe (1ml)；バッファーA：50mMのKP、150mMのNaCl, pH7.5；バッファーB：50mMのクエン酸ナトリウム, pH4.0

20

【0327】

(2) 50mMのKP - Puffer 150mMのKCl, pH7.4に対して4で16時間透析する

【0328】

(3) Pall Macrosep Advance 10kDaで0.5mgのタンパク質/mlに濃縮する

【0329】

収量（表14参照）：

30

表14:

試料	H4K4	H0K4	H4K0	天然
(Ventanaにより特定された) 開始量 [mg]	1.8	4.0	1.8	1.0
濃縮後の量 [mg]	0.7	1.5	0.5	0.3
収率%	39	38	29	32

40

【0330】

図25Bは、BSAが試料から定量的に除去されたことを示している（SDSページ）。

【0331】

SECクロマトグラフィー - SEC (YMC200) と組み合わせた屈折率及び直角光散乱検出器から計算した分子量（表15参照）：

50

表15:

試料	- Mw - (kDa)
- H0K0	- 154
- H0K4	- 205
- H4K0	- 205
- H4K4	- 252

10

【 0 3 3 2 】

S E Cクロマトグラフィーは、分子量が予想通りであることを示した。

【 0 3 3 3 】

D L S測定 - 分析及び解釈 (表 1 6 A 及び 1 6 B 参照) :

表16A:

20

水力学的半径

ピーク 1 (正則化フィット)

試料	N	rH [nm]	SD
		平均	
BSA 10mg/ml	3	4.0	0.1
BSA 1mg/ml	3	3.8	0.1
V184 H0K0	3	5.4	0.4
V184 H0K4	3	7.8	0.2
V184 H4K0	3	8.3	0.5
V184 H4K4	3	9.3	0.3

表16B:

30

ピーク1の多分散性

試料	N	Pd [%]	SD
		平均	
BSA 10mg/ml	3	15.2	3.3
BSA 1mg/ml	3	10.7	2.1
V184 H0K0	3	12.5	3.6
V184 H0K4	3	15.5	2.3
V184 H4K0	3	21.6	7.5
V184 H4K4	3	12.7	1.1

40

【 0 3 3 4 】

測定の再現性は良好である ;

【 0 3 3 5 】

H 0 K 0 は、I g G について予想された通り 1 r H (5 . 4 n m) を有し、少量の凝集物のみが検出可能であった ;

【 0 3 3 6 】

E 4 タグの C 末端融合が r H の有意な増加を引き起こしたが、これは E 4 タグの非構造的性質によって説明されうる ;

【 0 3 3 7 】

E 4 タグを有する試料では、僅かにより多い凝集体が検出可能であった ; そして

50

【0338】

H4K0は、他のものより有意に多くの凝集体（約2%（w/w））を有し、ピーク1においてより高い多分散性を有し、オリゴマー（二量体から四量体）に高含有量を示している。

【0339】

DLS温度勾配（図25D及び25Eを参照）

【0340】

25 から80 の温度範囲にわたって0.1K/分の勾配速度（約10時間）で流体力学的半径（累積的フィット）が追跡される；天然IgG（H0K0）は70 で非常に大きな（約1 μ m）凝集体を形成する；温度曲線は、E4タグがこの温度誘発凝集体の形成を低減させることを示唆している。

10

【0341】

OnsetTempを用いて凝集開始点を決定した。OnsetTempは、タンパク質構造の安定性の指標である；H鎖のC末端へのE4タグの融合は、OnsetTempに有意な影響を及ぼさない；K鎖のC末端へのE4タグの融合は、2KだけOnsetTempの減少を引き起こす；この効果は、H0K4及びH4K4で観察することができた。K4融合体はIgGに対して不安定化効果を有していた。

【0342】

DSC分析（図25F参照）- 試料の量が限られているため、DSC実験は単一の測定として非常に低い濃度で実施しなければならなかった；K鎖のC末端へのE4タグの融合は、H4K0と比較してTmの有意な減少を引き起こした；DLS実験で示されたIgGに対するK4融合の不安定化効果は、DSCによって確認することができた。

20

【0343】

DLS/DSCの概要

【0344】

全ての実験を、50mMのリン酸カリウムバッファー、150mMの塩化カリウムpH7.4で実施した。バッファー、pH、塩濃度の影響の評価は、この研究の目的ではなかった。

【0345】

E4タグの観察された影響：

30

【0346】

分子量の増加は、154kDa（H0K0）から205kDa（H4K0及びH0K4）及び252kDa（H4K4）までRALSによって決定した。

【0347】

5.4nm（H0K0）から8nm（H4K0及びH0K4）及び9nm（H4K4）への r_H の増加

【0348】

H鎖ではなくK鎖のE4タグが、DLS OnsetTemp測定及びDSCによって示されるようにIgGの安定性を低下させた。

【0349】

E4タグは、高温で大きな凝集体を形成する傾向を低減させた。

40

【0350】

実施例12 - 動態及び結合/解離速度研究

【0351】

表面プラズモン共鳴分光法の概要

【0352】

表面プラズモン共鳴（SPR）分光法は、リガンド結合相互作用の研究のための技術である。SPRは、比較的少量の材料を使用して、リガンド分子と相互作用する抗体のリアルタイム定量的結合親和性及び動態を測定することができる。常套的なSPR技術では、センサーチップ上に一方の結合成分を固定する必要があり、溶液中の他方の結合成分はセ

50

ンサー表面上に流され；センサー表面での屈折率の小さな変化を測定する光学的方法を使用して結合相互作用が検出される。これは、金属薄膜における表面プラズモン生成現象と、溶液中に短距離（300 nmまで）延びるエバネッセント波又は電磁膜を生成する表面-溶液界面での光の全反射照明を利用する。

【0353】

図30は、アナライト分子の受容体分子への結合を測定するための基本的なSPR実験の概略図である。例：A. BIACORETM技術に基づくSPR実験のための機器の設定。SPRは、光学的方法を使用してセンサー表面に近い屈折率を測定する；これは、溶液中に短距離（300 nmまで）延びるエバネッセント波又は電磁場を生成する表面-溶液界面での光の全反射照明を利用する。表面は、水溶液が連続的に通過する小容量（100 n l未満）のフローセルの床を形成するガラス支持体上の金の薄膜である。受容体分子へのアナライト分子の結合を検出するために、受容体分子は通常センサー表面上に固定され、アナライト分子はフローセルを介して水溶液中に注入される。レーザ源からの偏光は、プリズムを通過して、入射光の臨界角で表面プラズモンが生成される金膜の下面に向けられる。この光の吸収は、反射光の強度の低下として見られる。臨界角は、金表面の300 nm内の媒質の屈折率に依存し、分子が表面に結合するとき、例えばアナライト分子が固定された受容体分子に結合するとき、変化する。B. アナライト分子の受容体分子への結合の際の角度 α から角度 β への入射光の臨界角の変化。C. センサーグラムの形でのSPR実験の応答。固定された受容体分子とアナライト分子との間の相互作用が生じると、金膜の表面における屈折率が変化し、これがシグナル強度の増加として見られる。シグナルの増加を記述するには、共鳴又は応答単位（RU）が使用され、1 RUは10⁻⁴度の臨界角シフトに等しい。実験開始時に、固定された受容体分子は全てアナライト分子に曝されておらず、RUは開始臨界角 α に対応する。アナライト分子がフローセルに注入される；それらが固定された受容体分子に結合する場合、結合部位が占有される結合相が存在し、この曲線の形状を使用して結合速度（ k_{on} ）を測定することができる。定常状態が達成されると（この例では全ての結合部位が占有されると）、RUは変更された最終臨界角 β に対応する。この最大RUは、固定された受容体及びアナライト分子の濃度に関係し、よって、結合親和性（KD）を測定するために使用することができる。アナライト分子が連続流から除去されると、結合部位が空になる解離相があり、この曲線の形状を使用して解離速度（ k_{off} ）を測定することができる。ついで、表面を再生して臨界角 α に戻し、実験を再び開始することができる。

【0354】

[動態研究]

【0355】

BIACORE T200機器（GE Healthcare）を使用して、次の単独で化学的にビオチン化されたペプチド2 kDaアナライトに対するウサギモノクローナル抗体の結合挙動を動的に評価した：E__Tag（1-13）[Glu（Bi-PEG）-1]amid、及びE__Tag（1-13）[Glu（Bi-PEG）-13]amid；E2__Tag（1-12）[Glu（Bi-PEG）-1]amid、及びE2__Tag（1-12）[Glu（Bi-PEG）-12]amid；V5__Tag（1-14）[Glu（Bi-PEG）-1]amid、及びV5__Tag（1-14）[Glu（Bi-PEG）-14]amid；VSV-G__Tag（1-11）[Glu（Bi-PEG）-11]amid；HA__Tag（1-9）[Glu（Bi-PEG）-1]amid、及びHA__Tag（1-9）[Glu（Bi-PEG）-9]amid。

【0356】

ウサギIgG（150 kDa）モノクローナル抗体mAb<E>rRb-J26__wt-IgG及びmAb<E>rRb-J26__H2L5、mAb<E2>rRb-J78__wt-IgG及びmAb<E2>rRb-J78__H5L3、mAb<V5>rRb-J53__wt-IgG及びmAb<V5>rRb-J53__H1L2、mAb<HA>rRb-J15__H2L2、mAb<VSV-G>rRb-J110__H5L2、及びRb-

10

20

30

40

50

N-IgG (ウサギ正常IgG, Sigma) をその結合動態及び結合化学量論について調べた。CM5シリーズセンサーをシステムに取り付け、HBS-ETバッファー(10 mMのHEPES, pH7.4、150 mMのNaCl、3 mMのEDTA、0.005 % w/vのTween 20) 中で製造者の説明書に従って標準化した。試料バッファーは、1 mg/mlのCMD (カルボキシメチルデキストラン, Sigma # 86524) を補充したシステムバッファーであった。システムは37 で作動した。13000RUのGARbFc (ヤギ抗ウサギFc), コード番号: 111-005-046, Jackson Immuno Researchを、4つのフローセル全てについてEDC/NHS化学を使用して製造者の説明書に従って固定化した。センサーを1 Mのエタノールアミンを使用して不活性化した。アナライトに対する各抗体の結合活性を動的に試験した。抗体を、10 µl/分で2分間の注入によって30 nMの濃度で捕捉した。流量は60 µl/分に設定した。アナライトは、0 nMのバッファー対照、22 nM、67 nM、200 nMの2回、600 nM及び1800 nMの異なる濃度段階で3分間注入した。解離を5分間モニターした。各アナライトの注入後に、20 µl/分のHBS-ETバッファーを1分25秒間注入し、その後20 µl/分で10 mMのグリシンバッファー(pH 1.5) を1分間注入し、10 mMのグリシン(pH 1.7) を20 µl/分で1分間、2回注入して、抗体捕捉システムを完全に再生した。可能な場合、RMAXローカルを用いたLangmuirフィットに従って動態シグネチャーを評価した。解離速度が明らかでない場合、定常状態アルゴリズムを製造者の評価ソフトウェアに従って適用した。

10

20

【0357】

図31Aは、上述の方法によるSPR実験の結果を示す。特に、図31Aは、Mab < V5 > rRb - J53__wtとMab < V5 > rRb - J53__H1L2との間の動態の差異を示しており、MRは約1.4であり、よって約1:1の結合化学量論を示している。bi-1位又はbi-14位でビオチンで標識されたペプチドアナライト間に観察可能な動態差はなかった。J53 H1L2 (重鎖上に一つのV5タグと軽鎖上に二つのV5タグ) は、J53 wtよりも僅かに高い親和性を示した。

【0358】

図31Bは、上述の方法によるSPR実験の結果を示す。特に、図31Bは、Mab < E > rRb - J26__wtとMab < E > rRb - J26__H2L5との間の動態の差異を示しており、MRは約2までであると決定され、これは約1:2の結合化学量論を意味する。ここでは、決定可能なkd複合体安定性は観察されなかったが、定常状態親和性は認められた。bi-1位にビオチンを含むEエピトプタグは、通常ファストオン/ファストオフ動態を有し、bi-13位にビオチンを含むEエピトプタグは、解離相に非特異的結合を有し、これは抗体の弱い複合体安定性に起因すると考えられた。

30

40

【0359】

図31Cは、上述の方法によるSPR実験の結果を示す。特に、図31Cは、Mab < E2 > rRb - J78__wtとMab < E2 > rRb - J78__H5Lとの間の動態の差異を示し、MRは約1.4であり、よって約1:1の結合化学量論を示す。位置bi-1又は位置bi-12にビオチンを有するペプチド間に観察可能な動態差は存在しなかった。

【0360】

図31Dは、上述の方法によるSPR実験の結果を示す。特に、図31Dは、Mab < HA > rRb - J15__H2L2間の動態の差異を示し、MRは約1.4であり、よって約1:1の結合化学量論を示している。位置bi-1又は位置bi-9にビオチンを有するペプチドアナライト間に観察可能な動態差はなかった。

【0361】

図31Eは、上述の方法によるSPR実験の結果を示す。特に、図31Eは、Mab < VSV - G > rRb - J110__H5L2間の動態差を示し、MRは約2までであり、よって約1:2の結合化学量論を示している。

50

【0362】

/ s / 1 E - 0 5 1 / s = 2 4 0)。同様に、図 3 1 C は、M a b < E 2 > r R b - J 7 8 _ H 5 L 3 (k d = 2 . 0 E - 0 2 1 / s) は、結合活性が少なくとも 2 0 0 0 倍触媒された (2 . 0 E - 0 2 1 / s / 1 E - 0 5 1 / s = 2 0 0 0) ことを示している。

【 0 3 6 7 】

実施例 1 3 - 組換えエピトープタグ抗体とモノクローナル抗タグ抗体を使用する平行多重免疫組織化学検出法のための柔軟で多用途のツールボックス (図 3 3 A ~ 3 3 E を参照)

【 0 3 6 8 】

[序]

【 0 3 6 9 】

臨床利用のための単一のホルマリン固定パラフィン包埋 (F F P E) スライド上での複数のバイオマーカーのコンテキスト検出は未だ満たされていない。現在の多重免疫組織化学 (I H C) 手順は、抗体適用及びフルオロフォア付着の連続ラウンドに続いて抗体不活性化を伴う。我々は、一連のエピトープタグ抗体とフルオロフォア、ハプテン、又は酵素にコンジュゲートした抗エピトープ抗体を使用する自動化された大きく並列の多重 I H C アプローチを開発し、免疫腫瘍学に関連するマーカーの 5 重蛍光及び二重明視野アッセイにより実現可能性を実証した。

【 0 3 7 0 】

[方法]

【 0 3 7 1 】

哺乳動物細胞における抗 C D 3、C D 8、C D 6 8、F o x P 3、及び P D L 1 抗体の産生のために、ペプチドエピトープタグに対応する D N A 配列をウサギモノクローナル抗体 c D N A にインフレームで融合させた。組換えタギングは、化学ベースのタギングに付随する潜在的な抗体不活性化をバイパスする。エピトープタグ一次抗体は、タグなし天然抗体と同一のジアミノベンジジン (D A B) 染色強度及びパターンを生じた (データは示さず)。抗タグ又は抗ハプテン抗体へのフルオロフォア又はハプテンのコンジュゲーションは、N H S エステル前駆体を使用して実施した。西洋わさびペルオキシダーゼ (H R P) 及びアルカリホスファターゼ (A P) を、N H S - マレイミドリンカーを介して還元抗体にコンジュゲートさせた。抗エピトープ抗体の親和性を、バイオレイヤー干渉法を使用して評価した。非小細胞肺癌 (N S C L C) 患者由来の腫瘍試料を含む F F P E 組織切片の自動 I H C を、V E N T A N A B e n c h M a r k U L T R A プラットフォームで実施した。

【 0 3 7 2 】

[結果]

【 0 3 7 3 】

5 つのエピトープタグのそれぞれに対するウサギモノクローナル抗体の複数のクローンをコンジュゲートし、親和性、安定性、及び適切な染色強度及びパターンの保持についてスクリーニングした。各抗エピトープ抗体の少なくとも一つのクローンが機能要件を満たし、これらをエピトープタグ抗体カクテルと組み合わせて F F P E 肺切片を染色するために使用した。エピトープタグ抗体は、感度の順に 3 つの検出構成の一つを使用して検出した : 1) フルオロコンジュゲート抗エピトープ抗体、2) ハプテンコンジュゲート抗タグ抗体とフルオロコンジュゲート抗ハプテン抗体、及び 3) H R P 又は A P コンジュゲート抗エピトープ抗体を用いた組織検体へのチラミド又はキノンメチドフルオロの付着 (図 3 3 A)。抗体の滴定及びアッセイの最適化は、検出構成との特定のバイオマーカーの対形成が、タグなし抗体及び H R P コンジュゲート抗種抗体を使用する D A B 染色によって生成されるものに匹敵する特異的蛍光パターン及び相対強度を生じさせるようにした (図 3 3 B ~ 3 3 E)。酵素コンジュゲート抗タグ抗体及び H R P 及び A P 活性化色素原を使用して 2 色の明視野染色を生成した (データは示さず)。

【 0 3 7 4 】

[結論]

10

20

30

40

50

【0375】

我々は、一連のエピトープタグ抗体及びフルオロ - 、ハプテン - 、又は酵素 - コンジュゲート抗タグ抗体を使用する自動並列多重 I H C の実行可能性を実証した。本アプローチには次の利点がある：ワークフローの合理化 - タグ抗体と抗タグ抗体プローブをカクテルとして適用すると、アッセイ時間を有意に短縮する。柔軟性と汎用性 - ハプテン、エピトープタグ、フルオロフォア、及び酵素のライブラリーを、低含量マーカーと高含量マーカーを適切に検出するように適合させることができ（例えば、低含量マーカーを高感度の酵素媒介フルオロ沈着と対にする）、5重を超える増加した数のバイオーカーに適應できる。エピトープ保存 - 連続的に適用される抗体に基づくアプローチとは異なり、タグ抗体及び抗タグ抗体を使用することにより、抗体不活性化の複数のサイクルが組織の完全性に及ぼす有害な影響を回避する。

10

【0376】

実施例 14 - ペプチドエピトープタグ抗体と抗エピトープタグ抗体との間の結合化学量論の生化学分析

【0377】

この研究は、タグ一次抗体に結合する抗タグ二次抗体の化学量論を決定するために開始された。この情報は、タグ一次抗体の検出にフルオロフォア又は酵素コンジュゲート抗タグ抗体を使用することによってもたらされるシグナル増幅の感度及び程度の理解に有用であった。抗タグ抗体を、0.5 : 1 から 8 : 1 までモル比が増加する親水性スパーセグメントによって分離された 4 ~ 5 個のタンデムペプチドエピトープタグを有する免疫グロブリン重鎖 (I g H) の C 末端がタグ化された抗体と共にインキュベートした。結合した複合体を、サイズ排除クロマトグラフィーを使用して未結合抗体から分離した。I g H 当たり 4 タンデムペプチドエピトープタグを有する一次抗体では、1つのタグ抗体に対して6つの抗タグ抗体のモル比に達するまで、未結合の抗タグ抗体は観察されなかった。I g H 当たり 5 つの V 5 エピトープタグを有する抗 F o x P 3 抗体では、1つのタグ抗体に対して8つの抗タグ抗体のモル比に達するまで、未結合の抗 V 5 抗体は観察されなかった。データは、少なくとも4つの抗タグ免疫グロブリン (I g G) が I g H 当たり 4 つのペプチドエピトープタグ (全 I g G 当たり 8 つのタグ) を持つ各 I g G と安定して結合することを示した。抗タグ抗体が、遊離及び非タンデムタグペプチドよりもタグ抗体に対して有意に高い親和性を有することを示す表面プラズモン共鳴 (S P R) の結果と併せて、本研究は、ここに開示されたタグ一次抗体に見出されるペプチドエピトープタグ及びスパーサーの特異的タンデム配置が、立体障害のない複数の抗タグ抗体の強力な二価結合を媒介する空間コンフォメーションを採用することができるという有力な証拠を提供した。

20

30

【0378】

技術の感度を推進する生化学的基礎並びにその制限を理解するためには、タグ抗体がどのように抗タグ抗体と相互作用したかを特徴付けることが重要であった。以前の S P R 実験では、抗タグ抗体と遊離ペプチドとの間の結合よりも、抗タグ抗体とタグ抗体との間のより強い結合が示され、抗タグ抗体とタグ抗体との間の結合活性媒介結合を示唆している。しかしながら、これらの研究は、各タグ抗体に結合することができる抗タグ抗体の数を明らかにしておらず、よって、タグ抗体に結合する抗タグ抗体の結合価に関して決定的な解答を提供するには不十分であった。図 3 2 A ~ 3 2 D に示されるように、抗タグ抗体は迅速な結合動態でタグ抗体に結合し、解離は存在しないか又は機器で確実に測定するには余りに遅かった。そのような堅固な結合は、サイズ排除クロマトグラフィー (S E C) を遊離のタグ抗体又は遊離の抗タグ抗体からの安定なタグ及び抗タグ抗体複合体の分離を使用することを可能にした。この研究の目的は、S E C において結合し遊離抗体として溶出する更なる抗タグ抗体がなくなるまで、何倍過剰の抗タグ抗体が安定な複合体においてタグ抗体と結合できるかを決定することであった。抗タグ抗体とタグ抗体の間の結合の化学量論が、結合価の問題に更に明確に取り組むことができると考えられた。加えて、この情報は、抗タグ抗体が検出試薬として提供しうるシグナル増幅の程度についての洞察をもたらした。

40

50

【 0 3 7 9 】

[材 料]

【 0 3 8 0 】

PBSに溶解させた次のペプチドエピトープタグ抗体を、Spring Bioscienceで作製しプロテインA樹脂により精製した(表17参照)。

表17:

タグ抗体	ペプチドタグ	タグ配置*
xCD8(SP239)	E2	H4K0
xFoxP3(SP97)	V5	H5K0
xFoxP3(SP97)	V5	H4K0
xPDL1(SP263)	E2	H4K0
xCD3(SP162)	E	H4K0
xCD8(SP239)	AU5	H4K0
xCD68(SP251)	VSV-G	H4K0

10

20

【 0 3 8 1 】

* タグ構成中の文字は、Ig重鎖(H)又は軽鎖(K)を指し、文字の後の数字は重鎖又は軽鎖のC末端に融合されたタンデムタグリピートの数を指している。例えば、H4K0は、軽鎖上にタグを持たない重鎖上の4つのタンデムタグリピートを指す。

【 0 3 8 2 】

30

PBSに溶解した次の抗タグ抗体を、Spring Bioscienceで作製しプロテインA樹脂によって精製した(表18参照)：

表18

抗タグ抗体
xE2 J78_H5L3
xV5 J53_H1L2
xVSV-G J110_H5L2
xE J26_H2L5
xE2 J78_H5L3
xV5 J53_H1L2
xAU5 J66_H3L1

10

20

30

40

50

【0383】

機器 - AKTA Explorer FPLC (アセットタグXX, 較正不要); Superose 6 Increase 10/300 GLサイズ排除カラム; ハイブリダイゼーションオープン (アセットタグXX, 較正不要)。

【0384】

抗タグ抗体を、約0.75X PBS及び約0.25X 反応バッファー (RB, P/N 950-300) 中のタグ抗体と共に約37°Cで約30分間インキュベートした後、試料を添加した。反応混合物の容量は約0.1mLであり、試料全体を添加した。タグ抗体の濃度を約0.5µMで一定に保つ一方、抗タグ抗体の濃度を約0.25µMから約4µMまで変化させて、約0.5:1、約1:1、約2:1、約4:1、約6:1、そして必要な場合は約8:1のモル抗タグ対タグ抗体比を達成した。対照として、約0.75X PBS及び約0.25X RB中で約0.5µMの抗タグ又はタグ抗体を別々に調製し、約37°Cで約30分間インキュベートし、添加した。Superose 6カラムでの分画は周囲の室温で実施した。約210、約230、及び約280nmでのUV吸光度を使用してタンパク質溶出をモニターした。

【0385】

統計的分析 - この研究の遂行には統計的分析は必要ないと考えられた。

【0386】

ペプチドエピトープタグ抗体を様々なモル比で抗タグ抗体と共にインキュベートして、それらの間の結合の化学量論を決定した。一般に、抗タグ抗体に対するタグ抗体のモル比が0.5:1から6:1に増加するにつれて、SEC溶出量が13.5から12mLの益々大きくなる抗体複合体が観察された (図34A~34G)。4つのタンデムタグ及びスペーサーセグメントが各重鎖のC末端に融合された試験した全てのタグ及び抗タグ対 (V5、E2、E、VSV-G、及びAU5) について、4:1以下の抗タグ:タグ抗体のモル比で遊離の抗タグ抗体は観察されなかった (図34A~34F)。遊離の抗タグ抗体は6:1のモル比でのみ見えるようになった (図34A~34F)。これらの結果は、安定な結合の最も高い化学量論は、ペプチドエピトープタグのアミノ酸配列にかかわらず、合計8つのペプチドタグ (重鎖当たり4つのタグ及びスペーサー) を含むタグ抗体当たり約4つの抗タグ抗体であったことを示す。抗タグ抗体とタグ抗体との間の相互作用が抗タグ抗体と遊離ペプチドタグとの間の相互作用よりも強いことを示すデータと併せて考えると

(図32A～32D参照)、これらの結果は、各抗タグ抗体が2つのペプチドタグを結合することによって二価の様式でタグ抗体と相互作用しうることを示唆した。

【0387】

6：1のモル比の抗VSV-G対CD68-VSV-G及び抗AU5対CD8-AU5で、最も大きなタンパク質複合体に対応するピークの後ろに続く有意な量のより遅く溶出するピークが観察された(図34F及び34G)。これらのより遅く溶出するピークは、おそらく、タグ抗体当たり4つ未満の抗タグ抗体からなる複合体を表していた。これらのより小さい複合体がタグ抗体対抗タグ抗体の高い比率でのみ観察されたという事実は、タグ抗体と抗タグ抗体との間のより弱い一価相互作用を生じる限定された数のエピトープタグに対する抗タグ抗体間の競合と一致していた。

10

【0388】

5つのタンデムタグ及びスペーサーを有するタグ抗体では、抗タグ抗体対タグ抗体のモル比が8：1に達するまで遊離の抗タグ抗体は観察されなかった(図34G)。加えて、複合体が一つの主ピーク(E、E2、及びV5タグについては図34A～34D)又は主ピークの後ろに続く幾つかの小ピーク(VSV-G及びAU5タグについては図34F及び34G)からなる抗タグ抗体とIgH当たり4つのタグを有するタグ抗体(H4K0)との間の結合とは異なり、抗V5とIgH当たり5つのタグを有する抗FoxP3-V5(H5K0)との間の結合は、11.7mLで溶出した主要複合体よりも有意に大きい少なくとも2つの複合体を生じた(図34G)。8.5mLのピークは、Superose 6 Increaseカラムの空隙容量に対応するので、一種を超えるタンパク質複合体を表していると考えられる。これらの結果は、抗V5とH5K0タグ抗FoxP3-V5抗体との間の最も安定な複合体は、タグ抗体当たり5～6個の抗タグ抗体からなっていたが、更に大きな複合体でさえも形成でき得たことを示唆している。この特定の抗体クローンのその同族タグに対する親和性が全ての抗タグ抗体の中で最も高いため、V5タグ抗体と抗V5抗体クローンJ53_H1L2との間にのみ大きな複合体が形成されたことはありうる(図31A～31E参照)。V5タグに対するJ53_H1L2の高親和性は、2つのV5タグ抗体の架橋又は安定な一価結合を媒介することができた。

20

【0389】

この明細書において言及され、及び/又は出願データシートに列挙された全ての米国特許、米国特許出願公開、米国特許出願、外国特許、外国特許出願及び非特許刊行物は、その全体が出典明示によりここに援用される。実施態様の態様は、必要に応じて様々な特許、出願及び刊行物の概念を用いて別の更なる実施態様を提供するために、変更することができる。

30

【0390】

この開示は、特定の実施態様を参照して説明されたが、これらの実施態様は、本開示の原理及び応用の単なる例示であることを理解されたい。従って、例示的な実施態様に対して多くの変更がなされうることに、添付の特許請求の範囲によって定まる本開示の精神及び範囲から逸脱することなく他の構成が案出されうることを理解される。

【0391】

[主題の開示の分野]

40


本開示は、エピトープタグを含む抗体を提供する。

【0392】


[産業上の利用性の記述]

本開示は、医学及び診断の分野において産業上の利用性を有している。


【 図 1 】



【 図 2 A - B 】




A




B

【 図 2 C - D 】




C




D


【 図 3 】



【 図 4 A - B 】




A




B


【 図 6 A 】




【 図 5 】




【 図 6 B 】




【 图 6 C 】




【 图 6 D 】




【 图 6 E 】



【 图 6 F 】




【 図 7 】




【 図 8 B 】

CD68, FoxP3, CD20, 及び Pan-CK 染色




【 図 8 A 】

Pan-CK, CD68, FoxP3 及び CD20 染色




【 図 9 】




【 図 1 0 A 】

CD68, PDL1 及び CD20 染色




【 図 1 0 B 】

PDL1, Pan-CK, CD68 及び CD20 染色




【 図 1 0 C 】




【 図 1 0 D - E 】


CD68 及び PDL1 染色




CD68 及び PDL1 染色




【 図 1 0 F 】




【 図 1 0 G 】



【 図 1 1 】




【 図 1 2 A - B 】




【 図 1 2 C 】

CD20, Pan-CK, CD68 及び CD3 染色




【 図 1 2 D 】


CD20, Pan-CK, CD68 及び CD3 染色



【 図 1 3 】




【 図 1 4 A 】




【 図 1 4 I - J 】


CD3 (T細胞, 緑) 及び FoxP3 (制御性T細胞, マゼンタ) 及び CD8 (細胞傷害性T細胞, 赤)




CD3 (T細胞, 緑) 及び FoxP3 (制御性T細胞, マゼンタ), CD8 (細胞傷害性T細胞, 赤) 及び CD68 (マクロファージ, 白)




【 図 1 5 C 】




【 図 1 5 A 】





【 図 1 5 B 】





【 図 1 6 A 】





【 図 1 6 B 】





【 図 1 6 C 】



【 図 1 6 D 】





【 図 1 6 E 】



【 図 1 7 A 】

VSV H4K0 でタグ化されたCD88は腫瘍組織上の抗VSV抗体により検出される

CD88 (SP232), VSV H4K0 でタグ化
希釈剤90103中1.0ug/ml



CD88 (SP252), 天然
希釈剤90103中1ug/ml



UltraView DAB ユニバーサル検出 キット
(Ventana Cat# 760-500) で検出

UltraView DAB ユニバーサル検出 キット
(Ventana Cat# 760-500) で検出

【 図 1 7 B 】

AU5 H4K0 でタグ化されたCD8は腫瘍組織上の抗AU5抗体により検出される

CD8 (SP239), AU5 H4K0 でタグ化
希釈剤90103中1.0ug/ml



CD8 (SP239), 天然
希釈剤90103中1ug/ml



UltraView DAB ユニバーサル検出 キット
(Ventana Cat# 760-500) で検出

UltraView DAB ユニバーサル検出 キット
(Ventana Cat# 760-500) で検出

【 図 1 7 C 】

E2 H4K0 でタグ化されたCD8は腫瘍組織上の抗E2抗体により検出される

CD8 (SP239), E2 H4K0 でタグ化
希釈剤90103中1.0ug/ml



CD8 (SP239), 天然
希釈剤90103中1ug/ml



UltraView DAB ユニバーサル検出 キット
(Ventana Cat# 760-500) で検出

UltraView DAB ユニバーサル検出 キット
(Ventana Cat# 760-500) で検出

【 図 1 7 D 】

E H4K4 でタグ化されたCD3は腫瘍組織上の抗E抗体により検出される

CD8 (SP162), E H4K4 でタグ化
希釈剤90103中1.0ug/ml




CD8 (SP162), 天然
希釈剤90103中1ug/ml


UltraView DAB ユニバーサル検出 キット
(Ventana Cat# 760-500) で検出

UltraView DAB ユニバーサル検出 キット
(Ventana Cat# 760-500) で検出


【 図 1 7 E 】



【 図 1 7 F 】




【 図 1 8 】




【 図 1 9 】

温度と時点	4°C, 0日目	45°C, 10日目	37°C, 20日目
CD8 AU5 H4K0 希釈剤 90103 中 1ug/ml			
CD20 HA H4K0 希釈剤 90103 中 1ug/ml			
CD68 VSV H4K0 希釈剤 90103 中 1ug/ml			
FoxP3 V5 H5K0 希釈剤 90103 中 1ug/ml			


【図20A】




【図20B】



【図20C】



【図20D】



【 図 2 0 E 】

4HA

NOT1

```

5 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1 S G R S S G Q P K A P S V P N S A S H S
1 AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC
TGG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG
5 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 0 3 6 9 12 15 18
5 G S A P N T S S A P G S Y P Y D V P D Y
61 GGC AGC GGC CCT AAT ACA AGT TCA GCT CCG GGG TCC TAT CCT TAC GAT GTT CCC GAT TAC
CCG TCG CGC GGA TTA TGT TCA AGT CGA GGC CCC AGG ATA GGA ATG CTA CAA GGG CTA ATG
5 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78
41 A S A S S G Q P K A P S V P N S A S H S
121 GCT TCT GCT TCT AGC GGC CAG CCT AAA GCT CCG AGT GTC CCC AAT TCA GCG TCC CAT GCT
CGA AGA CGA AGA TCG CCG GTC GGA TTT CGA GGC TCA CAG GGG TTA AGT CGC AGG GTA AGC
5 84 87 90 93 96 99 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38
61 G S A P N T S S A P G S Y P Y D V P D Y
181 GGC TCT GCC CCA AAC ACG TCG TCC GCA CCC GGT TCA TAC CCC TAT GAC GTC CCA GAT TAT
CCC AGA CGG GGT TTG TGC AGC AGG CGT GGG CCA AGT ATG GGG ATA CTG CAG GGT CTA ATA
5 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98
81 S R S V G Q P K A P S V P N S A S H S
241 GCA TCG CGA AGC GTT GGA CAA CCG AAA GCA CCC TCG GTG CCA AAC TCC GCA TCA CAT AGT
CGT AGC GCT TCG CAA CCT GTT GGT TTT CGT GGG AGC CAC GGT TTG AGG CGT AGT GTA TCA
5 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
101 G S A P N T S S A P G S Y P Y D V P D Y
301 GGC AGC GCC CCC AAT ACA AGT TCA GCG CCA GGG TCC TAT CCC TAC GAC GTT CCT GAT TAT
CCG TCG CGG GGG TTA TGT TCA AGT CGC GGT CCC AGG ATA GGA ATG CTG CAA GGA CTA ATA
5 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 0 3 6 9 12 15 18
121 A D I S S G Q P K A P S V P N S A S H S
361 GCT GAT ATC TCT AGC GGC CAG CCT AAG GCT CCA GTT CCC AAC TCT GCT TCC CAC TCG
CGC CTA TAG AGA TCG CCG GTC GGA TTC CGA GGG AGT CAA GGG TTG AGA CGA AGG GTG AGC
5 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78
141 G S A P N T S S A P G S Y P Y D V P D Y
421 GGG TCT GCG CCA AAT ACC TCT AGC GGC CCT GCT TAT CCC TAC GAC GTG CCA GAT TAC
AGT CAA GGG TTG AGA CGA AGG GTG AGC CCC AGA CCG GGT TTA AGG CGT AGC GTA ATG
5 84 87 90 93 96 99 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38
161 A G A S S G Q P K A P S V P N S A S H S
481 GCA GGC GCC AGT AGC GGC CAA CCT AAA GCA CCT TCA GTG CCA AAT TCC GCA TCG CAT TCT
CGT CCG CGG TCA TCG CCG GTT GGA TTT CGT GGA AGT CAC GGT TTA AGG CGT AGC GTA AGA
5 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98
181 G S A P N T S S A P G S Y P Y D V P D Y
541 GGG TCG GCC CCC AAT ACT TCC TCA CCA GGG AGC AGC AGT GGC GGC TAG TAG GGG GGG
CCC AGC CGG GGG TTA TGA AGG AGT CGC GGT CCC TCG TCG TCA CCG CGG ATC ATC GGG GGG
5 4 7
201 D G
601 GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG
CGG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG

```

第一HAエpiteープ

第二HAエpiteープ

第三HAエpiteープ

第四HAエpiteープ

停止 SF11
コードン

【 図 2 0 F 】

4E2

NOT1

```

5 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
1 S G R S S G Q P K A P S V P N S A S H S
1 AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC AGC
TGG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG CCG
5 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 0 3 6 9 12 15 18
5 G S A P N T S S A P G S Y P Y D V P D Y
21 G S A P N T S S A P G S Y P Y D V P D Y
61 GGC AGC GGC CCT AAT ACA AGT TCA GCT CCG GGG TCC GGC GTT TCT TCA ACT TCC TCT GAT
CCG TCG CGC GGA TTA TGT TCA AGT CGA GGC CCC AGG CCG CAA AGA AGT TGA AGG AGA CTA
5 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78
41 F R D R S A S S G U P K A P S V P N S A
121 TTT CCG GAC AGA AGC GCT TCT AGC GGC CAG CCT AAA GCT CCG AGT GTC CCC AAT TCA GCG
AAA GGC CTG TCT TCG CGA AGA TCG CCG GTC GGA TTT CGA GGC TCA CAG GGG TTA AGT CGC
5 84 87 90 93 96 99 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38
61 S H S G S A P N T S S A P G S Y P Y D V P D Y
181 TCC CAT TCG GGG TCT GCC CCA AAC ACG TCG TCC GCA CCC GGT TCA GGA GTC AGC AGT ACC
AGG GTA AGC CCC AGA CGG GGT TTG TGC AGC AGG CGT GGG CCA AGT CCA GAG TCG TCA TGG
5 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98
81 S S D F R D R S R S V G Q P K A P S V P
241 TCA TCT GAC TTC CGG GAT CCG TCG CGA AGC GTT GGA CAA CCG AAA GCA CCC TCG GTG CCA
AGT AGA CTG AAG GCC CTA GCA AGC AGC GCT TCG CAA CCT GTT GGC TTT CGT GGG AGC CAC GGT
5 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
101 N S A S H S G S A P N T S S A P G S Y P Y D V P D Y
301 AAC TCC GCA TCA CAT AGT GGC AGC GGC CCC AAT ACA AGT TCA GCG CCA GGG TCC GGG GTG
TTG AGG CGT AGT GTA TCA CCG TCG CGG GGG TTA TGT TCA AGT CGC GGT CCC AGG CCC CAC
5 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 0 3 6 9 12 15 18
121 S S T S S D F R D R D I S S G Q P K A P
361 AGC TCT ACA AGT TCA GAT TTT AGA GAC CGC GAT ATC TCT AGC GGC CAG CCT AAG GCT CCC
TCG AGA TGT TCA AGT CTA AAA TCT CTG GCG CTA TAG AGA TCG CCC TCC GGA TTC CGA GGG
5 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78
141 S V P N S A S H S G S A P N T S S A P G
421 TCA GTT CCC AAC TCT GCT TCC CAC TCG GGG TCT GCG CCA AAT ACC TCT AGC GGC CCT GCG
AGT CAA GGG TTG AGA CGA AGG GTG AGC CCC AGA CCG GGT TTA TGG AGA TCG CCG GGA CGG
5 84 87 90 93 96 99 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38
161 S G V S S F S S D F R D R G A S S G U P
481 TCT GGC GTG TCT TCC ACT AGC TCT GAC TTT CCG GAC AGG GGC GCC AGT AGC GGC CAA CCT
AGA GGC CAC AGA AGG TGA TCG AGA CTG AAA GCC CTG TCC CCG CGC TCA TCG CCG GTT GGA
5 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98
181 K A P S V P N S A S H S G S A P N T S S
541 AAA GCA CCT TCA GTG CCA AAT TCC GCA TCG CAT TCT GGG TCC GGC CCC AAT ACT TCC TCA
TTT CBT GGA AGT CAC GGT TTA AGG CGT AGC GTA AGA CCC AGC CGG GGG TTA TGA AGG AGT
5 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58
201 A P G S S G A @ @ G R D G R I
601 GCG CCA GGG AGC AGC AGT GGC GGC TAG TAG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG
CGC GGT CCC TCG TCG TCA CCG CGG ATC ATC GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG GGG

```

第一Eエpiteープ

第二Eエpiteープ

第三Eエpiteープ

第四Eエpiteープ

SFL

【 図 2 1 】

プロトコルの概要
 手順: AH 抗タグ多重v3 (v1.02.0042)
 ベンチマーク ULTRA IHC/ISH 染色モジュール
 Ventana Medical Systems, Inc., 1910 Innovation Park Drive Tucson, Arizona USA

プロトコル番号	プロトコル名	作成日
756	SB_FL_v3_32min	12/15/2014

- 1 パラフィン(選択)
- 2 脱パラフィン(選択)
- 3 スライドを培地温度から(72℃)に加熱する(脱パラフィン)
- 4 細胞コンディショニング(選択)
- 5 Ultra CC1(選択)
- 6 スライドを(100℃)に加熱し、4分間インキュベートする(細胞コンディショナー#1)
- 7 CC1 8分(選択)
- 8 CC1 16分(選択)
- 9 CC1 24分(選択)
- 10 CC1 32分(選択)
- 11 CC1 40分(選択)
- 12 CC1 48分(選択)
- 13 CC1 56分(選択)
- 14 CC1 64分(選択)
- 15 第一抗体の手作業での適用(選択)
- 16 手で適用し(一次抗体),(0時間32分)インキュベートする
- 17 ブロッカー(選択)
- 18 一滴の(オプション2)を適用し(オプション2),(32分)間インキュベートする
- 19 一次Ab後第三洗浄(選択)
- 20 第二抗体の手作業での適用(選択)
- 21 手で適用し(二次抗体),(0時間32分)インキュベートする

【 図 2 2 】

プロトコルの概要
 手順: AH 抗タグ多重v6 (v1.02.0057)
 ベンチマーク ULTRA IHC/ISH 染色モジュール
 Ventana Medical Systems, Inc., 1910 Innovation Park Drive Tucson, Arizona USA

プロトコル番号	プロトコル名	作成日
751	Ms Rb Tag_plex	02/24/2015

- 1 パラフィン(選択)
- 2 脱パラフィン(選択)
- 3 スライドを培地温度から(72℃)に加熱する(脱パラフィン)
- 4 細胞コンディショニング(選択)
- 5 Ultra CC1(選択)
- 6 スライドを(100℃)に加熱し、4分間インキュベートする(細胞コンディショナー#1)
- 7 CC1 8分(選択)
- 8 CC1 16分(選択)
- 9 CC1 24分(選択)
- 10 CC1 32分(選択)
- 11 CC1 40分(選択)
- 12 CC1 48分(選択)
- 13 CC1 56分(選択)
- 14 CC1 64分(選択)
- 15 研究分岐点#1(選択)
- 16 手で適用し(抗体),(0時間16分)インキュベートする
- 17 ブロッカー(選択)
- 18 一滴の(オプション2)を適用し(オプション1),(32分)間インキュベートする
- 19 一次Ab後第三洗浄(選択)
- 20 研究分岐点#2(選択)
- 21 手で適用し(二次抗体),(0時間32分)インキュベートする
- 22 研究分岐点#3(選択)
- 23 三滴の(NEG CTL Rbt Ig)(抗体)を適用し,(32分)間インキュベートする
- 24 研究分岐点#3(選択)
- 25 一滴の(オプション2)を適用し(オプション2),(32分)間インキュベートする
- 26 研究分岐点#4(選択)
- 27 手で適用し(一次抗体),(0時間32分)インキュベートする
- 28 研究分岐点#5(選択)
- 29 研究分岐点#6(選択)
- 30 一滴の(オプション2)を適用し(オプション3),(32分)間インキュベートする
- 31 研究分岐点#7(選択)
- 32 研究分岐点#8(選択)
- 33 対比染色オプション(選択)
- 34 一滴の(ヘマトキシリン)を適用し(対比染色),カバースリップを適用し,(4分)間インキュベートする

【 図 2 3 - 1 】

プロトコルの概要

手順: #758: 試験PanCK+多重 (12/15/2014)
手順: AH 抗タグ 多重 v4 (v1.02.0047)
ベンチマーク Ultra IHC/ISH 染色モジュール
Ventana Medical Systems, INC., 1910 Innovation Park Tucson, Arizona USA

Table with 2 columns: 工程番号 (Step Number), 手順工程 (Procedure Step). Steps 1-35 detailing the protocol for Figure 23-1.

【 図 2 3 - 3 】

プロトコルの概要

手順: #758: 試験PanCK+多重 (12/15/2014)
手順: AH 抗タグ 多重 v4 (v1.02.0047)
ベンチマーク Ultra IHC/ISH 染色モジュール
Ventana Medical Systems, INC., 1910 Innovation Park Tucson, Arizona USA

Table with 2 columns: 工程番号 (Step Number), 手順工程 (Procedure Step). Steps 68-100 detailing the protocol for Figure 23-3.


【 図 2 3 - 2 】

プロトコルの概要


手順: #758: 試験PanCK+多重 (12/15/2014)
手順: AH 抗タグ 多重 v4 (v1.02.0047)
ベンチマーク Ultra IHC/ISH 染色モジュール
Ventana Medical Systems, INC., 1910 Innovation Park Tucson, Arizona USA

Table with 2 columns: 工程番号 (Step Number), 手順工程 (Procedure Step). Steps 36-67 detailing the protocol for Figure 23-2.


【 図 2 4 A 】




【 図 2 4 B 】




【 図 2 4 C 】




【 図 2 5 B 】




【 図 2 5 A 】




【 図 2 5 C 】



【 図 2 5 D - E 】





D





E



【 図 2 5 F 】




【 図 2 6 - 1 】




【 図 2 6 - 2 】




【 図 2 6 - 3 】




【 図 2 7 A 】




【 図 2 7 B 】



【 図 2 7 C 】




【 図 2 8 A 】




	転移温度 [°C]				
	ピーク1	ピーク2	ピーク3	ピーク4	ピーク5
CD8, HL 1	71.68	75.06	78.24	80.82	83.61
CD8, He2L 2	71.89	75.13	78.31		81.89

【 図 2 8 B 】




	転移温度 [°C]				
	ピーク1	ピーク2	ピーク3	ピーク4	ピーク5
CD20, HL 1	72.47	75.58	78.62	81.27	83.66
CD20, HhaL 2	72.53	75.64	78.68		82.79
Cd20, HLha 3	71.32	74.96	78.34	81.06	83.71
CD20, HhaLha 4	71.33	75.04	78.41		82.58

【 図 2 8 C 】




	転移温度 [°C]				
	ピーク1	ピーク2	ピーク3	ピーク4	ピーク5
CD68, HL 4	66.75	72.98	76.89	80.33	83.90
CD68, HvsL 3	66.82	72.99	76.77	79.54	82.72
CD68, HLvsL 1	66.69	72.85	76.63	80.07	83.85
CD68, HvsLvsL 2	66.52	72.68	76.46	79.43	82.95

【 図 2 8 D 】




	転移温度 [°C]				
	ピーク1	ピーク2	ピーク3	ピーク4	ピーク5
FoxP3, HL 1	72.58	75.76	78.94	81.62	83.94
FoxP3, H4v5L 5	72.64	75.82	79.00		
FoxP3, HL4v5 6	70.72	75.10	78.47	81.06	83.84
FoxP3, H4v5L4v5 7	70.54	75.11	78.48		82.32
FoxP3, H5v5L 2	72.74	75.85	79.03		
FoxP3, HL5v5 3	70.71	75.01	78.39	81.17	83.93
FoxP3, H5v5L5v5 4	70.77	75.14	78.58		82.36

【 図 2 8 E 】




	転移温度 [°C]				
	ピーク1	ピーク2	ピーク3	ピーク4	ピーク5
PD-L1, HL 7	71.91	75.09	78.07	80.99	83.84
PD-L1, He2L 1	72.03	75.20	78.18		82.56
PD-L1, HLe2 2	71.36	74.67	77.91	80.77	83.75
PD-L1, He2Le2 3	71.30	74.61	77.85		82.42
PD-L1, HhaL 4	72.03	75.01	78.19		82.76
PD-L1, HLha 5	71.33	74.57	77.88	80.67	83.65
PD-L1, HhaLha 6	71.25	74.62	77.80		82.57


【 図 2 9 A 】




【 図 2 9 B 】




【 図 2 9 C 】




【 図 2 9 D 】




【 図 2 9 E 】




【 図 3 1 A 】




【 図 3 0 】



【 図 3 1 B 】




【 3 1 C 】



リガンド	アナライト	Ka (1/Ms)	Kd (fs)	i2 解離 (分)	KD (nM)	Lig (RU)	Rmax (RU)	MR (AL)	Chi2	U-値	コメント
Mab<E2>rRb-J78 wt	E2 タグ(1-12)(BI-PEG)-1	3.7E+05	2.0E-02	0.6	53	846	15	1.4	0.03	1	-
Mab<E2>rRb-J78_H5L3	0 - 1800 nM 1:3	3.7E+05	2.0E-02	0.6	57	923	16	1.4	0.05	1	-
Mab<E2>rRb-J78 wt	E2 タグ(1-12)(BI-12)	2.7E+05	2.9E-02	0.4	107	839	13	1.2	0.27	4	-
Mab<E2>rRb-J78_H5L3	0 - 1800 nM 1:3	2.6E+05	3.1E-02	0.4	121	918	15	1.3	0.33	4	-


リガンド	アナライト	KD (nM)	Lig (RU)	Rmax (RU)	MR (AL)	Chi2	コメント
Mab<E2>rRb-J78 wt	E2 タグ(1-12)(BI-PEG)-1	63	846	14	1.2	0.01	-
Mab<E2>rRb-J78_H5L3	0 - 1800 nM 1:3	61	923	15	1.3	0.01	-
Mab<E2>rRb-J78 wt	E2 タグ(1-12)(BI-12)	151	839	16	1.4	0.01	-
Mab<E2>rRb-J78_H5L3	0 - 1800 nM 1:3	151	918	17	1.5	0.02	-

【 3 1 D 】



リガンド	アナライト	KD (nM)	Lig (RU)	Rmax (RU)	MR (AL)	Chi2	コメント
Mab<HA>rRb-J15_H2L2	0 - 1800 nM 1:3	249	866	14	1.4	0.01	-
	HA タグ(1-9)(BI-1)	275	858	14	1.4	0.00	-
	HA タグ(1-9)(BI-9)						


【 3 1 E 】



リガンド	アナライト	Ka (1/Ms)	Kd (fs)	i2 解離 (分)	KD (nM)	Lig (RU)	Rmax (RU)	MR (AL)	Chi2	U-値	コメント
Mab<SVG>rRb-J110_H5L2	SVG タグ(1-11)(BI-11)	1.9E+05	4.6E-02	0.3	238	1061	22	1.7	1.43	9	-


リガンド	アナライト	KD (nM)	Lig (RU)	Rmax (RU)	MR (AL)	Chi2	コメント
Mab<SVG>rRb-J110_H5L2	SVG タグ(1-11)(BI-11)	328	1061	26	2.0	0.01	-

【 3 2 A 】




【 図 3 2 B 】

Mab<E2>rRb-J78_H5L3 スケール: -50 - 250 RU 1975k0816




【 図 3 2 D 】

Mab<V5>rRb-J53_H1L2 スケール: -50 - 200 RU 1975k0817




【 図 3 2 C 】

Mab<HA>rRb-J15_H2L2 スケール: -50 - 250 RU 1975k0817




【 図 3 3 A - 1 】


(A) 哺乳動物細胞において発現され精製された 推奨 エピトープタグウサギ モノクローナル抗体




【 図 3 3 A - 2 】




【 図 3 3 B 】




【 図 3 3 C 】




【 図 3 3 D 】




【 図 3 3 E 】




【 図 3 4 A 】




【 図 3 4 B 】




【 図 3 4 C 】




【图 3 4 D】




【图 3 4 E】




【图 3 4 F】




【图 3 4 G】



【 図 3 5 A 】



【 図 3 5 B 】



【 配 列 表 】

201951222400001.app

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2017/021157

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
INV. C07K16/18 C07K16/28 C07K16/32 G01N33/50 ADD.		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C07K G01N		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	
	Relevant to claim No.	
X	WO 2010/051635 A1 (ALMQUIST K C) 14 May 2010 (2010-05-14)	1-6, 15-17, 30-36, 38-43, 48-56, 99-102, 104-108, 112-117, 119-125, 127-132
Y	paragraphs [0006], [0010], [0030] - [0033], [0043], [0046], [0061] - [0068]; claim 15	7-14, 18-29, 37, 44-46, 57-60, 82-98, 103, 109-111, 118,126
	-/--	
<input checked="" type="checkbox"/>	Further documents are listed in the continuation of Box C.	<input checked="" type="checkbox"/>
	See patent family annex.	
* Special categories of cited documents :		
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		"&" document member of the same patent family
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report	
15 May 2017	12/07/2017	
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Page, Michael	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No PCT/US2017/021157

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>-----</p> <p>US 2014/363427 A1 (WILLIAMSON ROBERT ANTHONY [US] ET AL) 11 December 2014 (2014-12-11)</p>	1-6, 15-17, 26,27, 29,31, 99-102, 104-107
Y	<p>paragraphs [0206], [0227], [0584] - [0595]</p>	7-14, 18-20, 44,57, 92-98, 103
X	<p>-----</p> <p>WO 2009/111729 A1 (VENTANA MED SYST INC [US]; CHEN XIAO-BO [US]; FARRELL MICHAEL [US]) 11 September 2009 (2009-09-11)</p>	1-6, 15-17, 26,27, 29,31, 99-102, 104,105
Y	<p>page 2, lines 15-25 page 4, lines 9-31 page 8, lines 14-20 page 11, lines 3-15 page 58, line 7 - page 59, line 5 sequence 11</p>	13,14
Y	<p>-----</p> <p>US 2008/299555 A1 (NITTA HIROAKI [US] ET AL) 4 December 2008 (2008-12-04)</p> <p>paragraphs [0003], [0005], [0010], [0023], [0051] - [0055], [0069], [0143] - [0152]; claim 1; figures 20-23; example 5</p>	21-29, 37,45, 46, 58-60, 82-91, 109-111, 118,126
A	<p>-----</p> <p>JARVIK J W ET AL: "EPITOPE TAGGING", ANNUAL REVIEW OF GENETICS, ANNUAL REVIEWS INC., PALO ALTO, CA, US, vol. 32, 1 January 1998 (1998-01-01), pages 601-618, XP001015235, ISSN: 0066-4197, DOI: 10.1146/ANNUREV.GENET.32.1.601 page 603, paragraph 2 - page 605, paragraph 1; table 1 page 605, paragraph 2 - page 607, paragraph 2</p> <p>-----</p> <p style="text-align: center;">-/--</p>	1-60, 82-132

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/US2017/021157

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<p>LIN ZHANG ET AL: "Multiple tandem epitope tagging for enhanced detection of protein expressed in mamalian cels", MOLECULAR BIOTECHNOLOGY, HUMANA PRESS, INC, US, vol. 19, 1 January 2001 (2001-01-01), pages 313-321, XP008137447, ISSN: 1073-6085 page 313, right-hand column, paragraph 2 - page 316, left-hand column, paragraph 1; figures 2,4 -----</p>	<p>7-12, 18-20, 44,57, 92-98, 103</p>

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/US2017/021157**Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of Item 2 of first sheet)**

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of Item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

see additional sheet

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
1-60, 82-132(all partially)

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

International Application No. PCT/ US2017/ 021157

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

This International Searching Authority found multiple (groups of) inventions in this international application, as follows:

1. claims: 1-60, 82-132(all partially)

Epitope-tagged antibody comprising antibody, tag and spacer, kit comprising the same, method for detecting a target in a sample using the same, method of multiplex detection or detecting multiple targets using the same, a panel comprising the same, an antibody expressing at least one epitope tag construct, an epitope-tagged antibody and a system comprising the same, wherein the tag is V5

2. claims: 1-60, 82-132(all partially)

As invention 1, wherein the tag is HA

3. claims: 1-60, 82-132(all partially)

As invention 1, wherein the tag is VSV

4. claims: 1-60, 82-132(all partially)

As invention 1, wherein the tag is AU1

5. claims: 1-60, 82-132(all partially)

As invention 1, wherein the tag is AU5

6. claims: 1-60, 82-132(all partially)

As invention 1, wherein the tag is OLLAS

7. claims: 1-60, 82-132(all partially)

As invention 1, wherein the tag is E

8. claims: 1-60, 82-132(all partially)

As invention 1, wherein the tag is E2

9. claims: 1-60, 82-132(all partially)

As invention 1, wherein the tag is KT3

International Application No. PCT/ US2017/ 021157

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 210

10. claims: 1-4, 6-18, 26-41, 43-54, 57-60, 82-132(all partially)

As invention 1, wherein the tag is other than invention 1-9

11. claims: 61-81

Epitope tag construct comprising tandem repeat epitope tags separated by spacers, the epitope tag construct comprising from 2-6 epitope tags and spacers, epitope tag genes

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/US2017/021157

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2010051635 A1	14-05-2010	AU 2009311233 A1	23-06-2011
		CA 2742777 A1	14-05-2010
		EP 2355849 A1	17-08-2011
		US 2012034223 A1	09-02-2012
		US 2014044712 A1	13-02-2014
		US 2016215041 A1	28-07-2016
		WO 2010051635 A1	14-05-2010

US 2014363427 A1	11-12-2014	AR 082149 A1	14-11-2012
		AU 2011274472 A1	29-11-2012
		AU 2017201306 A1	16-03-2017
		CA 2805547 A1	12-01-2012
		CN 103097412 A	08-05-2013
		CN 106188284 A	07-12-2016
		EA 201291243 A1	30-08-2013
		EP 2591000 A2	15-05-2013
		JP 5744196 B2	08-07-2015
		JP 2013539357 A	24-10-2013
		JP 2015198658 A	12-11-2015
		KR 20130111212 A	10-10-2013
		MX 343298 B	01-11-2016
		NZ 603488 A	27-02-2015
		NZ 703035 A	24-06-2016
		SG 186985 A1	28-02-2013
		TW 201201839 A	16-01-2012
		TW 201701902 A	16-01-2017
		US 2013177573 A1	11-07-2013
		US 2014363427 A1	11-12-2014
US 2016194383 A1	07-07-2016		
WO 2012006596 A2	12-01-2012		

WO 2009111729 A1	11-09-2009	NONE	

US 2008299555 A1	04-12-2008	JP 2008298654 A	11-12-2008
		US 2008299555 A1	04-12-2008

フロントページの続き

(51)Int.Cl.			F I	テーマコード(参考)	
C 0 7 K	1/13	(2006.01)	G 0 1 N	33/48	M
C 0 7 K	16/00	(2006.01)	C 0 7 K	19/00	
C 0 7 K	7/00	(2006.01)	C 0 7 K	1/13	
			C 0 7 K	16/00	
			C 0 7 K	7/00	

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ

(特許庁注: 以下のものは登録商標)

1. T W E E N
2. B r i j

- (72)発明者 メイ, エリック
アメリカ合衆国 アリゾナ 8 5 2 2 4, チャンドラー, ノース アポロ ドライブ 1 1 3 7
- (72)発明者 タン, レイ
アメリカ合衆国 アリゾナ 8 5 7 3 7, オロ ヴァレー, ノース シルバー フェザント ループ 1 1 3 3 5
- (72)発明者 チャン, ウェンチュン
アメリカ合衆国 アリゾナ 8 5 7 3 7, ツーソン, ノース ラビリンス ドライブ 1 1 6 3 2
- (72)発明者 ハバード, アントニー
アメリカ合衆国 アリゾナ 8 5 7 1 9, ツーソン, イースト ブラックリッジ ドライブ 1 0 3 0, アpartment エー
- (72)発明者 ツァオ, ツー - シュエン
アメリカ合衆国 アリゾナ 8 5 7 1 6, ツーソン, イースト サード ストリート 3 3 1 0

Fターム(参考) 2G045 AA24 CB01 DA36 DA37 FA16 FB01 FB03 FB12
4H045 AA11 AA30 BA10 BA41 CA40 DA75 DA86 EA50 FA74

专利名称(译)	使用具有表位标签的重组抗体的多重免疫组织化学		
公开(公告)号	JP2019512224A	公开(公告)日	2019-05-16
申请号	JP2018546669	申请日	2017-03-07
[标]申请(专利权)人(译)	文塔纳医疗系统公司		
申请(专利权)人(译)	本塔纳医疗系统, 墨水.		
[标]发明人	ファレルマイケル メイエリック タンレイ チャンウエンチュン ハバードアントニー		
发明人	ファレル, マイケル メイ, エリック タン, レイ チャン, ウエンチュン ハバード, アントニー ツアオ, ツー-シュエン		
IPC分类号	C12N15/09 G01N33/53 G01N33/536 G01N33/48 C07K19/00 C07K11/13 C07K16/00 C07K7/00		
CPC分类号	G01N33/6878 C07K16/18 C07K16/2809 C07K16/2815 C07K16/2827 C07K16/2887 C07K16/2896 C07K16/32 C07K2319/40 C07K2319/42 G01N2570/00		
FI分类号	C12N15/09.ZNA.Z G01N33/53.N G01N33/536.C G01N33/536.D G01N33/53.Y G01N33/48.M C07K19/00 C07K11/13 C07K16/00 C07K7/00		
F-TERM分类号	2G045/AA24 2G045/CB01 2G045/DA36 2G045/DA37 2G045/FA16 2G045/FB01 2G045/FB03 2G045/FB12 4H045/AA11 4H045/AA30 4H045/BA10 4H045/BA41 4H045/CA40 4H045/DA75 4H045/DA86 4H045/EA50 4H045/FA74		
优先权	62/305440 2016-03-08 US 62/418667 2016-11-07 US 62/461651 2017-02-21 US		
其他公开文献	JP2019512224A5		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本公开涉及表位标签抗体以及使用该表位标签抗体来检测生物样品如组织样品中的一个或多个靶标的方法。 [选型图]图1




FIG. 1

