

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2013-520206

(P2013-520206A)

(43) 公表日 平成25年6月6日 (2013. 6. 6)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
C 1 2 N 15/09 (2006. 01)	C 1 2 N 15/00 A	4 B 0 2 4
C 1 2 Q 1/68 (2006. 01)	C 1 2 Q 1/68 Z N A A	4 B 0 6 3
G O 1 N 33/53 (2006. 01)	G O 1 N 33/53 M	
G O 1 N 33/569 (2006. 01)	G O 1 N 33/569 F	
G O 1 N 37/00 (2006. 01)	G O 1 N 37/00 1 O 1	
審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 93 頁)		

(21) 出願番号 特願2012-555149 (P2012-555149)
 (86) (22) 出願日 平成23年2月24日 (2011. 2. 24)
 (85) 翻訳文提出日 平成24年10月23日 (2012. 10. 23)
 (86) 国際出願番号 PCT/US2011/026092
 (87) 国際公開番号 W02011/106536
 (87) 国際公開日 平成23年9月1日 (2011. 9. 1)
 (31) 優先権主張番号 61/323, 252
 (32) 優先日 平成22年4月12日 (2010. 4. 12)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)
 (31) 優先権主張番号 61/307, 669
 (32) 優先日 平成22年2月24日 (2010. 2. 24)
 (33) 優先権主張国 米国 (US)


(71) 出願人 511096639
 ザ ブロード インスティテュート, イ
 ンコーポレイテッド
 アメリカ合衆国 マサチューセッツ O 2
 1 4 2, ケンブリッジ, ケンブリッジ
 センター 7
 (71) 出願人 592017633
 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイ
 ション
 アメリカ合衆国 マサチューセッツ O 2
 1 1 4, ボストン, フルーツ ストリ
 ート 5 5

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 感染性疾患の病原体およびそれらの薬剤感受性を診断する方法

(57) 【要約】

本明細書は概して、病原体、例えば感染性疾患の病原体を検出、診断、および/または同定する方法、ならびにそれらの薬剤感受性および適切な治療を決定する方法に関する。本発明は概して、個々の被験体および被験体の大きな集団内における病原体感染をモニタリングする方法にも関する。



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

病原体の薬剤感受性を決定する方法であって、

病原体を含むサンプルを提供するステップ；

サンプルと 1 つまたは複数の試験化合物を接触させて試験サンプルを提供するステップ

；

病原体から試験サンプル中にメッセンジャーリボ核酸 (m R N A) が放出される条件下で試験サンプルを処理するステップ；

複数のプローブのサブセットを含む複数の核酸プローブに試験サンプルを曝すステップであって、それぞれのサブセットが、耐性がある生物と比較して試験化合物に感受性がある生物中で差次的に発現される標的 m R N A と特異的に結合する 1 つまたは複数のプローブを含み、プローブと標的 m R N A の間の結合が起こり得る時間および条件下で曝露が起こる、ステップ；

プローブと標的 m R N A の間の結合のレベルを決定し、それによって標的 m R N A のレベルを決定するステップ；および

試験化合物の存在下で標的 m R N A のレベルと参照レベルを比較するステップであって、標的 m R N A の参照レベルと比較した標的 m R N A のレベルの違いが、病原体が試験化合物に対して感受性であるか、または耐性であるかを示すステップ

を含む、方法。

【請求項 2】

試験化合物が病原体に対する既知の治療または潜在的な治療である、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

方法が、サンプルを 2 つ以上の試験化合物と接触させるステップを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 4】

サンプルを 4 時間未満 1 つまたは複数の試験化合物と接触させる、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】

感染性疾患の病原体を同定する方法であって、

病原体に感染している疑いがある被験体から試験サンプルを提供するステップ；

メッセンジャーリボ核酸 (m R N A) が放出される条件下で試験サンプルを処理するステップ；

複数のプローブのサブセットを含む複数の核酸プローブに試験サンプルを曝すステップであって、それぞれのサブセットが病原体を独自に同定する標的 m R N A と特異的に結合する 1 つまたは複数のプローブを含み、プローブと標的 m R N A の間の結合が起こり得る時間および条件下で曝露が起こるステップ；および

プローブと標的 m R N A の間の結合のレベルを決定し、それによって標的 m R N A のレベルを決定するステップ

を含み、

参照サンプルと比較した試験サンプルの標的 m R N A の増大が試験サンプル中の病原体のアイデンティティーを示す、方法。

【請求項 6】

試験サンプルが、痰、血液、尿、大便、関節液、脳脊髄液、および子宮頸部 / 膣スワブからなる群から選択される、請求項 1 または 5 に記載の方法。

【請求項 7】

試験サンプルが複数の異なる感染性疾患の病原体または非病原性生物を含む、請求項 1 または 5 に記載の方法。

【請求項 8】

1 つまたは複数の核酸プローブが表 2 から選択される、請求項 1 または 5 に記載の方法

10

20

30

40

50

。

【請求項 9】

病原体が細菌、真菌、ウイルス、または寄生虫である、請求項 1 または 5 に記載の方法

。

【請求項 10】

病原体が結核菌 (*Mycobacterium tuberculosis*) である、請求項 1 または 5 に記載の方法。

【請求項 11】

プローブとの接触前に mRNA が粗製状態である、請求項 1 または 5 に記載の方法。

【請求項 12】

方法が、mRNA を増殖するステップを含まない、請求項 1 または 5 に記載の方法。

【請求項 13】

方法が、酵素的、化学的、または機械的に細胞を溶解するステップを含む、請求項 1 または 5 に記載の方法。

【請求項 14】

方法が、マイクロ流体デバイスの使用を含む、請求項 1 または 5 に記載の方法。

【請求項 15】

方法が、病原体感染をモニタリングするために使用される、請求項 1 または 5 に記載の方法。

【請求項 16】

病原体が被験体からのサンプル中に存在する、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 17】

被験体がヒトである、請求項 5 または 16 に記載の方法。

【請求項 18】

被験体用の治療を決定または選択するステップ、および、必要に応じて、被験体に治療を施すステップをさらに含む、請求項 5 または 16 に記載の方法。

【請求項 19】

被験体用の治療を選択する方法であって、

病原体に感染している疑いがある被験体から試験サンプルを提供するステップ；

メッセンジャーリボ核酸 (mRNA) が放出される条件下で試験サンプルを処理するステップ；

複数のプローブのサブセットを含む複数の核酸プローブに試験サンプルを曝すステップであって、それぞれのサブセットが病原体を独自に同定する標的 mRNA と特異的に結合する 1 つまたは複数のプローブを含み、プローブと標的 mRNA の間の結合が起こり得る時間および条件下で曝露が起こるステップ；および

プローブと標的 mRNA 間の結合のレベルを決定し、それによって標的 mRNA のレベルを決定するステップ

を含み、参照サンプルと比較した試験サンプルの標的 mRNA の増大が試験サンプル中の病原体のアイデンティティーを示す方法において、必要に応じて、被験体からのサンプル中の病原体を同定するステップと、

請求項 1 に記載の方法を使用して病原体の薬剤感受性を決定するステップと、

病原体が感受性のある薬剤を、被験体を治療する際に使用するために選択するステップと

を含む、方法。

【請求項 20】

被験体における病原体による感染をモニタリングするための方法であって、

第一の時点に、病原体を含む第一のサンプルを得るステップ；

請求項 1 に記載の方法を使用して第一のサンプル中の病原体の薬剤感受性を決定するステップ；

必要に応じて、病原体が感受性のある治療を選択するステップ、および、選択した治療

10

20

30

40

50

を被験体に施すステップ；

第二の時点に、病原体を含む第二のサンプルを得るステップ；

請求項 1 に記載の方法を使用して第二のサンプル中の病原体の薬剤感受性を決定するステップ；および

第一のサンプル中の病原体の薬剤感受性と第二のサンプル中の病原体の薬剤感受性を比較し、それによって被験体における感染をモニタリングするステップ

を含む、方法。

【請求項 2 1】

被験体が免疫無防備状態である、請求項 2 0 に記載の方法。

【請求項 2 2】

方法が、病原体が感受性のある治療を選択するステップ、および、選択した治療を被験体に施すステップ、ならびに、請求項 1 に記載の方法を使用して選択した治療に対する、第二のサンプル中の病原体の薬剤感受性を決定するステップを含み、病原体の薬剤感受性の変化が、病原体が治療に耐性があるか、または治療に耐性がある状態になりつつあるかを示す、請求項 2 0 に記載の方法。

【請求項 2 3】

病原体の薬剤感受性の変化が、病原体が治療に耐性があるまたは治療に耐性がある状態になりつつあることを示し、前記方法が、被験体に異なる治療を施すステップをさらに含む、請求項 2 0 に記載の方法。

【請求項 2 4】

被験体の集団内における病原体による感染をモニタリングする方法であって、

第一の時点に、集団内の被験体から第一の複数のサンプルを得るステップと、

病原体に感染している疑いがある被験体から試験サンプルを提供するステップ；

メッセンジャーリボ核酸 (mRNA) が放出される条件下で試験サンプルを処理するステップ；

複数のプローブのサブセットを含む複数の核酸プローブに試験サンプルを曝すステップであって、それぞれのサブセットが病原体を独自に同定する標的 mRNA と特異的に結合する 1 つまたは複数のプローブを含み、プローブと標的 mRNA の間の結合が起こり得る時間および条件下で曝露が起こるステップ；および

プローブと標的 mRNA の間の結合のレベルを決定し、それによって標的 mRNA のレベルを決定するステップ

を含み、ここで、参照サンプルと比較した試験サンプルの標的 mRNA の増大が試験サンプル中の病原体のアイデンティティを示す方法において、請求項 1 に記載の方法を使用して第一の複数のサンプルにおける病原体の薬剤感受性を決定するステップ、および、必要に応じて、第一の複数のサンプルにおける感染性疾患の病原体を同定するステップと、

必要に応じて、被験体に治療を施すステップと、

第二の時点に、集団内の被験体から第二の複数のサンプルを得るステップと、

病原体に感染している疑いがある被験体からの試験サンプルを提供するステップ；

メッセンジャーリボ核酸 (mRNA) が放出される条件下で試験サンプルを処理するステップ；

複数のプローブのサブセットを含む複数の核酸プローブに試験サンプルを曝すステップであって、それぞれのサブセットが病原体を独自に同定する標的 mRNA と特異的に結合する 1 つまたは複数のプローブを含み、プローブと標的 mRNA の間の結合が起こり得る時間および条件下で曝露が起こるステップ；および

プローブと標的 mRNA の間の結合のレベルを決定し、それによって標的 mRNA のレベルを決定するステップ

を含み、ここで、参照サンプルと比較した試験サンプルの標的 mRNA の増大が試験サンプル中の病原体のアイデンティティを示す方法において、請求項 1 に記載の方法を使用して第二の複数のサンプルにおける病原体の薬剤感受性を決定するステップ、および、必要に応じて、第一の複数のサンプル中の感染性疾患の病原体を同定するステップと、

10

20

30

40

50

第一の複数のサンプルおよび第二の複数のサンプルにおける、病原体の薬剤感受性および必要に応じて病原体のアイデンティティを比較し、それによって被験体の集団内の感染をモニタリングするステップとを含む方法。

【請求項 25】

固形支持体と結合した複数のポリヌクレオチドであって、少なくとも 1 つのポリヌクレオチドを含み、それぞれのポリヌクレオチドが表 2 から選択される 1 つまたは複数の遺伝子と選択的にハイブリダイズする、複数のポリヌクレオチド。

【請求項 26】

配列番号 1 ~ 227 またはそれらの任意の組合せを含む、請求項 25 に記載の複数のポリヌクレオチド。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

関連出願の相互参照

本出願は、その全内容が参照により完全に本明細書に組み込まれる、2010 年 2 月 24 日に提出された米国仮特許出願第 61/307,669 号、および 2010 年 4 月 12 日に提出された米国仮特許出願第 61/323,252 号の特典を請求するものである。

【0002】

連邦政府による資金提供を受けた研究開発

本発明は、米国国立衛生研究所により与えられた認可番号 3U54-A1057159-06S1 および認可番号 A108002 の下で政府の支援によってなされたものである。政府は本発明において確固たる権利を有するものとする。

【0003】

技術分野

本発明は特に、病原体、例えば、感染性疾患の病原体を検出、診断、および / または同定する、ならびに既知の治療または潜在的な治療 (known or potential treatment) に対するそれらの感受性を決定する方法に関する。

【背景技術】

【0004】

背景

分子診断の発展は、感染疾患以外の大部分の医療用分野における対処 (care) に革新をもたらしたが、感染疾患の分野では、広範かつ変革的な役割を果たせずにいる。緩徐な培養法への依存は現在の抗生物質耐性の危機においては特に欲求不満の種であるが、それは、刺激的病原体 (inciting pathogen) およびその薬剤耐性プロファイルを迅速に診断するための分子ツールの発展が、細菌、真菌、ウイルス、および寄生虫感染の管理法を変え、死亡率を低下させるための尽力において迅速で情報に基づいた薬剤治療を誘導し、医療費を制御し、病原体間で増大する耐性に関する公衆衛生の監視を改善する可能性があるからである。米国内の病院だけでも、170 万人の人が院内細菌感染し、99,000 人が毎年亡くなり、これらの感染の 70% は少なくとも 1 つの薬剤に対する細菌耐性が原因であり、推定年間コストは 450 億ドルである (Klevens et al, 2002. Public Health Rep. 2007;122(2):160-6; Klevens et al, Clin Infect Dis. 2008;47(7):927-30; Scott, The Direct Medical Costs of Healthcare-Associated Infection in U.S. Hospitals and the Benefits of Prevention. In: Division of Healthcare Quality Promotion NCfP, Detection and Control of Infectious Diseases, editor. Atlanta: CDC, 2009)。しかしながら、この問題は米国に限られず、微生物耐性は現在、世界中で大部分の一般的な細菌感染に影響を与えている。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 (S. aureus) (MRSA)、多剤耐性結核菌 (tuberculosis) (MDR-TB)、および一層薬剤耐性のグラム陰性生物の世界的な広がりは、監視、予防および防除、研究および製品開発に焦点を当てたアクションプランの形成を促した (US action plan to combat antimicrobial resistance., Infect C

10

20

30

40

50

ontrol Hosp Epidemiol.2001;22(3):183-4)。しかしながら、任意のこれらの範囲に関して進展は最小限である。

【0005】

適切な抗生物質の迅速な投与は、腸球菌 (*E.faecium*)、黄色ブドウ球菌 (*S.aureus*)、クレブシエラ・ニューモニエ (*K.pneumoniae*)、アシネトバクター・バウマニ (*A.baumannii*)、緑膿菌 (*P.aeruginosa*)、およびエンテロバクター (*Enterobacter*) 種などの院内病原体に関する病院設定内、または結核菌 (*tuberculosis*) (TB) などの病原体に関する供給源不足 (resource-poor setting) の設定内のいずれかで、重度の細菌感染がある患者の死亡率を最小にすることが繰り返し示されている (Harbarth et al、Am J Med.2003;115(7):529-35;Harries et al、Lancet.2001;357(9267):1519-23;Lawn et al、Int J Tuberc Lung Dis.1997;1(5):485-6)。しかしながら、生物の培養および二次培養 (sub-culture) を含む現在の診断法は、生物とその薬剤感受性パターンの両方を正確に同定するのに数日以上要する可能性があるため、医師は経験によるより広いスペクトルの抗生物質の多数回の使用に依存しており、耐性の選択圧を加え、関連医療費は増大する。病原体およびそれらの耐性プロファイルを迅速に (例えば、1 時間未満で) 検出するためのポイントオブケア診断が早急に必要とされ、医療の実践を劇的に変える可能性がある。DNA ベースまたは PCR ベースの試験を設計するいくらかの尽力は、低い検出限界で病原体を迅速に同定することができるツールをもたらしている。しかしながら、これらのツールの世界的な使用は、研究室のインフラに関するコストおよび要求、および必要な酵素の影響を容易に受けない粗製サンプルの設定における PCR ベースの方法の固有の非感受性が原因で、現在制限されている。薬剤耐性を決定するための分子学的手法はより一層限られており、既知の耐性を与える変異と比較した感染細菌の遺伝子型の定義に基づいて、非常に限られた方法でいくつかの生物 (例えば、MRSA、TB) に利用可能である。しかしながら、この方法は、高感度を有する、試験用の全ての耐性を与える単一ヌクレオチド多型 (SNP) の非常に広範囲の同定を必要とする (Carroll et al、Mol Diagn Ther.2008;12(1):15-24)。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

要旨

本発明は、少なくとも部分的に、例えば粗製、非精製サンプル中の mRNA の検出に基づいて、疾患を診断する、病原体を同定する、および治療を最適化する、新しい方法の発見に基づく。本明細書に記載する方法は、薬剤感受性の決定に基づいて、サンプル、例えば臨床サンプル中の病原体の迅速で正確な同定をもたらす、最適な治療の選択を可能にする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

一態様では、本発明は、病原体、例えば細菌、真菌、ウイルス、または寄生虫などの病原性生物 (disease-causing organism) の薬剤感受性を決定する方法を特徴とする。方法は、病原体を含むサンプルを提供するステップと、サンプルと 1 つまたは複数の試験化合物を、例えば 4 時間未満接触させて、試験サンプルを提供するステップとを含む。試験サンプルは、試験サンプル中に病原体から mRNA を放出させる条件下で処理することができる、試験サンプルは複数のプローブのサブセットを含む複数の核酸プローブに曝し、それぞれのサブセットは、耐性がある生物と比較して試験化合物に感受性がある生物中で差次的に発現される標的 mRNA と特異的に結合する 1 つまたは複数のプローブを含み、曝露が、プローブと標的 mRNA の間の結合が起こり得る時間および条件下で起こる。方法は、プローブと標的 mRNA の間の結合のレベルを決定し、それによって標的 mRNA のレベルを決定するステップと、試験化合物の存在下での標的 mRNA のレベルと参照レベル、例えば試験化合物の不在下での標的 mRNA のレベルとを比較するステップであって、標的 mRNA の参照レベルと比較した標的 mRNA のレベルの違いが、病原体が試験化

物に対して感受性であるか、または耐性があるかを示すステップとを含む。

【 0 0 0 8 】

一実施形態では、病原体は既知の、例えば同定済みの病原体である。いくつかの実施形態では、方法は、未知の病原体、例えば未だに同定されていない病原体の薬剤感受性を決定する。

【 0 0 0 9 】

いくつかの実施形態では、病原体を含むサンプルを、例えば同時にまたは同じサンプル内で2つ以上の試験化合物と接触させる、例えば既知の治療化合物または潜在的な治療化合物、例えば抗生物質、抗真菌薬、抗ウイルス薬、および駆虫薬 (antiparasitis) と接触させる。これらの化合物のうちの多くのもの、例えば、イソニアジド、リファンピシン、ピラジナミド、エタンブトール、ストレプトマイシン、アミカシン、カナマイシン、カブレオマイシン、ピオマイシン、エンピオマイシン、シプロフロキサシン、レボフロキサシン、モキシフロキサシン、エチオナミド、プロチオナミド、シクロセリン、p - アミノサリチル酸、リファブチン、クラリスロマイシン、リネゾリド、チオアセタゾン、チオリダジン、アルギニン、ビタミンD、R 2 0 7 9 1 0、オフロキサシン、ノボピオシン、テトラサイクリン、メレペネム、ゲンタマイシン、ネオマイシン、ネチルマイシン、ストレプトマイシン、トブラマイシン、パロモマイシン、ゲルダナマイシン、ハービマイシン、ロラカルベフ、エルタペネム、ドリペネム、イミペネム / シラスタチン、メロペネム、セファドロキシル、セファゾリン、セファロチン、セファレキシン、セファクロル、セファマンドール、セフォキシチン、セフプロジル、セフロキシム、セフィキシム、セフジニル、セフジトレン、セフォペラゾン、セフォタキシム、セフボドキシム、セフトジジム、セフチブテン、セフチゾキシム、セフトリアキソン、セフェピム、セフトビプロール、テイコブラニン、バンコマイシン、アジスロマイシン、ジリスロマイシン、エリスロマイシン、ロキシスロマイシン、トロレアンドマイシン、テリスロマイシン、スペクチノマイシン、アズトレオナム、アモキシシリン、アンピシリン、アズロシリン、カルベニシリン、クロキサシリン、ジクロキサシリン、フルクロキサシリン、メズロシリン、メチシリン、ナフシリン、オキサシリン、ペニシリン、ピペラシリン、チカルシリン、バシトラシン、コリスチン、ポリミキシンB、エノキサシン、ガチフロキサシン、ロメフロキサシン、ノルフフロキサシン、トロバフロキサシン、グレバフロキサシン、スバルフロキサシン、マフェニド、プロントジル、スルファセタミド、スルファメチゾール、スルファニリミド、スルファサラジン、スルフィソキサゾール、トリメトプリム、トリメトプリム - スルファメトキサゾール (コ - トリモキサゾール)、デメクロサイクリン、ドキシサイクリン、ミノサイクリン、オキシテトラサイクリン、アルスフェナミン、クロラムフェニコール、クリンダマイシン、リンコマイシン、エタムブトール、フォスフォマイシン、フシジン酸、フラゾリドン、メトロニタゾール、ムピロシン、ニトロフランチン、プラテンシマイシン、キヌプリスチン / ダルフォプリスチン、リファンピン、チアムフェニコール、チニダゾール、セファロスポリン、テイコブラチン (teicoplanin)、オーグメンチン、セファレキシン、リファマイシン、リファキシミン、セファマンドール、ケトコナゾール、ラタモキシセフ、またはセフメノキシムは当技術分野で知られている。

【 0 0 1 0 】

いくつかの実施形態では、サンプルを4時間未満、例えば3時間未満、2時間未満、1時間未満、30分未満、20分未満、10分未満、5分未満、2分未満、1分未満、化合物と接触させる。

【 0 0 1 1 】

別の態様では、本発明は、感染性疾患の病原体、例えば細菌、真菌、ウイルス、または寄生虫、例えば、結核菌 (Mycobacterium tuberculosis) を同定する、例えば、サンプル、例えば臨床サンプル中の病原体の存在を検出する方法を特徴とする。これらの方法は、病原体に感染している疑いがある被験体からの試験サンプルを提供するステップと、メッセンジャーリボ核酸 (mRNA) を放出させる条件下で試験サンプルを処理するステップと、

10

20

30

40

50

複数のプローブのサブセットを含む複数の核酸プローブに試験サンプルを曝すステップであって、それぞれのサブセットが病原体を独自に同定する標的 mRNA と特異的に結合する 1 つまたは複数のプローブを含み、曝露が、プローブと標的 mRNA の間の結合が起こり得る時間および条件下で起こるステップと、

プローブと標的 mRNA の間の結合のレベルを決定し、それによって標的 mRNA のレベルを決定するステップとを含む。参照サンプルと比較した試験サンプルの標的 mRNA の増大は、試験サンプル中の病原体のアイデンティティー (identity) を示す。

【 0 0 1 2 】

いくつかの実施形態では、方法は、痰、血液、尿、大便、関節液 (joint fluid)、脳脊髄液、および子宮頸部 / 膣スワブである、またはこれらを含む、サンプル中またはサンプル由来の感染性疾患の病原体を同定する。このようなサンプルは、複数の他の生物 (例えば、1 つまたは複数の非病原性細菌、真菌、ウイルス、または寄生虫) または病原体を含んでいてもよい。いくつかの実施形態では、サンプルは、臨床サンプル、例えば医療提供者による医学的治療を施されるまたはその可能性がある患者または人からのサンプルである。

10

【 0 0 1 3 】

本発明のいくつかの実施形態では、1 つまたは複数の核酸プローブは表 2 から選択される。

【 0 0 1 4 】

いくつかの実施形態では、mRNA は、プローブとの接触前に、粗製状態であり、例えば精製されておらず、および / または、mRNA を増殖して例えば cDNA を生成することを含まない。

20

【 0 0 1 5 】

いくつかの実施形態では、方法は、酵素的、化学的、および / または機械的に細胞を溶解するステップを含む。

【 0 0 1 6 】

いくつかの実施形態では、方法は、マイクロ流体デバイスの使用を含む。

【 0 0 1 7 】

いくつかの実施形態では、方法を使用して、病原体の大発生、例えば、特定領域内の病原体数の急上昇の公衆衛生監視のため、病原体感染、例えば発生率、罹患率をモニタリングする。

30

【 0 0 1 8 】

本明細書に記載する方法は、ヒト、および実験動物、例えばマウス、ラット、ウサギ、もしくはサル、または飼育動物および家畜 (domesticated and farm animals)、例えばネコ、イヌ、ヤギ、ヒツジ、ブタ、ウシ、ウマ、および鳥類、例えばニワトリなどの動物を含めた、被験体からのサンプル中に病原体が存在する場合に有効である。

【 0 0 1 9 】

いくつかの実施形態では、方法は、本明細書に記載するアッセイの結果に基づいて、被験体用の治療を決定および / または選択すること、および必要に応じて、被験体に治療を施すこと (administering the treatment) をさらに特徴とする。

40

【 0 0 2 0 】

別の一般的な態様では、本発明は、被験体用の治療を選択する方法を特徴とする。これらの方法は、

例えば本明細書に記載する方法を使用して、感染性疾患の病原体を必要に応じては同定するステップ (例えば、サンプル中の特異的病原体の存在および / またはアイデンティティーを検出するステップ) と、

本明細書に記載する方法を使用して病原体の薬剤感受性を決定するステップと、

被験体を治療する際に使用するための病原体が感受性のある薬剤を選択するステップとを含む。

【 0 0 2 1 】

50

さらに別の態様では、本発明は、被験体中の病原体による感染をモニタリングするための方法を提供する。これらの方法は、

第一の時点に、病原体を含む第一のサンプルを得るステップと、

本明細書に記載する方法を使用して第一のサンプル中の病原体の薬剤感受性を決定するステップと、

必要に応じて、病原体が感受性のある治療を選択し、選択した治療を被験体に施すステップと、

第二の時点に、病原体を含む第二のサンプルを得るステップと、

本明細書に記載する方法を使用して第二のサンプル中の病原体の薬剤感受性を決定するステップと、

第一のサンプル中の病原体の薬剤感受性と第二のサンプル中の病原体の薬剤感受性を比較し、それによって被験体中の感染をモニタリングするステップとを含む。

【0022】

本明細書に記載する方法のいくつかの実施形態では、被験体は免疫無防備状態 (immune compromised) である。

【0023】

本明細書に記載する方法のいくつかの実施形態では、方法は、病原体が感受性のある治療を選択し、選択した治療を被験体に施すステップを含み、病原体の薬剤感受性の変化は、病原体が治療に耐性があるか、または治療に耐性がある状態になりつつあるか (the pathogen is or is becoming resistant to the treatment) を示し、例えば、方法は、施

【0024】

いくつかの実施形態では、病原体の薬剤感受性の変化は、病原体が治療に耐性があるか、または治療に耐性がある状態になりつつあることを示し、方法は、被験体に異なる治療を施すステップをさらに含む。

【0025】

さらに別の態様では、本発明は、被験体集団内における、病原体による感染をモニタリングするための方法を特徴とする。これらの方法は、

第一の時点に、集団内の被験体からの第一の複数のサンプルを得るステップと、

本明細書に記載する方法を使用して第一の複数のサンプルにおける病原体の薬剤感受性を決定し、必要に応じて、本明細書に記載する方法を使用して第一の複数のサンプル中の感染性疾患の病原体を同定するステップと、

必要に応じて、被験体に治療を施すステップと、

第二の時点に、集団内の被験体からの第二の複数のサンプルを得るステップと、

本明細書に記載する方法を使用して第二の複数のサンプルにおける病原体の薬剤感受性を決定し、必要に応じて、本明細書に記載する方法を使用して第一の複数のサンプルにおける感染性疾患の病原体を同定するステップと、

第一の複数のサンプルおよび第二の複数のサンプルにおける病原体の薬剤感受性、および必要に応じて、病原体のアイデンティティを比較し、それによって被験体集団内の感染をモニタリングするステップとを含む。

【0026】

さらに別の態様では、固形支持体と結合した複数のポリヌクレオチドを提供する。複数のポリヌクレオチドのそれぞれは、表2由来の1つまたは複数の遺伝子と選択的にハイブリダイズする。いくつかの実施形態では、複数のポリヌクレオチドは、配列番号1~227、およびそれらの任意の組合せを含む。

【0027】

伝染病または伝染性疾患としても知られる「感染性疾患」は、被験体における病原性生物因子の感染、存在、および増殖に起因する臨床的に明らかな病状 (すなわち、特徴的な医学的兆候および/または疾患の症状) を含む (Ryan and Ray(eds.)(2004). Sherris Medical Microbiology(4th ed.). McGraw Hill)。感染性疾患の診断は、例えば診断検査 (例

10

20

30

40

50

えば、血液検査)、カルテ審査、および臨床歴審査によって、医師により確認することができる。いくつかの場合、感染性疾患は、その過程の一部または全部で無症候性であり得る。感染性病原体は、ウイルス、細菌、真菌、原生動物、多細胞寄生虫、およびプリオンを含むことができる。当業者は、病原体の伝播は、物理的接触、汚染食品、体液、物体、空気媒介吸入、およびベクター生物介在を例外なく含めた、異なる経路を介して起こり得ることを理解する。特に感染性が強い感染性疾患は時折伝染性と呼ばれ、病人およびその分泌物との接触によって伝播する可能性がある。

【0028】

本明細書で使用する用語「遺伝子」は、産物(RNAまたはその翻訳産物、ポリペプチドのいずれか)をコードする染色体中のDNA配列を指す。遺伝子はコード領域を含有し、コード領域の前後に領域を含む(それぞれ「リーダー」および「トレイラー」と呼ばれる)。コード領域は、複数のコードセグメント(「エクソン」)および個々のコードセグメント間の介在配列(「イントロン」)で構成される。

10

【0029】

本明細書で使用する用語「プローブ」は、標的mRNAと特異的に結合するオリゴヌクレオチドを指す。プローブは、標的とのハイブリダイゼーション時に一本鎖であってよい。

【0030】

他に定義しない限り、本明細書で使用する全ての技術および科学用語は、本発明が属する分野の当業者により一般に理解されるのと同じ意味を有する。本発明中で使用するため
の方法および材料を本明細書に記載し、当技術分野で知られている他の適切な方法および材料も使用することができる。材料、方法、および実施例は単なる例示的なものであり、限定的であることを意図するものではない。本明細書で言及する全ての刊行物、特許出願、特許、配列、データベースエントリ、および他の参考文献は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。矛盾する場合には、定義を含めた本明細書が優先される。

20

【0031】

本発明の他の特徴および利点は、以下の詳細な説明および図面から、および特許請求の範囲から明らかである。

【図面の簡単な説明】

【0032】

30

【図1】図1A~1Dは、NanoString(商標)(カラーコードプローブ対を用いた遺伝子発現の直接同時計測)技術を使用して、サンプル中のmRNA分子を定量化するための例示的な方法を示すフローチャートである。1A。対象のそれぞれのmRNAに対応する2つの分子プローブを粗製サンプル溶解物に加える。捕捉プローブは、ビオチンと結合した所与のmRNA分子と相補的な50bpオリゴマーからなる。レポータープローブは、蛍光タグと結合した同じmRNA分子の異なる部分と相補的な異なる50bpオリゴマーからなる。それぞれのタグは、所与のmRNA分子を独自に同定する。捕捉プローブとレポータープローブは、溶解物内のそれらの対応するmRNA分子とハイブリダイズする。1B。それぞれのオリゴマー上のハンドルとハイブリダイズするビーズ精製により過剰なレポーターを除去し、ハイブリダイズしたmRNA複合体のみ残す。1C。mRNA複合体を表面上に固定して並べる(aligned)。mRNA複合体は、ストレプトアビジンコーティング表面上でビオチン結合捕捉プローブによって捕捉する。電場を利用して、表面上で全て同じ方向に複合体を並べる。1D。表面を画像化しコードを数える。mRNA複合体は顕微鏡画像処理し、並べたレポータータグは数えることができ、これによってmRNA分子の定量測定値を与えることができる(nanostring.comから得た画像)。

40

【図2】図2A~2Fは、薬剤耐性の遺伝子発現シグネチャーの診断を示す一連の図である。2A。患者由来のサンプル、例えば痰。2B。薬剤感受性と耐性菌を区別するための発現プログラムの誘導。サンプルは分割し、菌が薬剤に耐性であるか感受性であるかに応じて、異なる薬剤に曝して発現プログラムを誘導する。2C。mRNA分子とハイブリダ

50

イズするバーコードプローブ。細胞を溶解させ、プローブを粗製サンプルに加える。2 D。mRNA複合体を捕捉して並べる。2 E。複合体を画像化し計数する。2 F。シグネチャーの分析。測定したmRNAレベルを標準化し、薬剤なしの対照および薬剤感受性および耐性の標準と比較して、全薬剤中の耐性プロファイルを定義する。

【図3】図3は、大腸菌 (*E.coli*) 臨床分離株の陽性同定を示す棒グラフである。6個の大腸菌 (*E.coli*) 遺伝子 (ftsQ、murC、opgG、putP、secA、およびuup) 用に設計したプローブを使用して、4個の臨床分離株を大腸菌 (*E.coli*) として陽性同定した。それぞれの値は、4～6反復の平均および標準偏差を表す。

【図4】図4は、緑膿菌 (*Pseudomonas aeruginosa*) 臨床分離株の陽性同定を示す棒グラフである。5個の緑膿菌 (*P.aeruginosa*) 遺伝子 (proA、sltB1、nadD、dacC、およびlipB) 用に設計したプローブを使用して、2個の臨床分離株を緑膿菌 (*P.aeruginosa*) として陽性同定した。

【図5】図5は、クレブシエラ・ニューモニエ (*Klebsiella pneumoniae*) 臨床分離株の陽性同定を示す棒グラフである。5個のクレブシエラ・ニューモニエ (*K.pneumoniae*) 遺伝子 (lrp、ycbK、clpS、ihfB、mrw) 用に設計したプローブを使用して、臨床分離株を陽性同定した。

【図6】図6は、黄色ブドウ球菌 (*S.aureus*) 臨床分離株の陽性同定を示す棒グラフである。3個の黄色ブドウ球菌 (*S.aureus*) 遺伝子 (proC、rpoB、およびfabD) 用に設計したプローブを使用して、4個の臨床分離株を陽性同定した。

【図7】図7は、病原体特異的プローブを使用した病原体同定を示す、一連の3つの棒グラフである。

【図8】図8は、病原体同定感受性を示す一連の3つの棒グラフである。

【図9A】図9Aおよび9Bは、模擬臨床サンプル (simulated clinical sample) からの病原体同定を示す一連の3つの棒グラフである。

【図9B】図9Aおよび9Bは、模擬臨床サンプルからの病原体同定を示す一連の3つの棒グラフである。

【図10】図10は、緑膿菌 (*P.aeruginosa*) の2個の臨床分離株の同定を示す一連の2つの棒グラフである。

【図11】図11は、大腸菌 (*E.coli*) におけるフルオロキノロン耐性の確認 (identification) を示す棒グラフである。

【図12】図12は、大腸菌 (*E.coli*) におけるアミノグリコシド耐性の確認を示す棒グラフである。

【図13】図13は、黄色ブドウ球菌 (*S.aureus*) におけるメチシリン耐性の確認を示す棒グラフである。

【図14】図14は、エンテロコッカス (*Enterococcus*) におけるバンコマイシン耐性の確認を示す棒グラフである。

【図15】図15は、薬剤耐性結核菌 (*M.tuberculosis*) における薬剤特異的遺伝子誘導を示す一連の4つの棒グラフである。

【図16】図16は、イソニアジド感受性と耐性TB菌株を比較する3個のスクATTERプロットの図である。それぞれのドットは、24遺伝子プローブの1つを表す。軸はデジタル遺伝子発現技術 (NanoString (商標)) によって測定した転写産物の数を表す。左 - 薬剤処理の不在下でのイソニアジド耐性菌株とイソニアジド感受性菌株における発現の比較。中央 - 薬剤処理と薬剤未処理のイソニアジド感受性菌株 (drug treated v s. drug untreated isoniazid sensitive strain) における発現の比較。右 - 薬剤処理と薬剤未処理のイソニアジド耐性菌株における発現の比較。

【図17】図17は、NanoString (商標) を使用して薬剤感受性と薬剤耐性の結核菌 (*M.tuberculosis*) の転写応答を比較する一連の4つの棒グラフである。(A) 本明細書に記載するように菌株A50 (INH-R) をINH (0.4 μg/ml) で処理した。(B) SM-RクローンS10は2 μg/mlのストレプトマイシンで処理した。

【図18】図18は、感受性と耐性のTB菌株における差次的遺伝子発現誘導を示す棒グ

10

20

30

40

50

ラフである。INHで処理したINH感受性（野生型）細胞／未処理細胞における各遺伝子の発現の割合は、INHで処理したINH耐性細胞／未処理細胞における各遺伝子の発現で割る。

【図19】図19は、結核菌（*M.tuberculosis*）におけるINH誘導型遺伝子の誘導の経時変化を示す線グラフである。イソニアジド感受性H37Rvを $0.4\mu\text{g/ml}$ のINH（5XMIC）に曝し、1時間、2時間、および5時間で10mlの培養物からRNAを調製した。次いでqRT-PCRを使用してkasA、kasB、およびsigAに対する転写産物の量を定量化し、レベルはsigAに標準化して $t=0$ と比較する。

【図20】図20は、発現シグネチャーを検出するための例示的なワークフローである。痰中のバチルス（bacilli）の実際の生理的状态は知られていないので、プロセス開発中に複製細菌と非複製細菌の両方をモデル化する。無菌培養において増殖したH37Rv（リッチ7H9/OADC/SDS培地中または7H9/チロキサポール中で枯渇のいずれか）は、これらの実験において痰中のバチルス（bacilli）を表す。バチルス（bacilli）を富栄養培地（rich media）に曝しながら一定時間 t_1 パルス処理し、休眠状態からの蘇生を刺激して転写を活性化させる。最適な t_1 は実験によって決定する。次いでバチルス（bacilli）を薬剤に曝しながら一定時間 t_2 パルス処理し、転写応答を誘発させる。最適な t_2 は実験によって決定する。最後に、全てのサンプルを処理し、発現プロファイリングによって分析し、定量RT-PCRによって確認する。

【図21】図21は、遺伝子の発現の割合を比較して薬剤感受性と耐性のバチルス（bacilli）を区別する例示的な方法である。定量RT-PCRを使用して、発現シグネチャーに含める候補である遺伝子に関するmRNAレベルを測定する。薬剤の存在下（誘導 - 薬剤）および薬剤の不在下（非誘導 - 無薬剤）で、「実験用（exp）」で示すサンプル（すなわち、臨床分離株）中の対象の遺伝子のmRNAレベルを測定する。標準ハウスキーピング遺伝子のmRNAレベルも、薬剤の存在下（ハウスキーピング - 薬剤）および薬剤の不在下（ハウスキーピング - 無薬剤）で測定する。対象の遺伝子とハウスキーピング遺伝子のレベルの割合によって、薬剤の存在下（A）および薬剤の不在下（B）での発現を標準化することができる。いくつかの薬剤感受性菌株に関して $A > B$ 、および薬剤耐性菌株に関して $A = B$ が予想される。最後に、薬剤感受性および薬剤耐性であることが知られている対照菌株（CおよびD）に関して同じ対応率を作製する。これらの対照値は、未知の菌株から得た実験比の比較用の標準として働く。

【図22】図22は、培養または患者標本に直接由来する細菌種の陽性同定を示す一連の棒グラフおよびスキャッタープロットである。細菌サンプルは、種特異的転写産物の検出用に設計したNanoString（商標）プローブを用いて分析した。Y - 軸：転写産物の加工していないカウント（raw count）；X - 軸：遺伝子の名称。大腸菌（*E.coli*）（黒色）、クレブシエラ・ニューモニエ（*K.pneumoniae*）（白色）、緑膿菌（*P.aeruginosa*）（グレー）に特異的なプローブ。エラーバーは2回の生物学的反復の標準偏差を表す。（A）グラム陰性細菌の培養物からの検出。（B）混合培養物（プロビデンシア・スチュアルティ（*Providencia stuartii*）、プロテウス・ミラビリス（*Proteus mirabilis*）、セラチア・マルセセンス（*Serratia marcescens*）、エンテロバクター・アエロゲネス（*Enterobacter aerogenes*）、エンテロバクター・クロアカエ（*Enterobacter cloacae*）、モルガネラ・モルガニー（*Morganella morganii*）、クレブシエラ・オキシトカ（*Klebsiella oxytoca*）、シトロバクター・フレウンデー（*Citrobacter freundii*））内の検出。（C）培養物中のマイコバクテリウム（mycobacteria）の属および種特異的検出。結核菌（*M.tuberculosis*）（Mt b）、マイコバクテリウム・アビウム亜種イントラセルラーレ（*M.avium* subsp.intracellulare）（MAI）、ヨーネ菌（*M.paratuberculosis*）（Mpara）、およびマイコバクテリウム・マリヌム（*M.marinum*）（Mmar）。属範囲（genus-wide）のプローブ（グレー）、結核菌（*M.tuberculosis*）特異的プローブ（黒色）。（D）臨床尿試料に直接由来する大腸菌（*E.coli*）の検出。（E）非大腸菌（*E.coli*）サンプルと比較した大腸菌（*E.coli*）サンプルのアイデンティティーの統計的決定。それぞれのプローブに関するカウントを平均し、対数（log）変換して合計した。（F）ブ

10

20

30

40

50

ドウ球菌 (Staphylococci) においてメチシリン耐性を与える *mecA* mRNA、および腸球菌 (Enterococci) においてバンコマイシン耐性を与える *vanA* mRNA の検出。それぞれのポイントは異なる臨床分離株を表す。

【図 2 3】図 2 3 は、抗生物質への曝露によって感受性細菌と耐性細菌を区別する RNA 発現シグネチャーを示す、一連の 7 つの棒グラフである。感受性または耐性の細菌株を対数期 (log phase) まで増殖させ、抗生物質に軽く曝露し、溶解し、抗生物質への曝露に応じて変わる転写産物の定量化用に設計した NanoString (商標) プローブセットを使用して分析した。加工していないカウントはサンプル用の全プローブの平均に標準化し、薬剤曝露と非曝露サンプルを比較することによって誘導倍率を決定した。Y - 軸：変化倍率；X - 軸：遺伝子の名称。(A) 大腸菌 (*E.coli*)：シプロフロキサシン (CIP)、アンピシリン (AMP)、またはゲンタマイシン (GM)、(B) 緑膿菌 (*P.aeruginosa*)：シプロフロキサシン、および (C) 結核菌 (*M.tuberculosis*)：イソニアジド (INH)、ストレプトマイシン (SM)、またはシプロフロキサシン (CIP) に曝露した、感受性菌株 (黒色；上図) または耐性菌株 (グレー；下図) に関するシグネチャー。それぞれの菌株は二連で試験し、エラーバーは、1 個の代表的菌株の 2 回の生物学的反復の標準偏差を表す。試験した菌株の完全な一覧に関する表 6 を参照。

【図 2 4】図 2 4 は、発現シグネチャーの誘導レベルの平均二乗長を使用した抗生物質耐性と感受性の細菌株の統計的分離を示す、3 個のスクアッタープロットの図である。平均二乗長 (MSD) は、抗生物質に曝露した感受性菌株に関する平均シグナルからの試験した各菌株の偏差を示す Z スコアとして表す。感受性菌株：白い菱形；耐性菌株：黒い菱形。破線： $Z = 3.09$ ($p = 0.001$) (A) 大腸菌 (*E.coli*) 臨床分離株。それぞれのポイントは、1 菌株の 2 ~ 4 回の生物学的反復を表す。(B および C) 抗生物質への曝露に対する発現シグネチャー応答は耐性機構と無関係である。(B) 染色体フルオロキノロン耐性を与える *gyrA* の変異またはプラスミド媒介性キノロン耐性決定基 (*aac(6')* - Ib、*qnrB*、または *oqxAB*) のいずれかを含有する大腸菌 (*E.coli*) 親菌株 J 53 および誘導体はシプロフロキサシンに曝露し、次いで前述のように分析した。エラーバーは 4 回の生物学的反復の標準偏差を表す。(C) 結核菌 (*M.tuberculosis*)。イソニアジド感受性および高または低レベルの耐性菌株をイソニアジドに曝露した。1 $\mu\text{g}/\text{mL}$ で、低レベルの INH 耐性 *inhA* は感受性シグネチャーを示すが、0.2 $\mu\text{g}/\text{mL}$ では、それは耐性シグネチャーを示す。

【図 2 5】図 2 5 は、ウイルスおよび寄生虫の検出を示す一連の 5 つの棒グラフである。細胞を溶解し、プールしたプローブセットを加え、標準 NanoString (商標) プロトコールに従いサンプルをハイブリダイズさせた。(A) 無菌培養から検出したカンジダ・アルビカンス (*Candida albicans*)。 (B) HIV - 1。HIV - 1 gag および rev 用に設計したプローブを用いた PBM C 溶解物からの検出。(C) インフルエンザ A (Influenza A)。マトリックスタンパク質 1 および 2 用に設計したプローブを用いた、293T 細胞溶解物における PR8 インフルエンザウイルスの検出。(D) HSV - 1 および HSV - 2。HSV - 2 糖タンパク質 G 用に設計したプローブを用いた、HeLa 細胞溶解物における HSV - 2 菌株 186 Syn+ の検出。高い MOI でさえ、HSV - 1 と HSV - 2 特異的プローブのクロスハイブリダイゼーションはほとんどなかった。(E) 熱帯熱マラリア原虫 (*Plasmodium falciparum*)。示したレベルの寄生虫血症 (parasitemia) で採取した赤血球からの熱帯熱マラリア原虫 (*P.falciparum*) 菌株 3D7 の検出。プローブは熱帯熱マラリア原虫 (*P.falciparum*) に関して示した血液段階用に設計した。

【図 2 6】図 2 6 は、臨床分離株の生物の同定を示す一連の 3 個のスクアッタープロットの図である。細菌培養物を溶解し、種特異的転写産物の検出用に設計したプローブを加え、ハイブリダイズさせ、標準 NanoString (商標) プロトコールによって検出した。大腸菌 (*E.coli*)、クレブシエラ・ニューモニエ (*K.pneumoniae*)、または緑膿菌 (*P.aeruginosa*) を同定するプローブを含有するプールしたプローブセットを A および B において使用した。C では、結核菌 (*M.tuberculosis*) 用の種特異的プローブは微生物病原体に対する特に大きなプローブセットであった。左の Y - 軸はそれぞれの生物に関する 1

～ 5 の別個の転写産物からの対数変換のカウントの合計を示し、X - 軸は試験した種を示す。破線は、所与サンプルのスコアが対照（「非生物」）サンプルの平均から逸脱した標準偏差数に基づく 0 . 0 0 1 の p 値を示す。「非生物」サンプルは、他の細菌生物、ただし定義する生物が不在であることが知られている細菌生物を含有した、試験したサンプルを示す。（C）に関しては、非生物サンプルは、マイコバクテリウム・イントラセルラーレ（*M.intracellulare*）、ヨーネ菌（*M.paratuberculosis*）、マイコバクテリウム・アブセサス（*M.abscessus*）、マイコバクテリウム・マリヌム（*M.marinum*）、マイコバクテリウム・ゴルドナエ（*M.gordoniae*）、およびマイコバクテリウム・ホルツイツム（*M.fortuitum*）を含めた、非結核菌マイコバクテリウム（*tuberculous mycobacteria*）であった。試験した菌株および臨床分離株の数は表 4 中に示し、（そのために 5 0 n t プローブを設計した）病原体同定に使用した遺伝子は表 5 中に列挙する。

【図 2 7】図 2 7 は、ゲンタマイシン（左図）またはアンピシリン（右図）感受性と耐性の大腸菌（*E.coli*）菌株の平均二乗長（MSD）の比較を示す図である。Y 軸は、既知の感受性菌株の応答の中心（centroid）と比較した、それぞれのサンプルの MSD の Z スコアを示す。点線は、0 . 0 0 1 の p 値に相当する $Z = 3 . 0 9$ を示す。

【図 2 8】図 2 8 は、シプロフロキサシン感受性と耐性の緑膿菌（*P.aeruginosa*）菌株の平均二乗長の比較を示すスキャッタープロットの図である。Y 軸は、既知の感受性菌株の応答の中心と比較した、それぞれのサンプルの MSD の Z スコアを示す。

【図 2 9】図 2 9 は、ストレプトマイシン（SM）またはシプロフロキサシン（CIP）感受性と耐性の結核菌（*M.tuberculosis*）菌株の平均二乗長の比較を示す 2 個のスキャッタープロットの図である。Y 軸は、既知の感受性菌株の応答の中心と比較した、それぞれのサンプルの MSD の Z スコアを示す。

【図 3 0】図 3 0 は、黄色ブドウ球菌（*S.aureus*）分離株の陽性同定を示す棒グラフである。5 個の黄色ブドウ球菌（*S.aureus*）遺伝子（*ileS*、*ppnK*、*pyrB*、*rocD*、および *uvrC*）用に設計したプローブを使用して、3 個の黄色ブドウ球菌（*S.aureus*）分離株を陽性同定した。

【図 3 1】図 3 1 は、ステノトロホモナス・マルトフィリア（*Stenotrophomonas maltophilia*）分離株の陽性同定を示す棒グラフである。6 個のステノトロホモナス・マルトフィリア（*S.maltophilia*）遺伝子（*clpP*、*dnaK*、*purC*、*purF*、*sdhA*、および *secD*）用に設計したプローブを使用して、3 個の分離株をステノトロホモナス・マルトフィリア（*S.maltophilia*）として陽性同定した。

【発明を実施するための形態】

【0033】

詳細な説明

本明細書に記載するのは、転写発現プロファイルシグネチャーに基づいて、病原体、例えば細菌、真菌、ウイルス、および寄生虫とその薬剤耐性パターンの両方を同定するための、迅速で、高感度の、表現型に基づく方法である。感受性および耐性の病原体は薬剤曝露に対して非常に異なる応答をし、初期の 1 つでは、最も迅速な応答はそのそれぞれの発現プロファイルの変化を反映した。分子バーコードを用いたデジタル遺伝子発現を使用して、薬剤曝露に対するこれらの初期転写応答を検出して、酵素学または分子生物学を必要としない迅速な形式で、薬剤感受性および耐性の病原体を区別することができる。本発明は様々な臨床サンプル中の広範囲の微生物病原体に適用可能であり、現在の診断ツールと共にまたは独立して使用することができる。主に結核菌（*tuberculosis*）（「TB」、結核菌（*Mycobacterium tuberculosis*））に関して使用方法を記載するが、（例えば、表 1 中に列挙したような）他の病原体およびそれらの関連臨床症状に関する使用に、それらを適用することができることは当業者によって理解される。

【0034】

薬剤耐性の診断および同定は、より迅速な「顕微鏡観察による薬剤感受性（microscopic-observation drug-susceptibility）」（MODS）培養法、ファージ送達型レポーター、または比色定量指標さえも使用する培養試験に必要とされる TB の非常に遅い増殖の

ため、T B に関して非常に課題がある。薬剤耐性を決定するための別のアプローチは、知られている耐性を与える変異と比較して感染病原体の遺伝子型を定義することに基づくが、しかしながら、このアプローチは、高感度を有する試験のためには全ての耐性を与える単一ヌクレオチド多型 (S N P) の非常に広範囲の同定を必要とする。

【 0 0 3 5 】

本明細書に記載する方法は、病原体の発現プロファイルシグネチャーに基づいて、サンプル、例えば臨床サンプル中の病原体を例えば同定するため、および病原体の薬剤感受性を決定するために使用することができる。薬剤感受性と耐性の病原体を区別するために使用することができる最も初期の最も迅速な応答の 1 つは、対象の薬剤への曝露時のそれぞれの転写プロファイルである。病原体は、それらがその特定薬剤に対して感受性であるかまたは耐性であるかに応じて、薬剤曝露に対して非常に異なる応答をする。例えばいくつかの場合、薬剤感受性または薬剤耐性の細菌は、上方および下方の制御遺伝子によって薬剤曝露に対して数分～数時間内に応答し、耐性細菌にそのような応答がない一方で、薬剤および付随するより非特異的なストレスを克服しようとおそらく試みる。この迅速な応答は、病原体を殺傷またはその増殖を阻害するための化合物に必要とされる長時間とは対照的である。有効な形式での臨床サンプルからの病原体の死または増殖阻害の検出は、さらに大きな課題となる。例えば分子バーコードを用いたデジタル遺伝子発現を使用して、薬剤曝露に対するこれらの初期転写応答を検出し、酵素学または分子生物学を必要としない迅速な形式で薬剤感受性と耐性の病原体を区別することができ、したがって患者から回収した粗製臨床サンプルで直接実施することができる。この読み出し値が表現型であり、したがって例えば T B の薬剤耐性を考慮した S N P の包括的定義を必要としない。本明細書に記載するのは、病原体、例えば T B バチルス (bacilli) に対する高い特異性を与え、感受性病原体と耐性病原体を区別するための遺伝子のセットである。感受性病原体と耐性病原体を区別する発現シグネチャーを構成する遺伝子の選択に基づいて、検出限界の感度を、多量に誘導され、したがって臨床サンプル内の病原体の数によってのみ制限されない転写産物を選択することによって最適化する。このセットの大きさを測定して、必要とされる遺伝子の数を最小にする。したがって本発明は、迅速 (例えば、数時間)、高感度、および特異的である病原体およびその付随する耐性パターンを診断するための、高感度の表現型試験として使用することができる。この試験は病原体に感染した患者のケアを変える可能性があり、例えば世界の T B 発生領域のための、コスト効率が良い、ポイントオブケア診断である。

【 0 0 3 6 】

本発明の方法は、高度の感受性および特異性で、粗製細胞サンプルから直接の核酸シグネチャー、具体的には R N A レベルの検出を可能にする。この技術を使用して T B を同定することができ、臨床サンプル、例えば痰、尿、血液、または大便から直接の迅速で簡潔な処理を用いた、高感度での異なる発現シグネチャーの測定によって薬剤感受性パターンを決定することができ、この技術はリンパ節などの他の組織にも適用可能である。高感度は、D N A ではなく m R N A を検出することによって得ることができる。単細胞は (検出のために増幅を典型的に必要とする) 1 ゲノム D N A コピーと比較して細胞当たりより多くの m R N A のコピー ($> 10^3$) を有する可能性がある、 (< 2000 コピー m R N A を検出する) この技術の高い固有の感度のためである。迅速で簡潔なサンプル処理は、m R N A 分子の検出に必要とされる酵素学および分子生物学的方法の欠如のため可能であり、その代わりいくつかの実施形態では、これらの方法は、粗製溶解物中でのバーコードプローブと m R N A 分子のハイブリダイゼーション、次に (例えば、図 1 中に例示するような) 直接的可視化を利用する。これらの実施形態ではハイブリダイゼーションを使用するので、m R N A は粗製細胞溶解物、固定組織サンプル、およびグアニジウムイソチオシアネート (guanidinium isothiocyanate)、ポリアクリルアミド、および T r i z o l (登録商標) を含有するサンプルから、いかなる精製ステップもなく直接検出することができる。粗製 m R N A サンプルは生物体液または固形物から得ることができ、例えば、痰、血液、尿、大便、関節液、脳脊髄液、子宮頸部 / 膣スワブ、胆汁液、胸膜液、腹膜液、また

10

20

30

40

50

は心膜液、または例えば骨生検、肝生検、肺生検、脳生検、リンパ節生検、食道生検、結腸生検、胃生検、小腸生検、心筋生検、皮膚生検、および洞生検由来の組織生検サンプルを使用することもできる。

【0037】

RNA抽出

酵素的、化学的、または機械的にサンプルを処理して、サンプル中の細胞を溶解し、mRNAを放出させることによって、サンプル、例えば病原体細胞または臨床サンプル中の細胞からRNAを抽出することができる。プロセス中に他の破壊法を使用することができることは、当業者によって理解される。

【0038】

細胞壁を除去するための酵素法の使用は、当技術分野で十分確立している。酵素は一般に市販されており、かつ大抵の場合、生物源から最初に単離されている。一般に使用される酵素としては、ライソザイム、リゾスタフィン、ジモラーゼ、ムタノリシン、グリカナゼ、プロテアーゼ、およびマンノースが挙げられる。

【0039】

化学物質、例えば界面活性剤は、脂質 - 脂質、脂質 - タンパク質およびタンパク質 - タンパク質の相互作用を妨害することによって、細胞周辺の脂質バリアを破壊する。細胞溶解に理想的な界面活性剤は、細胞型および供給源に依存する。細菌と酵母は、それらの細胞壁の性質のため、最適な溶解に関して異なる要件を有する。一般に、非イオン性および両性イオン性の界面活性剤が穏やかである。Triton X系の非イオン性界面活性剤および3-[(3-コラミドプロピル)ジメチルアンモニオ]-1-プロパンスルホネート(CHAPS)、両性イオン性界面活性剤が一般にこれらの目的に使用される。対照的に、イオン性界面活性剤は強力な可溶化剤であり、タンパク質を変性させる傾向があり、それによってタンパク質の活性および機能を妨害する。タンパク質と結合し変性させるSDS、イオン性界面活性剤が、細胞を破壊するために当技術分野で広く使用されている。

【0040】

細胞の物理的破壊は超音波処理、フレンチプレス、エレクトロポレーションを必要とする可能性があり、または基本構造を含むマイクロ流体デバイスを使用して機械的に細胞を破壊することができる。これらの方法は当技術分野で知られている。

【0041】

分子バーコードを用いたデジタル遺伝子発現

遺伝子発現プロファイルに基づいて病原体を同定するための、例示的手順のフローチャートを図1中に示す。対象の各病原体を同定するためのオリゴヌクレオチドプローブは、BLASTソフトウェアにより対象の病原体由来のコード配列と他の生物中の全遺伝子配列を比較することによって選択する。対象の病原体と完全に一致するが、任意の他の生物とは50%を超えて一致しない、約50ヌクレオチド、例えば80ヌクレオチド、70ヌクレオチド、60ヌクレオチド、40ヌクレオチド、30ヌクレオチド、および20ヌクレオチドのプローブのみを選択した。対象の各mRNAに相当し互いに100塩基対内である2つのプローブを選択する。

【0042】

2つの分子プローブを、mRNA分子を含有する粗製サンプル溶解物に加える。捕捉プローブは所与のmRNA分子と相補的な50ヌクレオチドを含み、ビオチンと結合させることが可能である。レポータープローブは同じmRNA分子の異なる部分と相補的な異なる50ヌクレオチドを含み、レポーター分子、例えば蛍光タグまたは量子ドットと結合させることが可能である。それぞれのレポーター分子は所与のmRNA分子を独自に同定する。捕捉プローブとレポータープローブは、溶解物内のそれらの対応するmRNA分子とハイブリダイズする。それぞれのオリゴマー上のハンドルとハイブリダイズするビーズ精製により過剰なレポーターを除去し、ハイブリダイズしたmRNA複合体のみ残す。mRNA複合体は、表面上、例えばストレプトアビジンコーティング表面上で捕捉し固定することができる。表面を顕微鏡画像処理する前に、電場を利用して、表面上で全て同じ方向

10

20

30

40

50

に複合体を並べることができる。

【0043】

レポーター分子を計数して、mRNA分子の定量測定値を与えることができる。市販のnCounter（商標）Analysis System（NanoString、Seattle、WA）をその手順中で使用することができる。しかしながら、他のシステムをそのプロセス中で使用することができることは当業者によって理解される。例えば、バーコードではなく、量子ドットでプローブを標識することができる。例えば、Sapsford et al、*「Biosensing with luminescent semiconductor quantum dots.」* Sensors 6(8): 925-953 (2006); Stavis et al、*「Single molecule studies of quantum dot conjugates in a submicrometer fluidic channel.」* Lab on a Chip 5(3):337-343 (2005); およびLiang et al、*「An oligonucleotide microarray for microRNA expression analysis based on labeling RNA with quantum dot and nanogold probe.」* Nucleic Acids Research 33(2):e17(2005)を参照。

【0044】

いくつかの実施形態では、マイクロ流体（例えば「ラボオンチップ」）デバイスを、サンプル中のmRNAを検出および定量化するために本発明の方法において使用することができる。このようなデバイスは、マイクロ流体フローサイトメトリー、連続的な大きさに基づく分離（continuous size-based separation）、およびクロマトグラフィーによる分離用に首尾よく使用されている。特に、このようなデバイスは、本明細書に記載するように粗製サンプル中の特定標的mRNAを検出するために使用することができる。様々なアプローチを使用して、特定mRNAのレベルの変化を検出することができる。したがって、このようなマイクロ流体チップ技術は、本明細書に記載する方法中で使用するための診断および予後用デバイスにおいて使用することができる。例えば、Stavis et al、Lab on a Chip5(3):337-343(2005); Hong et al、Nat.Biotechnol. 22(4):435-439(2004); Wang et al、Biosensors and Bioelectronics 22(5):582-588(2006); Carlo et al、Lab on a Chip3(4):287-291 (2003); Lion et al、Electrophoresis24 21 3533-3562 (2003); Fortier et al、Anal.Chem.,77(6):1631-1640(2005)、米国特許公開No. 2009/0082552; および米国特許第7,611,834号を例えば参照。本明細書中には、結合成分、例えば本明細書に記載する病原体と特異的に結合する抗体またはその抗原結合断片を含む、マイクロ流体デバイスも含まれる。

【0045】

これらのマイクロ流体デバイスは、標識量子ドットおよび他のレポーター分子のレーザー励起を組み込むことができる。これらのデバイスは、可視光線を含めた様々な検出機構、および電荷結合デバイススペースカメラを含めた様々なデジタルイメージングセンサー法による、生じる発光の検出も組み込むことができる。これらのデバイスは、生成した加工されていないシグナルおよびデータを診断情報に変換する（translate）画像処理および分析能力も組み込むことができる。

【0046】

発現シグネチャーを使用する、病原体アイデンティティーおよび病原体薬剤耐性の迅速な、表現型による診断

この技術を利用して、病原体のアイデンティティーまたは薬剤耐性の迅速な決定を達成することができる。

【0047】

特有遺伝子の検出に基づいて、サンプル中の病原体を同定することができる。したがって例えば、肺炎または気管支炎などの呼吸器疾患関連の症状を有する被験体から、痰サンプルを得ることができ、どの疾患が存在しどの病原体がその疾患の原因であるかを決定するアッセイを実施する（例えば、表1参照）。尿サンプルを得て膀胱炎、腎盂腎炎、または前立腺炎を診断することができる（例えば、表1参照）。当業者は、患者によって示される症状の性質およびその差次的診断に応じて、特定の型のサンプルを得て、アッセイすることができることを理解している。それぞれの生物を同定するための具体的な遺伝子は

本明細書に記載する方法により同定することができ、特定病原体を同定するための例示的な遺伝子は表 2 中に含まれる。

【0048】

大きく加速する耐性の試験に関する原則は、対象の特定薬剤への曝露時に病原体の薬剤感受性と耐性の菌株の間で生じる転写応答の差異の検出に基づく。これらの転写プロファイルは測定可能な薬剤曝露に対する初期表現型応答であり、それらは薬剤曝露による桿菌死のかなり前に検出することができる。この転写ベースのアプローチには、それが代用 SNP ではなく薬剤曝露に対する病原体の直接的な応答を測定する点で、遺伝子型ベースのアプローチに勝る異なる利点もある。

【0049】

いくつかの実施形態では、図 2 中に記載したように試験を実施することができる。サンプル、例えば TB を有する患者由来の痰サンプルを、いくつかのより小さなサブサンプルに分割する。異なるサブサンプルを、所定の時間（例えば、4 時間未満、3 時間未満、2 時間未満、1 時間未満、30 分未満、20 分未満、10 分未満、5 分未満、2 分未満、1 分未満）、薬剤なしまたは異なる、既知もしくは潜在的薬剤（例えば、TB サンプルの場合、イソニアジド、リファンピン、エタンブトール、モキシフロキサシン、ストレプトマイシン）のいずれかに曝露し、その間に薬剤感受性菌株において発現プロファイルが誘導され、それを薬剤耐性菌株と区別する。次いでサブサンプル中の TB バチルス（bacilli）を溶解し、バーコード分子プローブをハイブリダイゼーション用に加え、固定および画像化後にサブサンプルを分析する。次いで転写データセットを分析して、TB の薬剤感受性および薬剤耐性の菌株に関する発現応答に基づいて一群の薬剤に対する耐性を決定する。したがって、TB および個々の抗生物質に対するその応答を独自に同定するための発現シグネチャーを決定することができ、生じたデジタル遺伝子発現に利用するためのプローブセット、およびサンプル処理および回収法を最適化することができる。

【0050】

発現シグネチャーの定義および転写シグナルの最適化の際に、考慮しなければならない 2 つの問題は、1. 細胞が複製状態または非複製状態のいずれかであり得るので、現在定義されていない痰中のバチルス（bacilli）の代謝状態、および 2. 回収した痰中の TB バチルス（bacilli）が抗生物質に事前に曝されている（すなわち、患者が抗生物質を用いて経験的に既に治療されている）可能性である。

【0051】

いくつかの実施形態では、病原体を同定する方法および薬剤感受性を決定する方法は、同じマイクロアレイもしくはマイクロ流体デバイスにおいて、同時に、例えば同じサンプルで、または例えば、病原体のアイデンティティを決定した後に、続けて実施し、薬剤感受性に適したアッセイを選択し実施する。

【0052】

本明細書に記載する方法において有用な遺伝子およびプローブの例示的なセットは、ここに提示する表 2 中に提供される。

【0053】

治療の方法

本明細書に記載する方法は、障害、例えば表 1 中に列挙する障害を治療するための方法を含むが、これに限定されない。一般に、これらの方法は、本明細書に記載する方法を使用して被験体からのサンプル中の病原体を同定すること、または、被験体中の病原体が感受性である 1 つの薬剤（または複数の薬剤）を同定すること、およびこのような治療を必要とする、またはこのような治療を必要とすると決定された被験体に、病原体を中和する治療用化合物を、治療有効量投与することを含む。この文脈で使用する「治療する（treat）」は、表 1 中に列挙する障害の 1 つと関係がある障害の少なくとも 1 つの症状を改善することを意味する。例えばこれらの方法は、咳、胸の痛み、熱、疲労、予期せぬ体重減少、食欲不振、悪寒および寝汗をもたらすことが多い TB の治療を含み、したがって、治療はこれらの症状の低減をもたらすことができる。他の疾患の臨床症状は当技術分野でよ

10

20

30

40

50

く知られている。

【 0 0 5 4 】

「有効量」は、有益または望ましい結果を得るのに十分な量である。例えば治療量は、望ましい治療効果を達成する量である。この量は、疾患または疾患症状の発生を予防するのに必要な量である、予防有効量と同じであっても異なってもよい。有効量は、1回または複数回の投与 (administration)、適用 (application) または投薬 (dosage) で施すことができる。組成物の治療有効量は、選択する組成物に依存する。組成物は、2日に1回を含めて、1日当たり1回または複数回から1週間当たり1回または複数回で投与することができる。組成物は、1ヶ月当たり1回または複数回から1年当たり1回または複数回で投与することもできる。当業者は、疾患または障害の重度、事前の治療、被験体の一般的な健康状態および/または年齢、および存在する他の疾患を非制限的に含めたいくつかの要因が、被験体を効率よく治療するのに必要な用量およびタイミングに影響を与える可能性があることを理解している。さらに、本明細書に記載する治療有効量の組成物を用いた被験体の治療は、1回の治療または一連の治療を含むことができる。

10

【 0 0 5 5 】

診断の方法

病原体を同定するおよび/またはその薬剤感受性を決定するための方法は本明細書に含まれる。方法は、被験体からサンプルを得ること、およびサンプル中の病原体の存在および/または薬剤感受性を評価すること、および1つまたは複数の参照、例えば非感染被験体または野生型病原体におけるレベルと存在および/または薬剤感受性を比較することを含む。mRNAの存在および/またはレベルは本明細書に記載する方法を使用して評価することができる、これらは当技術分野で知られており、例えば定量イムノアッセイ法を使用する。いくつかの実施形態では、当技術分野で知られているハイスループット法、例えば遺伝子チップ (例えばCh.12、Genomics、in Griffiths et al、Eds.Modern Genetic Analysis、1999、W.H.Freeman and Company; Ekins and Chu、Trends in Biotechnology、1999、17:217-218; MacBeath and Schreiber、Science2000、289(5485):1760-1763; Simpson、Proteins and Proteomics: A Laboratory Manual、Cold Spring Harbor Laboratory Press、2002; Hardiman、Microarrays Methods and Applications: Nuts & Bolts、DNA Press、2003を参照) を使用してmRNAの存在および/またはレベルを検出することができる。

20

30

【 0 0 5 6 】

いくつかの実施形態では、サンプルは、生物体液または固形物、例えば、痰、血液、尿、大便、関節液、脳脊髄液、子宮頸部/膣スワブ、胆汁液、胸膜液、腹膜液、または心膜液、または例えば骨生検、肝生検、肺生検、脳生検、リンパ節生検、食道生検、結腸生検、胃生検、小腸生検、心筋生検、皮膚生検、および洞生検 (sinus biopsy) 由来の組織生検サンプルを含む。いくつかの実施形態では、人が病原体、例えば表1中に列挙する病原体を有すること、または薬剤耐性病原体を有することを決定した後、次いで治療、例えば当技術分野で知られているまたは本明細書に記載する治療を施すことができる。

【 0 0 5 7 】

キット

本明細書に記載する遺伝子の領域とハイブリダイズするプローブを含むキットも本発明の範囲内であり、キットを使用して本明細書に記載する病原体を検出することができる。キットは、使用説明書、および他の試薬、例えば標識、またはプローブと標識を結合させるのに有用な作用物質を含めた、1つまたは複数の他のエレメントを含むことができる。使用説明書は、本明細書に記載する方法において治療に対する応答を予想するためのプローブの診断用途に関する説明書を含むことができる。他の説明書は、プローブと標識を結合させるための説明書、プローブを用いて分析を実施するための説明書、および/または被験体から分析するサンプルを得るための説明書を含むことができる。前に論じたように、キットは標識、例えばフルオロフォア、ビオチン、ジゴキシゲニン、および³²Pおよび³Hなどの放射性同位体を含むことができる。いくつかの実施形態では、キットは、本

40

50

明細書に記載する遺伝子の領域とハイブリダイズする標識プローブ、例えば本明細書に記載する標識プローブを含む。

【0058】

キットは、病原体と関係がある同じ遺伝子または別の遺伝子またはその一部分とハイブリダイズする、1つまたは複数のさらなるプローブも含むことができる。さらなるプローブを含むキットは、標識、例えばプローブ用の1つまたは複数の同じまたは異なる標識をさらに含むことができる。他の実施形態では、キットと共に供給されるさらなる1つまたは複数のプローブは、標識された1つまたは複数のプローブであってよい。キットが1つまたは複数のさらなるプローブをさらに含むとき、キットはその1つまたは複数のさらなるプローブの使用説明書をさらに提供することができる。

10

【0059】

自己試験で使用するためのキットも提供することができる。例えば、このような試験キットは、医療供給者の協力なしで、例えば痰、口腔細胞、または血液のサンプルを得るために被験体を使用することができる、デバイスおよび説明書を含むことができる。例えば、口腔細胞は、口腔スワブまたはブラシを使用して、または口内洗浄液を使用して得ることができる。

【0060】

本明細書で提供するキットは、例えば研究室に、分析用サンプルを返却するために使用することができる、郵便物、例えば料金別納封筒または郵便小包も含むことができる。キットは1つまたは複数のサンプル用容器を含むことができ、またはサンプルは標準的な血液回収バイアル中に存在してよい。キットは、1つまたは複数の承諾書、試験依頼書、および本明細書に記載する方法中でのキットの使用法に関する説明書も含むことができる。このようなキットを使用するための方法も本明細書に含まれる。1つまたは複数の文書、例えば試験依頼書、およびサンプルを保持する容器は、サンプルを提供した被験体を同定するために、例えばバーコードでコードすることができる。

20

【0061】

いくつかの実施形態では、キットはサンプルを処理するための1つまたは複数の試薬を含むことができる。例えばキットは、サンプルからmRNAを単離するための試薬を含むことができる。キットは、mRNAまたはmRNAアンプリコンを検出可能に標識するための1つまたは複数の試薬も必要に応じては含有することができ、これらの試薬は、例えば、DNAポリメラーゼのクレノウ断片、T4ポリヌクレオチドキナーゼなどの酵素、1つまたは複数の検出可能に標識したdNTP、または検出可能に標識したγホスフェートATP（例えば³³P-ATP）を含むことができる。

30

【0062】

いくつかの実施形態では、キットは、例えば、マイクロアレイ分析または発現プロファイルの結果を分析するためのソフトウェアパッケージを含むことができる。

【0063】

本発明は以下の実施例中にさらに記載するが、これらの実施例は特許請求の範囲に記載する本発明の範囲を制限するものではない。

【実施例】

40

【0064】

実施例1：病原体の同定

大腸菌 (*Escherichia coli*)、緑膿菌 (*Pseudomonas aeruginosa*)、クレブシエラ・ニューモニエ (*Klebsiella pneumoniae*)、および黄色ブドウ球菌 (*Staphylococcus aureus*)。大腸菌 (*Escherichia coli*)、緑膿菌 (*Pseudomonas aeruginosa*)、クレブシエラ・ニューモニエ (*Klebsiella pneumoniae*)、黄色ブドウ球菌 (*Staphylococcus aureus*)、およびエンテロコッカス・フェカリス (*Enterococcus faecalis*) における特有コード配列を同定し (表2)、これらを使用してこれらの生物を陽性同定した (図3~6)。臨床分離株は、対数期まで37℃においてLB培地中で増殖させた。次いで5マイクロリットルのそれぞれの培養液を100マイクロリットルのイソチオシアン酸グアニジン溶解バッ

50

ファー（RLTバッファー、Qiagen）に加え、5秒間攪拌した。次いで4マイクロリットルのそれぞれの溶解調製物を、溶解物に関する製造者の標準プロトコールに従いnCounter（商標）Systemアッセイ中で使用した。同定に関する基準は、平均バックグラウンド（他の2個の生物に関する全生物同定用プローブに関する平均カウント）の少なくとも2倍を超える、（緑膿菌（*P.aeruginosa*）またはクレブシエラ・ニューモニエ（*K.pneumoniae*）用の）全5個または（大腸菌（*E.coli*）用の）6個の生物同定用プローブに関するカウントであった。複製間で比較するため、カウントはproCのカウントに標準化した。表2中に記載する生物同定用プローブを使用して、4個の大腸菌（*E.coli*）臨床分離株を、6個の大腸菌（*E.coli*）遺伝子（ftsQ、murC、opgG、putP、secA、およびuup）用に設計したプローブを使用して正確に同定した（図3）。2個の臨床分離株を、図4中に示すように5個の緑膿菌（*P.aeruginosa*）遺伝子（proA、sltB1、nadD、dacC、およびlipB）用に設計したプローブを使用して、緑膿菌（*P.aeruginosa*）として正確に同定した。図5中に示すように、5個のクレブシエラ・ニューモニエ（*K.pneumoniae*）遺伝子（lrp、ycbK、clpS、ihfB、およびmrw）用に設計したプローブは、クレブシエラ・ニューモニエ（*K.pneumoniae*）臨床分離株を陽性同定した。3個の黄色ブドウ球菌（*S.aureus*）遺伝子（proC、rpoB、およびfabD）用に設計したプローブを使用して、4個の臨床分離株を陽性同定した（図6）。同定に関する分離基準（cut-off）は、rpoBおよびfabDに関するカウントが、平均バックグラウンド（大腸菌（*E.coli*）、緑膿菌（*P.aeruginosa*）、およびクレブシエラ・ニューモニエ（*K.pneumoniae*）に関する全生物同定用プローブに関する平均カウント）の少なくとも2倍を超えるであることであった。

【0065】

平均して、それぞれの生物に関する4～5配列を大きなプールに含めて、望ましいレベルの特異性を得た。この技術を使用して、これら3生物のそれぞれを、粗製溶解物を直接プローブ処理することによって、検出し、同定し、無菌培養および8個のさらなるグラム陰性病原体を含む複合混合物において区別した（図22Aおよび22B）。

【0066】

TB。Rv1641、1およびRv3583c、1に対するプローブは結核菌（*M.tuberculosis*）において多量の転写産物を検出し（参照8）、マイコバクテリウム・アビウム（*M.avium*）、およびマイコバクテリウム・アビウム亜種ヨーネ菌（*M.avium subsp.paratuberculosis*）においてオルソログスな転写産物を検出し、したがってこれら3種のいずれかの検出に使用することができる。さらに、3個のTB遺伝子（Rv1980c、1、Rv1398c、1、およびRv2031c、1）に対するプローブを使用して結核菌（*M.tuberculosis*）を差次的に同定することができる、すなわちそれらは、マイコバクテリウム・アビウム（*M.avium*）またはマイコバクテリウム・アビウム亜種ヨーネ菌（*M.avium subsp.paratuberculosis*）は検出しない。MAP__2121c、1、MAV__3252、1、MAV__3239、1、およびMAV__1600、1に対するプローブを使用してマイコバクテリウム・アビウム（*M.avium*）またはマイコバクテリウム・アビウム亜種ヨーネ菌（*M.avium subsp.paratuberculosis*）を検出することはできるが、結核菌（*M.tuberculosis*）は検出しない。したがって、Rv1980cおよびRv3853プローブを用いて最大感受性が得られ、一方Rv1980c、1、Rv1398c、1、およびRv2031c、1、およびMAP__2121c、1、MAV__3252、1、MAV__3239、1、およびMAV__1600、1に対するプローブは、結核菌（*M.tuberculosis*）感染とマイコバクテリウム・アビウム（*M.avium*）またはマイコバクテリウム・アビウム亜種ヨーネ菌（*M.avium subsp.paratuberculosis*）感染の間の区別を可能にする。

【0067】

マイコバクテリウム（mycobacterium）属全体で保存されている遺伝子および結核菌（*Mycobacterium tuberculosis*）のみに特異的である遺伝子に対してプローブを設計した。pan-マイコバクテリウムプローブは多種を認識したが、一方で結核菌（*M.tuberculosis*）プローブは非常に特異的であった（図22C）。

10

20

30

40

50

【0068】

黄色ブドウ球菌 (*Staphylococcus aureus*) およびステノトロホモナス・マルトフィリア (*Stenotrophomonas maltophilia*)

表2に記載する生物同定用プローブを使用して、3個の黄色ブドウ球菌 (*S.aureus*) 分離株を、5個の黄色ブドウ球菌 (*S.aureus*) 遺伝子 (*ileS*、*ppnK*、*pyrB*、*rocD*、および *uvrC*) 用に設計したプローブを使用して正確に同定した (図30)。同様に、3個のステノトロホモナス・マルトフィリア (*Stenotrophomonas maltophilia*) 分離株を、6個のステノトロホモナス・マルトフィリア (*S.maltophilia*) 遺伝子 (*clpP*、*dnaK*、*purC*、*purF*、*sdhA*、および *secD*) 用に設計したプローブを使用して正確に同定した (表2および図31)。

10

【0069】

実施例2：方法の感度

図7～10中に示すように、本発明の方法は対象のそれぞれの病原体に特異的であり、臨床サンプル、例えば血液および尿中の100個未満の細胞を検出する感度がある。

【0070】

3病原体のそれぞれから単離したRNA (1 ng) を24遺伝子プローブセットでプローブ処理した (図7)。大腸菌 (*E.coli*) 遺伝子、左側、クレブシエラ・ニューモニエ (*K.pneumoniae*) 遺伝子、中央、および緑膿菌 (*P.aeruginosa*) 遺伝子、右側。大腸菌 (*E.coli*) RNA、上部。クレブシエラ・ニューモニエ (*K.pneumoniae*) 中央、および緑膿菌 (*P.aeruginosa*)、底部。y軸は、デジタル遺伝子発現技術を使用することによって検出した、それぞれの遺伝子に関するカウントの数を示す。それぞれの生物由来のRNAは、それぞれの病原体の容易な同定を可能にする異なる発現シグネチャーを示す。

20

【0071】

この24遺伝子プローブセットを使用して、10,000細胞、1000細胞、および100細胞由来の粗製大腸菌 (*E.coli*) 溶解物をプローブ処理した (図8)。異なる大腸菌 (*E.coli*) の発現シグネチャーは、100細胞まで区別可能であった。

【0072】

臨床サンプルはスパイクした尿および血液サンプル (spiked urine and blood sample) でシミュレートした。スパイクした尿サンプルでは、尿サンプルは尿1 mL当たり105の大腸菌 (*E.coli*) 細菌でスパイクした。サンプルは4で一晩冷蔵し、次いで粗製細菌サンプルを溶解し、大腸菌 (*E.coli*) を同定するためにグラム陰性細菌に使用した24遺伝子プローブセットでプローブ処理した (図9A、上図、および9B)。血液は1000 cfu/mLでスパイクし、これも24遺伝子プローブセットで検出した (図9A、下図)。

30

【0073】

(Brigham and Women's 臨床微生物学研究室から得た) 緑膿菌 (*P.aeruginosa*) の2個の臨床分離株を、グラム陰性細菌に使用した24遺伝子プローブセットでプローブ処理して、その遺伝子セットが同じ細菌属の別の臨床菌株を同定することができることを実証した (図10)。

【0074】

尿サンプル中の大腸菌 (*Escherichia coli*) の直接同定。大腸菌 (*E.coli*) 菌株 K12 を、培養後期の対数期まで37においてLB培地中で増殖させた。次いで細菌は、100,000 cfu/mLの最終濃度まで健常ドナー由来の尿試料に加えた (OD₆₀₀により推定)。次いで尿サンプルを0時間、4時間、24時間、もしくは48時間室温で放置し、または24時間4に置いた。1 mLのスパイクした尿を1分間13,000 × gで遠心分離した。上清を除去し、ペレットは100マイクロリットルのLB培地に再懸濁した。細菌はBacteria RNase Protect (Qiagen) で処理し、次いでイソチオシアン酸グアニジン溶解バッファー (RLTバッファー、Qiagen) 中で溶解した。製造者のプロトコールに従いnCounter (商標) Systemアッセイ中で溶解物を使用した。

40

50

【 0 0 7 5 】

患者尿試料のアリコートを手直接アッセイして尿路感染症における大腸菌 (*E.coli*) 転写産物を検出した (図 2 2 D)。生物の有無を評価する 1 つの測定基準に多数の転写産物からのシグナルを集めるために、それぞれのプローブからの加工していないカウントを対数変換し合計した。17 の大腸菌 (*E.coli*) 臨床分離株のセットに適用すると、それぞれの分離株は 13 の非大腸菌 (*E.coli*) サンプルのセットと容易に区別することができた (非大腸菌 (*E.coli*) 対照と比較して Z スコア > 6.5、図 2 2 E)。

【 0 0 7 6 】

実施例 3：病原体の薬剤感受性

大腸菌 (*Escherichia coli*) におけるフルオロキノロンおよびアミノグリコシド耐性の確認 (identification)。フルオロキノロンおよびアミノグリコシドへの曝露時の大腸菌 (*E.coli*) に関する公開済みの発現アレイデータ (Sangurdekar DP, Srienc F, Khodursky AB. A classification based framework for quantitative description of large-scale microarray data. *Genome Biol* 2006;7(4):R32) を使用して、フルオロキノロンおよびアミノグリコシドへの曝露時に有意に下方または上方制御されると予想される遺伝子のセットを選択した。pan 感受性実験室菌株 (K12)、フルオロキノロン耐性臨床分離株 1 および 2、およびゲンタマイシン耐性臨床分離株 (E2729181 および EB894940) を、対数期まで 37 °C において LB 培地中で増殖させた。それぞれの培養物の 2 ml アリコートを得て、抗生物質を 8 µg/ml のシプロフロキサシンまたは 128 µg/ml のゲンタマイシンの最終濃度までこれらのアリコートに加えた。培養物は 37 °C で 10 分間インキュベートした。5 ミクロリットルのそれぞれの培養物を 100 ミクロリットルのイソチオシアン酸グアニジン溶解バッファーに加え、5 秒間攪拌した。製造者のプロトコールに従い nCounter (商標) System アッセイ中で溶解物を使用した。カウントは proC のカウントに標準化し、ここでも proC は実験間で最も比較可能であるようであった。それぞれの遺伝子に関する誘導倍率は、抗生物質曝露の有無の下でのカウントを比較することによって決定した。2 個の耐性臨床分離株とそれを区別する薬剤感受性 K12 菌株における誘導または抑制を示す、9 プローブ (carA、deoC、flgF、htrL、recA、uvrA、ybhK、uup、および fabD) からの明らかなシグナルが存在した (図 11)。第 10 のプローブ、wbbK は誘導も抑制もされず、遺伝子と発現変化に関する有用な比較をもたらした。同様に、8 遺伝子に対するプローブは、これらの遺伝子は、薬剤感受性 K12 菌株において、抑制状態 (flgF、cysD、glnA、または opgG) 誘導状態 (ftsQ、b1649、recA、dinD) のいずれかであり、2 個の耐性臨床分離株とそれを区別することを示す (図 12)。

【 0 0 7 7 】

スタフィロコッカス (*Staphylococcus*) におけるメチシリン耐性の確認。6 個の黄色ブドウ球菌 (*S.aureus*) 臨床分離株を、対数期まで 37 °C において LB 培地中で増殖させた。次いでそれぞれの培養物の 2 ml アリコートを得て、クロキサシリンを 25 µg/ml の最終濃度まで加えた。培養物は 37 °C で 30 分間インキュベートした。5 ミクロリットルのそれぞれの培養物を 100 ミクロリットルのイソチオシアン酸グアニジン溶解バッファーに加え、5 秒間攪拌した。製造者のプロトコールに従い nCounter (商標) System アッセイ中で溶解物を使用した。2 個の別個のプローブを使用して (表 2)、mecA の発現をメチシリン耐性であることが知られている 4 個の分離株において確認した。対照的に、メチシリン感受性であることが知られている 2 個の分離株において検出可能な mecA 発現はなく、クロキサシリンの不在下では最小の mecA 発現であった (図 13)。

【 0 0 7 8 】

エンテロコッカス (*Enterococcus*) におけるバンコマイシン耐性の確認。4 個のエンテロコッカス (*Enterococcus*) 臨床分離株を、対数期まで 37 °C において LB 培地中で増殖させた。2 ml アリコートを得て、バンコマイシンを 128 µg/ml の最終濃度まで加

えた。培養物は37℃で30分間インキュベートした。5マイクロリットルのそれぞれの培養物を100マイクロリットルのイソチオシアン酸グアニジン溶解バッファーに加え、5秒間攪拌した。製造者のプロトコールに従いnCounter(商標)Systemアッセイ中で溶解物を使用した。2個の別個のプローブを使用して(表2)、vanAの発現をバンコマイシン耐性であることが知られている2個の分離株において確認した。対照的に、バンコマイシン感受性であることが知られている2個の分離株において検出可能なvanA発現はなく、バンコマイシンの不在下では最小のvanA発現であった(図14)。4個の分離株のいずれにおいても検出可能なvanB発現はなかった。

【0079】

生物同定のための転写産物の検出以外に、可動性遺伝因子(mobile genetic element)にコードされる遺伝子の検出は、特定分離株に関する多くのゲノム詳細をもたらすことができる。例えば、スタフィロコッカス(Staphylococci)においてメチシリン耐性を与えるmecAmRNA、およびエンテロコッカス(Enterococci)においてバンコマイシン耐性を与えるvanAmRNAに関して、細菌分離株をプローブ処理した。いずれの場合も、MRS Aおよびバンコマイシン耐性エンテロコッカス(Enterococcus)(VRE)の迅速な同定を可能にする関連転写産物を検出した(図22F)。したがって、RNAの直接検出は、知られている耐性因子の検出を可能にし得る。さらに、このアプローチは、食物媒介病原体における水平的遺伝子間交流によって得られる病原性因子、すなわち、腸管出血性(Enterohemorrhagic)または志賀毒素産生性(Shigatoxigenic)大腸菌(E.coli)における志賀毒素などの、他の遺伝因子による分離株の区別を可能にする。

【0080】

TBにおける薬剤耐性の確認。24遺伝子プローブセットを公開済みの遺伝子発現データから確認して、イソニアジド、リファンピン、ストレプトマイシン、およびフルオロキノロンを含めた異なる抗生物質への曝露時の薬剤感受性TBの発現変化を確認することができる発現シグネチャーを確認した(図15~18)。薬剤曝露後の誘導または抑制の程度は表3中に示す。

【0081】

A₆₀₀₀ 0.3における対数期の結核菌(M.tuberculosis)細胞を、4個の異なる薬剤(イソニアジド、0.4μg/ml;ストレプトマイシン、2μg/ml;オフロキサシン、5μg/ml;リファンピシン0.5μg/ml)の1つの存在下でインクウェル容器(10ml体積、平行培養)中で増殖させた。薬剤処理開始後の示した時間で(図15)、遠心分離(3000×g、5分間)により培養物を採取し、1mlのTrizol中に再懸濁し、ビーズで刺激した(100nmガラスビーズ、最高速度、2回の1分間パルス)。クロロホルム(0.2ml)をサンプルに加え、6000×gで5分間の遠心分離後、水相を分析用に回収した。

【0082】

サンプルは1:10に希釈し、製造者のプロトコールに従い表2中に記載するNanoString(商標)プローブセットを使用して分析した。それぞれの転写産物の相対量を3個のハウスキーピング遺伝子(sigA、rpoB、およびmpt64)の平均カウントに標準化することによって最初に計算し、次いでデータは、未処理対照由来のサンプルに対する倍率変化としてプロットする。ボックスは、薬剤特異的誘導の以前の痕跡に基づいて選択したプローブを示す(Boshoff et al、J Biol Chem.2004、279(38):40174-84.)。

【0083】

薬剤耐性TB菌株は、イソニアジドへの曝露時に発現シグネチャーの誘導を明らかに示す薬剤感受性菌株とは対照的に、イソニアジドへの曝露時に発現シグネチャー誘導を示さない(図16)。イソニアジド感受性と耐性のTB菌株を比較する3個のスクアッタープロットを図16中に示し、それぞれのドットは24遺伝子プローブの1つを表す。軸はデジタル遺伝子発現技術(NanoString(商標))によって測定した転写産物の数を表す。左-薬剤処理の不在下でのイソニアジド耐性菌株とイソニアジド感受性菌株にお

10

20

30

40

50

ける発現の比較。中央 - 薬剤処理と薬剤未処理のイソニアジド感受性菌株 (drug treated vs. drug untreated isoniazid sensitive strain) における発現の比較。右 - 薬剤処理と薬剤未処理のイソニアジド耐性菌株における発現の比較。

【0084】

異なる遺伝子のセットを、図17中に示すように薬剤に応じて、薬剤感受性結核菌 (*M. tuberculosis*) において誘導する。薬剤感受性と薬剤耐性の結核菌 (*M. tuberculosis*) の転写応答。(A) 本明細書に記載するようにINH (0.4 μ g/ml) で処理した菌株A50 (INH-R)。(B) SM-RクローンS10は2 μ g/mlのストレプトマイシンで処理した。差次的遺伝子誘導をTB24遺伝子プローブセットのデジタル遺伝子発現により測定して確かなシグネチャーを明らかにすることができ、薬剤感受性を確認することができる(図18)。

10

【0085】

3個のハウスキーピング遺伝子、mpt64、rpoB、およびsigAを標準化に使用した。それぞれの実験サンプル用に、実験遺伝子に関する加工していないカウントはこれら3個のハウスキーピング遺伝子の加工していないカウントの平均に標準化し、対照遺伝子に対する多量の試験遺伝子の指標を与えた。誘導または抑制は、非薬剤曝露サンプルと比較した、薬剤曝露サンプルにおけるこれらの標準化カウントの変化として定義する。この方法を使用して、以下の遺伝子は、イソニアジド、リファンピン、フルオロキノロン、およびストレプトマイシンへの曝露後に薬剤感受性TBにおいて誘導または抑制されることが分かった。

20

【0086】

イソニアジド：薬剤依存性誘導用：kasA、fadD32、accD6、efpA、およびRv3675、1。

リファンピン：薬剤依存性誘導用：bioD、hisI、era、およびRv2296。

フルオロキノロン：薬剤依存性誘導用：rpsR、alkA、recA、ltp1、およびlhr、薬剤依存性抑制用：kasAおよびaccD6。

ストレプトマイシン：薬剤依存性誘導用：CHP、bcpB、gcvB、およびgroEL。

30

【0087】

実施例4：デジタル遺伝子発現および分子バーコードを使用した、薬剤感受性および耐性のTBを同定するための表現型発現シグネチャーベースの試験

この実施例は、痰中のTBの診断および耐性プロファイルの迅速な決定のための、表現型発現シグネチャーベースの試験を記載する。この方法は、バーコード化対分子プローブ (barcoded, paired molecular probe) のプローブセットの作製によって、その発現プロファイルがTBを独自に検出して薬剤耐性と感受性の菌株を区別する遺伝子の検出に基づく。遺伝子の選択は、無菌培養 (複製と非複製状態の両方) におけるTB、細胞培養マクロファージにおけるTB、および痰においてスパイクしたTBを含めた様々な増殖条件下でマイクロアレイを使用して得た発現プロファイルデータの、バイオインフォマティクスによる解析によって決定した。

40

【0088】

A. TBを同定するためのシグネチャーの定義

複製と非複製のTBの両方由来のmRNAと特異的にハイブリダイズする分子プローブセットを確認している。これらのプローブは、全増殖条件下に多量に存在し、全TB菌株中で保存されるmRNAに特異的である。16SrRNA (Amplior, Roche) またはIS6110領域 (Gen-probe) を認識するTBを確認するための特有DNA配列は以前に定義されているが、これらの定義された領域は、デジタル遺伝子発現におけるシグネチャーに必要とされる最適特性を有していない。16SrRNAは、その長さのため低レベルの遺伝的変異性に耐え得る50塩基オリゴマー遺伝子プローブを使用して、異なる種間で区別可能であったマイコバクテリア種間で十分分岐していない。ゲ

50

ノムの IS 6 1 1 0 領域は、全増殖条件下においてそれが TB を同定するための確かなシグナルとして使用することができるほど十分高いレベルでは発現されない。したがって、他のマイコバクテリア種由来の TB の同定を可能にする発現シグネチャーを記載する。

【 0 0 8 9 】

i . 保存型 TB 遺伝子に関するバイオインフォマティクスによる遺伝子解析。 他のマイコバクテリア種に優る TB の検出に特有の発現シグネチャーを定義している。一般に、シグネチャーに含めるのに最適な遺伝子は、 1 . 感度を増大するために高い発現レベル (高い mRNA コピー数) を有すること、 2 . 全 TB 菌株中で高度に保存されていること、および高度に保存された配列を有すること、ならびに 3 . 全ての他のマイコバクテリア種より TB ゲノムに非常に特異的であることの基準を満たす。このような遺伝子は、全ての他の配列決定済みマイコバクテリア種 (すなわち、マイコバクテリウム・マリヌム (*M. marinum*)、マイコバクテリウム・アビウム - イントラセルラーレ (*M. avium-intracellulare*)、マイコバクテリウム・カンサシ (*M. kansasii*)、マイコバクテリウム・ホルツイツム (*M. fortuitum*)、マイコバクテリウム・アブセサス (*M. abscessus*)) 中に存在しない利用可能な TB ゲノムにおける保存型遺伝子のバイオインフォマティクスによる解析を使用して同定した。 Broad Institute で配列決定された臨床分離株由来の 40 を超える TB ゲノムが分析のために利用可能である。

10

【 0 0 9 0 】

ii . 候補遺伝子の mRNA レベルの発現プロファイル分析。 痰中の TB バチルス (*bacilli*) を検出するための分子プローブの選択に関する第二の基準は、それらが非常に多量で安定状態の mRNA とハイブリダイズして最高感度をもたらすことである。このような mRNA は、必須ハウスキーピング遺伝子に対応すると予想される。 Broad Institute および Stanford University (tbdb.org) で作成されたデータベース中の既存の公に入手可能な発現データのバイオインフォマティクスによる解析と、複製許容可能 (対数増殖) および炭素枯渇、静止期、および低酸素により誘導される非複製条件下での候補遺伝子の高レベルの発現を確認するための発現プロファイリングを使用した TB 菌株 H 3 7 R v に関する実験発現プロファイルの組合せを使用して、遺伝子が選択されている。 H 3 7 R v に関する発現プロファイリング実験を、確立している TB の炭素枯渇モデル (7 H 9 / チロキサボール中で 5 週間枯渇)、静止期増殖、および嫌氣的増殖に関する Wayne モデル (密封チューブ中でゆっくり攪拌する培養) を使用して実施する。 mRNA を cDNA に変換すること、および配列決定を使用して cDNA 分子をカウントすることによって、 Solexa / Illumina 配列決定を使用して発現プロファイルを決定する。発現レベルを確認するためのこの定量法は、マイクロアレイデータよりデジタル遺伝子発現を使用して得られるレベルを反映する可能性が高く、 Broad Institute Sequencing Platform で確立された方法である。レーン当たり 75 bp リードおよび 1000 万リードとして配列決定レーン当たり 12 サンプルを多重化することができる。

20

30

【 0 0 9 1 】

iii . TB を同定するための発現シグネチャーのプローブ選択。 デジタル遺伝子発現技術は 2 個の 50 ヌクレオチドプローブと対象の mRNA のハイブリダイゼーションに基づくので、遺伝子中の 2 個の 50 塩基対領域は、非特異的ハイブリダイゼーションを最小にするためゲノム内に特異的であり、配列決定した TB ゲノムから証明される最小多型を含有する (Ai) および (Aii) から同定する。プローブはバイオインフォマティクスにより選択して、5 の融解温度範囲内、最小 mRNA 二次構造に適合させる。プローブは (多数の菌株、すなわち H 3 7 R v、CDC 1551、F11、Erdman を含めた) 複製および非複製 TB、マイコバクテリウム・マリヌム (*M. marinum*)、マイコバクテリウム・アビウム - イントラセルラーレ (*M. avium-intracellulaire*)、マイコバクテリウム・カンサシ (*M. kansasii*)、およびマイコバクテリウム・ホルツイツム (*M. fortuitum*) から単離した mRNA に対して試験して、利用可能な技術を使用してプローブセット全体の特異性を確認した。プローブはこれら他のマイコバクテリア種用を選択することが

40

50

でき、これらによって痰由来のこれらの病原体の同定も可能にする。イントラセルラーレ・パチルス (intracellular bacilli) を同定する能力をマクロファージ感染モデルで試験して、宿主 mRNA の存在下で TB mRNA を検出する能力を実証する。最後に、アッセイの感度を、試験サンプル中の TB パチルス (bacilli) (したがって細胞溶解物中に存在する mRNA) の数をタイトレーションする (titrating down) ことによって決定する。デジタル遺伝子発現を使用する全ての実験は、同じ遺伝子セットに対して定量 RT-PCR を使用して確認する。セットの改良および精練は反復式に行う。

【0092】

B. 感受性 TB と耐性 TB を区別するためのシグネチャーの定義

薬剤感受性と耐性の菌株を区別するプロファイルを得ることができる、それぞれ個々の TB 用薬剤への曝露時に特異的に誘導される mRNA とハイブリダイズする分子プローブのセットが同定されている。イソニアジド、リファンピン、エタンブトール、ストレプトマイシン、およびモキシフロキサシンへの曝露に関するシグネチャーが決定されている。

【0093】

シグネチャーに含めるのに理想的な遺伝子に関する前述の特性 (すなわち、TB 菌株中で保存されていること、TB ゲノムに特異的であること) に加えて、いくつか他の特性が薬剤耐性のシグネチャーに関する遺伝子選択において優先される。薬剤耐性は薬剤感受性と薬剤耐性の菌株における転写産物誘導間の差によって決定されるので、理想的な遺伝子候補は所与の薬剤への曝露時に薬剤感受性菌株において高度に誘導される。これらの遺伝子は、初期に早急に誘導されるのが理想的である。この時間期間は、かなりの程度で診断試験全体の迅速性を決定するからである。qRT-PCR を使用したデータに基づいて、わずか 1 ~ 2 時間以内に薬剤曝露に対する転写応答を観察する (図 19)。mRNA 分子の半減期を考慮すると、遺伝子抑制ではなく遺伝子誘導の利用がより迅速で検出可能な応答をもたらす。

【0094】

イソニアジドおよびストレプトマイシンに関する記載した全ての実験に関して、野生型、完全薬剤感受性 H37Rv と比較するために使用する単剤耐性菌株のセット (a set of singly resistant strain) を作製した BSL3 設定で、TB 菌株 H37Rv を使用した。リファンピンが研究室における感染という予期せぬ事象における治療オプションであることを確実にするために、増殖にリシンおよびパントテン酸の添加を必要とする TB の栄養要求株 (lysA、panC) においてリファンピン耐性変異体を作製する。

【0095】

最後に、任意または全ての抗生物質に対する一般的なストレス応答ではなく、それぞれの抗生物質に特有であるシグネチャーを同定している。この特異性の理論的根拠は、臨床設定で、多くの患者は異なる抗生物質で経験的に既に治療されており、したがっていくつかの一般的なストレス応答が、痰サンプル中のパチルス (bacilli) において既に活性化されている可能性があることである。しかしながら、試験および分析で薬剤特異的応答は保たれる。

【0096】

i. 抗生物質に対する曝露に応答した発現プロファイリング。薬剤感受性と耐性の菌株 H37Rv における転写応答を区別する候補遺伝子を同定するための発現プロファイリングを実施する。痰中のパチルス (bacilli) の複製状態または転写活性は知られていないので、(5 週間の炭素枯渇モデルによって誘導した) 非複製状態のパチルス (bacilli) において追加的実験を実施する。薬剤曝露に次いで応答し得るいくつかの基底転写 (basal transcription) を刺激するために、非複製状態のパチルス (bacilli) が富栄養培地 (7H9/OADC) 中での短時間 (t_1) の「増殖刺激」を必要とすることが決定する (図 20)。薬剤感受性と耐性の菌株を区別するための確かなシグネチャーおよび最適薬剤濃度を得るための薬剤曝露に必要とされる最適時間期間 (t_2) も決定して、確かな、再現可能な応答を得る。これらの実験は、個々の抗生物質のそれぞれについて実施する。

。

10

20

30

40

50

【 0 0 9 7 】

完全非複製状態は、痰中のバチルス (bacilli) が非複製状態、休眠状態である場合の、「最悪のシナリオ」(すなわち、必要とされ得る最長の時間)である。実際、患者の痰中のバチルス (bacilli) からの発現プロファイリングを調べた刊行物に基づく、発現プロファイリングが痰中のバチルス (bacilli) から直接得られたとして、この時間は必要とされる場合は必ず非常に短い。(特に、この刊行物のデータを分析中にさらに取り込んで、痰中の細菌において考えられる遺伝子候補への最初の見通しをもたらす。)プロファイリング実験のマトリックス (a matrix of profiling experiments) を実施し、それぞれの t_1 に関して 0、1、および 2 時間からリッチ 7 H 9 / O A D C 培地への曝露時間 (t_1)、およびそれぞれの抗生物質への曝露時間 (t_2) を変える。 t_1 と t_2 のそれぞれのセットに関して、抗生物質濃度をそれぞれの抗生物質に関して、感受性と耐性の H 3 7 R v 菌株の両方に関して 1 ×、3 ×、および 5 × 最小阻害濃度 (MIC) から変えて、最適パラメーターを決定する。発現プロファイリングを使用して、確かな、再現可能なプロファイルを生成するのに最適な条件を同定する。

10

【 0 0 9 8 】

最適条件 (t_1 および t_2) に基づいて、発現プロファイリングをこれらの条件下で薬剤感受性および耐性の H 3 7 R v 菌株において実施する。バイオインフォマティクスによる解析を実施して、誘導のレベルが薬剤耐性菌株と比較して薬剤感受性菌株において高い各薬剤に関して遺伝子を同定する(抑制のレベルが薬剤耐性菌株と比較して薬剤感受性菌株において高いリファンピン以外)。発現のレベルを薬剤感受性と薬剤耐性の菌株の間で比較し、定量 RT - PCR によって確認する。

20

【 0 0 9 9 】

i i . 薬剤耐性を確認するための解析アルゴリズムの開発。最適アルゴリズムを決定して、(標準 MIC 測定によって定義される) 感受性と耐性の菌株を区別する遺伝子セットに関する発現率を分析する。この方法の長所の 1 つは大部分の例(すなわち、TB 抗生物質に事前に曝露されていない例)に関するものであり、所与の抗生物質に曝露した菌株と曝露していない同じ菌株の間で遺伝子発現レベルの比較を行うことができる。定量 RT - PCR を使用して、1 . 抗生物質への曝露なし、2 . イソニアジドへの曝露、3 . リファンピンへの曝露、4 . エタンブトールへの曝露、5 . ストレプトマイシンへの曝露、および 6 . モキシフロキサシンへの曝露を含む条件下で H 3 7 R v 由来の mRNA レベルを測定する。抗生物質への曝露後の所与の遺伝子からの発現のレベルは、定常状態のハウスキーピング遺伝子のセット(すなわち、ハウスキーピング遺伝子の転写を刺激する主なシグマ因子をコードする sig A、および RNA ポリメラーゼの合成サブユニットをコードする rpo B) からの発現のレベルに標準化し、抗生物質への曝露の不在下での同じ遺伝子の発現の同じ標準化レベルと比較する。標準感受性菌株と耐性対照菌株の比較も行う(図 2 1)。理想としては、特定薬剤への曝露は、薬剤感受性菌株において高レベル、 $A > B$ 、一方で薬剤曝露に対して感受性がない薬剤耐性菌株に関して、 $A = B$ の遺伝子発現を誘導する。(リファンピンの機構、すなわち $A = C < B = D$ を考慮して、最も短い半減期を有する mRNA の遺伝子抑制を検出する、リファンピンに関しては例外である。)転写レベルの広いダイナミックレンジのため、C / D の比が最大であり、したがって感受性と耐性の菌株の明白で確かな区別を可能にする遺伝子を選択する。さらに、他の抗生物質を用いて誘導される応答の重複がないように、それぞれ個々の抗生物質に関して、最適な、独自の遺伝子セットを選択している。

30

40

【 0 1 0 0 】

i i i . TB バチルス (bacilli) のシグネチャーに対する事前の抗生物質に対する曝露の影響の解析。患者を抗生物質で事前に治療した場合においても耐性パターンを確認するための、これらのシグネチャーの有効性を測定するために、薬剤感受性および耐性の TB バチルス (bacilli) (複製、非複製、マクロファージ内) を、この試験の適用前に TB 特有の設定で患者に施すことができる一般的な抗生物質である、アモキシシリン、セファロsporin、トリメトプリム - スルファメトキサゾール、およびエリスロマイシンに

50

事前に曝す。現在のTB薬剤の異なる組合せへのTBバチルス (bacilli) の事前の曝露をさらに実施して、このような事前の曝露が、このような応答を検出する問題の転写応答能力にも干渉するかどうか決定する。独自のシグネチャーが保たれ、したがって耐性を決定する問題の能力は妨害されないはずである。対象の遺伝子のセットの遺伝子発現レベルは定量RT-PCRを使用して決定する。

【0101】

i v . 耐性プロファイルを確認するための発現シグネチャーのプロープ選択。

Sub - aim Biにおいて得たデータに基づいて、抗生物質への曝露に対する転写応答に関するシグネチャーをもたらす候補遺伝子のセットを選択する。TBゲノム中で高度に保存された領域内の、それぞれの遺伝子に関する2個の50塩基対領域を選択する。プロープはバイオインフォマティクスにより選択して、5の融解温度範囲内、最小mRNA二次構造に適合させる。これらのプロープを使用して、最初に複製または非複製状態である無菌培養中のバチルス (bacilli)、本発明者らが現在研究室に有する細胞培養マクロファージ感染モデル中のイントラセラーレ・バチルス (intracellular bacilli)、および異なる抗生物質の組合せに事前に曝した細菌を含む、前に記載した条件下で利用可能な技術を使用して、薬剤感受性と耐性の菌株を比較する。全ての結果は、定量RT-PCRによって得たデータと比較する。セットの改良および精練は反復式に行う。

10

【0102】

C . 分子バーコードを用いたデジタル遺伝子発現用のサンプル処理の最適化。

発現シグネチャーを確認するためのプロープセットの定義に加えて、第二の大きな課題は、サンプルの処理を最適化して、サンプル内に存在するバチルス (bacilli) からのデジタル遺伝子発現を測定することである。TB症例の大部分は肺が発端であり、処理するサンプルの大部分は患者の痰であるので、感染TBバチルス (bacilli) からmRNA測定値を得るための痰サンプルの処理を最適化する。(抗生物質で治療されていない) 健康な、非感染患者から回収した痰を、複製または非複製 (炭素枯渴) 状態のいずれかであるTBバチルス (bacilli) でスパイクした、スパイク痰モデルを使用する。対処すべき問題としては、様々な粘性の痰の処理、痰サンプル内のTBバチルス (bacilli) の効率よい溶解が挙げられる。デジタル遺伝子発現の主な利点の1つは、粗製細胞溶解物、固定組織サンプル、全血および尿中の細胞、ダニ (tick) の粗製溶解物由来の細胞、および400mMのイソチオシアン酸グアニジン (GITC)、ポリアクリルアミド、およびトリゾールを含有するサンプルを含めた非常に粗製状態のサンプルにおいて、mRNAがそれぞれのプロープとハイブリダイズする能力である。したがって一次適用は、痰内の細菌の溶解後に精製ステップが必要とされないことを示唆する。全血、尿、または固定組織サンプルからの精製は必要とされていないからである。唯一の要件は、プロープとmRNAの間の接触を可能にする十分な混合である。

20

30

【0103】

これらの実験用に、非感染状態の痰をBrigham and Women's Hospital (BWH) の試料バンクから得る。試料バンクは、BWH病理部のLyn Bry, MD, PhDにより管理されるIRB制御機関である。廃棄用の痰は、研究室内で全ての処理が終了した後得る (一般に回収の12~24時間以内)。事前の48時間以内にいかなる抗生物質も与えていない被験体のみから、痰を回収する。全てのサンプルが確認されるわけではないので、保護された健康情報は得られない。試料研究室の現在の負担に基づいて、必要な量の痰 (25~50mL) を数週間以内に得る。

40

【0104】

i . 痰の処理。痰サンプルは細菌量、コンシステンシー、および粘性が様々である。いくつかのアプローチを試験して、細菌が培地条件で殺菌レベルの抗生物質と接触する迅速性、およびハイブリダイゼーション用のオリゴマープロープへの曝露を最大にする。無処理、注射針を介した痰の移動、リゾチームおよび/またはDNase、嚢胞性線維症患者由来の痰を処理するために標準的に使用されるSputalysin (Calbiochem; 0.1% DTT) を用いた処理、またはある最小変性剤 (すなわちGITC) へ

50

のサンプルの単純な希釈を含めた、痰を処理するいくつかの方法を使用する。痰はH37Rvでスパイクし、その粘性を変えるための様々な方法によって処理し、それらを実施して任意のこれらの方法がこの技術に干渉するかどうか決定する。

【0105】

i i . T B パチルス (bacilli) でスパイクした痰中の細菌溶解。 細菌細胞を効率よく溶解するため、転写および酵素ベースのmRNA分解を抑制するため、およびmRNAをプローブにアクセス可能にするための、いくつかのアプローチをアッセイ中で使用する。痰中の細菌の転写応答を調べた以前の試験は、サンプルにGTCまたは類似の試薬を最初に加えて転写応答を抑制した。次いで遠心分離を使用して、GTC処理後に痰サンプル由来の細菌を濃縮することができる。マイコバクテリア (mycobacteria) の溶解は一般に、物理的手段、すなわち0.1mlのガラスまたはジルコニウムビーズを用いた均質化によって実施する。このような物理的手段を利用して処理した痰内の細菌を破壊し、T B パチルス (bacilli) 検出用に1Aから設計したプローブセットを使用して、非感染ヒト痰にスパイクしたパチルス (bacilli) を分析する。

10

【0106】

他の方法を、ファージ溶解を含めた、現場ベースの考慮事項により影響を受ける可能性がある溶解に使用する。ファージ、またはより最適には、精製ファージリシン (1つまたは複数) の添加によって、細菌溶解のための、低コストの、単純で、かつ非電氣的な選択肢をもたらすことができる。F i s c h e t t i 研究室 (R o c k e f e l l e r U n i v e r s i t y) は、ペプチドグリカンを経路的に加水分解し浸透圧溶解をもたらす精製バクテリオファージリシンを使用した、いくつかのグラム陽性種の迅速で完全な溶解を近年実証している。H a t f u l l 研究室 (U n i v e r s i t y o f P i t t s b u r g h) は、数種の溶解性マイコバクテリオファージ由来のL y s A 酵素の活性を特徴付けるため、およびその性能を最適化するために現在作業している。精製リシンの不在下で、調査を実施して、高MOI感染のT B およびD 2 9 などの溶解性バクテリオファージが痰中のT B を効率よく溶解することができるかどうかを決定する。どのようにしてこの手法が細菌の転写プロファイルに影響を与えるかは、現在明らかではない。それはおそらく、ファージの結合、進入、および二次溶解性を妨害し得る変性剤の不在下で起こる必要があるからである。マイコバクテリオファージT M 4 は、ペプチドグリカンヒドロラーゼ活性を有する構造タンパク質T m p をさらに発現し、このためそれを高MOIでの細胞溶解の迅速な手段として使用することができる。溶解後、内因性R N A s e 活性を不活性化するG I T C、R N A l a t e r、または他の試薬でmRNAを安定状態にする。

20

30

【0107】

実施例 5 :

細菌および真菌培養 : 大腸菌 (E.coli)、クレブシエラ・ニューモニエ (K.pneumoniae)、緑膿菌 (P.aeruginosa)、プロビデンシア・スチュアリティ (Providencia stuartii)、プロテウス・ミラビリス (P.mirabilis)、霊菌 (S.marcescens)、エンテロバクター・アエロゲネス (E.aerogenes)、エンテロバクター・クロアカエ (E.cloacae)、モルガネラ・モルガニー (M.morganii)、クレブシエラ・オキシトカ (K.oxytoca)、カンジダ・フロインディ (C.freundii)、またはカンジダ・アルビカンス (C.albicans) を、L u r i a - B e r t a n i 培地 (L B) 中で約1のOD₆₀₀まで増殖させた。混合実験用に、OD₆₀₀によって決定した等数の細菌をN a n o S t r i n g (商標) 分析用に溶解前に組み合わせた。マイコバクテリウム (Mycobacterium) 分離株は、以下に記載するように採取または抗生物質への曝露まで、M i d d l e b r o o k 7 H 9 培地中で対数増殖中期まで増殖させた。

40

【0108】

耐性実験室細菌菌株の誘導 : 大腸菌 (E.coli) 実験室菌株 J 5 3 および定義済み g y r A フルオロキノロン耐性染色体変異体 (g y r A 1 - G 8 1 D ; g y r A 2 - S 8 3 L) を、H o o p e r l a b、M a s s a c h u s e t t s G e n e r a l H o s p i t a l、B o s t o n、M A から得た。プラズマ媒介性キノロン耐性決定基 (o q x A

50

B、qnrB、aac6-Ib)は、これらのプラスミドを含有することが以前に決定された臨床分離株から精製した。大腸菌(E.coli)親菌株J53をこれらのプラスミドで形質転換し、それらの存在はPCRによって確認した。

【0109】

ウイルスおよびプラスモジウム(plasmodium)感染：HeLa細胞(1×10^6)、293T細胞(2×10^5)、およびヒト末梢血単球(5×10^5)を、示したMOIで、それぞれHSV-1菌株KOSおよびHSV-1菌株186Syn+、インフルエンザA PR8、またはHIV-1NL-ADAに感染させた。主要赤血球細胞(5×10^9)は、それらが示したレベルの寄生虫血症に達するまで、熱帯熱マラリア原虫(P.falciparum)菌株3D7に感染させた。示した時間で、細胞はPBSで1回洗浄し採取した。

10

【0110】

抗生物質への曝露：大腸菌(E.coli)または緑膿菌(P.aeruginosa)の培養物をLB中で約1のOD₆₀₀まで増殖させた。次いで培養物を2つのサンプルに分け、その1つは抗生物質で処理した(大腸菌(E.coli)、10分間：シプロフロキサシン4~8μg/mlまたは300ng/ml、ゲンタマイシン64または128μg/ml、またはアンピシリン500μg/ml；緑膿菌(P.aeruginosa)、30分間：シプロフロキサシン16μg/ml)。処理部分と未処理部分の両方を200rpmで攪拌しながら37℃に維持し、黄色ブドウ球菌(S.aureus)またはエンテロコッカス・フェシウム(E.faecium)の培養物をLB中で約1のOD₆₀₀まで増殖させた。次いで培養物は、30分間それぞれクロキサシリン(25μg/ml)またはバンコマイシン(128μg/ml)に曝した。

20

【0111】

結核菌(M.tuberculosis)の培養物を対数増殖中期まで増殖させ、次いで0.2のOD₆₀₀に標準化した。2mlのそれぞれの培養物を、無抗生物質または以下の(最終濃度の)：イソニアジド0.2~1.0μg/ml；ストレプトマイシン5μg/ml、リファンピシン0.5μg/ml、またはシプロフロキサシン5μg/mlの1つのいずれかで処理した。プレートは密封し、攪拌せずに3または6時間インキュベートした。次いで溶解物を作製し、表6中に列挙するプローブを使用して、前に記載したように分析した。

【0112】

サンプル処理：グラム陰性分離株に関して、5~10μlの培養物を100μlのRLTバッファーに直接加えて攪拌した。臨床試料に関して、大腸菌(E.coli)菌尿路感染症を有することが臨床研究室によって決定された患者由来の20μlの尿は、100μlのRLTバッファーに直接加えた。マイコバクテリア(mycobacteria)に関して、1.5mlの培養物を遠心分離し、次いでビーズ刺激による機械的破壊有りまたは無しでTrizol(Gibco)中に再懸濁し、初期水相を分析用に回収した。ウイルスおよび寄生虫のRNAを、Trizolおよびクロロホルムを使用して同様に調製した。全ての溶解物に関して、標準的なNanoString(商標)プロトコールに従い3~5μlをハイブリダイゼーションにおいて直接使用した。加工していないカウントをサンプル用の全プローブの平均に標準化し、それぞれの遺伝子に関する誘導倍率は抗生物質処理サンプルと未処理サンプルを比較することにより決定した。

30

40

【0113】

生物同定用プローブの選択：生物の差次的検出用のNanoString(商標)プローブを選択するため、関連生物の全ての公に入手可能な配列決定ゲノムを比較した。その種の全ての配列決定ゲノムに関するCDS長の少なくとも70%にわたり少なくとも50%の同一性を有するコード配列(CDS)を選択することによって、各種内で保存された遺伝子を同定した。CDSは重複50量体に破壊し、試験中に種内で完全に保存され任意の多種中のCDSと50%を超えない同一性を有する50量体のみを保持した。遺伝子発現オムニバスにおいて入手可能な公開済みの発現データを概観し、大部分の条件下で十分な発現がある遺伝子を選択した。特有の結核菌(M.tuberculosis)プローブを同定するために、公開済みのマイクロアレイデータを使用して、2クラス：結核菌(M.tuberculosis)

50

is) 複合体に特有な遺伝子 (BLASTNを使用した非冗長データベースにおいて任意の他の遺伝子と70%を超える同一性、全ての入手可能な結核菌 (*M.tuberculosis*) およびマイコバクテリウム・ボビス (*M.bovis*) ゲノム中で保存されている)、および結核菌 (*M.tuberculosis*)、マイコバクテリウム・アビウム (*M.avium*)、およびヨネ菌 (*M.paratuberculosis*) を含めた臨床上関連があるマイコバクテリア (*mycobacteria*) のセット中で85%を超える同一性を有する遺伝子の1つの範疇に入る高度に発現された遺伝子を同定した。カンジダ・アルビカンス (*C.albicans*) 用プローブを、そのプローブセット中に含まれた10のさらなる病原体生物の完全ゲノムと比較して特有な、カンジダ・アルビカンス (*C.albicans*) ゲノムの50量体セグメントに対して設計した。ウイルス用プローブは、同じファミリー内のウイルス間 (すなわち、HSV-1とHSV-2の間) で低度に保存されたウイルス (すなわち、全てのHSV-2またはHIV-1分離株) 内で高度に保存された遺伝子に対して設計した。熱帯熱マラリア原虫 (*Plasmodium falciparum*) 用プローブは、寄生虫の生活環の血液段階 (blood stage) のそれぞれで多量に発現された遺伝子に対して設計した。全てのプローブをスクリーニングしてヒトRNAとのクロスハイブリダイゼーションを回避した。

10

【0114】

プローブセット: グラム陰性生物の同定用に、大腸菌 (*E.coli*)、クレブシエラ・ニューモニエ (*K.pneumoniae*)、および緑膿菌 (*P.aeruginosa*) 用プローブを含有するプールしたプローブセットを使用した。マイコバクテリウム (*mycobacterial*) 生物の同定用に、特に結核菌 (*M.tuberculosis*) 種特異的プローブおよびより広範囲のマイコバクテリウム (*mycobacterial*) 属用プローブが、微生物病原体に対するより広範囲のプローブセットであった。

20

【0115】

応答の有無を測定するために、様々な抗菌剤への曝露時に差次的に制御される遺伝子用にプローブを設計した (Sangurdekar et al, *Genome Biology* 7, R32(2006); Anderson et al, *Infect.Immun.*76, 1423-1433, (2008); Brazas and Hancock, *Antimicrob.Agents Chemother.*49, 3222-3227, (2005))。シプロフロキサシン、ゲンタマイシン、またはアンピシリンに野生型大腸菌 (*E.coli*) K-12を10~30分間曝した後、それぞれの抗生物質に関する薬剤感受性発現シグネチャーを同時に定義する転写レベルの予想された変化を観察した (図23Aおよび23B、表7)。これらのシグネチャーは対応する耐性菌株では誘導されなかった (図23Aおよび23B)。

30

【0116】

表現型試験の確立した方法は数週間~数ヶ月を要するので、迅速な表現型による薬剤感受性試験は、結核において特に顕著な影響を与える可能性がある (Minion et al, *Lancet Infect Dis* 10, 688-698, (2010))。抗結核薬イソニアジド、シプロフロキサシン、およびストレプトマイシンに応答した発現シグネチャーによって、3~6時間の抗生物質への曝露後に感受性と耐性の分離株を区別することができた (図23C)。転写プロファイルにおけるいくつかの遺伝子は機構特異的である (すなわち、シプロフロキサシンに関して *recA*、*alkA*、および *lhr*、ストレプトマイシンに関して *groEL*、およびイソニアジドに関して *kasA* および *accD6*)。他の遺伝子、特にミコール酸合成または中間代謝と関係がある遺伝子は、多数の抗生物質に応答して下方制御され、増殖から損傷修復へのシフトを示す。

40

【0117】

これらの複合応答を、感受性と耐性の菌株を区別するための、1つの定量的測定基準にまとめるために、各実験サンプルから、対照抗生物質感受性サンプルの中心からの発現応答の平均二乗距離 (MSD) の測定基準を利用した。抗生物質感受性菌株は密集し、したがって小さいMSDを有する。逆に抗生物質耐性菌株は、より大きな値、平均的感受性菌株と同様の形式で抗生物質に反応しなかった多数の遺伝子の結果を有する。MSDは、標準偏差、大腸菌 (*E.coli*) (図24A、24B、27、および28) または結核菌 (*M.tuberculosis*) (図24Cおよび29) の感受性分離株の平均範囲内のサンプルの数を示す

50

、点の (dimensionless) Z スコアとして報告される。

【0118】

発現プロファイルは遺伝子型ではなく表現型を反映するので、様々な機構によって媒介される耐性は、1つの統合された発現シグネチャーを使用して測定することができる。シプロフロキサシン感受性大腸菌 (*E. coli*) 菌株 J 5 3 の転写応答は、異なる耐性機構を有する一連の同質遺伝子変異体、フルオロキノロン標的遺伝子トポイソメラーゼ *gyrA* に一種の変異 (G 8 1 D または S 8 3 L) を有する2つ、および *aac* (6') - I b (アセチル化、不活性酵素)、*qnrB* (*gyrA* の活性部位を遮断する)、および *oqxAB* (排出ポンプ) を含むエピソードキノロン耐性遺伝子を有する3つと比較した。親菌株と比較して、全ての J 5 3 誘導体は、耐性を示す大きな Z スコアを有していた (図 2 4 B)。

10

【0119】

イソニアジドに対する応答を、一連の感受性臨床および実験室分離株、および *katG* (S 3 1 5 T)、プロドラッグ活性化に必要なカタラーゼに変異を有する H 3 7 R v 由来実験室菌株、および *inhA* (C - 1 5 T)、イソニアジドの標的のプロモーターに変異を有する臨床分離株を含む、2個のイソニアジド耐性菌株において比較した。それらの異なる耐性機構のため、これら2個の菌株はイソニアジドに対して異なるレベルの耐性を有し、*katG* 変異体は高レベルの耐性 (6.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$ を超えるまで最小阻害濃度 (MIC) の 100 倍を超える増大) を有し、一方 *inhA* プロモーター変異は 0.4 $\mu\text{g}/\text{mL}$ までわずか8倍の MIC の増大をもたらす。低いイソニアジド濃度 (0.2 $\mu\text{g}/\text{mL}$) への曝露はいずれの耐性菌株においても転写応答を誘導することができなかったが、高いイソニアジド濃度 (1 $\mu\text{g}/\text{mL}$) では、*katG* 変異体と対照的に、*inhA* 変異体は感受性がある形式で応答する (図 2 4 C)。したがって、この方法は機構独立性であるだけでなく、高レベルと低レベルの耐性を区別するための比較測定値も与えることができる。

20

【0120】

最後に、細菌、ウイルス、真菌から寄生虫の範囲の病原体において RNA はほぼユニバーサルなので、広範囲の感染因子にわたり適用可能である1つの診断プラットフォームに RNA 検出を組み込むことができる。大きな混合型病原体用プローブのプールを使用して、本発明者らは、真菌病原体カンジダ・アルビカンズ (*Candida albicans*) (図 2 5 A) ; 用量依存式に細胞培養中にヒト免疫不全ウイルス (human immunodeficiency virus) (HIV)、インフルエンザウイルス (influenza virus) および単純ヘルペスウイルス (herpes simplex virus-2) (HSV - 2) (図 2 5 B ~ D) ; および感染赤血球における熱帯熱マラリア原虫 (*Plasmodium falciparum*) 生活環の異なる段階 (図 2 5 E) を同定するためのシグナルを直接かつ特異的に検出することができた。

30

【0121】

薬剤感受性に関する距離の測定基準である平均二乗距離の NanoString (商標) によるデータの分析および計算: 全ての薬剤処理サンプルに関して、それぞれのプローブに関する加工していない NanoString (商標) カウントを、それぞれのサンプル用の全ての関連 (すなわち、種に適した) プローブの平均に最初に標準化した。転写レベルの変化倍率は、抗生物質処理サンプル中のそれぞれのプローブに関する標準化カウントと、それぞれの試験条件に関する未処理ベースラインサンプル中の対応するカウントを比較することによって決定した。

40

【0122】

定性発現シグネチャーを感受性または耐性のバイナリ形式の結果に変換するために、同じ薬剤に曝した感受性菌株のそれからのサンプルの転写プロファイルの平均二乗距離 (MSD) を計算するためのアルゴリズムを開発した。薬剤感受性実験における MSD 測定基準は以下のように計算した:

1. サンプル量の変動を、加工していない値 (raw value) をサンプル中の全ての関連プローブについてのカウントの平均数に標準することによって補正する。

50

2. 本発明者らが P_j と示す一群の $NanoString$ (商標) プローブを選択する。下付き文字 j は 1 から、選択したプローブの合計数 N_{probes} の範囲である。この分析は薬剤感受性分離株と薬剤耐性分離株の間で差次的に変化したプローブに限られる。

3. 薬剤感受性菌株の複製は N_{sample} として定義する。それぞれの複製に関して、薬剤処理前後のそれぞれのプローブ P_j に関する標準化カウントは

【数 1】

$$C_{i,P_j}^{before}$$

または

【数 2】

$$C_{i,P_j}^{after}$$

で示し、 i はサンプルインデックスを表す。

4. 「対数誘導比」を次に算定する：

【数 3】

$$S_{i,P_j} \equiv \ln \left[C_{i,P_j}^{before} / C_{i,P_j}^{after} \right]$$

このように比を対数変換することによって、いずれか 1 つのプローブが計算した MSD を占めるのを妨げる。

5. 薬剤感受性サンプルの平均誘導比、

【数 4】

$$\bar{S}_j$$

は、異なる生物学的複製を合計してサンプルの数を標準化することによって計算する：

【数 5】

$$\bar{S}_j = \frac{\sum_{i=1}^{N_{sample}} S_{i,P_j}}{N_{sample}}$$

6. MSD を、(インデックス i の) 薬剤感受性菌株の複製それぞれに関して次いで計算する、これは全ての薬剤感受性サンプルの平均挙動からサンプルがどの程度異なるかを反映する数である：

【数 6】

$$MSD_j^* = \frac{\sum_{i=1}^{N_{sample}} (S_{i,P_j} - \bar{S}_j)^2}{N_{sample}}$$

7. 耐性菌株に関する誘導比、

【数 7 - 1】

$$R_{i,P_j}$$

は感受性菌株のそれと同様に計算する：

10

20

30

40

【数 7 - 2】

$$R_{i,P_j} \equiv \ln \left[C_{i,P_j}^{before} / C_{i,P_j}^{after} \right]$$

8. 薬剤耐性菌株に関する MSD を、薬剤感受性集団の中心と比較して計算する：

【数 8】

$$MSD_i^s = \frac{\sum_{j=1}^{N_{s,obs}} (R_{i,P_j} - \bar{s})^2}{N_{s,obs}}$$

10

【0 1 2 3】

大部分の感受性菌株は平均的感受性菌株と同様に挙動するので、

【数 9】

$$MSD_i^s$$

の典型的な値は、耐性菌株に関する典型的な値

【数 10】

$$MSD_i^s$$

20

と比較して小さい。

【0 1 2 4】

最後に、測定した MSD 値の統計的有意性を割り当てた。

【数 11】

$$MSD_i^s$$

の値は平均からの偶発偏差数 (random deviation) の合計であるので、それらは正規分布、中心極限定理の結果と非常に似ている。したがって、薬剤感受性集団に対する所与のサンプルからの標準偏差数を反映する z スコアをそれぞれのサンプルに関して算定した：

【数 12】

30

$$z_i \equiv \frac{MSD_i^s - \overline{MSD^s}}{\sigma_{MSD^s}}$$

ここで、標準偏差および平均は以下のように定義する：

【数 13】

$$\sigma_{MSD^s} \equiv \sqrt{\frac{1}{N_{s,obs}} \sum_{i=1}^{N_{s,obs}} (MSD_i^s - \overline{MSD^s})^2}$$

40

および：

$$\overline{MSD^s} = \sum_{i=1}^{N_{s,obs}} MSD_i^s$$

【0 1 2 5】

この測定基準を、異なる抗生物質に対して試験した多数の研究室および臨床分離株の分析に適用し、そのデータは図 24、27、28 および 29 中に示す。

【0 1 2 6】

50

生物同定のための距離測定基準の計算： 多数のプロープからの情報をバイナリ形式の結果に変換するために、それぞれのプロープに関する加工していないカウントを対数変換した。このように比を対数変換することによって、いずれか1つのプロープが分析を占めるのを妨げる。次いでこれらの対数変換カウントを技術反復間で平均する。

【0127】

P_j と示される一群の *N a n o S t r i n g* (商標) プロープを記載したように選択する。下付き文字 j は1から、選択したプロープの合計数 $N_{p r o b e s}$ の範囲である。

【数14-1】

$$S_{i,P_j} \equiv \ln[C_{i,P_j}]$$

10

【0128】

生物同定は擬似または異なる生物と比較して転写産物を検出する能力に依存するので、対象の生物なしで調製したサンプル中のバックグラウンドレベルの *N a n o S t r i n g* (商標) カウントをしたがって使用して対照中心を定義した。これらの対照サンプルの中心

【数14-2】

$$\bar{s}_j$$

20

は、異なる生物学的複製を合計してサンプルの数を標準化することによって計算する：

【数15】

$$\bar{s}_j = \frac{\sum_{i=1}^{N_{\text{rep}}} s_{i,j}}{N_{\text{rep}}}$$

【0129】

MSD を、(インデックス i の) 実験サンプルの平均技術反復に関して次いで計算する、これは全ての対照サンプルの平均挙動からサンプルがどの程度異なるかを反映する数である：

30

【数16】

$$MSD_i^* = \frac{\sum_{j=1}^{N_{\text{probes}}} (s_{i,j} - \bar{s}_j)^2}{N_{\text{probes}}}$$

【0130】

最後に、測定した MSD 値の統計的有意性を割り当てた。

【数17】

40

$$MSD_i^*$$

の値は平均からの偶発偏差数の合計であるので、それらは正規分布、中心極限定理の結果と非常に似ている。したがって本発明者らは、対照集団に対する所与のサンプルからの標準偏差数を反映する z スコアをそれぞれのサンプルに関して算定した：

【数18】

$$z_i = \frac{MSD_i - \overline{MSD}}{\sigma_{MSD}}$$

50

ここで、標準偏差および平均は以下のように定義する：

【数 1 9】

$$\sigma_{MSD} = \sqrt{\frac{1}{N_{MSD}} \sum_{j=1}^{N_{MSD}} (MSD_j^2 - \overline{MSD}^2)}$$

および：

$$\overline{MSD} = \frac{1}{N_{MSD}} \sum_{j=1}^{N_{MSD}} MSD_j$$

10

【 0 1 3 1 】

この測定基準を、図 2 6 および表 4 中に示す関連細菌種に関して試験した多数の研究室分離株および臨床分離株の分析に適用した。その生物に関して MSD が 2 を超えた場合に、特定生物として菌株を同定した。

【 0 1 3 2 】

【表 1】

表4. 生物同定用プローブを用いて試験した実験室菌株および臨床分離株の数

生物	試験した実験室菌株	試験した臨床分離株
大腸菌(E.coli)	2	17
クレブシエラ・ニューモニエ(K.pneumoniae)	0	4
緑膿菌(P.aeruginosa)	1	9
結核菌(M.tuberculosis)	1	10

20

【 0 1 3 3 】

【表 2】

表5. 細菌生物同定に使用した遺伝子

生物	遺伝子	アノテートされた機能 (Annotated function)	
大腸菌(E.coli)	ftsQ	ディビゾーム構築	10
	murC	ペプチドグリカン合成	
	putP	溶質ナトリウムシンポーター	
	uup	ABCトランスポーターのサブユニット	
	opgG	グルカン生合成	
クレブシエラ・ ニューモニアエ(K. pneumoniae)	mraW	S-アデノシル-メチルトランスフェラーゼ	20
	ihfB	DNA結合タンパク質	
	clpS	プロテアーゼアダプタータンパク質	
	lrp	転写制御因子	
緑膿菌(P.aerugin osa)	mpl	リガーゼ、細胞壁合成	30
	proA	γ -グルタミルリン酸レダクターゼ	
	dacC	カルボキシペプチダーゼ、細胞壁合成	
	lipB	リボ酸タンパク質リガーゼ	
	sltB1	トランスグリコシラーゼ	
定型的マイコバ クテリウム(Mycobacterium)	carD	転写因子	
	infC	翻訳開始因子	
結核菌(M.tuberculosis)	Rv1398c	推定タンパク質	30
	mptA	免疫原性タンパク質64	
	hspX	熱ショックタンパク質	

【表 3】

表6. 感受性プロファイリングに関して試験した実験室菌株および臨床分離株
臨床分離株はCIと示す

生物	抗生物質	感受性(S)または耐性(R)	菌株	MIC*	
大腸菌(E.coli)	シプロフロキサシン	S	K12	30 ng/ml	10
		S	J53	30 ng/ml	
		S	CIEC9955	< 0.1 μ g/ml	
		S	CICr08	<.1 μ g/ml	
		R	CIEC1686	50 μ g/ml	
		R	CIEC9779	50 μ g/ml	
		R	CIEC0838	50 μ g/ml	
		R	CIqnrS	6.25 μ g/ml	
		R	CIaac6-Ib	>100 μ g/ml	
		R	CIqnrA	12.5 μ g/ml	
		R	CIqnrB	6.25 μ g/ml	
大腸菌(E.coli)	ゲンタマイシン	S	K12	8 μ g/ml	
		S	CIEC1676	8 μ g/ml	
		S	CIEC9955	16 μ g/ml	
		S	CIEC1801	8 μ g/ml	
		R	CIEC4940	>250 μ g/ml	
		R	CIEC9181	>250 μ g/ml	
		R	CIEC2219	125 μ g/ml	
大腸菌(E.coli)	アンピシリン	S	K12	4 μ g/ml	20
			J53	4 μ g/ml	
			DH5 α	8 μ g/ml	
		R	CIEC9955	>250 μ g/ml	
			CIEC2219	>250 μ g/ml	
			CIEC0838	>250 μ g/ml	
			CIEC9181	>250 μ g/ml	
緑膿菌(P.aeruginosa)	シプロフロキサシン	S	PAO-1	1 μ g/ml	
		S	CIPA2085	0.4 μ g/ml	
		S	CIPA1189	0.4 μ g/ml	
		S	CIPA9879	0.4 μ g/ml	
		R	CIPA2233	50 μ g/ml	
		R	CIPA1839	25 μ g/ml	
		R	CIPA1489	25 μ g/ml	
結核菌(M.tuberculosis)	イソニアジド	S	H37Rv	0.05 μ g/ml	30
		S	AS1 (CI)	<0.2 μ g/ml	
		S	AS2 (CI)	<0.2 μ g/ml	
		S	AS3 (CI)	<0.2 μ g/ml	
		S	AS4 (CI)	<0.2 μ g/ml	
		S	AS5 (CI)	<0.2 μ g/ml	
		S	AS10 (CI)	<0.2 μ g/ml	
		R	A50	>6.25 μ g/ml	
		R	BAA-812	0.4 μ g/ml	

結核菌(M.tuberculosis) シプロフロキサシン

S	mc ² 6020	0.5 μ g/ml
S	AS1 (CI)	<1 μ g/ml
S	AS2 (CI)	<1 μ g/ml
S	AS3 (CI)	<1 μ g/ml
S	AS4 (CI)	<1 μ g/ml
S	AS5 (CI)	<1 μ g/ml
S	AS10 (CI)	<1 μ g/ml
R	C5A15	16 μ g/ml

結核菌(M.tuberculosis) ストレプトマイシン

S	H37Rv	1 μ g/ml
S	AS1 (CI)	<2 μ g/ml
S	AS2 (CI)	<2 μ g/ml
S	AS3 (CI)	<2 μ g/ml
S	AS4 (CI)	<2 μ g/ml
S	AS5 (CI)	<2 μ g/ml
R	CSA1	>32 μ g/ml

10

【 0 1 3 5 】

【表 4】

表7. 大腸菌(*E.coli*)、緑膿菌(*P.aeruginosa*)、および結核菌(*M.tuberculosis*)における抗生物質感受性シグネチャーと関係がある遺伝子

生物	抗生物質	遺伝子	アノテートされた機能 (Annotated function)	
大腸菌(<i>E.coli</i>)	シプロフロキサシン	dinD	DNA損傷誘導タンパク質	
		recA	DNA修復、SOS応答	
		uvrA	ATPaseおよびDNA損傷認識タンパク質	10
		uup	ABCトランスポーターの予想サブユニット	
	ゲンタマイシン	pyrB	アスパラギン酸カルバモイルトランスフェラーゼ	
		recA wbbK	DNA修復、SOS応答 リポ多糖合成	
	アンピシリン	hdeA	ストレス応答	
		proC opgG	ピロリンレダクターゼ グルカン合成	20
緑膿菌(<i>P.aeruginosa</i>)	シプロフロキサシン	PA_4175	おそらくエンドプロテアーゼ	
		mpl proA	ペプチドグリカン合成 グルタミン酸セミアルデヒドデヒドロゲナーゼ	
結核菌(<i>M.tuberculosis</i>)	シプロフロキサシン	lhr	ヘリカーゼ	
		rpsR	リボソームタンパク質S18-1	30
		ltp1	脂質輸送	
		alkA	塩基除去修復	
		recA	リコンビナーゼ	
		kasA	ミコール酸合成	
		accD6	ミコール酸合成	
	イソニアジド	efpA	排出ポンプ	
		kasA	ミコール酸合成	
		accD6	ミコール酸合成	
		Rv3675	おそらく膜タンパク質	40
		fadD32	ミコール酸合成	
	ストレプトマイシン	Rv0813	保存型推定タンパク質	
		groEL	熱ショックタンパク質	
		bcpB	ペルオキシド解毒	
		gcvB	グリシンデヒドロゲナーゼ	
		accD6 kasA	ミコール酸合成 ミコール酸合成	

本明細書に記載するRNA発現シグネチャーの直接測定は、培養中および患者試料に直接由来する一定範囲の病原体の迅速な同定をもたらすことができる。特に、抗生物質への曝露に対する表現型による応答によって感受性菌株と耐性菌株を区別することができ、したがって共通応答に様々な耐性機構を組み込む非常に早期の迅速な感受性の決定をもたらすことができる。この原理は、病原体RNAが広範囲の臨床設定および感染性疾患に適用可能である一診断プラットフォームの基盤を形成するパラダイムシフトとなり、病原体の同定および迅速な表現型による抗微生物感受性試験を同時にもたらす。

【 0 1 3 7 】

参考文献

【表 5】

10

1. Global tuberculosis control - surveillance, planning, financing. WHO Report 2008. WHO/HTM/TB/2008.393.

2. Moore DA, Mendoza D, Gilman RH, Evans CA, Hollm Delgado MG, Guerra J, Caviedes L, Vargas D, Ticona E, Ortiz J, Soto G, Serpa J; Tuberculosis Working Group in Peru. 2004. Microscopic observation drug susceptibility assay, a rapid, reliable

diagnostic test for multidrug-resistant tuberculosis suitable for use in resource-poor settings. *J Clin Microbiol.* 42(10):4432-7.

3. Jacobs WR Jr, Barletta RG, Udani R, Chan J, Kalkut G, Sosne G, Kieser T, Sarkis GJ, Hatfull GF, Bloom BR. 1993. Rapid assessment of drug susceptibilities of *Mycobacterium tuberculosis* by means of luciferase reporter phages. *Science.* 260(5109):819-22.

4. Piuri M, Jacobs WR Jr, Hatfull GF. 2009. Fluoromycobacteriophages for rapid, specific, and sensitive antibiotic susceptibility testing of *Mycobacterium tuberculosis*. *PLoS ONE.* 4(3):e4870. 10

5. Angeby KA, Klintz L, Hoffner SE. 2002. Rapid and inexpensive drug susceptibility testing of *Mycobacterium tuberculosis* with a nitrate reductase assay. *J Clin Microbiol.* 40(2):553-5.

6. García de Viedma D. 2003. Rapid detection of resistance in *Mycobacterium tuberculosis*: a review discussing molecular approaches. *Clin Microbiol Infect.* 9(5):349-59. 20

7. Boshoff HI, Myers TG, Copp BR, McNeil MR, Wilson MA, Barry CE 3rd. 2004. The transcriptional responses of *Mycobacterium tuberculosis* to inhibitors of metabolism: novel insights into drug mechanisms of action. *J Biol Chem.* 279(38):40174-84.

8. Fu LM, Shinnick TM. 2007. Understanding the action of INH on a highly INH-resistant *Mycobacterium tuberculosis* strain using Genechips. *Tuberculosis (Edinb)* 87(1):63-70. 30

9. Geiss GK, Bumgarner RE, Birditt B, Dahl T, Dowidar N, Dunaway DL, Fell HP, Ferree S, George RD, Grogan T, James JJ, Maysuria M, Mitton JD, Oliveri P, Osborn JL, Peng T, Ratcliffe AL, Webster PJ, Davidson EH, Hood L, Dimitrov K. 2008. Direct multiplexed measurement of gene expression with color-coded probe pairs. *Nat Biotechnol.* 26(3):317-25.

10. Mdluli K, Slayden RA, Zhu Y, Ramaswamy S, Pan X, Mead D, Crane DD, Musser JM, Barry CE 3rd. 1998. Inhibition of a *Mycobacterium tuberculosis* beta-ketoacyl ACP synthase by isoniazid. *Science.* 280(5369):1607-10. 40

11. Schnappinger D, Ehrt S, Voskuil MI, Liu Y, Mangan JA, Monahan IM, Dolganov G, Efron B, Butcher PD, Nathan C, Schoolnik GK. 2003. Transcriptional Adaptation of *Mycobacterium tuberculosis* within Macrophages: Insights into the Phagosomal Environment. *J Exp Med*. 198(5):693-704.
12. Schwab U, Rohde KH, Wang Z, Chess PR, Notter RH, Russell DG. 2009. Transcriptional responses of *Mycobacterium tuberculosis* to lung surfactant. *Microb Pathog*. 46(4):185-93 10
13. Wayne LG, Hayes LG. 1996. An in vitro model for sequential study of shift-down of *Mycobacterium tuberculosis* through two stages of nonreplicating persistence. *Infect Immun* 64:2062–2069.
14. Sambandamurthy VK, Derrick SC, Jalapathy KV, Chen B, Russell RG, Morris SL, Jacobs WR Jr. 2005. Long-term protection against tuberculosis following vaccination with a severely attenuated double lysine and pantothenate auxotroph of *Mycobacterium tuberculosis*. *Infect Immun*. 73(2):1196-203. 20
15. Garton NJ, Waddell SJ, Sherratt AL, Lee SM, Smith RJ, Senner C, Hinds J, Rajakumar K, Adegbola RA, Besra GS, Butcher PD, Barer MR. 2008. Cytological and transcript analyses reveal fat and lazy persistor-like bacilli in tuberculous sputum. *PLoS Med*. 5(4):e75.
16. Schuch R, Nelson D, Fischetti VA. 2002. A bacteriolytic agent that detects and kills *Bacillus anthracis*. *Nature* 418(6900):884-9.
17. Loeffler JM, Nelson D, Fischetti VA. 2001. Rapid killing of *Streptococcus pneumoniae* with a bacteriophage cell wall hydrolase. *Science* 294(5549):2170-2. 30
18. Fischetti VA. 2005. Bacteriophage lytic enzymes: novel anti-infectives. *Trends Microbiol*. 13(10):491-6
19. Piuri M, Hatfull GF. 2006. A peptidoglycan hydrolase motif within the mycobacteriophage TM4 tape measure protein promotes efficient infection of stationary phase cells. *Mol Microbiol*. 62(6):1569-85.
20. Anderson GG, Moreau-Marquis S, Stanton BA, O'Toole GA. In vitro analysis of tobramycin-treated *Pseudomonas aeruginosa* biofilms on cystic fibrosis-derived airway epithelial cells. *Infect Immun* 2008 Apr;76(4):1423-33. 40

21. Brazas M.D. and Hancock R.E.W. Ciprofloxacin induction of a susceptibility determinant in *Pseudomonas aeruginosa*. *AAC* 2005 Aug;49(8):3222-3227.

22. Sangurdekar DP, Srienc F, Khodursky AB. A classification based framework for quantitative description of large-scale microarray data. *Genome Biol* 2006;7(4):R32.

23. Gmuender, H, Kuratli, K, DiPadova K, Gray, GP, Keck W, Evers S. Gene expression changes triggered by Exposure of *Haemophilus Influenzae* to Novobiocin or Ciprofloxacin: Combined Transcription and Translation Analysis. *Genome Res.* 2001;11(1):28-42.

10

24. Klevens RM, Edwards JR, Richards CL, Jr., Horan TC, Gaynes RP, Pollock DA, Cardo DM. Estimating health care-associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002. *Public Health Rep.* 2007;122(2):160-6. PMID: 1820440.

25. Klevens RM, Edwards JR, Gaynes RP. The impact of antimicrobial-resistant, health care-associated infections on mortality in the United States. *Clin Infect Dis.* 2008;47(7):927-30.

20

26. Scott RD. The Direct Medical Costs of Healthcare-Associated Infection in U.S. Hospitals and the Benefits of Prevention. In: Division of Healthcare Quality Promotion NCfP, Detection and Control of Infectious Diseases, editor. Atlanta: CDC; 2009.

27. US action plan to combat antimicrobial resistance. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2001;22(3):183-4.

28. Harbarth S, Garbino J, Pugin J, Romand JA, Lew D, Pittet D. Inappropriate initial antimicrobial therapy and its effect on survival in a clinical trial of immunomodulating therapy for severe sepsis. *Am J Med.* 2003;115(7):529-35.

30

29. Harries AD, Hargreaves NJ, Kemp J, Jindani A, Enarson DA, Maher D, Salaniponi FM. Deaths from tuberculosis in sub-Saharan African countries with a high prevalence of HIV-1. *Lancet.* 2001;357(9267):1519-23.

30. Lawn SD, Shattock RJ, Griffin GE. Delays in the diagnosis of tuberculosis: a great new cost. *Int J Tuberc Lung Dis.* 1997;1(5):485-6.

40

31. Carroll KC. Rapid diagnostics for methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: current status. *Mol Diagn Ther.* 2008;12(1):15-24.

32. Fischer HP, Brunner NA, Wieland B, Paquette J, Macko L, Ziegelbauer K, Freiberg C. Identification of antibiotic stress-inducible promoters: a systematic approach to novel pathway-specific reporter assays for antibacterial drug discovery. *Genome Res.* 2004;14(1):90-8. PMCID: 314284.

33. Bianchi AA, Baneyx F. Stress responses as a tool To detect and characterize the mode of action of antibacterial agents. *Appl Environ Microbiol.* 1999;65(11):5023-7. PMCID: 91676.

10

34. Shapiro E, Baneyx F. Stress-based identification and classification of antibacterial agents: second-generation *Escherichia coli* reporter strains and optimization of detection. *Antimicrob Agents Chemother.* 2002;46(8):2490-7. PMCID: 127359.

35. Freiberg C, Fischer HP, Brunner NA. Discovering the mechanism of action of novel antibacterial agents through transcriptional profiling of conditional mutants. *Antimicrob Agents Chemother.* 2005;49(2):749-59. PMCID: 547252.

36. Hutter B, Schaab C, Albrecht S, Borgmann M, Brunner NA, Freiberg C, Ziegelbauer K, Rock CO, Ivanov I, Loferer H. Prediction of mechanisms of action of antibacterial compounds by gene expression profiling. *Antimicrob Agents Chemother.* 2004;48(8):2838-44. PMCID: 478524.

20

37. Utaida S, Dunman PM, Macapagal D, Murphy E, Projan SJ, Singh VK, Jayaswal RK, Wilkinson BJ. Genome-wide transcriptional profiling of the response of *Staphylococcus aureus* to cell-wall-active antibiotics reveals a cell-wall-stress stimulon. *Microbiology.* 2003;149(Pt 10):2719-32.

30

【 0 1 3 8 】

他の実施形態

本発明は、その詳細な説明と共に記載されているが、前述の説明は、添付の特許請求の範囲の範囲によって定義される本発明の範囲を制限するわけではなく、それを例示することを目的とすることは理解されよう。他の態様、利点、および改変は、以下の特許請求の範囲内にある。

【 0 1 3 9 】

【表 6】

表1. 本発明の方法を用いて試験することができる標本、臨床症状、および病原体

1.痰

a.肺炎

i.細菌:

- 1.肺炎レンサ球菌(*Streptococcus pneumoniae*)
- 2.インフルエンザ菌(*Haemophilus influenza*)
- 3.モラクセラ・カタラーリス(*Moraxella catarrhalis*)
- 4.クラミジア・ニューモニエ(*Chlamydia pneumoniae*)
- 5.黄色ブドウ球菌(*Staphylococcus aureus*)
- 6.緑膿菌(*Pseudomonas aeruginosa*)
- 7.ステノトロホモナス・マルトフィラ(*Stenotrophomonas maltophilia*)
- 8.ブルクホルデリア・セパシア(*Burkholderia cepacia*)
- 9.結核菌(*Mycobacterium tuberculosis*)
- 10.マイコバクテリウム・カンサシ(*Mycobacterium kansasii*)
- 11.マイコバクテリウム・アブセサス(*Mycobacterium abscessus*)
- 12.マイコバクテリウム・アビウム(*Mycobacterium avium*)複合体
- 13.マイコプラズマ・ニューモニア(*Mycoplasma pneumoniae*)
- 14.レジオネラ(*Legionella*)種
- 15.アシネトバクター・バウマニ(*Acinetobacter baumannii*)
- 16.エンテロバクター(*Enterobacter*)
- 17.セラチア(*Serratia*)
- 18.クレブシエラ(*Klebsiella*)

10

20

ii.ウイルス:

- 1.インフルエンザ(*Influenza*)
- 2.呼吸系発疹ウイルス(*Respiratory syncytial virus*)
- 3.パラインフルエンザ(*Parainfluenza*)
- 4.アデノウイルス(*Adenovirus*)
- 5.ライノウイルス(*Rhinovirus*)
- 6.コロナウイルス(*Coronavirus*)
- 7.メタニューモウイルス(*Metapneumovirus*)
- 8.コクサッキーウイルス(*Coxsackievirus*)
- 9.エコーウイルス(*Echovirus*)
- 10.ハンタウイルス(*Hantavirus*)
- 11.水痘帯状疱疹ウイルス(*Varicella Zoster*)
- 12.CMV

30

iii.真菌:

- 1.クリプトコッカス・ネオフォルマンズ(*Cryptococcus neoformans*)
- 2.ブラストミセス(*Blastomycosis*)
- 3.ヒストプラズマ・カプスラーツム(*Histoplasma capsulatum*)
- 4.コクシデオイデス・イミチス(*Coccidioides immitis*)
- 5.アスペルギルス(*Aspergillus*)種
- 6.リゾープス(*Rhizopus*)種
- 7.ムコール(*Mucor*)種
- 8.ニューモシスチス・イロベチ(*Pneumocystis jirovecii*)
- 9.シュードアルセリエ・ボイジー(*Pseudoallescheria boydii*)
- 10.スケドスプロリウム(*Scedosporium*)種

40

iv.吸引性肺炎

- 1.バクテロイデス(*Bacteroides*)
- 2.フソバクテリウム(*Fusobacterium*)
- 3.ペプトストレプトコッカス(*Peptostreptococcus*)

4. ペプトロコッカス(Peptrococcus)
 5. プレボテラ(prevotella)
- b. 気管支炎および細気管支炎
1. ウイルス:
- a. インフルエンザ(Influenza)
 b. アデノウイルス(Adenovirus)
 c. ライノウイルス(Rhinovirus)
 d. コロナウイルス(Coronavirus)
 e. パラインフルエンザウイルス(Parainfluenzavirus)
 f. メタニューモウイルス(Metapneumovirus)
 g. 呼吸系発疹ウイルス(Respiratory syncytial virus)
 h. コクサッキーウイルス(Coxsackievirus)
2. 細菌
- a. 百日咳菌(Bordatella pertussis)
 b. マイコプラズマ・ニューモニア(Mycoplasma pneumoniae)
 c. クラミジア・ニューモニエ(Chlamydia pneumoniae)
2. 尿
- a. 膀胱炎
- i. 細菌:
1. 大腸菌(Escherichia coli)
 2. クレブシエラ・オキシトカ(Klebsiella oxytoca)
 3. プロテウス(Proteus)
 4. シュードモナス(pseudomonas)
 5. エンテロバクター(Enterobacter)
 6. サイトロバクター(Citrobacter)
 7. エンテロコッカス(Enterococcus)
 8. スタフィロコッカス・サブロフィチカス(Staphylococcus saprophyticus)
- ii. 真菌:
1. カンジダ(Candida)種
- b. 腎盂腎炎
- i. 細菌:
1. 大腸菌(Escherichia coli)
 2. クレブシエラ・オキシトカ(Klebsiella oxytoca)
 3. エンテロバクター(Enterobacter)
 4. サイトロバクター(Citrobacter)
 5. エンテロコッカス(Enterococcus)
 6. カンジダ・アルビカンス(Candida albicans)
- ii. ウイルス:
1. B K ウイルス(BK virus)
 2. アデノウイルス(adenovirus)
- c. 前立腺炎
- i. 淋菌(Neisseria gonorrhea)
 ii. 大腸菌(E.coli)
 iii. クレブシエラ(Klebsiella)
 iv. エンテロバクター(Enterobacter)
 v. サイトロバクター(Citrobacter)
 vi. プロテウス・ミラビリス(Proteus mirabilis)
 vii. クラミジア・トラコマチス(Chlamydia trachomatis)
 viii. ウレアプラズマ(Ureaplasma)
3. 血液
- a. 心内膜炎(固有弁心内膜炎および人工弁心内膜炎)
- i. 細菌

10

20

30

- 1.黄色ブドウ球菌(*Staphylococcus aureus*)
 - 2.緑色連鎖球菌(*Streptococcus viridans*)
 - 3.エンテロкокカス・フェカリス(*Enterococcus faecalis*)
 - 4.エンテロкокカス・フェシウム(*Enterococcus faecium*)
 - 5.コアグララーゼ陰性ブドウ球菌(*Coagulase negative staphylococcus*)
 - 6.ストレプトкокカス・ボビス(*Streptococcus bovis*)
 - 7.緑膿菌(*Pseudomonas aeruginosa*)
 - 8.パラインフルエンザ菌(*Haemophilus parainfluenzae*)
 - 9.ヘモフィルス・アプロフィルス(*Haemophilus aphrophilus*)
 - 10.アクチノバチルス(*Actinobacillus*)
 - 11.カルジオブakteriウム・ホミニス(*Cardiobacterium hominis*)
 - 12.エイケンラ・コロデーデンス(*Eikenella corrodens*)
 - 13.キングラ・キング(*Kingella kingii*)
 - 14.バルトネラ(*Bartonella*)種
 - 15.コクシエラ・バーネッティ(*Coxiella burnetii*)
 - 16.オウム病クラミジア(*Chlamydia psittaci*)
 - 17.マイコプラズマ(*Mycoplasma*)
 - 18.レジオネラ・ニューモフィラ(*Legionella pneumophila*)
 - 19.ブルセラ(*Brucella*)種
 - 20.トロフェリマ・ウィッペリ(*Tropheryma whipplei*)
 - 21.プロピオニバakteriウム・アクネス(*Propionobacterium acnes*)
- ii.真菌
- 1.カンジダ・アルビカンス(*Candida albicans*)
 - 2.カンジダ・クルゼイ(*Candida krusei*)
 - 3.カンジダ・トロピカリス(*Candida tropicalis*)
 - 4.カンジダ・グラブラタ(*Candida glabrata*)
 - 5.カンジダ・パラプローシス(*Candida parapsilosis*)
 - 6.カンジダ・ギリエルモンディ(*Candida guilliermondii*)
- b.菌血症
- 1.黄色ブドウ球菌(*Staphylococcus aureus*)
 - 2.緑色連鎖球菌(*Streptococcus viridans*)
 - 3.エンテロкокカス・フェカリス(*Enterococcus faecalis*)
 - 4.エンテロкокカス・フェシウム(*Enterococcus faecium*)
 - 5.コアグララーゼ陰性ブドウ球菌(*Coagulase negative staphylococcus*)
 - 6.ストレプトкокカス・ボビス(*Streptococcus bovis*)
 - 7.緑膿菌(*Pseudomonas aeruginosa*)
 - 8.ステノトロホモナス(*Stenotrophomonas*)
 - 9.バークホルデリア・セパシア(*Burkholderia cepacia*)
 - 10.アシネトバクター(*Acinetobacter*)種
 - 11.大腸菌(*E.coli*)
 - 12.サルモネラ(*Salmonella*)
 - 13.肺炎レンサ球菌(*Streptococcus pneumoniae*)
 - 14.エンテロバクター(*Enterobacter*)
 - 15.霊菌(*Serratia marcescens*)
 - 16.クレブシエラ(*Klebsiella*)種
 - 17.プロテウス(*Proteus*)
 - 18.サイトロバクター(*Citrobacter*)
 - 19.プロピオニバakteriウム・アクネス(*Propionobacterium acnes*)
- c.真菌血症:
- i.カンジダ(*Candida*)種
 - ii.フザリウム(*Fusarium*)種
 - iii.アスペルギルス(*Aspergillus*)種
 - iv.

10

20

30

d.レミエール病

i.紡錘菌(*fusobacterium*)

e.原因不明熱

i.マラリア

- 1.熱帯熱マラリア原虫(*Plasmodium falciparum*)
- 2.マラリア・プラスモジウム(*Plasmodium malariae*)
- 3.卵型マラリア原虫(*Plasmodium ovale*)
- 4.三日熱マラリア原虫(*Plasmodium vivax*)

ii.肝炎

- 1.A型肝炎
- 2.E型肝炎

iii.デング熱

iv.腸チフス

v.チクチフス

- 1.斑点熱リケッチア(*Rickettsia rickettsii*)

vi.ツツガムシ病

- 1.ツツガムシ・リケッチア(*Orientia tsutsugamushi*)

vii.エールリヒア症

- 1.エールリヒア(*Ehrlichia*)種
- 2.アナプラズマ(*Anaplasma*)種

viii.パベシア症

ix.ロッキー山紅斑熱リケッチア

- 1.斑点熱リケッチア

x.ライム病

- 1.ボレリア・ブルグドルフェリ(*Borrelia burgdorferi*)

xi.梅毒

- 1.梅毒トレポネーマ(*Treponema pallidum*)

xii.バルトネラ症-バルトネラ(*bartonella*)種xiii.レプトスピラ症-レプトスピラ・インテロガンス(*leptospira interrogans*)

xiv.回帰熱

xv.HIV

4.関節液

a.人工関節感染

- i.黄色ブドウ球菌(*staphylococcus aureus*)
- ii.コアグラールゼ陰性ブドウ球菌(*coagulase negative staphylococcus*)
- iii.緑色連鎖球菌(*streptococcus viridans*)
- iv.緑膿菌(*pseudomonas aeruginosa*)
- v.エンテロコッカス・フェシウム(*enterococcus faecium*)
- vi.エンテロコッカス・フェカリス(*enterococcus faecalis*)
- vii.大腸菌(*E.coli*)
- viii.クレブシエラ・ニューモニエ(*Klebsiella pneumoniae*)
- ix.クレブシエラ・オキシトカ(*Klebsiella oxytoca*)
- x.カンジダ・アルビカンス(*Candida albicans*)
- xi.カンジダ・クルゼイ(*Candida krusei*)
- xii.カンジダ・グラブラタ(*Candida glabrata*)
- xiii.プロピオニバクテリウム・アクネス(*Propionobacterium acnes*)
- xiv.ペプトストレプトコッカス(*peptostreptococcus*)

b.化膿性関節炎

- i.黄色ブドウ球菌(*staphylococcus aureus*)
- ii.化膿レンサ球菌(*streptococcus pyogenes*)
- iii.ストレプトコッカス・アガラクティエ(*streptococcus agalactiae*)
- iv.淋菌(*neisseria gonorrhea*)
- v.大腸菌(*e.coli*)

10

20

30

vi.緑膿菌(*pseudomonas aeruginosa*)

c.ライム関節炎

i.ライム病->ボレリア・ブルグドルフェリ(*borrelia bergdorferi*)

5.CSF

a.髄膜炎

i.細菌

- 1.肺炎レンサ球菌(*Streptococcus pneumoniae*)
- 2.髄膜炎菌(*Neisseria meningitidis*)
- 3.インフルエンザ菌(*Haemophilus influenzae*)
- 4.リステリア・モノサイトジェネス(*Listeria monocytogenes*)
- 5.大腸菌(*E.coli*)
- 6.ストレプトコッカス・アガラクティエ(*Streptococcus agalactiae*)
- 7.プロピオニバクテリウム・アクネス(*Propionobacterium acnes*)
- 8.黄色ブドウ球菌(*Staphylococcus aureus*)
- 9.コアグララーゼ陰性ブドウ球菌(*Coagulase negative staphylococcus*)
- 10.エンテロコッカス(*Enterococcus*)
- 11.クレブシエラ・ニューモニエ(*Klebsiella pneumoniae*)
- 12.緑膿菌(*Pseudomonas aeruginosa*)
- 13.サルモネラ(*Salmonella*)種
- 14.アシネトバクター(*Acinetobacter*)種
- 15.緑色連鎖球菌(*Streptococcus viridans*)
- 16.ストレプトコッカス・ボビス(*Streptococcus bovis*)
- 17.紡錘菌(*Fusobacterium*)種
- 18.ノカルジア(*Nocardia*)種
- 19.結核菌(*Mycobacterium tuberculosis*)
- 20.化膿レンサ球菌(*Streptococcus pyogenes*)

ii.ウイルス:

- 1.ヘルペスウイルス(*Herpes viruses*)
- 2.エンテロウイルス(*Enteroviruses*)

iii.スピロヘータ(*Spirochetal*)

- 1.ライム病
 - a.ボレリア・ブルグドルフェリ(*Borrelia bergdorferi*)
- 2.梅毒
 - a.梅毒トレポネーマ(*Treponema pallidum*)

iv.寄生虫:

- 1.フォーラー・ネグレリア(*Naegleria fowleri*)
- 2.アンギオストロンギルス・カントネンシス(*Angiostrongylus cantonensis*)
- 3.アライグマ回虫(*Bayliascaris procyonis*)
- 4.フンセンチュウ(*Strongyloides stercoralis*)

v.真菌

- 1.クリプトコッカス(*Cryptococcus*)種
- 2.コクシデオイデス・イミチス(*Coccidioides immitis*)
- 3.ヒストプラズマ(*histoplasma*)

b.脳炎

i.ウイルス:

- 1.単純ヘルペスウイルス1型(*herpes simplex I*)
- 2.単純ヘルペスウイルス2型(*herpes simplex II*)
- 3.ヒトヘルペスウイルス6型(*human herpes virus 6*)
- 4.水痘帯状疱疹ウイルス(*varicella Zoster virus*)
- 5.リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス(*Lymphocytic choriomeningitis*)
- 6.エンテロウイルス(*Enteroviruses*)
- 7.東部ウマ脳炎ウイルス(*Eastern equine encephalitis virus*)
- 8.西部ウマ脳炎ウイルス(*Western equine encephalitis virus*)

10

20

30

- 9.ペネズエラウマ脳炎ウイルス(Venezuelan equine encephalitis virus)
- 10.西ナイルウイルス(West nile virus)
- 11.セントルイス脳炎ウイルス(St louis encephalitis virus)
- 12.マリーバレー脳炎ウイルス(Murray valley encephalitis virus)
- 13.日本脳炎ウイルス(Japanese encephalitis virus)
- 14.デングウイルス(Dengue virus)
- 15.ラクロスウイルス(La crosse virus)
- 16.リフトバレー熱ウイルス(Rift valley fever virus)
- 17.ニパウイルス(Nipah virus)
- 18.ラッサ熱ウイルス(Lassa fever virus)
- 19.狂犬病ウイルス(Rabies virus)
- 20.アデノウイルス(Adenovirus)
- 21.エプスタインバーウイルス(Epstein barr virus)

6.子宮頸部/膣スワブ:

a.子宮頸炎

- i.淋菌(*Neisseria gonorrhea*)
- ii.クラミジア・トラコマチス(*Chlamydia trachomatis*)
- iii.トリコモナス症

b.コロニー形成(新生児敗血症/髄膜炎に関するリスク)

- i.ストレプトコッカス・アガラクティエ(*Streptococcus agalactiae*)

7.大便:

a.抗生物質関連の下痢

- i.クロストリジウム・ディフィシル(*Clostridium difficile*)関連の下痢
 - 1.クロストリジウム・ディフィシル(*Clostridium difficile*)
- ii.クレブシエラ・オキシトカ(*Klebsiella oxytoca*)関連の下痢
 - 1.クレブシエラ・オキシトカ(*Klebsiella oxytoca*)

b.赤痢

i.細菌:

- 1.ネズミチフス菌(*Salmonella typhimurium*)
- 2.赤痢菌(*Shigella*)種
- 3.カンピロバクター・ジェジュニ(*Campylobacter jejuni*)

ii.寄生虫:

- 1.赤痢アメーバ(*Entamoeba histolytica*)

c.下痢:

i.細菌:

- 1.大腸菌(*E.coli*)
- 2.セレウス菌(*Bacillus cereus*)
- 3.コレラ菌(*Vibrio cholera*)
- 4.腸炎ビブリオ菌(*Vibrio parahaemolyticus*)
- 5.ウェルシュ菌(*Clostridium perfringens*)

ii.寄生虫:

- 1.ランブル鞭毛虫(*Giardia lamblia*)
- 2.クリプトスポリジウム(*Cryptosporidia*)
- 3.微孢子虫(*Microsporidia*)
- 4.イソスポラベリ(*Isospora belli*)
- 5.シクロスポラ(*cyclospora*)
- 6.赤痢アメーバ(*Entamoeba histolytica*)

iii.ウイルス:

- 1.エンテロウイルス(*Enteroviruses*)
- 2.ノロウイルス(*Noroviruses*)
- 3.ロタウイルス(*Rotaviruses*)
- 4.アストロウイルス(*Astroviruses*)

10

20

30

- 5.カルシウイルス(calciviruses)
6.アデノウイルス(Adenovirus)
- 8.胆汁液
a.胆道炎
i.細菌:
1.クレブシエラ・オキシトカ(Klebsiella oxytoca)
2.大腸菌(Escherichia coli)
3.エンテロコッカス(Enterococcus)種
4.エンテロバクター(enterobacter)
ii.寄生虫:
1.肝吸虫卵(Clonorchis sinensis)
2.オピストルキス(Opisthorchis)種
3.肝蛭(Fasciola hepatica)
4.ブタ回虫(Ascaris lumbricoides)
- 9.胸膜液
a.蓄膿症
- 10.骨生検:
a.骨髓炎
i.細菌:
1.黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)
2.コアグラゼ陰性ブドウ球菌(Coagulase negative staphylococcus)
3.エンテロコッカス(Enterococcus)種
4.ストレプトコッカス(Streptococcus)種
5.緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)
6.エンテロバクター(Enterobacter)種
7.プロテウス(Proteus)種
8.大腸菌(E.coli)
9.セラチア(Serratia)種
10.ペプトストレプトコッカス(Peptostreptococcus)種
11.クロストリジウム(Clostridium)種
12.バクテロイデス(Bacteroides)種
13.結核菌(Mycobacterium tuberculosis)
14.マイコバクテリウム・アビウム(Mycobacterium avium)複合体
15.サルモネラ(Salmonella)種
16.アクチノミセス(Actinomyces)種
ii.真菌:
1.カンジダ(Candida)種
2.ブラストミセス(Blastomyces)
3.コクシジオイデス(coccidioides)
- 11.腹膜液
a.細菌性腹膜炎(関連一次および腹膜透析(primary and peritoneal dialysis associated))
i.大腸菌(E.coli)
ii.クレブシエラ・ニューモニエ(Klebsiella pneumoniae)
iii.肺炎レンサ球菌(Streptococcus pneumoniae)
iv.黄色ブドウ球菌(Staphylococcus aureus)
v.コアグラゼ陰性ブドウ球菌(Coagulase negative staphylococcus)
vi.バクテロイデス(Bacteroides)種
vii.ウェルシュ菌(Clostridium perfringens)
viii.アシネトバクター(Acinetobacter)
ix.エンテロバクター(Enterobacter)
x.プロテウス・ミラビリス(Proteus mirabilis)
xi.緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)

10

20

30

b.真菌性腹膜炎

i.カンジダ(*Candida*)種

12.心膜液:

a.感染性心膜炎

i.細菌:

- 1.黄色ブドウ球菌(*Staphylococcus aureus*)
- 2.肺炎レンサ球菌(*Streptococcus pneumoniae*)
- 3.髄膜炎菌(*Neisseria meningitidis*)
- 4.インフルエンザ菌(*Haemophilus influenzae*)
- 5.サルモネラ(*Salmonella*)種
- 6.緑膿菌(*Pseudomonas aeruginosa*)
- 7.結核菌(*Mycobacterium tuberculosis*)

ii.真菌:

- 1.ヒストプラズマ・カプスラーツム(*Histoplasma capsulatum*)
- 2.カンジダ(*Candida*)種
- 3.アスペルギルス(*Aspergillus*)種
- 4.クリプトコッカス・ネオフォルマンズ(*Cryptococcus neoformans*)

iii.ウイルス:

- 1.HIV
- 2.インフルエンザ(*Influenza*)
- 3.おたふくかぜ(*Mumps*)
- 4.水痘帯状疱疹ウイルス(*Varicella zoster virus*)
- 5.エプスタインバーウイルス(*Epstein barr virus*)

10

13.肝生検組織

a.肝炎

i.ウイルス:

- 1.A型肝炎ウイルス(*Hepatitis A*)
- 2.B型肝炎ウイルス(*Hepatitis B*)
- 3.C型肝炎ウイルス(*Hepatitis C*)
- 4.D型肝炎ウイルス(*Hepatitis D*)
- 5.E型肝炎ウイルス(*Hepatitis E*)
- 6.G型肝炎ウイルス(*Hepatitis G*)
- 7.単純ヘルペスウイルス(*Herpes simplex virus*)
- 8.サイトメガロウイルス(*Cytomegalovirus*)

20

14.肺生検:

a.肺結節

i.細菌:

- 1.ノカルジア(*Nocardia*)種
- 2.結核菌(*Mycobacterium tuberculosis*)
- 3.マイコバクテリウム・アビウム(*Mycobacterium avium*)複合体
- 4.マイコバクテリウム・アブセサス(*Mycobacterium abscessus*)
- 5.アクチノミセス(*Actinomyces*)種

ii.真菌:

- 1.クリプトコッカス・ネオフォルマンズ(*Cryptococcus neoformans*)
- 2.ブラストミセス(*Blastomyces*)
- 3.ヒストプラズマ・カプスラーツム(*Histoplasma capsulatum*)
- 4.コキシデオイデス・イミチス(*Coccidioides immitis*)
- 5.アスペルギルス(*Aspergillus*)種
- 6.リゾープス(*Rhizopus*)種
- 7.ムコール(*Mucor*)種

30

15.脳生検:腫瘍性病巣

a.細菌性膿瘍/病巣:

i.ストレプトコッカス・アンギノーサス(*Streptococcus anginosus*)

- ii. バクテロイデス(*Bacteroides*)種
 - iii. プレボテラ(*Prevotella*)種
 - iv. 大腸菌(*E. coli*)
 - v. クレブシエラ(*Klebsiella*)種
 - vi. エンテロバクター(*Enterobacter*)種
 - vii. アシネトバクター(*Acinetobacter*)種
 - viii. サイトロバクター(*Citrobacter*)種
 - ix. 黄色ブドウ球菌(*Staphylococcus aureus*)
 - x. インフルエンザ菌(*Haemophilus influenzae*)
 - xi. 紡錘菌(*Fusobacterium*)種
 - xii. 肺炎レンサ球菌(*Streptococcus pneumoniae*)
 - xiii. アクチノミセス(*Actinomyces*)種
 - xiv. ノカルジア(*Nocardia*)種
 - xv. プロピオニバクテリウム・アクネス(*Propionobacterium acnes*)
- b. 真菌:
- i. アスペルギルス(*Aspergillus*)種
 - ii. ムコール(*Mucor*)種
 - iii. プラストミセス(*Blastomyces*)
 - iv. カンジダ(*Candida*)種
- c. 寄生虫:
- i. 住血吸虫症(*Schistosomiasis*)
 - ii. トキソプラズマ原虫(*Toxoplasma gondii*)
16. リンパ節生検:
- a. リンパ節炎:
- i. 細菌:
- 1. 結核菌(*Mycobacterium tuberculosis*)
 - 2. マイコバクテリウム・アビウム(*Mycobacterium avium*)複合体
 - 3. マイコバクテリウム・スクロフラセウム(*Mycobacterium scrofulaceum*)
 - 4. ブルセラ(*Brucella*)種
 - 5. 梅毒トレポネーマ(*Treponema pallidum*)
 - 6. ペスト菌(*Yersinia pestis*)
 - 7. 野兔病菌(*Francisella tularensis*)
 - 8. バルトネラ・ヘンセラ菌(*Bartonella henslae*)
 - 9. 性病性リンパ肉芽腫(*Lymphogranuloma venereum*)
 - a. クラミジア・トラコマチス(*Chlamydia trachomatis*)
17. 食道生検
- a. 食道生検
- i. 食道炎
- 1. 真菌:
 - a. カンジダ(*Candida*)種
 - 2. ウイルス
 - a. 単純ヘルペスウイルス(*Herpes simplex virus*)
 - b. サイトメガロウイルス(*Cytomegalovirus*)
18. 結腸生検(colonic biopsy):
- a. 下痢
- i. サイトメガロウイルス(*Cytomegalovirus*)
19. 胃生検:
- a. 消化性潰瘍性疾患および胃炎
- i. ヘリコバクター・ピロリ(*Helicobacter pylori*)
20. 小腸生検:
- a. ウィップル病: トロフェリマ・ウィップル(*tropheryma whipplei*)
21. 心筋生検

10

20

30

a.心筋炎

i.ウイルス:

- 1.コクサッキーウイルス(coxsackie viruses)
- 2.エコーウイルス(echoviruses)
- 3.アデノウイルス(adenovirus)
- 4.エプスタイン・バー・ウイルス(Epstein barr virus)
- 5.サイトメガロウイルス(Cytomegalovirus)
- 6.HIV

ii.寄生虫:

- 1.トキソプラズマ・ゴンジ(*Toxoplasma gondii*)
- 2.クルーズトリパノソーマ(*Trypanosoma cruzi*)
- 3.旋毛虫(*Trichinella spiralis*)
- 4.イヌ回虫(*Toxocara canis*)

10

22.皮膚生検

a.播種性真菌感染:

- i.コクシジオイデス(*coccidioides*)
- ii.フザリウム(*fusarium*)種
- iii.ブラストミセス(*blastomyces*)
- iv.ヒストプラズマ(*histoplasma*)
- v.アスペルギルス(*aspergillus*)種
- vi.クリプトコッカス(*Cryptococcus*)
- vii.ペニシリウム・マルネッフェイ(*Penicillium marneffeii*)
- viii.ムコール(*Mucor*)種

20

23.洞生検(sinus biopsy):

a.ムコール症

- i.ムコール(*Mucor*)種

【 0 1 4 0 】

【表 7】

表 2

生 物	RefSeq	nt	遺伝子	別の名称	遺伝子 ID
E. coli 生物 ID	NC_000913.2	103155 ~ 103985	ftsQ		944823
	NC_000913.2	100765 ~ 102240	murC		946153
	NC_000913.2	1108558 ~ 1110093	opgG		945005
	NC_000913.2	1078528 ~ 1080036	putP		945602
	NC_000913.2	108279 ~ 110984	secA		944821
	NC_000913.2	1009187 ~ 1011094	uup		945566
Staphylococcus aureus 生物 ID	NC_007793.1	1229595 ~ 1230521	fabD		3914203
	NC_007793.1	1604865 ~ 1605650	proC		3914537
	NC_007793.1	586097 ~ 589648	rpoB		5776819
	NC_007793.1	215727 ~ 216911	rocD		3914607
	NC_007793.1	986970 ~ 987365	spxA		3913388
	NC_007793.1	994970 ~ 995779	ppnK		3914724
	NC_007793.1	1010345 ~ 1011907	prfC		3914032
	NC_007793.1	1142688 ~ 1144469	uvrC		3913389
	NC_007793.1	1187077 ~ 1189830	iles		3914067
	NC_007793.1	1195628 ~ 1196509	pyrB		3913022
	NC_007793.1	1245088 ~ 1245972	rbgA		3914854
	NC_007793.1				
Klebsiella pneumoniae 生物 ID 遺伝子	NC_011283.1	3688745 ~ 3689062	clpS		6935035
	NC_011283.1	3652997 ~ 3653284	ihfB		6936866
	NC_011283.1	3679404 ~ 3679898	lrp		6938832
	NC_011283.1	4693235 ~ 4694176	mraW		6936882
Pseudomonas aeruginosa 生物 ID	NC_002516.2	4478979 ~ 4480139	dacC		878956
	NC_002516.2	4477974 ~ 4478627	lipB		878952
	NC_002516.2	4498488 ~ 4499843	mpl		879000
	NC_002516.2	4486847 ~ 4488112	proA		878970
	NC_002516.2	4481230 ~ 4482252	sltB1		878946
	NC_002516.2				

10

20

30

40

生 物	RefSeq	nt	遺伝子	別の名称	遺伝子 ID
Enterococcus faecalis 生物 ID	NC_004668.1	2760409 ~ 2761338	fabD		1201730
	NC_004668.1	923358 ~ 925273	ピロリンレダクターゼ		1199849
	NC_004668.1	3108782 ~ 3112405	rpoB		1202073
Streptococcus pyogenes 生物 ID	NC_002737.1	1129645 ~ 1130586	birA		901436
	NC_002737.1	1161365 ~ 1162393	queA		901464
	NC_002737.1	10951 ~ 12237	hpt		
	NC_002737.1	1340476 ~ 1341417	cysM		901866
	NC_002737.1	1509476 ~ 1510441	scrR		902038
	NC_002737.1	139268 ~ 141043	ntpA		900480
	NC_002737.1	1528370 ~ 1530823	recD		
	NC_002737.1	163947 ~ 164651	arad		900502
Streptococcus pneumoniae 生物 ID	NC_011900.1	2048720 ~ 2049427	phoP		7328038
	NC_011900.1	2125295 ~ 2126311	arcB		7328652
	NC_011900.1	291547 ~ 291864	ftsL		7328131
	NC_011900.1	634520 ~ 635149	thiE		7329171
	NC_011900.1	822368 ~ 823843	speA		7328880
	NC_011900.1	878953 ~ 879894	prsA		7328909
	NC_011900.1	967841 ~ 969100	murZ		7328985
	NC_011900.1	1095074 ~ 1096423	vick		7329431
Haemophilus influenzae 生物 ID	NC_000907.1	1033019 ~ 1034473	panF		950256
	NC_000907.1	1013845 ~ 1014501	slmA		949937
	NC_000907.1	1027535 ~ 1027984	aroQ		949969
	NC_000907.1	1026452 ~ 1027477	menC		949968

生 物	RefSeq	nt	遺伝子	別の名称	遺伝子 ID
M. tuberculosis 種特異的生物 ID	NC_000907.1	1063986 ~	rnpA		950612
	NC_000907.1	1086136 ~	bioB		950009
	NC_000907.1	1098172 ~	serB		949401
	NC_000907.1	104277 ~	hita		950998
M. avium/paratuberculosis 生物 ID	NC_000962.2	2223343 ~	Rv1980c		885925
	NC_000962.2	1574510 ~	rv1398c		886759
	NC_000962.2	2278498 ~	rv2031c		887579
	NC_000962.2	2278932, 相補体			
M. tuberculosis, M. avium, M. kansasii 生物 ID	AE016958	2349935 ~	MAP_2121c		
	NC_008595.1	3393700 ~	MAV_3252 (MAP_1263)		
	NC_008595.1	3340393 ~	MAV_3239 (MAP1242)		
	NC_008595.1	1561314 ~	MAV_1600 (MAP2380)		
malaria 生物 ID (P.falciparum)	NC_000962.2	1852273 ~	rv1641 (MAP1352, MAV_3127)		885478
	NC_000962.2	4025056 ~	Rv3583c (MAV_0570, MAP0475)		887854
	AF179422.1		Pfg27		
	AF356146.1		Pfs48/45		813484
	PF11020c.1		PF11020c		813268
	PFA0660w.1		PFA0660w		813262
	PFA0635c.1		PFA0635c		813163
	PFA0130c.1		PFA0130c		810829
	PF11_0282.1		PF11_0282		812947
	PFE0660c.1		PFE0660c		814495
	PFC0800w.1		PFC0800w		811554
	PFL2520w.1		PFL2520w		

生 物	RefSeq	nt	遺伝子	別の名称	遺伝子 ID
E. coli アンピシリン耐性遺伝子					
	NC_000913.2	1724047 ~ 1724646	b1649		946166
	NC_000913.2	354146 ~ 355405	codB		944994
	NC_000913.2	2873443 ~ 2874351	cysD		947217
	NC_000913.2	3815783 ~ 3816607	dinD		948153
	NC_000913.2	594823 ~ 596196	ylcB		946288
E. coli アミノグルコシド耐性遺伝子					
	NC_000913.2	1133025 ~ 1133780	flgF		945639
	NC_000913.2	2873443 ~ 2874351	cysD		947217
	NC_000913.2	4054648 ~ 4056057	glnA		948370
	NC_000913.2	1108558 ~ 1110093	opgG		945005
	NC_000913.2	103155 ~ 103985	ftsQ		944823
	NC_000913.2	1724047 ~ 1724646	b1649		946166
	NC_000913.2	2820730 ~ 2821791	recA		947170
	NC_000913.2	3815783 ~ 3816607	dinD		948153
E. coli フルオロキノロン耐性遺伝子					
	NC_000913.2	29651 ~ 30799	carA		949025
	NC_000913.2	4610434 ~ 4618849	deoC		948902
	NC_000913.2	1133025 ~ 1133780	flgF		945639
	NC_000913.2	3790849 ~ 3791706	htrL		948137
	NC_000913.2	2820730 ~ 2821791	recA		947170
	NC_000913.2	4269072 ~ 4271894	uvrA		948559
	NC_000913.2	2101415 ~ 2102533	wbbK		946555
	NC_000913.2	814962 ~ 815870	ybhK		945390
	NC_000913.2	1009187 ~ 1011094	uup		945566
	NC_000913.2	1148951 ~ 1149880	fabD		945766
E. coli 標準化遺伝子					
	NC_000913.2	1148951 ~ 1149880	fabD		945766

生 物	RefSeq	nt	遺伝子	別の名称	遺伝子 ID
Pseudomonas aeruginosa フルオロキノロン耐性	NC_000913.2	404059 ~	proC		945034
	NC_000913.2	4183296 ~	rpoB		948488
Pseudomonas aeruginosa トブラマイシン耐性遺伝子	NC_002516.2	899830 ~	PA 0825		880620
	NC_002516.2	106321 ~	PA 0985		877569
	NC_002516.2	1385668 ~	cobB		881727
	NC_002516.2	4088904 ~	dxr		880464
	NC_002516.2	1167488 ~	flgF		878576
	NC_002516.2	3367903 ~	lexA		879875
	NC_002516.2	4385900 ~	moaE		878985
	NC_002516.2	4051564 ~	recA		880173
	NC_002516.2	317966 ~	PA 0284		879699
	NC_002516.2	674667 ~	PA 0613		878382
	NC_002516.2	2200685 ~	PA 2012		879012
Pseudomonas aeruginosa 標準化遺伝子	NC_002516.2	3508717 ~	PA 3126		882640
	NC_002516.2	4407760 ~	PA 3932		879072
	NC_002516.2	4671319 ~	PA 4175		880208
	NC_002516.2	5349201 ~	PA 4762		881766
	NC_002516.2	5693138 ~	hslU		881050
	NC_002516.2	3326145 ~	fabD		880434
	NC_002516.2	434830 ~	proC		878413
	NC_002516.2	4776544 ~	rpoB		881699
	NC_007793.1	39127 ~	mecA		3913904
	NC_007793.2	39128 ~	mecA		3913904
Staphylococcus aureus メチシリン耐性遺伝子					
Enterococcus faecalis バンコマイシン耐性遺伝子	NC_008768.1	11489 ~	EF vanA		

生 物	RefSeq	nt	遺伝子	別の名称	遺伝子ID
	NC_008768.1	11489 ~ 12520	EF vanA		
	NC_008768.1		EF vanB		
	NC_008768.1		EF vanB		
Mycobacterium tuberculosis	ストレプトマイシン耐性				
		907338 ~ 908018,			
	NC_000962.2	相補体	Rv0813c.1	Rv0813	885395
		1807298 ~ 1807762,			
	NC_000962.2	相補体	Rv1608c.1	bcpB	885530
	NC_000962.2	2075877 ~ 2078702	Rv1832.1	gcvB	885716
		3835272 ~ 3836891,			
	NC_000962.2	相補体	Rv3417c.1	groEL	887877
Mycobacterium tuberculosis	リファンピシン耐性				
	NC_000962.2	1777859 ~ 1778539	Rv1570.1	bioD	886338
	NC_000962.2	1805653 ~ 1806000	Rv1606.1	hisi	886011
	NC_000962.2	2567504 ~ 2568406	Rv2296.1	Rv2296	887796
		2645771 ~ 2646673,			
	NC_000962.2	相補体	Rv2364c.1	era	886027
Mycobacterium tuberculosis	イソニアジド耐性				
	NC_000962.2	2518115 ~ 2519365	Rv2245.1	kasA	887269
	NC_000962.2	2520743 ~ 2522164	Rv2247.1	accD6	887671
		3153039 ~ 3154631,			
	NC_000962.2	相補体	Rv2846c.1	efpA	888575
	NC_000962.2	4116002 ~ 4116379	Rv3675.1	Rv3675	885155
		4261153 ~ 4263066,			
	NC_000962.2	相補体	Rv3801c.1	fadD32	886130
Mycobacterium tuberculosis	フルオロキノロン耐性				
	NC_000962.2	2518115 ~ 2519365	Rv2245.1	kasA	887269
	NC_000962.2	2520743 ~ 2522164	Rv2247.1	accD6	887671
	NC_000962.2	59122 ~ 59376	Rv0055.1	rpsR	887022
		1477628 ~ 1479118,			
	NC_000962.2	相補体	Rv1317c.1	alkA	886916

生 物	RefSeq	nt	遺伝子	別の名称	遺伝子 ID
M. tuberculosis エタムブートール耐性	NC_000962.2	3049052 ~ 3051424, 相補体	Rv2737c.1	recA	888371
	NC_000962.2	3098964 ~ 3100169, 相補体	Rv2790c.1	ltp1	888585
	NC_000962.2	3676775 ~ 3681316	Rv3296.1	lhr	887503
M. tuberculosis 標準化対照	NC_000962.2	2279129 ~ 2280124 3134596 ~ 3135483, 相補体	rv2032		887582
	NC_000962.2	4360199 ~ 4360546, 相補体	rv2827c		887707
	NC_000962.2		rv3880c		886205
Streptococcus agalactiae 生物 ID	NC_000962.2	759807 ~ 763325 2223343 ~ 2224029, 相補体	Rv0667.1	rpoB	888164
	NC_000962.2	3017835 ~ 3019421	Rv1980c.1	mpt64	885925
			Rv2703.1	sigA	887477
Serratia proteamaculans 生物 ID	NC_004368.1	113813 ~ 113862	tig	gbs0104	
	NC_004368.1	116727 ~ 116776	pyrG	gbs0106	
	NC_004368.1	1796241 ~ 1796290	scrR	gbs1736	
	NC_004368.1	1930084 ~ 1930133	hs10	gbs1865	
	NC_004368.1	27753 ~ 277602	Sglys	gbs0260	
	NC_004368.1	293911 ~ 293960	proB	gbs0273	
	NC_004368.1	296033 ~ 296082	mraw	gbs0275	
	NC_004368.1	296975 ~ 297024	ftsL	gbs0276	
	NC_009832	1003727 ~ 1003776	dkgB	Spro_0904	5603647
	NC_009832	1043868 ~ 1043917	mtnK	Spro_0946	5603764
40		30	20	10	

生 物	RefSeq	nt	遺伝子	別の名称	遺伝子 ID
Streptococcus mitis 生物 ID	NC_009832	106923 ~ 106972	xyfF	Spro_0099	5605677
	NC_009832	1066040 ~ 1066089	proA	Spro_0968	5605339
	NC_009832	1119783 ~ 1119832	aroL	Spro_1018	5603038
	NC_009832		リン酸ABC トランスポーター		
Streptococcus mitis 生物 ID		11924 ~ 11973	周辺質基質結合タンパク質 PstS	Spro_0012	5603657
	NC_009832	1170021 ~ 1170070	secD	Spro_1063	5606770
	NC_009832	1181606 ~ 1181655	ribD	Spro_1072	5606850
Candida albicans 生物 ID	NC_013853.1	741 ~ 790	dnaA	smi_0001	8797427
	NC_013853.1	1121903 ~ 1121952	mscL	smi_1137	8798101
	NC_013853.1	298410 ~ 298459	purR	smi_0302	8799383
	NC_013853.1	317077 ~ 317126	amiA	smi_0322	8799444
	NC_013853.1	539539 ~ 539588	nanA	smi_0601	8797777
	NC_013853.1	637090 ~ 637139	codY	smi_0687	8799389
	NC_013853.1	683274 ~ 683323	pstS	smi_0732	8797867
Candida albicans 生物 ID					
	NC_007436.1	102175 ~ 102224	CaJ7_0076		3704032
	NC_007436.1	174830 ~ 174879	CaJ7_0103		3703998
	NC_007436.1	376124 ~ 376173	CaJ7_0197		3704134
	NC_007436.1	465177 ~ 465226	CaJ7_0245		3703842
	NC_007436.1	658412 ~ 658461	CaJ7_0344		3703873
Acinetobacter baumanii 生物 ID	NC_007436.1	771224 ~ 771273	CaJ7_0399		3704050
	NC_009085.1	1008527 ~ 1008576	fusA	Als_0868	4918267
	NC_009085.1	1155941 ~ 1155990	lysS	Als_0998	4918633
	NC_009085.1	1168069 ~ 1168118	イソクエン酸リアーゼ	Als_1008	4919056
	NC_009085.1	1173092 ~ 1173141	ureC	Als_1014	4917976
Acinetobacter baumanii 生物 ID	NC_009085.1	1330602 ~ 1330651	rnhB	Als_1140	4917576

【 0 1 4 1 】

生 物	RefSeq	nt	遺伝子	別の名称	遺伝子ID
Proteus mirabilis 生物 ID	NC_009085.1	1395212 ~	pyrB	ALS_1190	4919730
	NC_009085.1	155583 ~	guaA	ALS_0130	4920269
	NC_009085.1	1820125 ~	cmk	ALS_1571	4917197
	NC_010554.1	106142 ~	secD	PMI0078	6801011
	NC_010554.1	1061810 ~	map1	PMI0997	6802785
	NC_010554.1	1070228 ~	ftnA	PMI1007	6802218
	NC_010554.1	1078862 ~	PrC	PMI1016	6802734
	NC_010554.1	109131 ~	nrdR	PMI0080	6802391

10

20

30

40

【表 8】

遺伝子	配列番号	配列
ftsQ	1	CGACAGTGTGGTGAGCGGCTGGGTGCTGTTGGGCTGGATGGAAGATCGCAACGCCCTGCCCGCTCTCAAAGCTGGTGTGACCGGTGAACGCCATTACAC
murC	2	GAATTGTTACCGGAGTGGGCGTCAAGCCACGACTTACGGCTTCAGCGAAGATGCCGACGTGCGTGTAAGATTATCAGCAGATTGGCCCGCAGGGGC
opgG	3	TTGTGGATGTGAGTCGAAATCTATCTGCGCGATAAAAGTCGGCAAACCTGGGGGTTGCACCGTTAACCCAGTATGTTCCGTGTTGGCCGAACCAACCGTC
putP	4	TAGTGTTTAGTTTGTGGTAAAGCGCGCTCAGCGGCGATGCAAAAACCGCTTTGCCGAGGCCGATGCGCACTATCATTCGGCTCCGCCGTACCGTTGCA
secA	5	CTCGAAAATGTATAAACCGGTGAATAAAAATTATTCGACCTGATCCGTACGAAAAAGAAAGACTCCGAAAAACCTTC
uup	6	CAGGCGAAGGCCACTTCTCGGTG
fabD	7	AACGCTATCACGATATTTTCGCGCCTGGTGATGAACGACCCCGAGCGAGAAAAATCTCAACGAACTGGCGAAGGTTCA
proC	8	GGAAACAGCTGGATCACCAACCT
proC	9	GAGCTAGTAGAAAAAGGTAAATCATTAGGTGCAAAACGTGTCTATGCCCTTTAGCAGTATCTGGACCATTCCTATTCATCGCTAATGAAAGTGATTGAAGAAG
rpoB	10	TAAACAGCTATCACCGGAAGCGGCCAGCATTTTATATATCATGTATTCGAGCAATATGTTAAAGCTGGTACGAAACT
rocD	11	TGGTCTAGAAAAAAGAACAAAGTTGA
spxA	12	GGAGAAATGGCATTAGGTAGAAACGTAGTAGTTGGTTTTCATGACTTGGGACGGTTACAACATATGAGGATGCCGTTATCATGAGTGAAAGACTTGTGAAAG
ppnK	13	AAAGATCCTGAAGGCAATAATATATGGATATGTTATCTGCATATTCGCG
prfC	14	AAATATAAAAATGACTGAAGACGGTACTGATGAAATCATTTCTACACGTT
uvrC	15	ACAGGTCAATTTAGGATTTTATGCGGATTGGTTACCTCATGAAGTTGAAAA
iles	16	AAATTAGACCGAGTAGGTAAAGAACCATTTGAATTTATAGATGAAATCGA
pyrB	17	AAATATTTCCGGACCGTATCCGAATGCATATCTGCTCAAGAAAACTAAAAA
rbgA	18	AAATCAAGAAAAATGGGATGCAGAAAGATCAATACCATAAAGCGTTAGAA
clpS	19	AAATATACAAAACCTTATCCAAAAGGCAAGTCAATTTAAATCTGGTGAACGT
ihfB	20	AAACCTATGATAGATGAAGTTATTAACCAAAAACACACGTGTTGTTATAT
lrp	21	CAACTGATGCTCAGGTTCACTATGAAGGTAGGCGATTTGTGGCGTGTACCGCGGAAGTGGCGGAGACCCAAAG
mraW	22	TCGCTATGGTGATCAGTACGCGA
dacC		CTCGCACCGGACGTAAACCGAAAACTGGTGATAAAAGTCGAACCTGGAAGGTAAGTACGTTCCGCACTTTAAGCCCCG
		GAAAGAATTACGTGACCGCGCCAA
		TCATCTGGTTTCCGGTGATTTTCGACTATCTGTTGAAAAACCCGTTACCGGATATGTACGCGTATCGTAAATTAATCTG
		GGCGAGACCTTGCTGCGCCTGCCG
		TCATTGCTGGAAGATCGCATTTGTGAAGCGCTTTATGCGTGAGCAAAAGCCGCGGTCCGACGTTCCGGCGGGAATA
		CCGATGACCGGAAGCGCAGCTCAAA
		GCGATCTACGCGCAGAAAGGAATTCCTCTTGAACAACATCAAGCAGCCGGAACCCGCAACCTGCTGCTGTGGCGCGGACA
		AGACCGTCGACGGCCTGAAGACCG

10

20

30

40

遺伝子	配列番号
lipB	23
mpI	24
proA	25
sltB1	26
fabD	27
ピロリンレダクターゼ	
rpoB	28
birA	29
queA	30
hpt	31
cysM	32
scrR	33
ntpA	34
recD	35
araD	36
phoP	37
arcB	38
ftsL	39
thiE	40
speA	41
prsA	42
murZ	43
vick	44
panF	45
slmA	46
aroQ	47
menC	48
rnpA	49
bioB	50
serB	51
	52

配列

CCTGGGGCTACCCGGGATGCCCATGACCCAACTGGCGACCTGGTTGGCCGGTGGATTTTGCCGAGGTTGTGTAC
 CCGATTGCGCGCTGAGCTCGTCTC
 ACCGCCCGGCACGGCGATCCTGAACAACCTGGAATTTCGACCACGCGGATATCTTCCCGACCTCGCGGCCATCGA
 GCGCAGTTCCACCACATCTGGTGG
 AAGTGGATTCCGCTTCGGTGATGGTCAACGCCCTCGACCCGCTTCGCCGACGGCTTCGAGTACGGCCTCGGCGCCGA
 GATCGGGATTTCACCCGACAAAGCT
 CGATGCGTTTCGTCGGCGACAAAGGCATCGAGTATTGGGTGCGTTTGCCGAACCTTCTACGTGATCACCCGCTATAA
 TCGCAGCGCCATGTATGCCATGGC
 AGCTGGTGTGAAGCGAATGATTCGGTTAAATGTGAGTGGCCCTTTCATACGCGGCTGTTACAACCAGCATCAAAA
 AAATGGCTCAGGATTTAGCAAAA
 CAAGAAGCACAAATGGCTCTTTGGCAATAAAGAAAGCCAAAGTTGTTTCATGCCATTCTTAATACACAGTTAGCGTGA
 ATCAAGCGGTGATTGGCGTAGCCT
 CACAGTTATCACAGTTTCATGGACCAACAAACCCCATTAGGTGAGTTAAACCCATAAACGTCGTCTATCAGCCCTTAGG
 GCCTGGTGGTTTGACTCGTGACCG
 AGCCAAGAAGCTGCCAAAGGCGCCTCGATCGGCAATTTTTTTCAGCTAG
 ATGGTCATGTGGAATTGCTTTTGCTTAAAAATACACAAGGAGATCAATGG
 ATCAAGAAAAAATCCGCTTATGATTTGGTGATTTAAAGGATCAGTTCCCT
 AACTTTAGCAATAGAACTAGGTGCTTGGATGCCCTATGCAATTTAATAACC
 ATTGGGCTACAAGCCTAACAAATCTCGCTAGAAGTTTGCAAGGTAAATCAA
 AGAAATGTTTGACGGTATTCAGCGACCGCTTGATCGTTTTTCAAAAAGCAA
 ACCATTGACCATATTTTAGAAGACCCAAAGCAAAATTAGAAACTATCTCTGG
 AAATTACGTGGGCAATGTCCTCGAAGTTTGCTGTAATTAGGACGTAT
 ACGACATGGTCGCCAAGCACCGGCAACTGGCCGAGATCATCGCCAGCGAC
 TCACATTGAAAGATTGAAAAAACGCAATATCAACACCACTACCTTGCTG
 CGCGTGTGAAAAAGCTTTTACTTTTCCATTGCTGTAACCACTCTTATT
 TGGCGTACATGTAGGTCAAGATGATATTGGTGTGATGAAATTAGAAAAAT
 GATTGGTGGAACAACCTTCATCGGTGCAGACTATGATTCTGGCAACCTGCA
 AGTTTTTGAACAAATATGGCTCAGAGCTTGATGATAAAGAGGTTGATG
 ATTTTATGGGAGCCCTTAGGCGGTTTTTGGTGAAGCGACAGTTGGTCTA
 ATTTGATTGCAGGAGATTATTCGAAGTTCTTGATATGCAAGGTGGGTCT
 AAAAGAGCGGGCAATATGGTGGATCTCGACTCCAACCCGACCAAGTTGAT
 AGCAAGTGCTTACAGTATTGATACATATGCTTCATTCTGAACGTGGAATG
 CTAAATATGTTAGGGGCTCGCGAGCCAAAAACATATGCGAGTATTTCTC
 ATCCCCGTTGATAGCCAACTTATCTCGGTGATCGTTTTTTTAAAAACGCG
 AAATTACAATCCTTGCTAGAAAAAATAATCTTGAACATCCGCGTTTAGGT
 CATCCAAGTGTAGAAATATGGTCTGTTTGCAAAAGTTGAGGCGTTATTTGA
 ATACGGCACAAAAGTTGGACATAAATAAGCTAGAAAAAATTTCAACAAAAAGT

遺伝子	配列番号
hita	53
Rv1980c	54
rv1398c	55
rv2031c	56
MAP_2121c	57
MAV_3252 (MAP_1263)	58
MAV_3239 (MAP1242)	59
MAV_1600 (MAP2380)	60
rv1641 (MAP1352,	61
MAV_3127)	62
Rv3583c (MAV_0570,	63
MAP0475)	64
Pf927	65
Pfs48/45	66
PFI1020c	67
PFA0660w	68
PFA0635c	69
PFA0130c	70
PF11_0282	71
PFE0660c	72
PFC0800w	
PFL2520w	

配列

AGCCGCTACGGCTGTGGCAAAAGCCCTTTGAACAGAAACAGGCATTAAAG
 ATCGATAGCCCGAATGCCGGCTTGGACCCGGTGAATTATCAGAACTTCGAGTCACGAACGACGGGGTGATTTTC
 TTCCTTCAACCCGGGGAGTTGCTG
 GGGACGACCTTGCAATCGGACCTGCAGGCTATAAACGATTTCGTCGACACGCTTCGCCACCTGGATCCGCCGGTGCG
 TCGCTCCGGTGGTTCGTGAACAGCA
 AGGCCACCCCGCGTCCCTCTTCCCGGAGTTTCTGAGCTGTTCGCGGCCCTTCCCGTCATTCCCGGACTCCGGCC
 CACCTTCGACACCCGGTTGATGG
 AACTGGCGGGTATTCGCTGATCCCGTCGGACAAAGGTGCCGGTGGAGGACGGCAAGACGAAAGTTTCATCCTGGTCC
 GCACCGCGAGGAACGTCAGGGCG
 CGCGCCCCAGAGTGTCTACGGCGTGGTCCCATGTGCGCGGTGATATCGGGCGCTCTTCGGCTCCCTCGGCAACTCG
 GTGGGCATCACCATTGACCGCCAG
 ATCGACCCCGGATTGCCCTCGCGCGGAATCGATTTTCATGCTCGCCGACCCCGTGCCTCGTCACGGTCACCCACCG
 CCGAACTGGCGCTTCGGCCGGCG
 GTCGACCGCGGAGAAATGATCGCCACGCATCGAAATTCGCTGGCGCGCTACAAGCTTCCCAAGGCGATCGTGTTC
 GTCGGTGATCGAGCGCAGCCCGT
 GTCAAAGAACAAAAGCTGCGACCAAGATTGACGATCAGATTACGAGACCAAAAAGGTCACGTCTCGCTTCT
 TGGAGCGGGGATCGAAGTCAAGG
 GAACAAAAAGATATCTCGTCTTGAAAGTTGCGCAGGGCGACCTGACAGTACGAGTTCCCGCTGAAAAACGCCGAAT
 ACGTCGGTGTTCGCGATGTCG
 GGTCACAAAAGGATAGTCCCAAGCCCTTGGATAAAATTTGGAATATCTATGATTATCACTATGAGCATGAAACACAT
 GCCCTCTCTCACCTCGTATTAGA
 AGAGTTGAAACTGATAATCGGAATTAGGTTAAATTGAATATGAAATAGAAAGAAAATGATACAAAACCCCTAATTATA
 ATGAAAGGACAAATAACTATATCTC
 AATATGACAGATAACATAACGCTAAAAACACCGGTAATATCATCTCCTATGGATACAGTAACGGGACATAAGATGT
 CAATAGCTTTAGCTTTGAGCGGTG
 ACATATACAAATAGATGAGGTGGTAAAACCTGACACAAAGAAAGGTTATAAAAAATGAAGGAATGCCCTTACTCAAGA
 GATCCAAGTATTAGAGGAAATTTG
 ACAGGGAATGATAAACATATAGATAGTGAACATAATGGAATAAATAAAAAATGTACAAAGAAACAATACATAAAACA
 CTAACATCTGATGATCAACAGAA
 CCCAATACCTACATGTGGAGCTTCTAGGGTTATGGAGAAATGTCAAAAGATGTATAAGGTGGTTATAAAAACCGAAG
 GAGAGGACGATAAAGTGGATAAT
 CGCTTAGCTAATTCAATTGGACTAATTGATGCAGGTTATAGAGGAGAAATTTATTTGCCGCCCTTGGATAAATACTAGTG
 ACCAAGAGTATCACATTAAAAAA
 GGGACGAAGGGGATTTTCGACAACAATTTAGTTCTCCACCAATTAGAAAAATATGATTAAAAATAGCCTTAGGAGCATG
 TGCAAAATTAGCAACCAATATG
 ATTATCTTACCTGTGAATATAAAAAAATGCTATGGAAAAACAAGCTGAAGCAGAAAAAGAAAAAGAGCTGAAATTT
 TACAAAAGTGAAGGAGAAAGAGAAA
 TACTTTATCCCGTGTGTTAAGAAATGATATTGAAGAAGAAGAAGAGATGAGGAAGATGAAAAAAAATATAAAC
 AACTCCCAAGATACCACTTAAGT

10

20

30

40

遺伝子	配列番号	配列
PF07_0128	73	TGAAGGACCAAAAAGGAAATGAACAAAAAACAACGTGATGACGATAGTTTGAGTAAAAATAAGTGTATCACCAGAAAAAT TCAAGACCTGAAACTGATGCTAAA
PF10_0346	74	GAGGTGCTCTCAAAATGGAGTGCAGAAAGATAAAAAGACAGAAATATTTACTAGAACAAAATAAAAATTCATCATG GGATAGAAAATAACATCCCGCATGA
PF13_0233	75	ATACACCACTGCTGTTCCCTTATTTGTTGCAATAAACCCATACAAGGATTTAGGAAACACAACTAATGAATGGATT CGTAGATATCGTGATACAGCTGAT
PFA0110w	76	AGAACCAACTGTTGCTGAAGAACACGTAGAGAACCAGCTAGTGATGTTTCAACAAACTTCAGAAAGCAGCTCCAACA ATTGAAATCCCGATACATTATAT
PF01170c	77	ACTATTAAAGCTATGGAAATTTATATGGGAAAGCTACCATGAACAAATGAAAGGAGAAAAATATGCTGCCACTAAACGTA GCATGCTCAGATATTATGATGATT
PF07_0006	78	ATATACCAGAAAGTAGTAGTACATATACAAATACAAGGTTAGCAGCAATAACAGTACAACACTACAAGCACTACAAA AGTAACAGATAATAATAAACAAA
PF11_0512	79	ATTCAAACCACTTATCGTAGATGATGAACCTACTTGAATACAACCAAAAAGGTTTCATAACATAGGAAGAAATGGAGAA GACATTTTAACTGCTAIGCAACA
マトリックス+A	80	CTCACCGTGCCAGTGAGCGAGGACTGCAGCGTAGACGCTTTGTCCAAAATGCCCTTAATGGGAATGGGGATCCAA ATAATATGGACAGAGCAGTTAAAC
マトリックス+B	81	ATCGAAAGCTTAAGAGGGAGATAACATTCCATGGGGCCAAAGAAAATAGCACTCAGTTATTCTGCTGGTGCACCTTGC CAGTTGTATGGGACTCATATACAA
マトリックス+C	82	GCAGGCAATGAGACCAATGGGACTCATCTAGCTCTAGCACTGGTCTGAAAAATGATCTCCTTGAAAAATTTGCAG GCCTATCAGAAAACGAATGGGGTG
マトリックス-A	83	GCTGACAAAAATGACCAATCGTCAGCATCCACAGCAITTCGTGTTCCCTCTCGATATTCCTCCCTCATAGACTCTGGT ACTCCTTCCGTAGAGGCCCTCTT
マトリックス-B	84	GGTTGTTGTTACCAATTTGCCATGAGACTTATGCTGGGAGTCGGCAATCTGTTACAGGTTGGGCATATAAGGCCA AATGCTGATTCGGTGGTCACAGCC
マトリックス-C	85	ACACAAATCCTAAAATCCCTTAGTCAGAGGTGACAGGATCGGTCTTGTCTTTAGCCATTCCATGAGAGCCCTCAAG ATCGGTATTCTTTCCAGCAAAAGAC
gag A	86	AAACATATAGTATGGCAAGCAGGGAGCTAGAACGATTGCGAGTTAATCCTGGCCCTGTTAGAAACATCAGAAAGGCT GTAGACAAATACTGGGACAGCTAC
gag B	87	CAGCTGACACACAGSACACAGCAATCAGGTGACCCAAAAATTACCTTATAGTGCAGAAACATCCAGGGGCAAAATGGTACA TCAGGCCATATCACCTAGAACTTT
gag C	88	ATCAGAAGGAGCCACCCACAAAGATTTAAACACCATGCTAAACACAGTGGGGGGACATCAAGCAGCCATGCAAAATG TTAAAAGAGACCATCAATGAGGAA
gag D	89	TAGAGACTATGTAGACCGGTTCTATAAAAACCTTAAGAGCCGAGCAAGCTTCACAGGAGGTAATAAAAATTTGGATGACA GAAACCTTGTGGTCCAAAATGCG
rev A	90	GAGACAGCGACGAAGAGCTCATCAGAAACAGTCAGACTCATCAAGCTTCTCTATCAAAAGCAACCCACCTTCCCAACCC CGAGGGGACCCGACAGGCCCGAAG
rev B	91	CGACAGGCCCGAAGGAATAGAAGAAGAGGTGGAGAGAGACAGACAGATCCATTTCGATTAGTGAACGATCC TTGGCACTTATCTGGGACGATCTG

遺伝子	配列	配列番号
rev C	CTTATCTGGACGATCTGCGAGCCTGTGCCTCTTTCAGCTACCACCGCTTGAGAGACTTACTCTTGATTGTAACGA GGATTGTGGAACCTCTGGGACGCA	92
rev D	GAACTTCTGGACGCGAGGGGTGGGAAGCCCTCAAATATTGGTGAATCTCCTACAGTATTGGAGTCAGGAACATAA AGAAATAG	93
gpG A	TGGGCAACCCAAACGTAATGCGGCCCATGTGACGTACTACCGGCTCACCCGGCCCTGCCGTCAGCCCATCCTC CTTCGGCAGTATGGAGGGTGTGCG	94
gpG B	CTGCTGGTGCAGTCTGGGACCGCGCCGGAGACATTTCAGTACCAGATCGAATCAGGCGGAGCTGCACGTGG GTCTGTTGTGGTAGAGGTGGCG	95
gpG C	CCTACCACGCTCGCTTTTGTCTCCCAAGAGCCTGCTGGTGGGATTACGGGCCGACAGTTTATTTCGGATGGCACGA CCACGGAAGACGGGTCCTGCG	96
gpG D	CCCCTGTTCTGGTTCCCTAACGGCCTCCCCTGCTCTAGATATCCTCTTTATCATCAGACCAACCATCCACACGGCGG CGTTGCTTTGCTGCTGCGCTTGG	97
b1649	GCTAAGCGAATTACTAAAAACCGCTGAAGTGCCGAAAGGGTCCTTCTATCACTACTTTCGCTCTAAAGAAAGCGTTT GGCGTTGCCATGCTTGAGCGTCAI	98
codB	GTGCGCTGTTGACCTTCCTTTCGGCAGCTATTCTCCTCCAGTGGGTGGCTGATCATCGCCGACTATCTGATGAACC GTCGCCGCTATGAGCACTTTGCGA	99
cysD	CAATCCGGTGATGCTCTACTCTATCGGTAAGATTCCAGCGTCATGCTGATCTGCGCGCAAGGCGTTTTATATCC AGGTACGCTGCCTTTTCCCGTTGCT	100
dinD	TGGATTAGATCAGAAAAAGCTATTCTACAGCGGAAGGGCTGAAAAAGAAATCAGAAGATCCTGGATCATATGGGTTCAT ACAGAACTGGCGGCTAATCTCTTT	101
y1cB	GAATACCGCCACGACACGGGAGTTTTCGACCGGCCTTAACGCCAGCTTTTGACCTCGATTTTTTTCGGTCGCTTAAAG AATCATGAGCGAAGCCGAGCGACAA	102
flgF	GAAGGCAGTAACGTCAATGCCGTTGCGGCAATGAGCGACATGATGCCAGCGCGCGGCTTTTGAAATGCAGATGA AGGTGATCAGCAGCGTCGATGATA	103
cysD	CAATCCGGTGATGCTCTACTCTATCGGTAAGATTCCAGCGTCATGCTGATCTGCGCGCAAGGCGTTTTATATCC AGGTACGCTGCCTTTTCCCGTTGCT	104
glnA	TTGCGTAAACCCGACCTTTATGCCAAAAACCCGATGTTCCGGTGATAAACGGCTCCGGTATGCACCTGCCACATGTCTC TGTCATAAAACCGCGTTAACCTGT	105
opgG	TTGTGGATGTGCAGTCGAAAAATCTATCTGCGCGATAAAGTCGGCAAACTGGGGGTTCACCCGTTAACCCAGTATGTT CCTGTTTGGGCCGAACCAACCGTC	106
ftsQ	CGACAGTGTGTGGTGAGCGGTGGGTGCTGTGGGTGGATGGAAGATGCGCAACGCCCTGCCGCTCTCAAAGCTGGT GTTGACCGGTGAACGCCATTACAC	107
b1649	GCTAAGCGGAATTACTAAAAACCGCTGAAGTGCCGAAAGGGTCCTTCTATCACTACTTTTCGCTCTAAAGAAAGCGTTT GGCGTTGCCATGCTTGAGCGTCAI	108
recA	AACACGCTGCTGATCTTTCATCAACCCAGATCCGTAATGAAAAATTTGGTGTGATGTTTCGGTAACCCGGAAACCACTACCG GTGGTAACGCGCTGAAATTTACG	109
dinD	TGGATTAGATCAGAAAAAGCTATTCTATCAGCGGAAGGGCTGAAAAAGAAATCAGAAGATCCTGGATCATATGGGTTCAT ACAGAACTGGCGGCTAATCTCTTT	110

遺伝子

配列番号

carA	GATGAAGAAATCTTCTCAGGTACATGCACAAGGTCTGGTGATTCGCGACCTGCCGCTGATTGCCAGCAACTTCCGTA ATACCGAAGACCTCTCTTCTTACC	111
deoC	CAATCGCCTACGGTCTGATGAAGTTGACGTTGTGTCCCGTACCGCGCGCTGATGGCGGGTAACGAGCAGGTTGG TTTTGACCTGGTGAAAGCCTGTAA	112
flgF	GAAAGCAGTAACGTCAATGCCGTTGCCGCAATGAGCGACATGATTGCCAGCGCGCGGCTTTTGAAATGCAGATGA AGGTATCAGCAGCGTTCGATGATA	113
htrL	CCCGATCTCTTCAACCTAAACTATCTGGGGAGAGGAAAATGGTTTCGATTTGTTTCGCTGCTTCAGGAGTAACACTT TAGGGGCAAAAATGCAGCGCTGA	114
recA	AACACGCTGCTGATCTTCATCAACCAGATCCGTATGAAAAATTGGTGTGATGTTTCGGTAACCCGGAAAAACCACTACCG GTGGTAACGCGCTGAAAATTCACG	115
uvrA	GCTGCCCTGCTATCTCCGACATGAGCATTTGGTCATGCGATGGAATCTTCAACAATCTCAAACTCGCAGGTCAGCGG GCGAAGATTGCAGAAAAAATCCTT	116
wbbK	TTTCCCTCTAGGTTAGAAACATGGGGATTGCCGTTGCTCTGAAGCTAAAGAGCGAGGTAAGTGGGTATTAGCATCAG ATTTCCCATTTACTAGAGAACTC	117
ybhK	AACGGAACCGAGCGTCGCCCTCCGCGATGTTTGAAATACCGTTTTTGGTGGCAATGGCGGAACCTTCCGGTCATAATCTC GGAAACTTGATGTTAAAGCGCTG	118
uup	AACGCTATCACGATATTTCCGCGCTGGTGATGAACGACCCGAGCGAGAAAAATCTCAACGAACTGGCGAAGGTTCA GGAACAGCTGGATCACCAACCT	119
fabD	TGCCATCCGTGACGCACTGGTACGTTCAGTTGTATAACCCGGTTTCAGTGGACGAAGTCTGTTGAGTACATGGCAGCG CAAGCGGTAGAACATCTCTATGAA	120
fabD	TGCCATCCGTGACGCACTGGTACGTTCAGTTGTATAACCCGGTTTCAGTGGACGAAGTCTGTTGAGTACATGGCAGCG CAAGCGGTAGAACATCTCTATGAA	121
proC	AAACCTGGCATCATGATTAAAGTGCTTAGCGAAATCACCTCCAGCCTGAATAAAGACTCTCTGGTCGTTTCTATTG CTGCAGGTGTCACGCTCGACCCAGC	122
rpoB	ACTAACGGAATACGGCTTCCTTGAGACTCCGTATCGTAAAGTGACCGACGGTGTGTGTAACGTACGGAATTCACCTACC TGCTGCTATCGAAGAGGCAACT	123
PA 0825	TGTGTTCTTCCCTGGCGGTTTCGGCGCACACCGCTTCTACCTGGGAAAAACCGGCACGGCGTTACCCCAACTGAT CATCACGCTGATCGGTGTGTTTCAC	124
PA 0985	CCACAACAATACTCTTATCAAGAAATCCCCCAACCCCTCTAGAAAAAGCAGAAAGCCATCTACAATGGTGAGCTACT TGTGGATGAGATAGCCAGTCTACA	125
cobB	GAACACGGCGGAGGGGTGTTCCGCTCTTGGCCGGCTGACGGCTTCCTATATCCATTTTCTACCTGCGTTCCCAACCCG CAGGCCCGCGCTGCGTTGCTGGCG	126
dxr	CCCGGCCATGCTGAATGCCGGAACGAGGTGGCCGCTTGGCCGCAATTTCTCGAGCGGCACATCCGCTTCAGCGACATC GCCGTTATCATCGAGGACGTGCTG	127
flgF	TCTCGACAGCGGCTTTCGTGCGGACTTCGAGCAGGCGGCTTCGATGCAGGTGTTTCGGCGACAGCTTCCCGGGCGCG GGTATTCCGCATGAGCGAGCGGCC	128
lexA	GCAGCAAGGTCTGGCTGCTGGCGGAAAAACCTGAGTTCGCTCCGATCGAAGTCGATCTGAAGGAGCAGGAACCTGAT CATCGAAGGCTTGAGCGTCGGCGT	129

遺伝子	配列番号	配列
moaE	130	CGGGCAGGAGCTTAACGCCCTGCATGCGCAGAACGTCGGCATCGGCCGGTGGTCGGCTTCGTCCGGCTACGTGCG
recA	131	CGACTTCAACGACGGTCGCGAGGT GGTGAAGAACAAAGGTTTCCCGCGCGTTCCCGCCAGGCCGAGTTCAGATCCTCTACGGTAAGGGCATCTACCGTACC
PA 0284	132	GGCGAGATCATCGATCTGGGCGTG CTTCGGCGCCGTCGAGATCACCGTGCACAAAGGCCAGGTGGTGCAGATCGAGCGCAAGGAAAAATTCCGTCTGCAG
PA 0613	133	CAACCGCCGCTCAAGCAGGCCCTGA GAGCACTATCTCAATCGCGACAGCTTCCCGGAGCAGAAAGTACCGCCACTGCGGTTGCAGCCGCAACACCTTTTATC
PA 2012	134	TGCGCCTGCATGTGGCGCACCCAGG CCTGCTGAAGCCGCGCCACGTGGAGATCCAGGTATTGCGCCGACCGCCATGGCCACTGCCCTGTACCTCAACGAACGC
PA 3126	135	GACTGTTGATCCAGCGCCGCCAC TTCAACGATCTGTTGAGTCGGCCCTGCGTAATGAGGCCGGGAGTACCTACCCGCCCTACAAAGTCGAAAAAGCACG
PA 3932	136	GTGACGACGAGTATCGCATCGTTA ACGGCCGCTGAGCCTGCCGCCATTGCGCGAAAGTCCGGGAGACATCCTGCCGTGGCGGAATACTTTCATCGGCGT
PA 4175	137	CTATGCCCCAGCCCTGGACCTGCC ACGCTGCAGACCATCTGGTTCACAAACACCAACCCAGTGCTACGGCGACGCCCTCGACCATCAACCAGAGCGTCAACCG
PA 4762	138	TGCTGACCCGCGGGCGAATATCC CCTGGAGATGTCGGATCCCAACGACGAGCGGATCAAGCCGATGCGCGAAGGGATGGAACGTGACCCCTGAAGATGTTTC
hslU	139	GACGACACCCCTGCGCCGCTACCG TATGTCGGACGCGACGTGGAATCGATCATCCGCGATCTGCCGACGCGCGGTGAAGATGCTCCGCGAACACAGGAGA
fabD	140	TCCAGAAGGTCAAGTATCGCGCCG GGTGGCGTTGCCAGTCAGCGTGCCGTGCGCATTTGCGAACTGATGCGTCCGGCCGCCGAGCAGTTCCGCCGCCCTCGGTC
proC	141	GAAAGCCTGCAGTGGCAGGCGCG CCTGTGGCTGGACGACGAAGCGCAGATCGACGCGGTGACCCGAGTGTCCGGGCAGCGGCCCGCGGTATTTCCTCCTG
rpoB	142	CTGATGCAGGCCATGACCGACGCC ACCTTCGCCGTACCGCTGCCGTGAAAAGTTCCGCTGATCATCTTCGACCGCGAGTCTGTCGAACAAGCGGATCAAGG
mecA	143	ACATCAAGGAACAAGAGTCTACA AACATGATGATGGCTATTAAATGTTAAAGATGTACAAGATAAAGGAATGGCTAGCTACAATGCCAAAAATCTCAGGTA
mecA	144	AAGTGTATGATGAGCTATATGAGA AGAAATATAAAGGCTATAAAGATGATGCAGTTATTGGTAAAAAGGGACTCGAAAAAACTTTACGATAAAAAAGCTCCAA
EF vanA	145	CAIGAAGATGGCTATCGTGTACA TGATAGGCCGGTGGCAGCTACGTTTACCTATCCTGTTTTTGTTAAGCCGGCGGCTTCAGGCTCATCCTTCGGTGTG
EF vanA	146	AAAAAGTCAATAGCGCGGACGAA GGAGCGAGGACGGATACAGGAACGGCAAAAAAATATATAAAGCGCTCGGCTGTAGAGGTCTAGCCCCGTGTGGAT
EF vanB	147	ATGTTTTTACAAGATAACGGCCGC GAGGACGCTTACCTACCTGTCTTTGTGAAGCCGGCACGGTCAGGTTGCTCCTTTGGCGTAACCAAAAGTAAACAGT
EF vanB	227	ACGGAAGAACTAAACGCTGCGATA AATCCGGTTGAGCCACGGTATCTTCCGCATCCATCAGGAAACGAGCCGGAAAAAGGCTCAGAGAATCGCATGATT
		ATCGTTCAGCAGACATTCCGGTC

遺伝子	配列番号
Rv0813c.1	148
Rv1608c.1	149
Rv1832.1	150
Rv3417c.1	151
Rv1570.1	152
Rv1606.1	153
Rv2296.1	154
Rv2364c.1	155
Rv2245.1	156
Rv2247.1	157
Rv2846c.1	158
Rv3675.1	159
Rv3801c.1	160
Rv2245.1	161
Rv2247.1	162
Rv0055.1	163
Rv1317c.1	164
Rv2737c.1	165
Rv2790c.1	166

配列

ACCAGGCTTACGAGAAGCGGGATTCTGGCGGTTCTGTCGCCGACCCGTACGATCCGAGCGAGTCTCAGGCGATCGAG
 TTGCTATTGGCGCATTCGGCCGGT
 CCGCCCAATTGGGGTCAAGCGGGTCTGTTGGGCAAGTTGATGCCGGTCAAAACGACACGACCTTTGTCAATCGACAC
 CGACCGTAAGGTGCTCGACGTGAT
 GTCGATTACCTGGCCTGAATTTCGGGGCTCAGCATCCATTTGCCCCCGGCATCTGATACCGCTGGGCTGCGTCAACTT
 GTTCCCGACCTACAGAGTTGGCTG
 CGTTGATCCCTGCTGCACCAAGACATCAGCTCGCTTCCCGATCTGTTGCCATTGCTGGAAAAGGTTGCAGGAAC
 GGGTAAGCCACTACTGATCGTGGC
 CAGCTGGCCGGCTTGGCGCGATATCCGACGCCGATGGCCCCGGCCGCCGGAACACGCCGGGATGGCGTTGC
 CCGCCCGCATCAGATCGTGGGC
 GGTGGCCTGGATTGTGACGGGACGCCGTATTGTTGACGGTTGACCAGGTGGGCGGTGCCATACCGGCGGAT
 CACAGTTGCTTCGATGCCCGCGTG
 CCGCGAGGGGCGCACCCACTCCCTTCTACGTGTGGGGGGCGGTTTGGCGCGCTATTCTCCGGTGCTTCCCGCTGG
 CCGTCTGGTGAATTCGGCACCGT
 GGTGGATTGTGAGCAGCTTCGTTGACCCGGCCCTGCCAATACGACACTGGTGGTCAATCGTCAACCAAGATTGACAA
 GGTGCCGAAAAGAAAAGTGGTCG
 CGGCATCCACGCACTCGAAGACGAGTTCTGTACCAAGTGGGATCTAGCGGTCAAGATCGGCGGTCACTCAAGGAT
 CCGTCCGACAGCCACATGGGCCGA
 CGCGAGTACACCGTTCCGCGGTACCGTGGTCAACCCGAAAGAACCTACGGCGGGGCATACATTGCGATGAACCTCC
 CGGTCGTTGAACGCGACCAAGTG
 GTGTGCTCTCGCAGCTGGTCCCGGTTTTCGCCACGGGTGTTGACCATCGGCGGGGATATCTGCTATTTCGGCGC
 CATGCTGTACGGCTCATTTTTCAT
 GCAGCCCGAGGCCGTGGATGTGCATACGCTCGCTCGGAATGGAATCCGGAGGCGCTGGATTACCTGCAATCGACGT
 CAAGCCCGCGCAATCACCGATTCA
 GAGAGTGGGATGGCGTACCAACACCCGTTTCATCGTGAATGGAAGATCAGGTTCCAGCCACCAACCTTGGT
 TCGTCAAGTCGAAAAGTGGCGAA
 CGGCATCCACGCACTCGAAGACGAGTTCTGTACCAAGTGGGATCTAGCGGTCAAGATCGGCGGTCACTCAAGGAT
 CCGGTCGACAGCCACATGGGCCGA
 CGCGAGTGCACCGTTCCGCGGTACGCTGGTCAACCCGAAAGAACCTACGGCGGGGCATACATTGCGATGAACCTCC
 CGGTCGTTGAACGCGACCAAGTG
 CAAGTCAGCAAGCGGCCCGGCTCCGAAAAGCCGGTCAAGACGCGTAAATGCGTGTCTGCGCGAAGAAGGAC
 CAAGCGATCGACTACAAGGACAC
 CGGCCGCCGATTCGAGTCTGCCACCGCATCAGCGGGCACGGTGTGCTGCGGCTACCCGTCCTGCAACCATTCGC
 CTTGAGGGTGTTCGGCCATCT
 TCGTCAACCGGTGACGGATCCAGAGCAACGTTCAAGTGTTCGAGGTCCGGATCTCCGGGTATGGATAACGTCACGGC
 ATTTCGCGGAGTCAGTTCCCATGTG
 AACAAACCCGATGACAGTTTCAGGACGAATACACCCCTGGACGACATCTTGGCCCTCAAAGATGATTTCCGACCCCGC
 TGACCAAAATTGCAGTGTCTTCCCA

遺伝子	配列	配列番号
Rv3296.1	CCGCTACCGCAGTGGTACCCACCGACAGCACATTTGTTGGTCGAGCGGTTTCGTGACGAGCTGGGCGATTGGCGGGT GATCTTGCAATTCGCCGTATGGGCT	167
rv2032	TCGCTGCGGCTCTACGATTCTGTCGTATCATGCCGAACTCTTTTGGTGGACAGGGGCTTTTGAGACTTCTGAGGGCA TACCGCACAGTTCATTGGTATCGG	168
rv2827c	CGGCACACCGAAGTGATGCCGGTGACTCGATTCAACCACCGCGCACAGCCGCGGACCGTGGCGAGAGTGTCTGGGCTC CCGAGTATCAGCTTGTTCGACGAGC	169
rv3880c	CGGTTTCAGTCGGCCCTAGACGGGACGCTCAATCAGATGAACAACGGATCCTTCCGCGCCACCGACGAAGCCGAGA CCGTCGAAGTGACGATCAATGGGC	170
Rv0667.1	AAGAGTGCTCTACGAGCTGTCTCCGATCGAGGACTTCTCCGGTTCGATGTCTCTGTGACCCCTCGTCTT CGACGATGTCAAGCACCCCTCGA	171
Rv1980c.1	CGCCGAATGCCGGCTTGGACCCGGTGAATTATCAGAACTTCGCAGTCACGAACGACGGGGTGATTTTCTTCTCAA CCCGGGGAGTTGCTGCCCGAAGC	172
Rv2703.1	AGCGACCAAGCAAGCACGGCGACCGGATGAGCCGGTAAACGCAACCGCCACCAAGTCGCCCGCGGCTTCCGCGTCC GGGGCCAAGACCGGCGCAAGCGA	173
tig	AAGCACTCTACGAAATGCAATTGAATTTAGTGTTCGCAAAAGGCTTACGAA	174
pyrG	AAATTGTTTGTGATCACTTGAAGCTTGAGACACCTGCTGCTGATATGACA	175
scrR	AACTATCTTATGTAATAGTGAAGAGATCCTATCAAGAAAGAAAGATAAC	176
hslo	AAATAGTAAAGTAAGTGTCAAGTTATTGGAGATAGTCTTTTGGTCAATA	177
Sglys	AAGGGAATTTTCTAAAGCAGCCCAAGGTTTGTTCGCGGAAAGGTTTA	178
proB	AAGCGTCTCAAGAAATATCACAAACAAAGCATTTTCTAGCGTAGGACA	179
mraW	AAGGCTATTGACAAATGCTCATATACGTTTAAAGAAATATGTGGATACCGG	180
ftsL	AAGTTAAACAAGAAGTAAATCAATTAATAGTAAATCAACGATAAACAG	181
dkgB	AACCAATCGAGCTGTCCCATATCTGCAGAAACCGCAAGTGGTGGAAAT	182
mtnK	AACCTGTTGATTACGGCGGTTTTTGGCCAAAGGCATACGGTAAAGGTAC	183
xylF	AACCGTGAATTGACGGCGGGAATCAAGTGGTGGCGGATCAGTGGGTC	184
proA	AAACTGGAAGCCGAAAGCGAAGTGATTTTACAGGCTAACGAACAGGACAT	185
arol	AAAGCATTTGCTCTGCAACGGTCACTCAACCGTCAACTGTAGTTGCCACT	186
PstS	AAAAATGGAACGACCCCGGATCACCAAGCTCAACCCAGGCGTTAAGCTG	187
secD	AACGTGACATGGTGTCTCTGCCAACGGCACCAACACCCCTGAAAGCCAAAC	188
ribD	AACCTGCGTCAACCGTTGCCGATTAATCTGGATAGCCAAAATCGCGTCAC	189
dnaA	AATTGTTCTGACTAGTGATCGTAGTCTTAACACTTAGAGGGCTTGAAG	190
mscL	AAGGAATTGAAAAAGCTCAAGCCCTTACTAAGAAAGAAGAAGCTGTGAG	191
purR	ACTGGTGTGGTGGTGTGATTTTCACACCATCAATCTCAAGCCATGA	192
amiA	AAGATGGTTTATTCAAATTTCTGGCCATTAAACGGAAGATTTGAAAAATC	193
nana	AGCGATGACCTATACCACTATGATAGTGGTAAATAGTGGTCAACAAACAG	194
codY	AACATGATTTACGATACAGAAGCCAATCTGACAGTTGATCATGATTGAG	195
pstS	ACAACTCCGTAGTATCTTCACAGGTCAAGTGACCAACTGGAAAGAAGTCG	196

配列番号

197 AAAGCTGCTAAATCTGCCAAGACTGCTGCTGCTGGTGGTAAGAAAGGAAAGC
 198 AAAATGGTACTACATGTGCATCATACTTTACTACTATATTGATCCGGAACA
 199 ACATAGTCCAAATAACAATAAATAAATTTGAGGATCATGATGATGAAATTTGGAT
 200 AAAACAACAATCAACTGGTGAATGAAGTCAAGAGCAAGAGAAAAATCGGCA
 201 AATGATTTATGATACGTTTAAATAAATTACAAGAAATCTAGTATCAGTCGA
 202 ACACAAAACCTGAAGACAAAAGGACTAGCACTTCATCCAAAGGAAGAACCAT
 203 ACTGGTGTAGTTGACCTTATCGAAATGAAGGCAATTATCTGGGATGAAGC
 204 AATTGTGAATGAAGAAAACGCGTAAGACTTTTGAAATTCGTGCCAAAAGTCG
 205 AAAAAGTATTTCCGCTAGCAGCAAGCAAAACGTTATATCTACCTTTCTGGTTG
 206 ACAGAAGTAATTCAGGTGAAGGACAAAAATTTAAACAGCTGGTGGTATTGA
 207 AAATTGATGAGCTGAATATCTTGCAGGCAACTTTTGGCTATGCAACGT
 208 AAAACTCCACCCGTACTCGTACTACTTTTGAAGCAGCAGCAAAACGTTTG
 209 ACCGCAAGTGGTGTGTAATTAAGCGTCCAGTATTGGGTATTGCTATG
 210 AGTTGCAGGGTATGGGCTAGATGCTAAAAATAACGACATTTTAGCTAAT
 211 AAAATTGAAGCGAAATCAATCGCCCTTGAAAAATGGTGGCATTTTGGCTCG
 212 AAAAAGTAAAGATATTATTAATGTCGATATTACACTAGAAAAAAATGGTT
 213 AAAACTTATGAGCACGAGAAGTTTATTACAGCTGAAATTAATAAACTAGC
 214 AAAACAGGTGAATTAGTCCCTTTATATGATCTGTTTAAACCTTGCGCAAAA
 215 AAAACGCCCTGTGAGTCTGATGATGTTGAAGCTGCTATTAAATCATATCA
 216 AAAGGTATTGAGCGCGCTATTCCATTTGCCCATTTACATAACCCAGCTCA
 217 AAAAAAGATGTTCTGATGGAAGAAATTTGTTGCTAGATATCACGAAAAATAC
 218 AAATGGGCAATTGGTGATCAGGTACTACTAACTTTGGTTTAGCTACCGA
 219 ATCGTCGGCAACCAAGAACGTCGCCGGGCGAGTTGTAAGACGGCTTGACCGT
 220 ATCGACATCCACGCGCGTGAGATCCTGACCCCTGCGTTTCGCGCCTGAACGA
 221 CAAGATCTACACGCTCCGTTCCGTTGGTGATGACCCACCAAGTACGGCGAAG
 222 AAGCGCTGATCGGCGCGCAAGTTCACCGACCGCGAAGTGCAGAAAGGACAT
 223 ATGCTCGAAATTTCCACGCTGGAAGTACGTCGTCATCCTGATCGTACTGGC
 224 CGAGCGCCGGCATAAGCAGTTGAAAGACAAGGGGGTTTCTGTAACTTTG
 225 CCTGCCCGACCCGATCCCGGGCAAGGGCGAGATGCTCTGCCAGGTCTCCA
 226 CGCCGAAGGCATGGCCGGACAGCCGCCGCACAGCCTGCCCGAGCGGCACCA

配列

【 0 遺伝子

1 CaJ7_0076
 4 CaJ7_0103
 2 CaJ7_0197
 CaJ7_0245
 CaJ7_0344
 CaJ7_0399
 fusa
 lyss

イソクエン酸リアーゼ

ureC
 rnhB
 pyrB
 guaA
 cmk
 secD
 map1
 ftnA
 Prc
 nrdR
 ackA
 Pta
 fadL
 purF
 clpP
 sdhA
 dnaK
 secD
 cmk
 purC

パントテン酸キナーゼ

【表 9 - 1】

表 3 (1/3)

表3: パイロット実験用の24遺伝子プローブセット

名称	遺伝子番号	目的	以前のマイクロアレイベースのアッセイ ¹ における誘導/抑制の程度			
			ETH/INH	SM	RIF	FQ
Rv0667	rpoB	対照	-0.8	1.4	0.1	0.5
Rv1980c	mpt64	対照	0.2	0.4	-1.2	0.1
Rv2703	sigA	対照	0.0	0.4	-1.4	-0.8
Rv3583c	Rv3583c	対照	0.6	1.0	-1.8	1.6
Rv0055	rpsR	FQ	1.4	1.7	-0.9	3.6
Rv1317c	alkA	FQ	1.0	0.4	0.5	5.5
Rv2737c	recA	FQ	-0.2	-0.1	-0.6	4.6
Rv2790c	ltp1	FQ	-0.9	-1.1	-0.7	4.2
Rv3296	lhr	FQ	0.3	0.1	0.2	4.1
Rv2245	kasA	INH	7.4	-1.9	-1.0	-1.1
Rv2247	accD6	INH	5.1	-0.8	-0.8	-1.3
Rv2846c	efpA	INH	6.2	-0.7	-0.9	0.2
Rv3675	Rv3675	INH	2.4	0.0	0.0	-0.4
Rv3801c	fadD32	INH	3.3	0.8	-0.6	-0.2
Rv0984	moaB2	RIF	-0.9	-1.1	1.7	0.1
Rv1570	bioD	RIF	0.2	-0.3	1.2	0.2
Rv1606	hisI	RIF	-0.1	-0.4	1.5	-0.1
Rv2296	ハロアルカン	RIF	-0.7	0.1	1.2	-0.1
Rv2364c	era	RIF	-1.0	-0.6	1.4	0.0
Rv0813c	CHP	SM	0.3	3.8	0.3	0.1
Rv1511	gmdA	SM	0.4	1.6	-0.3	0.5
Rv1608c	bcpB	SM	0.9	2.2	0.3	0.2
Rv1832	gcvB	SM	-0.4	1.3	-0.4	-0.4
Rv3417c	groEL	SM	-0.3	1.6	-0.9	-0.8

1.The transcriptional responses of Mycobacterium tuberculosis to inhibitors of metabolism: novel insights into drug mechanisms of action. Boshoff HI,Myers TG,CoppBR,Mc Neil MR,Wilson MA,Barry CE3rd.J Biol Chem. 2004 Sep17;279(38):40174-84

【表 9 - 2】

表 3 (2/3)

遺伝子	Acc. No.	配列	
lhr	Rv3296.1	CCGCTACCGCAGTGGTACCCACCGACAGCACATTGTTGGTCGAGCGGT TTCGTGACGAGCTGGGCGATTGGCGGGTGATCTTGCAATTCGCCGTATG GGCT (配列番号 : 228)	
alkA	Rv1317c.1	CGGCCGCCCGGATTTCGAGTCTGCCACCGCATCAGCGGGCACGGTGTGCG TGCGGCTACCCGTCGGTGACCATTCGCCTTCGAGGGTGTTTTCGCC ATCT (配列番号 : 229)	
ltp1	Rv2790c.1	AACAACCCGTATGCACAGTTTCAGGACGAATACACCCTGGACGACATC TTGGCCTCAAAGATGATTTCCGACCCGCTGACCAAATTGCAGTGCTCT CCCA (配列番号 : 230)	10
リコンビナーゼ (インテインを 含有)	Rv2737c.1	TCGTCAACGGTCGACGGATCCAGAGCAAACGTCAAGTGTTCGAGGTCC GGATCTCGGGTATGGATAACGTCACGGCATTTCGCGGAGTCAGTTCCCA TGTC (配列番号 : 231)	
bioD	Rv1570.1	CAGCTGCCCGGCTTGGCGCGATATCCGCAGCCGATGGCCCCGGCCGCC GCCGCCGAACACGCCGGGATGGCGTTGCCCGCCCGCGATCAGATCGTG CGGC (配列番号 : 232)	
bex	Rv2364c.1	GGTGGATTGTGAGCAGCTTCGTTCCGACCGGCCCTGCCAATACGACAC TGGTGGTCATCGTCACCAAGATTGACAAGGTGCCGAAAGAAAAGTGG TCGC (配列番号 : 233)	
hisI2	Rv1606.1	GGTGCGCCTGGATTGTGACGGCGACGCCGTATTGTTGACGGTTGACCA GGTCGGCGGTGCCTGCCATACCGGCGATCACAGTTGCTTCGATGCCGC GGTG (配列番号 : 234)	20
moaB2	Rv0984.1	CCGCGCAGTGTTCAAAGCTCGGATATACGGTGGCACCCATGGAACAGC GTGCGGAGTTGGTGGTTGGCCGGGCACTTGTCGTCGTCGTTGACGATC GCAC (配列番号 : 235)	
epfA	Rv2846c.1	GTGTGTCTTCGAGCTGGTGTCCCGGTTTTCGCCACGGGTGTTGACCA TCGGCGGCGGATATCTGCTATTCGGCGCCATGCTGTACGGCTCATTTT TCAT (配列番号 : 236)	
アセチル/プロピオニル- CoA_カルボキ シラーゼ_b _サブユニット	Rv2247.1	CGGCGAGTGACCGTTCCGCGGGTCACGCTGGTCACCCGAAAGACCTA CGCGGGGCGATACATTGCGATGAACCTCCCGGTCGTTGAACGCGACCAA GGTG (配列番号 : 237)	
Rv3675	Rv3675.1	GCAGGCCGAGGCCGTGGATGTGCATACGCTCGCTCGGAATGGAATGCC GGAGGCCGCTGGATTACCTGCATCGACGTCAAGCCCGCGGAATCACCGA TTCA (配列番号 : 238)	30
gcvB	Rv1832.1	GTGATTACCTGGCTGAATTCGGGCGTCAGCATCCATTTGCCCCGGC ATCTGATACCGCTGGGCTGCGTCAACTTGTGCGGACCTACAGAGTTG GCTG (配列番号 : 239)	
bcpB GDP- マンノース_4, 6_デヒドラターゼ	Rv1608c.1 Rv1511.1	CCGCCCCAATTCCGGGTCAAGCGCGGTCTGTTGGGCAAGTTGATGCCGG TCAAACGCACGACCTTTGTCATCGACACCGACCGTAAGGTGCTCGACG TGAT (配列番号 : 240)	
60_kD_ シャペロニン_1	Rv3417c.1	ACGCCGTTCTACCCGCGGTCACCGTATGGCGCCGCCAAGGTCTATTTCG TACTGGGCGACCCGCAATTATCGCGAAGCGTACGGATTGTTCCGCCGTT AACG (配列番号 : 241)	
mpt64	Rv1980c.1	CGTTGATCCTGTGACCAAGACAAGATCAGCTCGCTTCCCGATCTGT TGCCATTGCTGGAAAAGGTTGCAGGAACGGGTAAGCCACTACTGATCG TGCC (配列番号 : 242)	40
rpoB	Rv0667.1	CGCCGAATGCCGGCTTGGACCCGGTGAATTATCAGAACTTCGCAGTCA CGAACGACGGGGTGATTTTCTTCTTCAACCCGGGGGAGTTGCTGCCCG AAGC (配列番号 : 243)	
		AAGAGGTGCTCTACGAGCTGTCTCCGATCGAGGACTTCTCCGGGTGCA TGTCGTTGTGCTTCTCTGACCTCGTTTCGACGATGTCAAGGCACCCG	

【表 9 - 3】

Rv3583c	Rv3583c.1
sigA	Rv2703.1
b- ケトアシル - ACP_ シンターゼ_ (メロミコレート_ 伸長)	Rv2245.1
30S_リボソーム タンパク質 _S18	Rv0055.1
ハロアルカン デハロゲナーゼ	Rv2296.1
fadD22	Rv3801c.1
CHP	Rv0813c.1

表 3 (3/3)

TCGA (配列番号 :244)

GAACAAAAAGAGTATCTCGTCTTGAAAGTTGCGCAGGGCGACCTGACA
GTACGAGTTCCCGCTGAAAACGCCGAATACGTCGGTGTTCGCGATGTC
GTCC (配列番号 :245)

AGCGACCAAAGCAAGCACGGCGACCGATGAGCCGGTAAAACGCACCGC
CACCAAGTCGCCCCGGGCTTCCGCGTCCGGGGCCAAGACCGGCGCCAA
GCGA (配列番号 :246)

CGGCATCCACGCACTCGAAGACGAGTTCGTACCAAGTGGGATCTAGC
GGTCAAGATCGGCGGTACCTCAAGGATCCGGTCGACAGCCACATGGG
CCGA (配列番号 :247)

CAAGTCCAGCAAGCGGCGCCCGGTCCGGAAAAGCCGGTCAAGACGCG
TAAATGCGTGTCTTTCGCGGAAGAAGACCAAGCGATCGACTACAAGGA
CACC (配列番号 :248)

CCGCGCAGGGGCGCACCCCACTCCCCCTTCTACGTGTGGCGGGCGTTTG
CGCGCTATTCTCCGGTGCTTCCCGCTGGCCGTCTGGTGAACCTTCGGCA
CCGT (配列番号 :249)

GAGAGAGTGGGATGGCGTACCACAACCCGTTTCATCGTGAATGGAAAGA
TCAGGTTCCAGCCAACACCAACCTGGTTCGTACGTCGAAAAGTGGG
CGAA (配列番号 :250)

ACCAGGCTTACGAGAAGCGGGATTCTGGCGGTTTCGTGCGCGACCCGTA
CGATCCGAGCGAGTCTCAGGCGATCGAGTTGCTATTGGCGCATTCGGC
CGGT (配列番号 :251)

10

20

【図 1】




FIG. 1

【図 2】




FIG. 2

【 図 3 】




FIG. 3

【 図 4 】

生物 ID : *Pseudomonas aeruginosa*
臨床分離株




FIG. 4

【 図 5 】

K. pneumoniae 臨床分離株




FIG. 5

【 図 6 】

生物 ID : *S. aureus* 臨床分離株




FIG. 6

【 図 7 】

病原体特異的プローブを使用した病原体同定




FIG. 7

【 図 8 】

病原体同定感受性




FIG. 8

【 図 9 A 】

スパイクした(spiked)尿サンプル




FIG. 9A

【 ㊦ 9 B 】

スパイクした尿中の *E. coli* の検出




FIG. 9B

【図 10】




FIG. 10

【図 12】




FIG. 12

【図 11】




FIG. 11

【図 13】

メチシリン感受性 vs. メチシリン耐性S.aureusにおけるmecAの発現




FIG. 13

【図 14】

バンコマイシン感受性 vs. バンコマイシン耐性 EnterococcusにおけるvanAの発現






FIG. 14


【図 15】




【図 16】



【図 17】



【図 18】



【 図 1 9 】




FIG 19

【 図 2 0 】




FIG. 20

【 図 2 1 】



FIG. 21

【 図 2 2 】




FIG. 22

【 図 2 3 】




FIG. 23

【 図 2 4 】




FIG. 24

【 図 2 5 】




FIG. 25

【 図 2 6 】




FIG. 26

【 図 2 7 】




FIG. 27

【 図 2 9 】




FIG. 29

【 図 2 8 】




FIG. 28

【 図 3 0 】




FIG. 30

【 図 3 1 】




FIG. 31

【配列表】

2013520206000001.app

【 国際調査報告 】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US2011/026092
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
<i>C12Q 1/68(2006.01)i, C12Q 1/04(2006.01)i, G01N 33/15(2006.01)i</i>		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) C12Q 1/68		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Korean utility models and applications for utility models Japanese utility models and applications for utility models		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) NCBI PubMed, eKOMPASS (KIPO internal), 'drug, agent, discovery, resistance, sensitivity, determine, probe, mRNA, pathogen, etc.'		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WADDELL, S. J. et al., 'The use of microarray analysis to determine the gene expression profiles of Mycobacterium tuberculosis in response to anti-bacterial compounds' Tuberculosis (Edinb), 2004, Vol. 84, No. 3-4, pp263-274	25,26
A	- see the whole document, especially Abstract; Pages 265-266.	1-4,6-17
Y	NCBI Reference Sequence: NC_000913.1 (15 October 2001)	25,26
A	- see the whole document, especially ftsQ, murC, putP, secA, uup	1-4,6-17
A	MDIVANI, N. et al., 'Monitoring therapeutic efficacy by real-time detection of Mycobacterium tuberculosis mRNA in sputum' Clin. Chem., 2009 Sep, Vol. 55, No. 9, pp1694-1700 (Epub 2009 Jul 2) - see the whole document, especially Abstract; Page 1696.	1-4,6-17,25,26
A	GOLDMAN, R. C. et al., 'Discovery and validation of new antitubercular compounds as potential drug leads and probes' Tuberculosis (Edinb). 2009 Sep, Vol. 89, No. 5, pp331-333 (Epub 2009 Aug 28) - see the whole document, especially Abstract.	1-4,6-17,25,26
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 28 DECEMBER 2011 (28.12.2011)		Date of mailing of the international search report 02 JANUARY 2012 (02.01.2012)
Name and mailing address of the ISA/KR  Korean Intellectual Property Office Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsu-ro, Seo-gu, Daejeon 302-701, Republic of Korea Facsimile No. 82-42-472-7140		Authorized officer Lee, Jun Hyuk Telephone No. 82-42-481-8115 

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/US2011/026092

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	RAMAN, K. et al., 'targetTB: a target identification pipeline for Mycobacterium tuberculosis through an interactome, reactome and genome-scale structural analysis' BMC Syst. Biol., 2008 Dec 19, Vol. 2, No. 109 - see the whole document, especially Abstract: Figures 1-2.	1-4,6-17,25,26

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/US2011/026092

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☒ Claims Nos.: 5,6-17(partial: dependent on claim 5),18-24
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
See an Extra sheet.
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- ☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/US2011/026092

Box No. II-1.

Claims 5-18 are directed to a method of identifying an infectious disease pathogen comprising 'providing a test sample from a subject suspected of being infected with a pathogen' or 'administering the treatment to the subject'. Claim 19 is directed to a method of selecting a treatment for a subject comprising 'providing a test sample from a subject suspected of being infected with a pathogen'. Claims 20-24 are directed to a method of monitoring an infection with a pathogen in a subject (or a population) comprising 'administering the selected treatment to the subject' or 'administering a treatment to the subject'. The method is thus considered a therapeutic method or a diagnosing method falling into the category of methods for treatment of the human body by surgery or therapy as well as diagnostic methods [Article 17(2)(a)(i), Rule 39.1(iv) PCT].

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/US2011/026092

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
None			

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

(71)出願人 511230635

ザ ブリガム アンド ウーマンズ ホスピタル, インク

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 0 2 1 1 5, ボストン, フランシス ストリート 7 5

(74)代理人 100092783

弁理士 小林 浩

(74)代理人 100120134

弁理士 大森 規雄

(74)代理人 100104282

弁理士 鈴木 康仁

(72)発明者 ハン, デボラ

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 0 2 1 3 9, ケンブリッジ, アpartment 7 4, ハーバード ストリート 2 8 7

(72)発明者 ゴメス, ジェームズ

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 0 2 1 4 0, ケンブリッジ, レジェント ストリート 3 5

(72)発明者 コシミ, リサ

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 0 2 4 2 1, レキシントン, マレット ロード 8 0

(72)発明者 ニコール, ロブ

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 0 2 1 4 2, ケンブリッジ, ピー・オー・ボックス 4 2 5 0 8 3

(72)発明者 ボロウスキー, マーク

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 0 2 4 9 4, ニーダム, ハンネウェル ストリート 5 8 4

(72)発明者 バルツァック, エイミー

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 0 2 1 5 5, メッドフォード, ホブス ロード 1 0

(72)発明者 オンダードンク, アンドリュー, ビー.

アメリカ合衆国 マサチューセッツ州 0 2 0 9 0, ウェストウッド, リン ター 2 8

F ターム(参考) 4B024 AA13 CA09 CA12 HA11

4B063 QA01 QA18 QQ03 QQ06 QQ07 QQ10 QR55 QS24

专利名称(译)	<无法获取翻译>		
公开(公告)号	JP2013520206A5	公开(公告)日	2014-04-10
申请号	JP2012555149	申请日	2011-02-24
[标]申请(专利权)人(译)	Broad研究院有限公司 总医院集团 布赖汉姆妇女医院		
申请(专利权)人(译)	Broad研究院有限公司 总医院集团 在布莱根妇女医院，油墨		
[标]发明人	ハンデボラ ゴメスジェームズ コシミリサ ニコールロブ ボロウスキーマーク バルツァックエイミー オンダードンクアンドリュビー		
发明人	ハン,デボラ ゴメス,ジェームズ コシミ,リサ ニコール,ロブ ボロウスキー,マーク バルツァック,エイミー オンダードンク,アンドリュビー.		
IPC分类号	C12N15/09 C12Q1/68 G01N33/53 G01N33/569 G01N37/00		
CPC分类号	C12Q1/689 C12Q1/025 C12Q1/6809 C12Q1/6888 C12Q1/6895 C12Q1/70 C12Q2600/112 C12Q2600/158 G01N2333/35 G01N2800/52 G01N2800/56		
FI分类号	C12N15/00.A C12Q1/68.ZNA.A G01N33/53.M G01N33/569.F G01N37/00.101		
F-TERM分类号	4B024/AA13 4B024/CA09 4B024/CA12 4B024/HA11 4B063/QA01 4B063/QA18 4B063/QQ03 4B063/QQ06 4B063/QQ07 4B063/QQ10 4B063/QR55 4B063/QS24		
代理人(译)	小林 浩 铃木康仁		
优先权	61/323252 2010-04-12 US 61/307669 2010-02-24 US		
其他公开文献	JP2013520206A JP6138491B2		

摘要(译)

本说明书一般涉及检测，诊断和/或鉴定病原体（例如传染病病原体）和确定其药物敏感性的方法和适当的治疗方法。本发明一般还涉及监测个体受试者以及较大群体受试者的病原体感染的方法。

